

# Phlebologie · Lymphologie Lieferprogramm 2025


Kompressionsversorgungen in der Phlebologie und Lymphologie –  
trendsetzend, individuell und effektiv



# Mehr als ein Onlineshop Juzo Fachhandelsportal



Jetzt entdecken!



Jetzt registrieren!



## Registrieren Sie sich jetzt unter [portal.juzo.de](https://portal.juzo.de)

Neben unserem Onlineshop können Sie unsere Produktwelt und aktuelle Angebote jederzeit einsehen und erhalten Informationen über neue Produkte sowie Leistungen aus erster Hand.

### Ihre Vorteile

- Service rund um die Uhr auf allen Geräten
- 100 % gesicherte Datenübertragung per SSL
- Mit Ihren Merklisten gezielter zur Bestellung
- Mit einem Klick zur Nachbestellung
- Schnell und einfach zum Kostenvoranschlag
- Erinnerungsservice – Jetzt testen!

# Keine Zeit zu warten?

Zur Registrierung Ihres Zugangs benötigen Sie nur:



Ihr Konto wird umgehend durch unseren Kundenservice geprüft und aktiviert.

## Benutzerkonto – alles auf einen Blick

- Alle Bestellungen auf einen Blick
- Lieferstatus Ihrer Bestellungen
- Kommissionsinformationen
- Adress- und Kontoverwaltung
- Retouren-Portal

## Vorteile Kostenvoranschlag

- Schnelle und fehlerfreie Erfassung
- Angebot zu jeder Zeit sofort erhalten
- Kostenvoranschlag ohne Maße anfordern
- Kostenvoranschlag jederzeit zum Download
- Nach Genehmigung mit einem Klick bestellen




## Maßfassung und Serienprüfung

- Geführte Erfassung von Maßen
- Intuitive Prüfung auf passende Seriengrößen
- Detaillierte Dokumentation der Versorgung per PDF
- Automatische Prüfung Ihrer Maße

## Nachbestellungen

- Übersichtliche Suche Ihrer Bestellungen
- Schnelle und einfache Änderungen von Maßen und Sachmerkmalen
- Beliebig oft nachbestellbar
- Schnellbestellung via Produkt-Code (PZN/EAN/HMV)



# Kundenservice


## Juzo – Immer für Sie da

Sympathisch, freundlich und kompetent – so werden wir von unseren Kundinnen und Kunden beschrieben. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem offenen Ohr kümmern wir uns um Ihr Anliegen. Unser Anspruch ist es, Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden und daher suchen wir fortlaufend nach geeigneten Lösungen. Dabei greifen wir auf unsere Erfahrung und unser einzigartiges Fachwissen, das

wir stetig weiterentwickeln, zurück. Wir stehen Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, um nicht nur unseren Qualitätsansprüchen zu genügen, sondern Sie dabei zu unterstützen, den Therapieerfolg Ihrer Patientinnen und Patienten durch passende Produkte zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und darauf, Ihnen weiterzuhelfen.

### Der Juzo Kundenservice bietet Ihnen:

- Allgemeine Informationen
- Auskunft über den Auftragsstatus
- Auftragsannahme
- Individuelle Produktberatung
- Beratung bei Spezialfragen rund um die Kompressionstherapie



### Kontakt

Telefonisch erreichen Sie uns **Mo – Fr von 7.00 – 18.00 Uhr**.  
Ihre Bestellungen können Sie uns auch gerne online unter [portal.juzo.de](http://portal.juzo.de) oder per E-Mail übermitteln.

#### Juzo Kundenservice Deutschland

Tel. +49 (0)8251 901 0

E-Mail [bestellung@juzo.de](mailto:bestellung@juzo.de)

Shop [portal.juzo.de](http://portal.juzo.de)

# So finden Sie schnell zum passenden Produkt

## Rundstrick

Kompressionsstrümpfe / -strumpfhosen	8
Juzo Inspiration	8
Juzo Soft	10
Juzo Adventure	14
Juzo Move	16
Juzo Dynamic (Silver / Cotton)	18
Juzo Intenso	24
Juzo Basic	26
Juzo Ulcer Pro	28
Nachträgliche Änderungen	56

## Zusatzprodukte

Ersatzprodukte	83
Lymphpads	83
Pelotten	83
Befestigungsmöglichkeiten	84
Ergänzende Produkte	84
Adhäsions-Lotion	84
An- und Ausziehhilfen	85
Pflegeprodukte	87
Sonstiges	87

## Hilfsmittelnummern

Hilfsmittelnummern	88
--------------------	----

## Informationen

Juzo Fachhandelsportal	2
Übersicht Druckstärken	6
Qualitätsstandards	6
<b>NEU</b> Beratungshilfe Phlebologie	7
<b>NEU</b> Bügelbilder	58
Artikelcodierung	93
Liefer- und Zahlungsbedingungen	96

## Flachstrick

Kompressionsstrümpfe / -segmente	30
Juzo Expert (Silver / Cotton)	30
Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)	42
Sonderausstattungen	48
Nachträgliche Änderungen - Reparatur	57

## Entstauung

Juzo SoftCompress	60
Juzo SleepCompress	66
Juzo ACS Light	70
Juzo Compression Wrap	76
Juzo Liner	80
Juzo Liner Silver	81

# Medizinische Kompressionsbekleidung

## Die 4 Druckstärken

Medizinische Kompressionsbekleidung von Juzo garantiert korrekte Druckwerte sowie einen exakt definierten Kompressionsverlauf. Der Druck verringert sich stufenlos von der Fesselpartie nach oben in Richtung Herz, ebenso zu den Zehen hin. Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedlichste Ausführungen vom Wadenstrumpf bis zur Strumpfhose und vom Handschuh bis zur Gesichtsmaske erhältlich.

Kompressionsgestricke sind in 4 Kompressionsklassen unterteilt, die anhand der Stärke des Drucks im Fessel- bzw. Handgelenksbereich nach Gütezeichen RAL festgelegt sind. Beispielhaft sind hier mögliche Indikationen aufgeführt:

### 18 – 21 mmHg (KKL 1) – leichte Kompression

- Geringfügige Stauungsneigung mit Müdigkeits- und Schweregefühl der Beine
- Geringe Krampfaderbildung
- Vorbeugung von gesundheitlichen Beschwerden in der Schwangerschaft

### 23 – 32 mmHg (KKL 2) – mittlere Kompression

- Varikosis (Krampfadern)
- Beinschwellung während der Schwangerschaft
- Nach Verödung und Operation
- Dauerbehandlung abgeheilter Beingeschwüre
- Ödemneigung

### 34 – 46 mmHg (KKL 3) – starke Kompression

- Krampfadern aufgrund Schädigung tiefer Beinvenen
- Nach Abheilung offener Beine
- Starke Schwellungsneigung der Beine
- Chronisch venöse Insuffizienz
- Starke Ödemneigung

### > 49 mmHg (KKL 4) – sehr starke Kompression

- Schwere Lymphstauungen
- Lymphödeme mit Fibrosen


## Qualitätsstandards

### Kontrollierte Qualität



### Oeko-Tex® Standard 100

„Oeko-Tex® Standard 100“ ist ein weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Je intensiver der Hautkontakt eines Produkts ist, desto strengere human-ökologische Anforderungen muss es erfüllen. Juzo Kompressionsgestricke aus dem Rund- und Flachstrickbereich sind mit dem Textilzeichen „Oeko-Tex® Standard 100“ ausgezeichnet. Dadurch stellt die Julius Zorn GmbH sicher, dass sämtliche Bestandteile eines Produkts human-ökologisch und gesundheitlich unbedenklich sind.



### Gütezeichen RAL

Medizinische Kompressionsstrümpfe und -ärmel von Juzo entsprechen den gültigen RAL-Vorschriften. In den Prüfbestimmungen sind alle verbindlichen Richtlinien zur Herstellung von medizinischen Kompressionsstrümpfen und -ärmeln, sowie medizinische Kompressionsstrümpfe zur Behandlung von Ulcus cruris festgelegt, wie z. B.:

- Materialbeschaffenheit (Biokompatibilität)
- Regelmäßige Kontrollen, z. B. beim Forschungsinstitut Hohenstein
- Elastische Eigenschaften in Längs- und Querrichtung
- Kompressionsklasse 1–4 (bei Ärmeln Kompressionsklasse 1–3)
- Herstellung von Maß- und Serienprodukten



### ISO Zertifizierung

Bereits 1998 führte die Julius Zorn GmbH ein allgemeines Qualitätsmanagementsystem ein und wurde als eines der ersten Unternehmen in der Branche nach DIN EN ISO 46001 zertifiziert. Aktuell ist Juzo nach DIN EN ISO 13485, der Nachfolgenorm der DIN EN ISO 46001, zertifiziert.

# Beratungshilfe Phlebologie

Kundenbedürfnisse

Persönlicher Anspruch

Gewünschte Produkteigenschaften

„Meine Venenprobleme sollen optisch kaschiert werden.“  
 „Ich möchte mich weiterhin modisch kleiden können.“  
 „Niemand soll sehen, dass ich Kompression trage.“

- Farben
- Individualität
- Style

MODISCH

„Eine einfache Handhabung und guter Tragekomfort sind mir wichtig.“  
 „Ich möchte einen Strumpf, der optisch unauffällig ist.“  
 „Mein Strumpf muss etwas aushalten können.“

- Handhabung
- Strapazierfähigkeit
- Tragekomfort

FUNKTIONAL

„Ich habe hohe medizinische Ansprüche und möchte eine Erleichterung spüren.“  
 „Durch eine optimale Versorgung fühle ich mich sicher.“  
 „Ich möchte gut alleine zurechtkommen, um nicht auf Hilfe angewiesen zu sein.“

- Intensität
- Unterstützung
- Erhaltung

INTENSIV

Individuelle Versorgung\*

**Leichte Beschwerden**  
 z. B. leichte Varikose, initiale Phase nach Varikose-therapie

**Mittlere Beschwerden**  
 z. B. funktionelle venöse Insuffizienz, Varikose

**Starke Beschwerden**  
 z. B. Beschwerden nach tiefer Beinvenenthrombose, Postthrombotisches Syndrom

Juzo Basic - KKL 1-2

Juzo Inspiration - DER TRANSPARENTE  
 KKL 1-2

Juzo Soft - DER ALLROUNDER  
 KKL 1-2

Juzo Adventure - DER MARKANTE  
 KKL 1-2

Juzo Move - DER ANZIEHPROFI  
 KKL 1-3

Juzo Dynamic - DER SPEZIALIST  
 KKL 1-3

Juzo Intenso - DER KRAFTVOLLE  
 KKL 2-3

\* Die aufgeführten Strumpfqualitäten eignen sich gleichermaßen für jede phlebologische Indikation.

**Wichtig:** Bitte beachten Sie bei der Versorgung auch die medizinischen Leitlinien (z. B. S2k-Leitlinie 037/005 Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten), Kontraindikationen sowie individuelle anatomische und strukturelle Gegebenheiten der zu versorgenden Extremitäten.

Juzo bietet zudem Flachstrickprodukte und Spezialversorgungen zur Behandlung von *Ulcus cruris venosum*

	MODISCH	FUNKTIONAL				INTENSIV	
	<b>Juzo Inspiration</b> Art. 2701, 2702, 2781, 2782	<b>Juzo Soft</b> Art. 2001, 2002	<b>Juzo Adventure</b> Art. 3521, 3522	<b>Juzo Move</b> Art. 3611, 3612, 3613	<b>Juzo Dynamic</b> Art. 3511, 3512, 3513	<b>Juzo Intenso</b> Art. 3812, 3813	<b>Juzo Basic</b> Art. 3411, 3412
	DER TRANSPARENTE	DER ALLROUNDER	DER MARKANTE	DER ANZIEHPROFI	DER SPEZIALIST	DER KRAFTVOLLE	DER BEWÄHRTE
							
	<b>Lust auf schöne Beine</b>	<b>Der passt zu mir</b>	<b>Liebt die Herausforderung</b>	<b>Gleitet einfach tierisch gut</b>	<b>Taktisch gut aufgestellt</b>	<b>Der Starke mit der weichen Seite</b>	<b>Solide Qualität für den Alltag</b>
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparente Feinstrumpf-Optik</li> <li>Leicht formend</li> <li>Farb- und Mustervielfalt</li> <li>Mit Schwangerschaftsleibteil erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tolerant und zugleich passgenau</li> <li>Superweich</li> <li>Feines Mikrofaser-gestrick</li> <li>Farbvielfalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markante Rippstruktur</li> <li>Stabil und strapazierfähig</li> <li>Hoher Baumwollanteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leichtes An- und Ausziehen</li> <li>Innovative Gleitstricktechnik</li> <li>Blickdicht und edel</li> <li>Sehr strapazierfähig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassende Produktausführungen</li> <li>Blickdicht und robust</li> <li>Therapeutisch hoch wirksam</li> <li>Silver: Antibakterielle Wirkung</li> <li>Cotton: Mit Baumwolle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kräftiges und griffiges Gestrick</li> <li>Weiche Innenseite dank Plüsch</li> <li>Intensive Therapie</li> <li>Erleichtertes An- und Ausziehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuverlässige Basis-Versorgung</li> <li>Nahtloses und blickdichtes Gestrick</li> <li>Strapazierfähig</li> </ul>
<b>Einsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modeaffine</li> <li>Alle, die gerne Bein zeigen</li> <li>Schwangerschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allrounder für Job und Freizeit</li> <li>Der Wohlfühlstrumpf für alle</li> <li>Modeaffine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle, die eine klassische und sportliche Optik lieben</li> <li>Für Baumwoll-Liebhaber</li> <li>Für hohe Beanspruchung in Job und Freizeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In Kraft oder Bewegung Eingeschränkte</li> <li>Zur Rezidivprophylaxe bei <i>Ulcus cruris</i></li> <li>Für alle, die ein dezentes Design bevorzugen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompressionserfahrene</li> <li>Für Personen mit individuellen und hohen Versorgungsanforderungen</li> <li>Für alle, die bewährten Produkten vertrauen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höchste Therapieansprüche in der Phlebologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gute Qualität mit eingeschränktem Sortiment (z. B. Farben)</li> </ul>

# Juzo Inspiration

Art. 2701, 2702, 2781, 2782



Juzo Inspiration  
Lust auf schöne Beine

## DER TRANSPARENTE

Zieht alle Blicke auf sich – der Juzo Inspiration harmoniert dank Feinstrumpf-Optik perfekt mit schicken Outfits, offenen Schuhen sowie kurzen Röcken und Shorts. So lieben ihn alle, die bei Kompression Wert auf ihren individuellen Style, attraktives Auftreten und eine große Farbvielfalt zum Kombinieren legen. Die leichteste Qualität von Juzo bringt Modebewusstsein und medizinische Wirksamkeit in Einklang. Das feine Maschenbild, schmale Bündchen und die dezente Ferse sorgen für einen eleganten Look. Der im Gestrick enthaltene, offene Elasthanfaden bietet optimalen Halt. Die verstärkte Fußsohle steigert die Lebensdauer des Kompressionsstrumpfs.

Es gibt ihn in acht Standardfarben und sechs Trend Colours. Für noch mehr Abwechslung sorgt der Farbverlauf mit der Dip Dye Collection, das einzigartige Farbspiel der Batik Collection oder das eingestrickte Muster Vision.

Die Juzo Inspiration Strumpfhose ist auch für Schwangere erhältlich. Diese passt sich dank des Schwangerschaftsleibteils ohne Kompression und einer flexiblen Weitenregulierung perfekt an den Babybauch an.

### Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie

#### Eigenschaften

- + Transparente Feinstrumpf-Optik
- + Leicht formend
- + Farb- und Mustervielfalt
- + Mit Schwangerschaftsleibteil erhältlich

#### Versorgung

- + Bein

#### Kompressionsdruck

- 18–21 mmHg (KKL 1)
- 23–32 mmHg (KKL 2)

### Größentabelle

Art. 2701, 2702, 2781, 2782		Seriengrößen · Umfänge in cm						
Längen in cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
<b>PG</b> AG/AT/ATU	<b>cG</b>	AT/ATU	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
<b>normal</b> 72–83	weit		49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
<b>kurz</b> 66–72			41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
<b>extra kurz</b> 58–66	<b>cF</b>		41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
<b>PD</b> AD	<b>cE</b>		30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
<b>normal</b> 40–46	<b>cD</b>		27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
<b>kurz</b> 34–39	<b>cC</b>		29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
<b>extra kurz</b> 31–34	<b>cB1</b>		23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
	<b>cB</b>		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>PZ</b> 22,5–27,5	<b>cY</b>		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
<b>PA</b> 15–19	<b>cA</b>		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Schuhgröße: bis 44



### Versorgungsbeispiele



AG · Kakao  
Spitzenhafttrand



AT · Mandel  
Fußspitze geschlossen



ATU · Pfeffer  
Schwangerschaftsstrumpfhose

# Juzo Inspiration

## Produktausführungen · Bein

### Farben und Akzente

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt  
[juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)



Farben: Grau, Blau  
Formen: AF, AG, AT, ATU  
[juzo.de/dip-dye](http://juzo.de/dip-dye)



In Serie bei geschlossener Fußspitze erhältlich

### Hafränder



Noppenhafränder



Noppenhafränder Motiv



Balancehafränder



Balancehafränder Motiv



Spitzenhafränder

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen  
ca. 8 Tage

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Inspiration	
				Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz <sup>1</sup> 31–34	Gestrickabschluss Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder schmal · 3,5 cm		•	•
				•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Noppenhafränder · 5 cm Noppenhafränder Motiv · 5 cm Balancehafränder · 5 cm Balancehafränder Motiv · 5 cm Spitzenhafränder · 5 cm			•
	<b>AG</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
	normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Noppenhafränder / weit · 5 cm Noppenhafränder Motiv / weit · 5 cm Balancehafränder / weit · 5 cm Balancehafränder Motiv / weit · 5 cm Spitzenhafränder · 5 cm		•	•
	<b>AT</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Passend für Leibumfang 80–120 cm <b>Schrittlänge</b> normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Schritt geschlossen		•	•
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück		<b>2781, 2782</b>
	<b>Schwangerschaftsleibteil</b> <b>Schrittlänge</b> normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Schritt geschlossen		•	•
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen		•	•
		Geschlossen		•	•

# Juzo Soft

## Art. 2001, 2002



Juzo Soft  
Der passt zu mir

### DER ALLROUNDER

Der anschmiegsame und weiche Juzo Soft zaubert allen ein Lächeln ins Gesicht. Denn er begeistert mit seinem passgenauen, bequemen Sitz und fühlt sich auf der Haut toll an. Der Strumpf passt einfach immer und überall – perfekt geeignet, um sich in jeder Situation rundum wohlfühlen. Durch seine hohe Elastizität ist der Juzo Soft sehr flexibel und sitzt stets wie angegossen. Das weiche Mikrofasergerstick sorgt für einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport und exzellente Klima-Eigenschaften. Der Fußbereich ist dank seiner Softfußspitze mit mehr Zehenfreiheit besonders bequem und verfügt über eine verstärkte Ferse für optimalen Sitz und Langlebigkeit.

Mehr Auswahl macht das Leben bunter: Der Juzo Soft ist neben den Standardfarben auch in den farbenfrohen Trend Colours sowie der Batik Collection erhältlich.

### Merkmale

#### Rundstrick nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie (Bein)  
Lymphologie (Arm)

**Eigenschaften**  
+ Tolerant und zugleich  
passgenau  
+ Superweich  
+ Feines Mikrofasergerstick  
+ Farbvielfalt

**Versorgung**  
+ Bein  
+ Arm

**Kompressionsdruck**  
Ärmel: 15–21 mmHg (KKL 1)  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)

### Größentabelle

Art. 2001, 2002 Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
<b>PG AG/AT</b>	AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
	weit	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
<b>normal</b> 72–83 <b>kurz</b> 66–72 <b>extra kurz</b> 58–66	<b>cF</b>	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
	<b>cE</b>	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
	<b>cD</b>	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
<b>PD AD</b>	<b>cC</b>	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
	<b>cB1</b>	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
	<b>cB</b>	23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
<b>normal</b> 40–46 <b>kurz</b> 34–39 <b>extra kurz</b> 31–34	<b>cY</b>	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	<b>cA</b>	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
<b>PZ</b> 22,5–29,5		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
<b>PA</b> 15–21							
<b>Schuhgröße: bis 46</b>							




### Versorgungsbeispiele



AD · Mandel  
Fußspitze offen



AG · Mandel  
Hüftbefestigung als Paar zu  
tragen



AT · Pfeffer  
Fußspitze geschlossen



CG · Mandel  
Gestrickabschluss

# Juzo Soft

## Produktausführungen · Bein

### Farben und Akzente

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt [juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)

### Haftränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Spitzenhafrand

\* Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen ca. 8 Tage

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Soft 2001, 2002	
				Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz <sup>1</sup> 31–34	Gestrickabschluss Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Noppenhafrand · 5 cm* Noppenhafrand Motiv · 5 cm* Balancehafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand · 5 cm* Balancehafrand Motiv · 5 cm* Spitzenhafrand · 5 cm*		•	•
				•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss Noppenhafrand · 5 cm Noppenhafrand Motiv · 5 cm Balancehafrand · 5 cm Balancehafrand Motiv · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm			•
					•
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß			• •
	<b>AG</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
	normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Gestrickabschluss Noppenhafrand/weit · 5 cm Noppenhafrand Motiv/weit · 5 cm Balancehafrand/weit · 5 cm Balancehafrand Motiv/weit · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm		•	•
				•	•
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		•	• •
	<b>AT</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Passend für Leibumfang 80–140 cm	Schritt geschlossen		•	•
	<b>Schrittlänge</b> normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Schritt offen Eingriff		• •	• •
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück		
	Schwangerschaftsleibteil	Schritt geschlossen			•
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen Geschlossen		• •	• •

# Juzo Soft

## Produktausführungen · Arm

### Größentabelle

Art. 2001, 2002 · CG Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PCG 41–47	cG max	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
		24–26	26–28,5	28–30,5	30–33	32–35	34–37
PCE 21–25	cF max	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
		23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	cE max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
		23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	cD max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
		23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	cC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24



### Farben und Akzente

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt [juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Soft	
				Größe I–VI	Maß
	CG	<b>Ärmel</b>	Stück		
		Gestrickabschluss		•	•
	Noppenhafrand schmal · 3,5 cm	•	•		
	Balancehafrand schmal · 3,5 cm				
	CG max	Gestrickabschluss	Stück	•	
		Noppenhafrand schmal · 3,5 cm		•	
		Balancehafrand schmal · 3,5 cm			
	CH	<b>Ärmel mit Schulterkappe</b>	Stück		
		Schulter und Haltegurt			•
		BH-Befestigung			•
		BH-Befestigung und Haftuntertritt			•

### Hafränder



Noppenhafrand



Balancehafrand

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen ca. 8 Tage



# Juzo Adventure

Art. 3521 BW, 3522 BW



Juzo Adventure  
Liebt die Herausforderung

## DER MARKANTE

Mit dem Juzo Adventure immer perfekt ausgerüstet! Dank der stabilen, strapazierfähigen Rippstruktur unterstützt er bei allen Outdoor-Aktivitäten, sportlichen Betätigungen und täglichen Herausforderungen im Job. Menschen, die beruflich und privat über sich hinauswachsen, können immer auf diesen Kompressionsstrumpf zählen.

Der robuste, blickdichte Juzo Adventure hat einen markanten, klassischen Look. Seine Struktur macht ihn besonders griffig und erleichtert das Anziehen. Durch die Baumwollfasern auf der Innenseite ist er zudem besonders hautfreundlich und angenehm zu tragen. Dabei garantiert der breite Gestrickabschluss selbst in Bewegung optimalen Halt.

### Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie

**Eigenschaften**  
+ Markante Rippstruktur  
+ Stabil und strapazierfähig  
+ Hoher Baumwollanteil

**Versorgung**  
+ Bein

**Kompressionsdruck**  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)

### Größentabelle

Art. 3521 BW, 3522 BW		Seriengrößen - Umfänge in cm					
Längen in cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
<b>PD</b> AD							
normal	40–46						
kurz	34–39						
extra kurz	31–34						
		<b>cD</b>					
		<b>cC</b>					
		<b>cB1</b>					
		<b>cB</b>					
		<b>cY</b>					
<b>PZ</b> 22,5–29,5		<b>cA</b>					
		25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
		27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50
		24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41
		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Schuhgröße: bis 46



### Versorgungsbeispiele



AD - Mandel  
Fußspitze geschlossen



AD - Zucker  
Detail Rückseite

# Juzo Adventure

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker <sup>2</sup>	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafränder



Noppenhafränder Motiv



Balancehafränder



Balancehafränder Motiv



Spitzenhafränder

\* Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen  
ca. 8 Tage

<sup>2</sup> Optik durch schwarzen  
Baumwollanteil grau meliert

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Adventure	
				3521 BW, 3522 BW	
				Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss		•	•
	normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz <sup>1</sup> 31–34	Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Noppenhafränder · 5 cm* Noppenhafränder Motiv · 5 cm* Balancehafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder · 5 cm* Balancehafränder Motiv · 5 cm* Spitzenhafränder · 5 cm*		•	•
	<b>Fußspitze</b>				
		Geschlossen		•	•

# Juzo Move

Art. 3611, 3612, 3613



Juzo Move  
Gleitet einfach tierisch gut

## DER ANZIEHPROFI

Ein Wunsch wird wahr: Der Juzo Move macht das tägliche An- und Ausziehen spürbar leichter. Die patentierte Gleitstricktechnik, die einzigartige Funktionszone im Ristbereich und die größere Ferse machen es möglich. Über diesen innovativen, dezenten Strumpf freuen sich alle, die schnell und einfach fertig sein wollen, nicht mehr so kraftvoll zupacken können oder zum ersten Mal Kompressionsstrümpfe tragen. Der strapazierfähige Juzo Move erleichtert die Handhabung immens. Sein Mikrofaseranteil sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und ausgleichendes Hautklima. Das starke Gestrick erzeugt einen hohen Arbeitsdruck und macht damit die Therapie besonders effektiv.

Das leichte Anlegen der Kompressionsstrümpfe ist 83 % der befragten Anwenderinnen und Anwendern besonders wichtig.\*

### Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie

**Eigenschaften**  
+ Leichtes An- und Ausziehen  
+ Innovative Gleitstrick-  
technik  
+ Blickdicht und edel  
+ Sehr strapazierfähig

**Versorgung**  
+ Bein

**Kompressionsdruck**  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)  
34–46 mmHg (KKL 3)

\* Vgl. Institut für Demoskopie  
Allensbach im Auftrag von  
eurocom e. V.: Nutzen und  
Wirksamkeit medizinischer  
Hilfsmittel, 2023.

### Größentabelle

Art. 3611, 3612, 3613		Seriengrößen · Umfänge in cm							
Längen in cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
<b>PG</b>	<b>AG</b>		weit	49–55	53–60	58–65	63–71	69–77	75–83
<b>normal</b>	72–83		<b>cG</b>	42–48	46–52	50–57	55–62	60–68	66–74
<b>kurz</b>	66–72		<b>cF</b>	42–52	46–57	50–62	55–68	60–74	66–80
<b>extra kurz</b>	58–66		<b>cE</b>	29–34	32–37	35–40	38–43	42–47	46–51
<b>PD</b>	<b>AD</b>		<b>cD</b>	27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
<b>normal</b>	40–46		<b>cC</b>	28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
<b>kurz</b>	34–39		<b>cB1</b>	24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
<b>extra kurz</b>	31–34		<b>cB</b>	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>PZ</b>	22,5–29,5		<b>cY</b>	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
<b>PA</b>	15–21		<b>cA</b>	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
<b>Schuhgröße:</b> bis 46									



### Versorgungsbeispiele



AD · Pfeffer  
Fußspitze geschlossen



AD · Mandel  
Balancehafrand



AG · Mandel  
Noppenhafrand

# Juzo Move

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Haftränder



Noppenhaftrand



Noppenhaftrand Motiv



Balancehaftrand



Balancehaftrand Motiv



Spitzenhaftrand

\* Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen  
ca. 8 Tage

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Move	
				3611, 3612, 3613	
				Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss		•	•
	normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz <sup>1</sup> 31–34	Noppenhaftrand schmal · 3,5 cm Noppenhaftrand · 5 cm* Noppenhaftrand Motiv · 5 cm* Balancehaftrand schmal · 3,5 cm Balancehaftrand · 5 cm* Balancehaftrand Motiv · 5 cm* Spitzenhaftrand · 5 cm*		•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Noppenhaftrand · 5 cm Noppenhaftrand Motiv · 5 cm Balancehaftrand · 5 cm Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm			•
	<b>AG</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Noppenhaftrand / weit · 5 cm Noppenhaftrand Motiv / weit · 5 cm Balancehaftrand / weit · 5 cm Balancehaftrand Motiv / weit · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm		•	•
	normal 72–83 kurz 66–72 extra kurz <sup>1</sup> 58–66				
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen		•	•
		Geschlossen		•	•

# Juzo Dynamic

Art. 3511, 3512, 3513



Juzo Dynamic  
Taktisch gut aufgestellt

## DER SPEZIALIST

Der Juzo Dynamic ist der ideale Rundstrickstrumpf für hohe Ansprüche und spezielle Anforderungen. Er zeichnet sich durch ein unauffälliges Maschenbild aus und ist gleichzeitig durch das dichte Gestrick äußerst strapazierfähig. Der Juzo Dynamic sitzt selbst bei großer körperlicher Belastung perfekt. Durch seine zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten lässt er sich ideal an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen und damit bei vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern einsetzen. Um ein angenehmes Tragegefühl zu garantieren, lässt sich die Kompressionsstrumpfhose durch einen weitenregulierbaren Bund- und Taillengummi individuell anpassen.

Informationen zu den Produkteigenschaften von Juzo Dynamic Silver und Juzo Dynamic Cotton finden Sie unter [juzo.de/silver](http://juzo.de/silver) und [juzo.de/cotton](http://juzo.de/cotton)

## Merkmale

### Rundstrick nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie (Bein)  
Lymphologie (Arm)

**Eigenschaften**  
+ Umfassende Produktausführungen  
+ Blickdicht und robust  
+ Therapeutisch hoch wirksam  
+ Silver: Antibakterielle Wirkung  
+ Cotton: Mit Baumwolle

**Versorgung**  
+ Bein  
+ Arm  
+ Stumpf

**Kompressionsdruck**  
Ärmel: 15–21mmHg (KKL 1)  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)  
34–46 mmHg (KKL 3)

## Größentabelle

Art. 3511, 3512, 3513 · 3511, 3512 Cotton		Seriengrößen · Umfänge in cm						
Längen in cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
		AT	43–56	47–62	49–66	55–73	59–77	64–82
<b>PG</b>	<b>AG/AT</b>	cG	weit 50–56	54–62	58–66	64–73	68–77	73–82
	normal 72–83		43–49	47–53	49–57	55–63	59–67	64–72
	kurz 66–72	cF	43–53	47–59	49–63	55–70	59–74	64–79
	extra kurz 58–66	cE	28–34	30–37	33–41	35–43	37–44	40–48
<b>PD</b>	<b>AD</b>	cD	25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
	normal 40–46	cC	27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50
	kurz 34–39	cB1	24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41
	extra kurz 31–34	cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>PZ</b>	22,5–29,5	cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
<b>PA</b>	15–21	cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Schuhgröße: bis 46



## Versorgungsbeispiele



AD · Mandel  
Fußspitze offen



AT · Mohn  
Fußspitze geschlossen



FG · Mandel  
Noppenhafrand



CG · Mandel  
Gestrickabschluss

# Juzo Dynamic

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Haftränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Spitzenhafrand

\* Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen  
ca. 8 Tage

<sup>2</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur  
Befestigung von AG-Strümp-  
fen siehe separate Übersicht  
für Sonderausstattungen.

<sup>3</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick  
(komprimierendes Leibteil)  
auf Wunsch für die Form AT  
in KKL 2 und 3 nach Maß.

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic					
				3511, 3512, 3513	Größe I–VI	Maß			
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar						
		Gestrickabschluss		•	•				
		Noppenhafrand schmal · 3,5 cm Noppenhafrand · 5 cm* Noppenhafrand Motiv · 5 cm* Balancehafrand schmal · 3,5 cm Balancehafrand · 5 cm* Balancehafrand Motiv · 5 cm* Spitzenhafrand · 5 cm*		•	•				
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar						
		Gestrickabschluss			•				
		Noppenhafrand · 5 cm Noppenhafrand Motiv · 5 cm Balancehafrand · 5 cm Balancehafrand Motiv · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm			•				
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück						
		Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		•	•			
	<b>AG<sup>2</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar						
		Gestrickabschluss		•	•				
		Noppenhafrand/ weit · 5 cm Noppenhafrand Motiv/ weit · 5 cm Balancehafrand/ weit · 5 cm Balancehafrand Motiv/ weit · 5 cm Spitzenhafrand · 5 cm		•	•				
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück						
		Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie Hüftbefestigung nach Maß		•	•			
	<b>AT<sup>3</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück						
		Passend für Leibumfang 90–130 cm	Schritt geschlossen		•	•			
		<b>Schrittlänge</b>	Schritt offen		•	•			
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück						
						Schwangerschaftsleibteil	Schritt geschlossen		•
							<b>ATL / ATR</b>	<b>Einbein-Strumpfhose</b>	Stück
Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen		•						
Schritt offen		•							
	<b>Fußspitze</b>								
						Offen		•	•
		Geschlossen		•	•				

# Juzo Dynamic Silver

## Produktausführungen · Bein

### Farbe



### Haftränder



Noppenhaftrand



Noppenhaftrand Motiv



Balancehaftrand



Balancehaftrand Motiv



Spitzenhaftrand

<sup>1</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur Befestigung von AG-Strümpfen siehe separate Übersicht für Sonderausstattungen.

<sup>2</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick (komprimierendes Leibteil) auf Wunsch für die Form AT in KKL 2 und 3 nach Maß.

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic Silver 3511 SI, 3512 SI, 3513 SI Maß	
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss		•	
		Noppenhaftrand schmal · 3,5 cm			
		Noppenhaftrand · 5 cm			
		Noppenhaftrand Motiv · 5 cm			
		Balancehaftrand schmal · 3,5 cm		•	
		Balancehaftrand · 5 cm			
		Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm			
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss		•	
		Noppenhaftrand · 5 cm			
		Noppenhaftrand Motiv · 5 cm			
		Balancehaftrand · 5 cm		•	
		Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm			
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück		
		Einzeln oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie	•	
		Hüftbefestigung nach Maß		•	
	<b>AG<sup>1</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss		•	
		Noppenhaftrand · 5 cm			
		Noppenhaftrand Motiv · 5 cm			
		Balancehaftrand · 5 cm		•	
		Balancehaftrand Motiv · 5 cm Spitzenhaftrand · 5 cm			
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück		
		Einzeln oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie	•	
		Hüftbefestigung nach Maß		•	
	<b>AT<sup>2</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
		Schritt geschlossen		•	
		Passend für Leibumfang 90–130 cm	Schritt offen		•
		Eingriff		•	
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück		
		Schwangerschaftsleibteil	Schritt geschlossen		•
	<b>ATL/ATR</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
		Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen		•
			Schritt offen		•
Eingriff			•		
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen		•	
		Geschlossen		•	

# Juzo Dynamic Cotton

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Mandel	
Pfeffer	

### Haftränder



Noppenhaftrand



Noppenhaftrand Motiv



Balancehaftrand



Balancehaftrand Motiv



Spitzenhaftrand

\* Nur für Maßanfertigung

<sup>1</sup> Anfertigung Seriengrößen  
ca. 8 Tage

<sup>2</sup> Leibteil KT Juzo Expert zur Befestigung von AG-Strümpfen siehe separate Übersicht für Sonderausstattungen.

<sup>3</sup> Leibteil wie Strumpfgestrick (komprimierendes Leibteil) auf Wunsch für die Form AT in KKL 2 nach Maß.

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic Cotton	
				3511 BW, 3512 BW	Größe I–VI
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40–46	Gestrickabschluss		•	•
	kurz 34–39	Noppenhaftrand schmal · 3,5 cm			
	extra kurz <sup>1</sup> 31–34	Noppenhaftrand · 5 cm*			
		Noppenhaftrand Motiv · 5 cm*			
		Balancehaftrand schmal · 3,5 cm		•	•
		Balancehaftrand · 5 cm*			
		Balancehaftrand Motiv · 5 cm*			
		Spitzenhaftrand · 5 cm*			
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar		
		Gestrickabschluss			•
		Noppenhaftrand · 5 cm			
		Noppenhaftrand Motiv · 5 cm			
		Balancehaftrand · 5 cm			•
		Balancehaftrand Motiv · 5 cm			
		Spitzenhaftrand · 5 cm			
	<b>AF mit Hüftbefestigung</b>	<b>Halbschenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie			•
		Hüftbefestigung nach Maß			•
	<b>AG<sup>2</sup></b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar		
	normal 72–83	Gestrickabschluss		•	•
	kurz 66–72	Noppenhaftrand / weit · 5 cm			
	extra kurz <sup>1</sup> 58–66	Noppenhaftrand Motiv / weit · 5 cm			
		Balancehaftrand / weit · 5 cm		•	•
		Balancehaftrand Motiv / weit · 5 cm			
		Spitzenhaftrand · 5 cm			
	<b>AG mit Hüftbefestigung</b>	<b>Schenkelstrumpf</b>	Stück		
	Einzel oder als Paar zu tragen	Hüftbefestigung in Serie		•	•
		Hüftbefestigung nach Maß			•
	<b>AT<sup>3</sup></b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Passend für Leibumfang 90–130 cm	Schritt geschlossen		•	•
	<b>Schrittlänge</b>	Schritt offen		•	•
	normal 72–83	Eingriff		•	•
	kurz 66–72				
	extra kurz <sup>1</sup> 58–66				
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück		
	Schwangerschaftsleibteil	Schritt geschlossen			•
	<b>ATL / ATR</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück		
	Beinansatz links oder rechts	Schritt geschlossen			•
		Schritt offen			•
		Eingriff			•
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen		•	•
		Geschlossen		•	•

# Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

## Produktausführungen · Arm · Stumpf (Arm)

### Größentabelle

Art. 3511, 3512 · CG, CH Längen in cm		Seriengrößen · Umfang in cm							
			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
PCG 41-47		cG	max	30-33	32-35	34-37	36-39,5	38-41,5	40-44
				24-26	26-28,5	28-30,5	30-33	32-35	34-37
PCE 21-25		cF	max	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39,5	38-41,5
				23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5
		cE	max	25-27,5	27-29,5	29-31,5	30,5-33,5	32-35	33,5-36,5
				23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5
		cD	max	25-27,5	27-29,5	29-31,5	30,5-33,5	32-35	33,5-36,5
				23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5
		cC		14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22	22-24



### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafränder



Balancehafränder

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic			Juzo Dynamic Silver*		
				3511, 3512		3513	3511 SI, 3512 SI		3513 SI
				Größe I-VI	Maß	Maß	Maß	Maß	
	CG	<b>Ärmel</b>	Stück						
		Gestrickabschluss		•	•	•	•	•	
		Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder schmal · 3,5 cm		•	•	•	•	•	
	CG max		Stück						
		Gestrickabschluss		•					
		Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder schmal · 3,5 cm		•					
	CH	<b>Ärmel mit Schulterkappe</b>	Stück						
		Schulter und Haltegurt		•	•	•	•	•	
		BH-Befestigung			•	•	•	•	
	CH max		Stück						
		Schulter und Haltegurt		•					
		BH-Befestigung und Haftuntertritt			•	•	•	•	
	SG	<b>Armstumpfstrumpf</b>	Stück						
		Gestrickabschluss			•		•		
		Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder schmal · 3,5 cm			•		•		
	SH	<b>Armstumpfstrumpf mit Schulterkappe</b>	Stück						
		Schulter und Haltegurt			•		•		
		BH-Befestigung			•		•		
	SH max		Stück						
		BH-Befestigung und Haftuntertritt			•		•		

# Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

## Produktausführungen · Stumpf (Bein)

### Größentabellen

#### Juzo Dynamic · Kompressionsstumpfstrümpfe

Art. 3511, 3512 · FG Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm								
	I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL			
<b>PF</b>									
<b>kurz</b> 18–22		<b>cG</b>	42–45	45–49	49–53	53–57	57–61	61–65	
<b>mittel</b> 23–27			<b>cF</b>	30–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47
<b>lang</b> 28–32									
<b>knieexart.</b> 33–37									
<b>cF: 5 cm oberhalb Stumpfendes</b>									

#### Juzo Dynamic · Kompressionsstumpfstrümpfe

Art. 3511, 3512 · CF Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm									
	I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL				
<b>PEF</b> 24–26		<b>cF</b>	40–42	42–45	45–48	48–51	51–54	54–57		
<b>PCE</b> 24–26			<b>cE</b>	30–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	
<b>kurz</b> 4–6				<b>cC</b>	28–30	30–33	33–36	36–39	39–42	42–45
<b>mittel</b> 12–14										
<b>lang</b> 20–22										
<b>cC: 5 cm oberhalb Stumpfendes</b>										

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafrand



Balancehafrand

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Dynamic 3511, 3512		Juzo Dynamic Silver*
				Größe I–VI	Maß	3511 SI, 3512 SI Maß
	<b>FG</b>	<b>Oberschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
	<b>Stumpflänge:</b> kurz ca. 20 cm mittel ca. 25 cm lang ca. 30 cm knieexart. ca. 35 cm	Gestrickabschluss		•	•	•
		Noppenhafrand · 5 cm		•	•	•
		Balancehafrand · 5 cm		•	•	•
	<b>CF</b>	<b>Unterschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
		Hüftbefestigung in Serie		•	•	•
		Hüftbefestigung nach Maß		•	•	
	<b>CF</b>	<b>Stumpflänge bis Mitte Oberschenkel:</b>	Stück			
		kurz ca. 30 cm		•	•	•
		mittel ca. 38 cm		•	•	•
		lang ca. 46 cm		•	•	
	<b>HD</b>	<b>Unterschenkelstumpfstrumpf</b>	Stück			
		bis Knie nach Pirogoff-Amputation			•	•

\* Nur in Farbe Mandel

# Juzo Intenso

Art. 3812, 3813



Juzo Intenso  
Der Starke mit der weichen Seite

## DER KRAFTVOLLE

Intensive Therapie und höchster Tragekomfort – das macht den Juzo Intenso so besonders. Durch den auf der Strumpfinnenseite eingestrickten Plüsch ist der Juzo Intenso angenehm weich, bequem und effektiv. Auf diesen Kompressionsstrumpf können sich alle mit hohen medizinischen Anforderungen verlassen.

Der Juzo Intenso ist unsere stärkste Rundstrickqualität. Durch die hohe Wandstabilität und den daraus resultierenden Arbeitsdruck entfaltet er eine hervorragende Wirksamkeit. Die anatomisch geformte Y-Ferse, eine elastische Fußspitze mit ausreichend Freiraum für die Zehen und die Überhöhung im Ristbereich steigern den Tragekomfort und erleichtern das An- und Ausziehen.

### Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie

#### Eigenschaften

- + Kräftiges und griffiges Gestrick
- + Weiche Innenseite dank Plüsch
- + Intensive Therapie
- + Erleichtertes An- und Ausziehen

#### Versorgung

- + Bein

#### Kompressionsdruck

- 23–32 mmHg (KKL 2)
- 34–46 mmHg (KKL 3)

### Größentabelle

Art. 3812, 3813 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
<b>PD</b> AD normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz 31–34	<b>cD</b> max	29–35	32–38	35–41	38–44	41–47	44–50
		27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
	<b>cC</b> max	30–36	33–39	36–42	39–45	42–48	45–51
		28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
	<b>cB1</b> max	25–28	27–30	29–33	32–37	36–41	40–45
		24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
<b>PZ</b> 22,5–29,5 <b>PA</b> 15–21	<b>cB</b>	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	<b>cY</b>	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
	<b>cA</b>	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Schuhgröße: bis 46



### Versorgungsbeispiele



AD · Mandel  
Fußspitze offen



AD · Mandel  
Noppenhafrand

# Juzo Intenso

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

### Hafränder



Noppenhafränder



Noppenhafränder Motiv



Balancehafränder



Balancehafränder Motiv



Spitzenhafränder

\*Nur für Maßanfertigung  
 †Anfertigung Seriengrößen  
 ca. 8 Tage

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Intenso 3812, 3813	
				Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar		
	normal 40–46 kurz 34–39 extra kurz <sup>†</sup> 31–34	Gestrickabschluss		•	•
		Noppenhafränder schmal · 3,5 cm Noppenhafränder · 5 cm* Noppenhafränder Motiv · 5 cm* Balancehafränder schmal · 3,5 cm Balancehafränder · 5 cm* Balancehafränder Motiv · 5 cm* Spitzenhafränder · 5 cm*		•	•
<b>Fußspitze</b>					
		Offen		•	•
		Geschlossen		•	•

# Juzo Basic

Art. 3411, 3412

## DER BEWÄHRTE

Konzentriert aufs Wesentliche bietet der Juzo Basic genau das, was von einem medizinischen Kompressionsstrumpf erwartet wird: Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und geprüfte medizinische Wirksamkeit. So ist er die ideale Wahl für alle, die sich einen verlässlichen und soliden Begleiter wünschen.

Der Juzo Basic ist ein zeitloser und bodenständiger Basis-Kompressionsstrumpf mit blickdichtem Gestrick und guter Passform. Es gibt ihn in sechs Seriengrößen oder nach Maß und wahlweise mit offener oder geschlossener Fußspitze. Außerdem ist er in drei Farben erhältlich.

### Merkmale

**Rundstrick**  
nahtlos



**Anwendung**  
Phlebologie

- Eigenschaften**
- + Zuverlässige Basis-Versorgung
  - + Nahtloses und blickdichtes Gestrick
  - + Strapazierfähig

**Versorgung**  
+ Bein

**Kompressionsdruck**  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)

### Größentabelle

Art. 3411, 3412		Seriengrößen · Umfänge in cm						
Längen in cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
<b>PG</b> AG/AT		AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
<b>normal</b>	72–83	weit	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
<b>kurz</b>	66–72		41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
			41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
<b>PD</b> AD			30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
<b>normal</b>	40–46		27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
<b>kurz</b>	34–39		29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
			23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
			18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>PZ</b>	22,5–29,5		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
<b>PA</b>	15–21		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Schuhgröße: bis 46




### Versorgungsbeispiele



AD · Zucker  
Fußspitze offen



AG · Mandel  
Fußspitze geschlossen



AT · Pfeffer  
Fußspitze offen

# Juzo Basic

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Mandel	
Pfeffer	

### Haftrand



Noppenhaftrand

\* In Seriengrößen erhältlich ab Frühjahr 2025

	Form	Ausführung	Einheit	Größe I–VI (Beutelverpackung)	Juzo Basic 3411, 3412	
					Größe I–VI	Maß
	<b>AD</b>	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar			
	normal 40–46 kurz 34–39	Gestrickabschluss Noppenhaftrand schmal · 3,5 cm*		•	•	•
	<b>AF</b>	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar			
		Noppenhaftrand · 5 cm				•
	<b>AG</b>	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar			
	normal 72–83 kurz 66–72	Noppenhaftrand / weit · 5 cm		•	•	•
	<b>AT</b>	<b>Strumpfhose</b>	Stück			
	Passend für Leibumfang 90–130 cm <b>Schrittlänge</b> normal 72–83 kurz 66–72	Schritt geschlossen		•	•	•
	<b>ATU</b>	<b>Schwangerschaftsstrumpfhose</b>	Stück			
	Schwangerschaftsleibteil	Schritt geschlossen				•
	<b>Fußspitze</b>					
		Offen		•	•	•
		Geschlossen		•	•	•

# Juzo Ulcer Pro

Art. 3073, 2571



## Das Kompressionsstrumpf-System für Ulcus cruris venosum

Sicherheit, Hygiene und Besserung im Gleichschritt – das Juzo Kompressionsstrumpf-System wurde in enger Zusammenarbeit mit Therapeuten- und Ärzteschaft entwickelt und vereinfacht die Therapie bei offenem Bein. Es besteht aus zwei Kompressionsstrümpfen, die sich optimal ergänzen: Der Unterziehstrumpf ist besonders leicht anzuziehen und schützt die empfindliche Haut. Der Überziehstrumpf sorgt für die nötige Kompression. So bietet das Set auch in Bewegung einen sicheren Halt und lässt sich bequem in geschlossenen Schuhen tragen.

Juzo Ulcer Pro kommt zum Einsatz, sobald sich die Umfangsschwankungen im Laufe der Therapie des Ulcus cruris venosum relativiert haben. Im Set sind der rundgestrickte Juzo Ulcer Liner in zweifacher Ausfertigung zum Wechseln und der flachgestrickte, kurzzügige Juzo Ulcer Expert zum Drüberziehen. Insgesamt addiert sich die Kompression der beiden Strümpfe zur Kompressionsklasse 3. Der Unterziehstrumpf eignet sich ideal zur Fixierung spezieller Druckpelotten und Wundauflagen beim An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen.

### Merkmale

Rundstrick  
Flachstrick



Anwendung  
Phlebologie

#### Eigenschaften

- + Hygiene und Schutz
- + Definierte Druckwerte
- + Optimale Passform
- + Zur Dauerkompression geeignet (Tag und Nacht)

Versorgung

- + Bein

Kompressionsdruck  
34–46 mmHg (KKL 3)

### Größentabelle

Art. 3073 · 2571 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
<b>PD AD</b>						
normal 40–46						
kurz 34–39						
<b>cD</b>	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
<b>cC</b>	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
<b>cB1</b>	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
<b>cB</b>	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
<b>cY</b>	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
<b>cA</b>	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
<b>PZ</b> Juzo Ulcer Liner 22,5–27,5						
<b>PA</b> Juzo Ulcer Expert 15–18						

Schuhgröße: bis 44



### Versorgungsbeispiele



AD · Weiß  
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige  
Juzo Ulcer Liner in Kombination mit Juzo Ulcer Expert

# Juzo Ulcer Pro

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Juzo Ulcer Expert

Beige



Juzo Ulcer Liner

Weiß



	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Ulcer Pro 3073	
				Größe 1–6	Maß
	AD	Lieferumfang: 1x Überziehstrumpf Juzo Ulcer Expert (KKL 2) <b>und</b> 2x Unterziehstrümpfe Juzo Ulcer Liner (< KKL 1)	Set	•	•
	<b>Fußspitze</b>				
		Offen (Juzo Ulcer Expert)		•	•
		Geschlossen (Juzo Ulcer Liner)		•	•
	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Ulcer Pro Add 2571	
				Größe 1–6	Maß
	AD	Lieferumfang: 3x Unterziehstrümpfe Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) in Seriengrößen <b>oder</b> 2x Unterziehstrümpfe Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) nach Maß	Set	•	•
	<b>Fußspitze</b>				
		Geschlossen (Juzo Ulcer Liner)		•	•

# Juzo Expert

Art. 3021, 3022, 3023, 3024



## Angenehm weich für eine individuelle Versorgung

Der Juzo Expert besticht durch seine besondere Weichheit in Verbindung mit einer dezenten Oberflächenstruktur. Er ist besonders angenehm zu tragen und gewährt höchste Bewegungsfreiheit bei maximalem Arbeitsdruck. Dank seiner elastischen Fußspitze bietet der Juzo Expert ausreichend Zehenfreiheit.

Das Material ist äußerst atmungsaktiv, trocknet schnell und ist dabei auch noch hautfreundlich und pflegeleicht. Die bequeme Qualität mit Naht eignet sich besonders für Flachstrick-Einsteigerinnen und -Einsteiger und bietet zahlreiche Optionen im Rahmen der individuellen Ganzkörperversorgungen.

Informationen zu den Produkteigenschaften von Juzo Expert Silver und Juzo Expert Cotton finden Sie unter [juzo.de/silver](http://juzo.de/silver) und [juzo.de/cotton](http://juzo.de/cotton)

## Merkmale

**Flachstrick**  
mit Naht



**Anwendung**  
Lymphologie

### Eigenschaften

- + Flache und elastische Naht
- + Feinmaschig und weich
- + Maximale Bewegungsfreiheit

### Versorgung

- + Bein
- + Arm
- + Hand
- + Thorax
- + Kopf
- + Stumpf

### Kompressionsdruck

- Ärme: 15–21 mmHg (KKL 1)
- 18–21 mmHg (KKL 1)
- 23–32 mmHg (KKL 2)
- 34–46 mmHg (KKL 3)
- > 49 mmHg (KKL 4)

## Versorgungsbeispiele



ZE · Mandel  
Zehen offen



AT · Mandel  
Funktionszone Rist



CT · Mandel  
Taillengurt



TH · Mandel  
Reißverschluss



HFK · Mandel  
Fingerspitzen geschlossen



CG · Mandel  
Funktionszone Ellenbogen



AT · Mandel  
Schwangerschaftsleibteil

# Juzo Expert

## Produktausführungen · Bein

### Farben und Akzente

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours	
---------------	---

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)

Batik Collection	
------------------	---

Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt  
[juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)

Dip Dye Collection	
--------------------	---

Farben: Grau, Blau  
Formen: AD, AF, AG (KKL 1/2)  
[juzo.de/dip-dye](http://juzo.de/dip-dye)

Bügelbilder	
-------------	---

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farben Mandel und Pfeffer

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert		
				3021, 3022 Maß	3023 Maß	3024* Maß
	ZE	<b>Komprimierendes Zehenteil</b> offene oder geschlossene Zehen	Stück	•		
	AB / AB1	<b>Kompressionssocken</b>	Paar	•		
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AF	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AG	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AT	<b>Strumpfhose</b>	Stück	•	•	•
	ATL / ATR	<b>Einbein-Strumpfhose</b> Beinansatz links oder rechts	Stück	•	•	•
	BT / B1T	<b>Leggins</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	CT / DT	<b>Caprihose</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	ET	<b>Bermudahose</b>	Stück	•	•	
	FT	<b>Radlerhose</b>	Stück	•	•	

# Juzo Expert Silver

## Produktausführungen · Bein

### Farbe

Mandel 

Bügelbilder 

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung <small>Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.</small>	Einheit	Juzo Expert Silver		
				3021 SI, 3022 SI Maß	3023 SI Maß	3024 SI Maß
	ZE	<b>Komprimierendes Zehenteil</b> offene oder geschlossene Zehen	Stück	•		
	AB / AB1	<b>Kompressionssocken</b>	Paar	•		
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AF	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AG	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AT	<b>Strumpfhose</b>	Stück	•	•	•
	ATL / ATR	<b>Einbein-Strumpfhose</b> Beinansatz links oder rechts	Stück	•	•	•
	BT / B1T	<b>Leggins</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	CT / DT	<b>Caprihose</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	ET	<b>Bermudahose</b>	Stück	•	•	
	FT	<b>Radlerhose</b>	Stück	•	•	

# Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Bein

### Farbe

Mandel 

Bügelbilder 

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung <small>Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.</small>	Einheit	Juzo Expert Cotton	
				3021 BW, 3022 BW Maß	3023 BW Maß
	ZE	<b>Komprimierendes Zehenteil</b> offene oder geschlossene Zehen	Stück	•	
	AB / AB1	<b>Kompressionssocken</b>	Paar	•	
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar	•	•
	AF	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•
	AG	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•
	AT	<b>Strumpfhose</b>	Stück	•	•
	ATL / ATR	<b>Einbein-Strumpfhose</b> Beinansatz links oder rechts	Stück	•	•
	BT / B1T	<b>Leggins</b>	Stück	•	•
	CT / DT	<b>Caprihose</b>	Stück	•	•
	ET	<b>Bermudahose</b>	Stück	•	•
	FT	<b>Radlerhose</b>	Stück	•	•

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Segmente (Bein)

### Größentabelle

Art. 3021, 3022 · BD, FG Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
<p>25</p>	cG	44–47	47–50,5	50,5–54,5	54,5–58	58–61	61–65
	cF	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	47–51
<p>30</p>	cD	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	cC	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
	cB1	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5

### Farben und Akzente

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)

Batik Collection

Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt  
Formen: BF, BG, CG, DG  
[juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)

Bügelbilder

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert			Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022		3023	3021 SI, 3022 SI	3023 SI	3021 BW, 3022 BW	3023 BW
				Größe 1–6*	Maß	Maß	Maß	Maß	Maß	Maß
	BD	Wadensegmente	Paar							
				• <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•
	BF	Beinsegmente	Paar							
					•	•	•	•	•	•
	BG	Beinsegmente	Paar							
					•	•	•	•	•	•
	CG	Beinsegmente	Paar							
					•	•	•	•	•	•
	DG	Schenkelsegmente	Paar							
					•	•	•	•	•	•
	FG	Schenkelsegmente	Paar							
				• <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•

\* Nur in Farbe Mandel

<sup>1</sup> Nur in KKL 2

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Kurzprothesenmanschetten

### Größentabelle

Art. 3232 · DF Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
<b>pDF</b> 30	<b>cF</b> 36–38	38–40	40–42	42–44	44–46	46–48
<b>pDE</b> 15	<b>cE</b> 29–31	31–33	33–35	35–37	37–39	39–41
	<b>cD</b> 26–28	28–30	30–32	32–34	34–36	36–38

### Farbe



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.	Einheit	Juzo Expert 3232	
				Größe 1–6	Maß
	DF	Kurzprothesenmanschetten	Paar	•	•
	DG	Kurzprothesenmanschetten	Paar		•

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Stumpf (Bein/Arm)

### Farben



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.	Einheit	Juzo Expert 3021, 3022 Maß	Juzo Expert Silver* 3021 SI, 3022 SI Maß	Juzo Expert Cotton* 3021 BW, 3022 BW Maß
	FG	Oberschenkelstumpfstrumpf	Stück	•	•	•
	CF	Unterschenkelstumpfstrumpf	Stück	•	•	•
	HD	Unterschenkelstumpfstrumpf	Stück			
		bis Knie nach Pirogoff-Amputation		•	•	•
	SG	Armstumpfstrumpf	Stück	•	•	•
	SH	Armstumpfstrumpf mit Schulterkappe	Stück			
		Schulter und Haltegurt		•	•	•
		BH-Befestigung		•	•	•
		BH-Befestigung und Haftuntertritt		•	•	•

\* Nur in Farbe Mandel

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Arm

### Farben und Akzente



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Farben: Standardfarben (außer Zucker und Mandel); Trend Colours in Schwarz oder Weiß gebatikt  
[juzo.de/batik-collection](http://juzo.de/batik-collection)



Farben: Grau, Blau  
Formen: alle, außer mit Haltegurt (Juzo Expert KKL 1/2)  
[juzo.de/dip-dye](http://juzo.de/dip-dye)



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)


\*Nur in Farbe Mandel

<sup>1</sup> Ärmel beidseits inkl. Schulterkappe und Boleroverbindung

<sup>2</sup> Nur in Farben Mandel und Pfeffer


	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert		Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022 Maß	3023 Maß	3021 SI, 3022 SI Maß	3023 SI Maß	3021 BW, 3022 BW Maß	3023 BW Maß
	CG	Ärmel	Stück						
		Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.		•	•	•	•	•	•
	CH	Ärmel mit Schulterkappe	Stück						
		Schulter und Haltegurt		•	•	•	•	•	•
		BH-Befestigung		•	•	•	•	•	•
		BH-Befestigung und Haftuntertritt		•	•	•	•	•	•
		Boleroverbindung <sup>1</sup>		•	•	•	•	•	•
	THLI <sup>2</sup>	Kompressionsärmel mit ventro-dorsaler Befestigung	Stück						
				•					
	AGA	Ärmel mit Handschuh	Stück						
		Angestrickter Daumen		•		•		•	
	AGO / AGG	Ärmel mit Handschuh	Stück						
		Angestricktes Handteil Offene oder geschlossene Finger		•		•		•	
	AHAG	Ärmel mit Handschuh und Schulterkappe	Stück						
		Angestrickter Daumen Schulter und Haltegurt		•		•		•	
	AHOG / AHGG	Ärmel mit Handschuh und Schulterkappe	Stück						
		Angestricktes Handteil Offene oder geschlossene Finger Schulter und Haltegurt		•		•		•	

### Juzo Expert · Kompressionshandschuhe

Art. 3021, 3022 · HDA Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
 <p> <b>P*</b>            ① 2            ①            cX            cA            cB            cC            13,5            5,5            6         </p>	① cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22


\* Länge Daumenansatz

### Juzo Expert · Kompressionshandschuhe

Art. 3021, 3022 · HFA Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
 <p> <b>P*</b>            ① 3            ② 4            ③ 5            ④ 4            ⑤ 3            ①            cX            cA            cB            cC            14,5            5,5            6         </p>	① cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	② cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	③ cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	④ cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
	⑤ cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22


\* Länge Fingeransatz

### Juzo Expert · Kompressionshandschuhe

Art. 3021, 3022 · HFK Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
 <p> <b>P*</b>            ① 5,5            ② 7            ③ 8            ④ 7            ⑤ 5,5            ①            cZ            cX            cA            cB            cC            14,5            5,5            6         </p>	① cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	cZ	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
	② cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	cZ	4,6	5,1	5,5	6	6,4	6,9
	③ cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	cZ	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5
	④ cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
	cZ	4,5	4,8	5,1	5,5	5,9	6,2
	⑤ cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
	cZ	4,1	4,3	4,7	5,1	5,5	5,8
	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22

\* Länge Finger

### Juzo Expert · Fingerling

Art. 3021, 3022 · FI Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm			
	1/XS	2/S	3/M	
 <p> <b>P*</b> 7            cZ            cX         </p>	cZ	5	5,7	6,5
	cX	6	6,7	7,5

\* Länge Fingerling

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

## Produktausführungen · Hand · Unterarm

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours	
---------------	---

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](https://juzo.de/trend-colours)

Bügelbilder	
-------------	---

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](https://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert 3021, 3022		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
		Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.		Größe 1–6*	Maß	3021 SI, 3022 SI Maß	3021 BW, 3022 BW Maß
	<b>HDAC/ HFAC/HFC</b>	<b>Handschuh</b>	Stück				
	Länge bis hinter Handgelenk	Daumen offen (Seriegröße: HDA)		•	•	•	•
		Daumen geschlossen			•	•	•
		Finger offen (Seriegröße: HFA)		•	•	•	•
		Finger geschlossen (Seriegröße: HFC)		•	•	•	•
	<b>HDAD/ HFAD/HFD</b>	<b>Unterarmstrumpf mit Handteil</b>	Stück				
	Länge bis „D“	Daumen offen			•	•	•
		Daumen geschlossen			•	•	•
		Finger offen			•	•	•
		Finger geschlossen			•	•	•
	<b>HDAE/ HFAE/HFE</b>	<b>Unterarmstrumpf lang mit Handteil</b>	Stück				
	Länge bis „E“	Daumen offen			•	•	•
		Daumen geschlossen			•	•	•
		Finger offen			•	•	•
		Finger geschlossen			•	•	•
	<b>FI/FIG</b>	<b>Fingerling</b>	Stück	Größe 1–3*			
		Offen		•	•	•	•
		Geschlossen			•	•	•
	Halterung mit Klett- verschluss	Offen			•	•	•
		Geschlossen			•	•	•

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver

## Produktausführungen · Segmente (Thorax)

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	



Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert 3021, 3022 Maß	Juzo Expert Silver* 3021 SI, 3022 SI Maß
		Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.			
	<b>LB</b>	<b>Leibbandage</b>	Stück		
		Hüftgelenk bis Achsel		•	•
	<b>TH</b>	<b>Thoraxbandage</b>	Stück		
		Zum Schlüpfen		•	•
		Klettverschluss		•	•
		Reißverschluss		•	•
		Reißverschluss (Untertritt verstärkt)		•	•
		Hakenverschluss		•	•
		Hakenverschluss verstärkt		•	•
	<b>TH</b>	<b>Thoraxbandage mit Ärmeln</b>	Stück		
		Zum Schlüpfen		•	•
		Klettverschluss		•	•
		Reißverschluss		•	•
		Reißverschluss (Untertritt verstärkt)		•	•
		Hakenverschluss		•	•
		Hakenverschluss verstärkt		•	•
	<b>THB</b>	<b>Kompressionsbody</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Reißverschluss		•	•
		Reißverschluss (Untertritt verstärkt)		•	•
		Hakenverschluss		•	•
		Hakenverschluss verstärkt		•	•
	<b>THB</b>	<b>Kompressionsbody mit Ärmeln</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Reißverschluss		•	•
		Reißverschluss (Untertritt verstärkt)		•	•
		Hakenverschluss		•	•
		Hakenverschluss verstärkt		•	•

# Juzo Expert · Juzo Expert Silver

## Produktausführungen · Segmente (Kopf)

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours	
---------------	---

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)

Bügelbilder	
-------------	---

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert 3021 Maß	Juzo Expert Silver* 3021 SI Maß
	<b>HK</b> Kopfband, Halsteil im Nacken Am Hinterkopf zu schließen	<b>Hals- und Kinnbandage</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Hakenverschluss		•	•
	<b>GMO</b> Stirn und Hinterkopf offen Aussparungen für Ohren möglich Am Hinterkopf zu schließen	<b>Gesichtsmaske</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Hakenverschluss		•	•
	<b>GM</b> Stirn und Hinterkopf offen Aussparungen für Augen, Nase, Mund, Ohren möglich Am Hinterkopf zu schließen	<b>Gesichtsmaske</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Hakenverschluss		•	•
	<b>GMG</b> Stirn und Hinterkopf geschlossen Aussparungen für Ohren möglich Am Hinterkopf zu schließen	<b>Gesichtsmaske</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Hakenverschluss		•	•
	<b>GMK</b> Stirn und Hinterkopf geschlossen Aussparungen für Augen, Nase, Mund, Ohren möglich Am Hinterkopf zu schließen	<b>Gesichtsmaske</b>	Stück		
		Klettverschluss		•	•
		Hakenverschluss		•	•

# Frauensache



Kennen Sie schon unsere neue Website?

Frauensache ist die Plattform für ein Leben mit Lipödem.

*#lipödemplattform*

    
deinestarkeseite.de



# Juzo Expert Strong

Art. 3051, 3052, 3053, 3054



## Zuverlässig und stark in der Lymphologie

Der Juzo Expert Strong zeichnet sich durch einen hohen Arbeitsdruck und aktivierenden Massageeffekt aus, der den Lymphabfluss anregt. Dadurch eignet sich dieser flachgestrickte Strumpf mit Naht in besonderem Maße bei schweren lymphologischen Erkrankungen. Das feste und starke Gestrick überzeugt durch seine strapazierfähige Qualität und ist dennoch angenehm luftdurchlässig. Der Juzo Expert Strong unterstützt professionell die Behandlung ausgeprägter Lymph- und Lipödeme.

Informationen zu den Produkteigenschaften von Juzo Expert Strong Silver und Juzo Expert Strong Cotton finden Sie unter [juzo.de/silver](http://juzo.de/silver) und [juzo.de/cotton](http://juzo.de/cotton)

### Merkmale

**Flachstrick**  
mit Naht



**Anwendung**  
Lymphologie

**Eigenschaften**  
+ Flache und elastische Naht  
+ Hoher Arbeitsdruck  
+ Massageeffekt

**Versorgung**  
+ Bein  
+ Arm  
+ Hand

**Kompressionsdruck**  
Ärmel: 15–21 mmHg (KKL 1)  
18–21 mmHg (KKL 1)  
23–32 mmHg (KKL 2)  
34–46 mmHg (KKL 3)  
> 49 mmHg (KKL 4)

### Versorgungsbeispiele



ZE · Mandel  
Nähte nach außen gelegt



AD · Mandel  
Angenähtes Zehenteil



BG · Mandel  
Noppenhafrand



AT · Mohn  
Leibteil: Slipform



AT · Mandel  
Juzo Expert Strong Silver



HFA · Mandel  
Finger offen



HDA · Mandel  
Daumen offen



CG · Mandel  
Noppenhafrand

# Juzo Expert Strong

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours	
---------------	---

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)

Bügelbilder	
-------------	---

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert Strong		
				3051, 3052 Maß	3053 Maß	3054* Maß
	ZE	<b>Komprimierendes Zehenteil</b>	Stück			
		offene oder geschlossene Zehen		•		
	AB / AB1	<b>Kompressionssocken</b>	Paar			
				•		
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar			
				•	•	•
	AF	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar			
				•	•	•
	AG	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar			
				•	•	•
	AT	<b>Strumpfhose</b>	Stück			
				•	•	•
	ATL / ATR	<b>Einbein-Strumpfhose</b>	Stück			
		Beinansatz links oder rechts		•	•	•
	BT / B1T	<b>Leggins</b>	Stück			
				•	•	auf Anfrage
	CT / DT	<b>Caprihose</b>	Stück			
				•	•	auf Anfrage
	ET	<b>Bermudahose</b>	Stück			
				•	•	
	FT	<b>Radlerhose</b>	Stück			
				•	•	

# Juzo Expert Strong Silver

## Produktausführungen · Bein

### Farbe



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung <small>Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.</small>	Einheit	Juzo Expert Strong Silver		
				3051 SI, 3052 SI Maß	3053 SI Maß	3054 SI Maß
	ZE	<b>Komprimierendes Zehenteil</b> offene oder geschlossene Zehen	Stück	•		
	AB / AB1	<b>Kompressionssocken</b>	Paar	•		
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AF	<b>Halbschenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AG	<b>Schenkelstrümpfe</b>	Paar	•	•	•
	AT	<b>Strumpfhose</b>	Stück	•	•	•
	ATL / ATR <small>Beinansatz links oder rechts</small>	<b>Einbein-Strumpfhose</b>	Stück	•	•	•
	BT / B1T	<b>Leggins</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	CT / DT	<b>Caprihose</b>	Stück	•	•	auf Anfrage
	ET	<b>Bermudahose</b>	Stück	•	•	
	FT	<b>Radlerhose</b>	Stück	•	•	

# Juzo Expert Strong Cotton

## Produktausführungen · Bein

### Farbe

Mandel 

Bügelbilder 

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert Strong Cotton	
				3052 BW Maß	3053 BW Maß
	AD	Wadenstrümpfe	Paar	•	•
	AF	Halbschenkelstrümpfe	Paar	•	•
	AG	Schenkelstrümpfe	Paar	•	•
	AT	Strumpfhose	Stück	•	•
	ATL / ATR	Einbein-Strumpfhose	Stück	•	•
	Beinansatz links oder rechts				
	BT / B1T	Leggins	Stück	•	•
	CT / DT	Caprihose	Stück	•	•
	ET	Bermudahose	Stück	•	•
	FT	Radlerhose	Stück	•	•

# Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver · Juzo Expert Strong Cotton

## Produktausführungen · Segmente (Bein)

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	
Trend Colours	

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*		Juzo Expert Strong Cotton*	
				3051, 3052 Maß	3053 Maß	3051 SI, 3052 SI Maß	3053 SI Maß	3052 BW Maß	3053 BW Maß
	BD	Wadensegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•
	BF	Beinsegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•
	BG	Beinsegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•
	CG	Beinsegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•
	DG	Schenkelsegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•
	FG	Schenkelsegmente	Paar						
				•	•	•	•	•	•

# Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

## Produktausführungen · Hand · Unterarm

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	
Trend Colours	

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)



Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

	Form	Ausführung	Einheit	Juzo Expert Strong 3051, 3052 Maß	Juzo Expert Strong Silver* 3051 SI, 3052 SI Maß
	HDAC / HFAC / HFC	<b>Handschuh</b>	Stück		
		Daumen offen		•	•
		Länge bis hinter Handgelenk		•	•
		Daumen geschlossen		•	•
	HDAD / HFAD / HFD	<b>Unterarmstrumpf mit Handteil</b>	Stück		
		Daumen offen		•	•
		Länge bis „D“		•	•
		Daumen geschlossen		•	•
	HDAE / HFAE / HFE	<b>Unterarmstrumpf lang mit Handteil</b>	Stück		
		Daumen offen		•	•
		Länge bis „E“		•	•
		Daumen geschlossen		•	•
		Finger offen	•	•	
		Finger geschlossen	•	•	

# Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

## Produktausführungen · Arm

### Farben

Zucker	
Sesam	
Mandel	
Zimt	
Kakao	
Mohn	
Blaubeere	
Pfeffer	

Trend Colours	
---------------	---

Aktuelle Farben unter [juzo.de/trend-colours](http://juzo.de/trend-colours)

Bügelbilder	
-------------	---

Die aktuellen Bügelbilder finden Sie unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder)

\* Nur in Farbe Mandel

<sup>1</sup> Ärmel beidseits inkl. Schulterkappe und Boleroverbindung

	Form	Ausführung <small>Alle Sonderausstattungen siehe separate Übersicht.</small>	Einheit	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*	
				3051, 3052 Maß	3053 Maß	3051 SI, 3052 SI Maß	3053 SI Maß
	<b>CG</b>	<b>Ärmel</b>	Stück				
				•	•	•	•
	<b>CH</b>	<b>Ärmel mit Schulterkappe</b>	Stück				
		Schulter und Haltegurt		•	•	•	•
		BH-Befestigung		•	•	•	•
		BH-Befestigung und Haftuntertritt		•	•	•	•
		Boleroverbindung <sup>1</sup>		•	•	•	auf Anfrage
	<b>AGA</b>	<b>Ärmel mit Handschuh</b>	Stück				
		Angestrickter Daumen		•		•	
	<b>AGO / AGG</b>	<b>Ärmel mit Handschuh</b>	Stück				
		Angestricktes Handteil Offene oder geschlossene Finger		•		•	
	<b>AHAG</b>	<b>Ärmel mit Handschuh und Schulterkappe</b>	Stück				
		Angestrickter Daumen Schulter und Haltegurt		•		•	
	<b>AHOG / AHGG</b>	<b>Ärmel mit Handschuh und Schulterkappe</b>	Stück				
		Angestricktes Handteil Offene oder geschlossene Finger Schulter und Haltegurt		•		•	

## Sonderausstattungen

### Untere Extremität (Maß)

Fuß	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Spitzennaht nach außen gelegt		•	•		•			•			Paar
Kleine Zehe (5) ganz offen gerade/schräg	•										Stück
Offene Fußspitze		•	•		•			•			Paar
Geschlossene Fußspitze		•	•		•			•			Paar
Geschlossene Fußspitze, Großzehe getrennt		•	•		•			•			Paar
Großzehenansatz		•	•		•			•			Paar
Asymmetrische Spitze		•	•		•			•			Paar
Distaler schräger Fußabschluss (mit offener und geschlossener Fußspitze möglich)		•	•		•			•			Paar
Silikonbeschichtung Fußsohle		•	•		•			•			Paar
90° Fuß		•	•		•			•			Paar
90° Fuß mit Funktionszone Rist (Juzo Expert, KKL 1–3)		•	•		•			•			Paar

Bein	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Reißverschluss		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Reißverschluss außen aufgenäht		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Klettverschluss		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Vollgestrickt (Standard)					•						Stück
Porosa ab „cD“					•						Stück
Anatomisch abgewinkeltes Knie (30° oder 50°)					•	•	•	•	•		Stück
Funktionszone Knie (Juzo Expert, KKL 1–3)					•	•		•	•		Stück
Unterschiedliche KKL								•	•	•	Stück

Sonstiges	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Etikett außen anbringen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Nähte nach außen gelegt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück

# Sonderausstattungen

## Untere Extremität (Maß)

### Hafränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Spitzenhafrand



Elastisches Band

Abschluss am Bein	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Seitliche Überhöhung		•	•	•	•	•	•				Paar
Seitliche Überhöhung max.			•	•	•	•	•				Paar
Vordere Oberbeinerhöhung					•	•	•				Paar
Noppenhafrand Breite 3,5 cm		•	•	•							Paar
Noppenhafrand Breite 5 cm			•	•	•	•	•				Paar
Balancehafrand Breite 3,5 cm		•	•	•							Paar
Balancehafrand Breite 5 cm			•	•	•	•	•				Paar
Elastisches Band Breite 3,5 cm		•	•	•							Paar
Elastisches Band Breite 5 cm			•	•	•	•	•	•	•	•	Paar
Noppenhafrand Motiv Breite 5 cm			•	•	•	•	•				Paar
Balancehafrand Motiv Breite 5 cm			•	•	•	•	•				Paar
Spitzenhafrand Breite 5 cm			•	•	•	•	•				Paar
Hafrand innen eingenäht (nur mit Überhöhung möglich)			•	•	•	•	•				Paar
¾ Hafrand innen eingenäht (nur mit Überhöhung möglich)			•	•	•	•	•	•*	•*	•*	Paar
Haftbandstücke (seitlich außen quer, vorne längs)			•	•	•	•	•	•	•	•	Paar
Beinabschluss mit Noppenhafrand				•		•	•		•	•	Stück
Beinabschluss mit Balancehafrand				•		•	•		•	•	Stück
Beinabschluss mit elastischem Band				•		•	•		•	•	Stück
Angenähtes Leibteil				siehe Auflistung Leibteil							Stück
Hüftbefestigung (Serie)					•	•	•				Stück
Hüftbefestigung (Maß)					•	•	•				Stück

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

\* Nicht bei Kastenform

## Sonderausstattungen

### Untere Extremität (Maß)

Leibteil	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Schrägversion, Kastenform, Slipform								•	•	•	Stück
Schwangerschaftsbefestigung (nur mit Schrägversion)								•	•	•	Stück
Hakenverschluss (vorne/hinten/individuell)								•	•	•	Stück
Hakenverschluss verstärkt (vorne/hinten/individuell)								•	•	•	Stück
Klettverschluss (vorne/hinten/individuell)								•	•	•	Stück
Reißverschluss (vorne/hinten/individuell)								•	•	•	Stück
Haftbandstücke (seitlich/vorne/hinten)								•	•	•	Stück
Einkehren im Leibteil (vorne/hinten)								•	•	•	Stück
Leibteil KKL 1								•	•	•	Stück
Bund und Taillengummi								•	•	•	Stück
Taillengurt								•	•	•	Stück
Taillengurt mit Klettverschluss								•	•	•	Stück
Noppenhafrand Breite 5 cm								•	•	•	Stück
Elastisches Band Breite 5 cm								•	•	•	Stück
Balancehafrand Breite 5 cm								•	•	•	Stück
Stomaöffnung (individuell nach Anzeichnung)								•	•	•	Stück
Klette für Thoraxverbindung								•	•	•	Stück

Ausführung						Hi.Mi.Nr.	Einheit
<b>Art. 3021,3022</b> <b>Leibteil KT Juzo Expert</b> (Farbe: Mandel), 23 cm hoch						17.06.07.3001	Stück
Zur Befestigung von AG-Strümpfen							
<b>Größen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		•
<b>Stärkster Leibumfang in cm</b>	80–90	90–100	100–110	110–120	120–135		
Mit Klettverschluss							•
<b>Art. 3021, 3022</b> <b>Leibteil KT Juzo Expert nach Maß</b>							Stück
Zur Befestigung von AG-Strümpfen							•
Mit Klettverschluss							•

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

## Sonderausstattungen

### Untere Extremität (Maß)

Zwickel	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Zwickel Standard/Zwickel klein Netzzwickel Standard/ Netzzwickel klein								•	•	•	Stück
Komprimierender Zwickel (normal/klein)								•	•	•	Stück
Zwickel geschlitzt								•	•	•	Stück
Zwickel mit Katheteröffnung								•	•	•	Stück
Schritt offen								•	•	•	Stück
Eingriff								•	•	•	Stück
Skrotum (Hodensack) Skrotum (Hodensack) Netzmaterial								•	•	•	Stück

Pelotten/Futterstoff	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Einheit
Druckpelotten nach Dr. Rotter (medial/lateral)		•	•		•			•			2 Stück/Bein
Futterstofftaschen für Pelotten nach Dr. Rotter		•	•		•			•			Stück
Malleolenpelotten aus Silikon (medial/lateral)		•	•		•			•			2 Stück/Bein
Futterstofftaschen für Silikonpelotten		•	•		•			•			Stück
Futterstofftasche/Futterstoff bei „cE“ (normal/Silver)					•	•	•	•	•		Stück
Futterstofftasche/Futterstoff bei „cY“ (normal/Silver)		•	•		•			•			Stück
Futterstofftasche/Futterstoff individuell (normal/Silver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Futterstoff Ferse (normal/Silver)		•	•		•			•			Stück
Futterstoff Achillessehne (normal/Silver)		•	•		•			•			Stück
Futterstoff Fußsohle (normal/Silver)		•	•		•			•			Stück
Futterstofftasche inkl. Lymphpad Line oder Lymphpad Square	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

# Sonderausstattungen

## Obere Extremität (Maß)

### Haftränder



Noppenhaftrand



Balancehaftrand



Elastisches Band

Hand	HDAC/ HFAC/HFC	HDAD/ HFAD/HFD	HDAE/ HFAE/HFE	Einheit
Eingearbeitete Druckpelotte – Kurz	•	•	•	Stück
Eingearbeitete Druckpelotte – Lang	•	•	•	Stück
Silikonbeschichtung – An der Handinnenfläche	•	•	•	Stück
Reißverschluss	•	•	•	Stück
Reißverschluss außen aufgenäht	•	•	•	Stück
Futterstoff Finger 1 + 2 (normal/Silver)	•	•	•	Stück
Futterstofftasche für Druckpelotte – Handrücken	•	•	•	Stück
Futterstofftasche für Druckpelotte – Handinnenfläche	•	•	•	Stück
Futterstofftasche für Druckpelotte lang – Handrücken	•	•	•	Stück
Futterstofftasche für Druckpelotte lang – Handinnenfläche	•	•	•	Stück
Futterstofftasche / Futterstoff individuell (normal/Silver)	•	•	•	Stück
Futterstofftasche inkl. Lymphpad Line oder Lymphpad Square	•	•	•	Stück
Noppenhaftrand Breite 3,5 cm		•	•	Stück
Balancehaftrand Breite 3,5 cm		•	•	Stück
Elastisches Band Breite 3,5 cm		•	•	Stück
Seitliche Überhöhung	•	•	•	Stück

Sonstiges	HDAC/ HFAC/HFC	HDAD/ HFAD/HFD	HDAE/ HFAE/HFE	CG	CH	THLI	AGA	AGO/ AGG	AHAG	AHOG/ AHGG	Einheit
Etikett außen anbringen	•	•	•	•	•		•	•	•	•	Stück
Nähte nach außen gelegt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stück

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

# Sonderausstattungen

## Obere Extremität (Maß)

### Hafränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Elastisches Band

Arm	CG	CH	THLI	AGA	AGO/ AGG	AHAG	AHOG/ AHGG	Einheit
Seitliche Überhöhung bei „cG“ (normal/max.)	•			•	•			Stück
Noppenhafrand Breite 3,5/5 cm	•			•	•			Stück
Noppenhafrand Motiv Breite 5 cm	•			•	•			Stück
Balancehafrand Breite 3,5/5 cm	•			•	•			Stück
Balancehafrand Motiv Breite 5 cm	•			•	•			Stück
Elastisches Band Breite 3,5 cm/5 cm	•			•	•			Stück
Hafrand innen eingenäht (nur mit Überhöhung möglich)	•			•	•			Stück
¾ Hafrand innen eingenäht (nur mit Überhöhung möglich)	•			•	•			Stück
Haftbandstücke (seitlich außen quer)	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Haftuntertritt		•				•	•	Stück
Anatomisch abgewinkelter Ellenbogen (30° oder 50°)	•	•	• nur 30°	•	•	•	•	Stück
Naht an der Armaußenseite bei „cG“ (nur mit anatomisch abgewinkelter Form 30° und 50° möglich)	•							Stück
Funktionszone Ellenbogen (Juzo Expert, KKL 1–3)	•	•						Stück
Futterstofftasche/Futterstoff bei „cE“ (normal/Silver)	•	•	•	•	•	•	•	Stück
Futterstofftasche/Futterstoff individuell (normal/Silver)	•	•		•	•	•	•	Stück
Futterstofftasche inkl. Lymphpad Line oder Lymphpad Square	•	•		•	•	•	•	Stück
Reißverschluss	•	•		•	•	•	•	Stück
Reißverschluss außen aufgenäht	•	•		•	•	•	•	Stück
Schulterkappe für Boleroverbindung		•						Stück
Boleroverbindung		•						Stück

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

# Sonderausstattungen

## Thorax (Maß)

### Hafränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Elastisches Band

Verschluss Brustmitte / Rückenmitte / Individuell	Einheit
Reißverschluss normal / Untertritt verstärkt	Stück
Hakenverschluss normal / verstärkt	Stück

Abschluss / Befestigung	Einheit
Bodybefestigung mit Hakenverschluss / Klettverschluss	Stück
Noppenhafrand Breite 5 cm	Stück
Balancehafrand Breite 5 cm	Stück
Noppenhafrand Motiv Breite 5 cm	Stück
Balancehafrand Motiv Breite 5 cm	Stück
Elastisches Band Breite 5 cm	Stück
Taillengurt Breite 4 cm	Stück
Klette zur Verbindung mit Strumpfhose	Stück

Arme	Einheit
Unterschiedliche KKL	Stück
Noppenhafrand am Armabschluss Breite 3,5 cm	Stück
Balancehafrand am Armabschluss Breite 3,5 cm	Stück
Elastisches Band am Armabschluss Breite 3,5 cm	Stück

Sonstiges	Einheit
Stehkragen	Stück
Stehkragen mit Klettverschluss	Stück
Eingestricktes BH-Körbchen	Stück
Prothesentasche	Stück
Futterstofftasche / Futterstoff bei „cE“ (normal / Silver)	Stück
Futterstoff Achsel (normal / Silver)	Stück
Futterstofftasche / Futterstoff individuell (normal / Silver)	Stück
Futterstofftasche inkl. Lymphpad Line oder Lymphpad Square	Stück
Unelastische Rückenzone	Stück
Nähte nach außen gelegt	Stück
Etikett außen anbringen	Stück

## Sonderausstattungen

### Stumpfversorgung (Maß)

#### Hafränder



Noppenhafrand



Noppenhafrand Motiv



Balancehafrand



Balancehafrand Motiv



Elastisches Band

Bein	FG	CF	Einheit
Seitliche Überhöhung (normal/max.)*	•	•	Stück
Noppenhafrand Breite 5 cm	•	•	Stück
Balancehafrand Breite 5 cm	•	•	Stück
Noppenhafrand Motiv Breite 5 cm	•	•	Stück
Balancehafrand Motiv Breite 5 cm	•	•	Stück
Elastisches Band Breite 5 cm	•	•	Stück
Hüftbefestigung (Serie)	•		Stück
Hüftbefestigung (Maß)	•		Stück
Prothesenstiftöffnung 2 cm	•	•	Stück
Stumpfansatz einseitig/beidseitig	•		Stück

Arm	SG	SH	Einheit
Seitliche Überhöhung (normal/max.)*	•		Stück
Noppenhafrand schmal Breite 3,5 cm	•		Stück
Balancehafrand schmal Breite 3,5 cm	•		Stück
Elastisches Band Breite 3,5 cm	•		Stück
Haftuntertritt		•	Stück

Sonstiges	AD/AF/AG/AT	FG/CF	SG/SH	Einheit
Komprimierende Fußspitze	•			Stück
Nähte nach außen gelegt	•	•	•	Stück
Etikett außen anbringen	•	•	•	Stück

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Dynamic, Juzo Dynamic Silver

\* Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton

# Nachträgliche Änderungen

## Rundstrick (Serie und Maß)

Ausführung	Juzo Inspiration	Juzo Soft	Juzo Adventure	Juzo Move	Juzo Dynamic	Juzo Dynamic Silver*	Juzo Dynamic Cotton	Juzo Intenso
<b>Fußspitze (Paar)</b>								
Trikotspitze kürzen (nur nach Maß)	•	•		•	•	•	•	•
<b>Haftrand (Paar)</b>								
Haftränder tauschen	•	•	•	•	•	•	•	•
Trikotrand ändern auf Haftrand	•	•	•	•	•**	•	•	•
Haftrand enger/weiter	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Hüftbefestigungen</b>								
Anbringen (einzeln)		•			•	•	•	
Anbringen (als Paar zu tragen)		•			•	•	•	
Hüftbefestigung ändern (kürzen oder Gurt ändern)		•			•	•	•	
<b>Änderungen Hosen (Stück)</b>								
Stomaöffnung	•	•			•	•	•	
Schritt offen		•			•	•	•	
<b>Länge kürzen (Paar)</b>								
Strümpfe kürzen (mit Haftrand)	•	•	•	•	•	•	•	•
* Nur nach Maß möglich ** Ausnahme Dynamic AG nach Maß								

# Nachträgliche Änderungen · Reparatur

## Flachstrick (Maß)

Ausführung	Optionen	Einheit
<b>Fußspitze</b>		Paar
Anbringen		•
Entfernen		•
<b>Haftrand</b>		Paar
Anbringen	Bei AD Bei AG Bei CG	•
Haftrand tauschen	Auf Spitzenhaftrand, Noppenhaftrand, Noppenhaftrand Motiv, Balancehaftrand, Balancehaftrand Motiv, Elastisches Band	•
Gestrickbündchen ändern	Auf Spitzenhaftrand, Noppenhaftrand, Noppenhaftrand Motiv, Balancehaftrand, Balancehaftrand Motiv, Elastisches Band (nur bei geradem Abschluss möglich)	•
Haftrand ändern	Enger Weiter	•
<b>Hüftbefestigungen</b>		
Anbringen	Stück	•
	Als Paar zu tragen	•
<b>Änderungen Hose</b>		Stück
Bund und Taillengummi		•
Stomaöffnung		•
Schritt offen		•
Eingriff		•
<b>Nachträgliche Einarbeitung</b>		Stück
Futterstofftasche einarbeiten		•
Futterstoff einarbeiten		•
Druckpelotte nach Dr. Rotter	Pelotten werden zusätzlich in Rechnung gestellt	•
Malleolenpelotte aus Silikon	Pelotten werden zusätzlich in Rechnung gestellt	•
<b>Sonstiges</b>		
Reparatur		•

Gültig für: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton




## Julius Konzept – der Helfer für Kinder und Eltern

Mit dem „kleinen Helfer Julius“ hilft Juzo betroffenen Kindern und deren Eltern durch die schwierige Zeit der Narbentherapie. Verschiedene therapieunterstützende Maßnahmen machen Mut und fördern gezielt die Therapietreue der Kinder. Zum Beispiel begleiten farbenfrohe Julius Bügelbilder die Kleinen in der Kompressionstherapie.

## Bunte Bügelbilder


Entdecke unsere Julius Bügelbilder für die Kompressionsbekleidung!

Für die Kompressionsbekleidung der Kinder stehen verschiedene Motive von Julius und seinen Freunden als Bügelbilder zur Verfügung. Unter [juzo.de/buegelbilder](http://juzo.de/buegelbilder) finden Sie alle aktuellen Motive.



## Neue Motive für Kids und Teenager

Endlich bekommen die Julius Bügelbilder Verstärkung. Unsere neuen coolen Motive sind speziell für etwas ältere Kids und Teenager gemacht.



# Juzo SoftCompress

## Kompressionsbandagierung

### Polstermaterialien für die Ödemtherapie

Juzo SoftCompress Polstermaterialien zeichnen sich in ihrer Funktionalität durch vertikal verlaufende Schaumstoffkanäle aus. Diese schaffen eine einzigartige Oberflächenstruktur und bewirken eine ideale Druckverteilung, wodurch der Abfluss der Lympflüssigkeit gefördert wird. Zusätzlich kann eine Unterpolsterung der Kompressionsversorgung mit Juzo SoftCompress Druckstellen vermeiden und Hautschäden vorbeugen. Durch seine Baumwolloberfläche ist das Material besonders hautverträglich und angenehm zu tragen. Die Bandagehilfen für die Arm- und Beinversorgung sind einfach in der Handhabung und eignen sich damit ideal für die Selbsttherapie. Sie können unter Kurzzugbinden oder in Verbindung mit Juzo ACS Light oder Juzo Compression Wrap getragen werden.

Für eine individuelle Versorgung gibt es die Komplettssets LymphAid und BandageAid sowie Kompressionsbinden und -platten. Mithilfe von Juzo SoftCompress Einlagen und Pelotten kann der Kompressionsdruck bei speziell lokalisierten Ödemen punktuell erhöht werden.

#### Merkmale

##### Anwendung

Lymphologie

##### Eigenschaften

- + Atmungsaktiv
- + Baumwolloberfläche
- + Gezielte Druckerhöhung
- + Material ist waschbar

##### Versorgung

- + Untere Extremität
- + Obere Extremität

##### Kompressionsdruck


Keiner




#### Versorgungsbeispiele



Bandagehilfe Bein



Bandagehilfe Arm



Brustbandage



Kompressionsbinde

Weitere Informationen zu Juzo SoftCompress finden Sie in der Broschüre „Produkte für die Kompressionsbandagierung“ von Juzo.

# Juzo SoftCompress

## Bandagehilfen

### Farbe

Weiß	
------	--

<sup>1</sup> PZN gültig für Serien- und Universalgrößen

<sup>2</sup> Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt

	Art.	Ausführung	PZN <sup>1</sup>	Seriengrößen <sup>2</sup>	Maßanfertigung	Universalgröße
		Bei Kompressionsbinde (Art. 6835), Mullbinde (Art. 6847/6848) und Kurzzugbinde (Art. 6846): Maßangabe entspricht gedehnter Länge		Einheit	Einheit	Einheit
	<b>6830</b>	<b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 2)		Stück		
			Größe 1 · 13505687	•	•	
			Größe 2 · 13505693			
			Größe 3 · 13505701			
			Größe 4 · 13505718			
		Größe 5 · 13505724				
	<b>6831</b>	<b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 1)		Stück		
		Lieferumfang: 2 Pelotten für die Fußknöchel	13505730		•	•
	<b>6820</b>	<b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 2)		Stück		
		Lieferumfang: 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle			•	
	<b>6821</b>	<b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 1)		Stück		
		Lieferumfang: 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle 1 Kompressionsbinde (10 cm x 4 m) 1 Kompressionsbinde (12 cm x 4 m)	13505641			•
	<b>6822</b>	<b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 2)		Stück		
			Größe 1 · 13505747	•	•	
			Größe 2 · 13505753			
		Lieferumfang: 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	Größe 3 · 13505782			
			Größe 4 · 13505799			
			Größe 5 · 13505807			
		Größe 6 · 13505836				
	<b>6823</b>	<b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 1)		Stück		
		Lieferumfang: 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13505842			•

# Juzo SoftCompress

## LymphAid / BandageAid

### Farbe

Weiß	
------	--

	Art.	Ausführung	PZN	Einheit
		Bei Kompressionsbinde (Art. 6835), Mullbinde (Art. 6847/6848) und Kurzzugbinde (Art. 6846): Maßangabe entspricht gedehnter Länge		
	<b>6800 KL</b>	<b>LymphAid Bein klein</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13506244	Set  •
	<b>6800 GR</b>	<b>LymphAid Bein groß</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 1 Kompressionsbinde 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 6 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13506238	Set  •
	<b>6801</b>	<b>LymphAid Arm</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Bandagehilfe Arm Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13506221	Set  •
	<b>6810 KL</b>	<b>BandageAid Bein klein</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13505670	Set  •
	<b>6810 GR</b>	<b>BandageAid Bein groß</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 2 Kompressionsbinden 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13505664	Set  •
	<b>6811</b>	<b>BandageAid Arm</b> (für KPE Phase 1)  Lieferumfang: 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 5 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13505658	Set  •

# Juzo SoftCompress

## Zusatzprodukte

### Farbe

Weiß	
------	--

<sup>1</sup> PZN gültig für Serien- und Universalgrößen

<sup>2</sup> Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt

Art.	Ausführung	PZN <sup>1</sup>	Seriengrößen <sup>2</sup> Einheit	Maßanfertigung Einheit
<b>6837</b>	<b>Brusttrichter</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	Cup A–B	Größe 1 · 13505919	•	
	Cup C–D	Größe 2 · 13505925	•	•
	Cup E–F	Größe 3 · 13505931	•	
<b>6838</b>	<b>Brustbandage</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	Cup A	Größe 1 · 13505859	•	
	Cup B	Größe 2 · 13505865	•	
	Cup C	Größe 3 · 13505871	•	
	Cup D	Größe 4 · 13505888	•	•
	Cup E	Größe 5 · 13505894	•	
	Cup F	Größe 6 · 13505902	•	
<b>6839</b>	<b>Genitaleinlage für Frauen</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	20 x 20 cm	Größe 1 · 13505977	•	
	30 x 28 cm	Größe 2 · 13505983	•	•
	40 x 32 cm	Größe 3 · 13506008	•	
<b>6840</b>	<b>Genitaleinlage für Männer</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	20 x 28 cm	Größe 1 · 13505948	•	
	23 x 30 cm	Größe 2 · 13505954	•	•
	26 x 32 cm	Größe 3 · 13505960	•	
<b>6842</b>	<b>Einlage für die Ellenbeuge</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	10 x 13 cm	13506020	•	•
<b>6843</b>	<b>Pelotten für die Fußknöchel</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Paar
	6,5 x 9 cm	13506250	•	
<b>6844</b>	<b>Handkomresse</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	8,5 x 24 cm	13506037	•	•
<b>6845</b>	<b>Einlage für die Kniekehle</b> (für KPE Phase 1 und 2)			Stück
	13 x 17 cm	13506014	•	•

# Juzo SoftCompress

## Kompressionsbinden und -platten

### Farbe

Weiß	
------	--


<sup>1</sup> Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt

Art.	Ausführung	PZN	Seriengrößen <sup>1</sup>	
	Bei Kompressionsbinde (Art. 6835), Mullbinde (Art. 6847/6848) und Kurzzugbinde (Art. 6846): Maßangabe entspricht gedehnter Länge		<b>Einheit</b>	
<b>6835</b>	<b>Kompressionsbinde</b> (für KPE Phase 1)		Stück	
	5 mm, 8 cm x 4 m	Größe 1 · 13506043	•	
	5 mm, 10 cm x 4 m	Größe 2 · 13506066	•	
	5 mm, 12 cm x 4 m	Größe 3 · 13506072	•	
	5 mm, 16 cm x 4 m	Größe 4 · 13506089	•	
<b>6836</b>	<b>Kompressionsplatte</b> (für KPE Phase 1)		Stück	
	65 x 65 cm	Größe 1 · 13506095	•	
	125 x 100 cm	Größe 2 · 13506103	•	

Art.	Ausführung	PZN	Einheit	
	Bei Kompressionsbinde (Art. 6835), Mullbinde (Art. 6847/6848) und Kurzzugbinde (Art. 6846): Maßangabe entspricht gedehnter Länge			
<b>6846</b>	<b>Kurzzugbinde</b> (für KPE Phase 1)		Stück	Karton (10 Stück)
	6 cm x 5 m	13506215 (Stück) 13506161 (Karton)	•	•
	8 cm x 5 m	13506190 (Stück) 13506149 (Karton)	•	•
	10 cm x 5 m	13506178 (Stück) 13506126 (Karton)	•	•
	12 cm x 5 m	13506184 (Stück) 13506132 (Karton)	•	•
	<b>Rapidelast V – Mullbinde</b> (für KPE Phase 1)		Stück	Karton (20 Stück)
<b>6847</b>	6 cm x 4 m (für die Finger)	13506267		•
<b>6848</b>	4 cm x 4 m (für die Zehen)	13506273		•

### Größentabelle

#### Juzo SoftCompress · Bandagehilfe Unterschenkel

Art. 6830 Länge in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm				
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
<b>PAD</b> 38–46					
	<b>cD</b> 27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42
	<b>cC</b> 29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5
	<b>cB1</b> 23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5
	<b>cB</b> 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5
	<b>cY</b> 28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5
	<b>cA</b> 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5

# Juzo SoftCompress

## Größentabellen

Wichtig:  
Seriengrößen  
werden nach  
Hautmaß ermittelt.  
Für Maßanfertigungen  
bitte „auf Zug“  
messen.

### Juzo SoftCompress · Bandagehilfe Arm

Art. 6822 Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm						
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
PCG 46–51		cG	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
PCE 21–25		cF	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
		cE	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
		cD	23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		cC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24

### Juzo SoftCompress · Brustbandage

Art. 6838	Seriengrößen	Cup	Brustumfang in cm	Unterbrustumfang in cm
	1	A	90–106	84–100
	2	B	90–106	84–100
	3	C	95–112	85–102
	4	D	95–112	85–102
	5	E	100–116	88–104
	6	F	100–116	88–104

### Juzo SoftCompress · Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20 x 20
	2	30 x 28
	3	40 x 32

### Juzo SoftCompress · Genitaleinlage für Männer

Art. 6840	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20 x 28
	2	23 x 30
	3	26 x 32

### Juzo SoftCompress · Brusttrichter

Art. 6837	Seriengrößen	Cup
	1	A–B
	2	C–D
	3	E–F

### Juzo SoftCompress · Kompressionsplatte

Art. 6836	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	65 x 65
	2	125 x 100

### Juzo SoftCompress · Kompressionsbinde

Art. 6835	Seriengrößen	Maße in cm (gedehnte Länge x Breite)
Stärke in mm: 5 	1	400 x 8
	2	400 x 10
	3	400 x 12
	4	400 x 16

# Juzo SleepCompress

## Kompressionssystem

### Die ideale Gute-Nacht-Versorgung

In der Erhaltungsphase der Ödemtherapie ist Juzo SleepCompress eine ideale Ergänzung zur flachgestrickten Kompressionsversorgung. Es unterstützt nachts und in Ruhephasen dabei, den Behandlungserfolg zu sichern und macht die Ödemtherapie für die Betroffenen damit noch wirkungsvoller und bequemer. Die Struktur von Juzo SleepCompress hat sich den Verlauf der Lymphbahnen zum Vorbild genommen. So lenken und unterstützen die abgesteppten Schaumstoffkanäle den Lymphabfluss und sichern damit die Entstauung. Dabei werden Schwellungen abgebaut, so dass sich der Ödemdruck und das Spannungsgefühl reduzieren.

#### Merkmale

**Anwendung**  
Lymphologie

**Eigenschaften**  
+ Speziell für Ruhephase  
+ Cooling Material  
+ Mit Fixierhilfe

**Versorgung**  
+ Untere Extremität  
+ Obere Extremität

**Kompressionsdruck**  
leichte Kompression



#### Versorgungsbeispiele



Arm



Bein



Querschnitt Material



Wirkungsweise

Weitere Informationen zu Juzo SleepCompress finden Sie in der Broschüre „Erhaltungstherapie im Schlaf“ von Juzo.

# Juzo SleepCompress

## Produktausführungen · Bein

Farbe

Schwarz



	Art. Länge	Ausführung	PZN	Seriengrößen Einheit	
	<b>6873</b>	<b>Unterschenkel</b>		Stück	
	normal	links	Größe 1 · 19622371 Größe 2 · 19622388 Größe 3 · 19622394 Größe 4 · 19622402 Größe 5 · 19622419	•	
	lang		Größe 1 · 19622425 Größe 2 · 19622431 Größe 3 · 19622448 Größe 4 · 19622454 Größe 5 · 19622483	•	
	normal	rechts	Größe 1 · 19622508 Größe 2 · 19622520 Größe 3 · 19622537 Größe 4 · 19622543 Größe 5 · 19622566	•	
	lang		Größe 1 · 19622572 Größe 2 · 19622589 Größe 3 · 19622595 Größe 4 · 19622603 Größe 5 · 19622626	•	
		<b>6874</b>	<b>Bein</b>		Stück
		normal	links	Größe 1 · 19622632 Größe 2 · 19622649 Größe 3 · 19622655 Größe 4 · 19622661 Größe 5 · 19622678	•
		lang		Größe 1 · 19622684 Größe 2 · 19622690 Größe 3 · 19622709 Größe 4 · 19622715 Größe 5 · 19622721	•
normal		rechts	Größe 1 · 19622738 Größe 2 · 19622744 Größe 3 · 19622773 Größe 4 · 19622796 Größe 5 · 19622810	•	
lang			Größe 1 · 19622827 Größe 2 · 19622833 Größe 3 · 19622856 Größe 4 · 19622862 Größe 5 · 19622879	•	

# Juzo SleepCompress

## Produktausführungen · Arm

### Farbe

Schwarz



	Art. Länge	Ausführung	PZN	Seriengrößen Einheit		
	<b>6872</b>	<b>Arm</b>		Stück		
	kurz	links	Größe 1 · 18778154 Größe 2 · 18778160 Größe 3 · 18778177 Größe 4 · 18778183 Größe 5 · 18778208	•		
	normal		Größe 1 · 18778013 Größe 2 · 18298744 Größe 3 · 18298750 Größe 4 · 18298767 Größe 5 · 18778036			
	lang		Größe 1 · 18778042 Größe 2 · 18298773 Größe 3 · 18298804 Größe 4 · 18298810 Größe 5 · 18778059			
	kurz	rechts	Größe 1 · 18778102 Größe 2 · 18778119 Größe 3 · 18778125 Größe 4 · 18778131 Größe 5 · 18778148			
	normal		Größe 1 · 18778088 Größe 2 · 18298879 Größe 3 · 18298885 Größe 4 · 18298891 Größe 5 · 18778094			
	lang		Größe 1 · 18778065 Größe 2 · 18298827 Größe 3 · 18298856 Größe 4 · 18298862 Größe 5 · 18778071			
		<b>9572</b>	<b>Kletteile</b>			6 Stück
		8,5 x 7,5 cm	Unterschenkel, Arm		Universalgröße	•
<b>9573</b>		<b>Kletteile</b>			9 Stück	
	8,5 x 7,5 cm	Bein	Universalgröße	•		

# Juzo SleepCompress

## Größentabellen

### Juzo SleepCompress · Unterschenkel, Bein

Art. 6873 · Art. 6874	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen · Maße in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
<b>PAG AG</b> lang 72–83 normal 66–72	<b>cG</b>	40–46	46–52	52–58	58–64	64–70
	<b>cF</b>	38–44	44–50	50–56	56–62	62–68
	<b>cE</b>	28–33	33–38	38–43	43–48	48–53
<b>PAD AD</b> lang 40–46 normal 34–40	<b>cD</b>	25–29	29–33	33–37	37–42	42–47
	<b>cC</b>	27–31	31–35	35–39	39–44	44–49
	<b>cB1</b>	21,5–25	25–28,5	28,5–32	32–36	36–40
	<b>cB</b>	17–20	20–23	23–26	26–29,5	29,5–32
	<b>cY</b>	26–29	29–32	32–35	35–38,5	38,5–42
	<b>cA</b>	17–20	20–23	23–26	26–29,5	29,5–32

### Juzo SleepCompress · Arm

Art. 6872	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen · Maße in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
<b>PCG</b> lang 47–51 normal 42–47 kurz 36–42	<b>cG</b>	28–32	31–35	34–38	37–41	40–44
	<b>cF</b>	26–29	29–32	32–35	35–38	38–41
	<b>cE</b>	23–26	26–29	29–32	32–35	35–38
	<b>cD</b>	20–23	23–26	26–29	29–32	32–35
	<b>cC</b>	12,5–15	15–17,5	17,5–20	20–22,5	22,5–25

# Juzo ACS Light

## Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

### Kompressionssysteme für die Entstauung

Bei Juzo ACS Light handelt es sich um kurzzügige Kompressionssegmente, die als effiziente Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Kompressionsbinden während der Entstauungsphase eingesetzt werden. Mit Juzo ACS Light kann ein therapeutischer Kompressionsdruck von bis zu 40 mmHg erzielt werden. Die Klettverschlüsse ermöglichen eine individuelle Anpassung an schwankende Körperumfänge. Durch das integrierte Inlett am Arm-, Oberschenkel-, Knie- und Wadensegment lassen sich die Juzo ACS Light Produkte einfach fixieren und mühelos anlegen. Ein Verrutschen während des Tragens wird durch innen liegende Haftbänder vermieden. Die einfache Handhabung der Juzo ACS Light Produkte ermöglicht die Selbsttherapie, gleichzeitig fördert der hohe Tragekomfort die Therapietreue der Betroffenen. Juzo ACS Light kann Tag und Nacht getragen werden.

#### Merkmale

**Anwendung**  
Lymphologie

**Eigenschaften**  
+ Kurzzüliges, komfortables Material  
+ Perfekter Halt  
+ Mit Fixierhilfe

**Versorgung**  
+ Bein  
+ Fuß  
+ Arm  
+ Hand

**Kompressionsdruck**  
Variabler Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg



#### Versorgungsbeispiele



Weitere Informationen zu Juzo ACS Light finden Sie in der Broschüre „Produkte für die Kompressionsbandagierung“ von Juzo.

# Juzo ACS Light

## Produktausführungen · Bein

### Farben



	Art.	Ausführung	PZN		Seriengrößen	
	Länge				Einheit	
	<b>J701LI</b>	<b>Fußsegment</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück	
	normal		Größe 1 · 13885141 Größe 2 · 13885129 Größe 3 · 13885112 Größe 4 · 13885046 Größe 5 · 13885135	Größe 1 · 13575417 Größe 2 · 13575392 Größe 3 · 13575386 Größe 4 · 13575334 Größe 5 · 13575400	•	
	lang		Größe 1 · 13885023 Größe 2 · 13885098 Größe 3 · 13885081 Größe 4 · 13885075 Größe 5 · 13885017	Größe 1 · 13575305 Größe 2 · 13575363 Größe 3 · 13575357 Größe 4 · 13575340 Größe 5 · 13575297		
	<b>J702LI</b>	<b>Unterschenkelsegment</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück	
	normal	links	Größe 1 · 13884928 Größe 2 · 13884905 Größe 3 · 13884897 Größe 4 · 13884880 Größe 5 · 13884911	Größe 1 · 13575222 Größe 2 · 13575191 Größe 3 · 13575185 Größe 4 · 13575179 Größe 5 · 13575216	•	
			lang	Größe 1 · 13885514 Größe 2 · 13885483 Größe 3 · 13885477 Größe 4 · 13885460 Größe 5 · 13885508		Größe 1 · 13575759 Größe 2 · 13575736 Größe 3 · 13575713 Größe 4 · 13575707 Größe 5 · 13575794
	normal			rechts		Größe 1 · 13884992 Größe 2 · 13884957 Größe 3 · 13884940 Größe 4 · 13884934 Größe 5 · 13884986
			lang			Größe 1 · 13885566 Größe 2 · 13885572 Größe 3 · 13885537 Größe 4 · 13885520 Größe 5 · 13885543
<b>J703LI</b>	<b>Kniesegment</b>	<b>Beige</b>			<b>Schwarz</b>	Stück
			Größe 1 · 13885230 Größe 2 · 13885218 Größe 3 · 13885201 Größe 4 · 13885193 Größe 5 · 13885224		Größe 1 · 13575475 Größe 2 · 13575452 Größe 3 · 13575446 Größe 4 · 13575423 Größe 5 · 13575469	•

# Juzo ACS Light

## Produktausführungen · Bein/Arm

### Farben



Art. Länge	Ausführung	PZN		Seriengrößen
		Beige	Schwarz	Einheit
<b>J704LI</b>	<b>Oberschenkelsegment</b>			Stück
normal  lang	links	Größe 1 · 13885402 Größe 2 · 13885388 Größe 3 · 13885371 Größe 4 · 13885365 Größe 5 · 13885394	Größe 1 · 13575630 Größe 2 · 13575593 Größe 3 · 13575587 Größe 4 · 13575570 Größe 5 · 13575624	•
		Größe 1 · 13885804 Größe 2 · 13885721 Größe 3 · 13885715 Größe 4 · 13885709 Größe 5 · 13885796	Größe 1 · 13576032 Größe 2 · 13575943 Größe 3 · 13575937 Größe 4 · 13575920 Größe 5 · 13576026	
normal  lang	rechts	Größe 1 · 13885454 Größe 2 · 13885431 Größe 3 · 13885425 Größe 4 · 13885419 Größe 5 · 13885448	Größe 1 · 13575699 Größe 2 · 13575676 Größe 3 · 13575653 Größe 4 · 13575647 Größe 5 · 13575682	•
		Größe 1 · 13885744 Größe 2 · 13885773 Größe 3 · 13885767 Größe 4 · 13885750 Größe 5 · 13885738	Größe 1 · 13575972 Größe 2 · 13576003 Größe 3 · 13575995 Größe 4 · 13575989 Größe 5 · 13575966	
<b>J705LI</b>	<b>Handsegment</b>			Stück
		Größe 1 · 13885187 Größe 2 · 13885170 Größe 3 · 13885164 Größe 4 · 13885158	Größe 1 · 12598698 Größe 2 · 12598675 Größe 3 · 12598652 Größe 4 · 12598623	•
<b>J706LI</b>	<b>Armsegment</b>			Stück
normal  lang	links	Größe 1 · 13885282 Größe 2 · 13885276 Größe 3 · 13885253 Größe 4 · 13885247 Größe 5 · 13891727	Größe 1 · 13575512 Größe 2 · 13575506 Größe 3 · 13575498 Größe 4 · 13575481 Größe 5 · 13889995	•
		Größe 1 · 13885690 Größe 2 · 13885626 Größe 3 · 13885603 Größe 4 · 13885589 Größe 5 · 13891762	Größe 1 · 13575914 Größe 2 · 13575831 Größe 3 · 13575825 Größe 4 · 13575819 Größe 5 · 13890030	
normal  lang	rechts	Größe 1 · 13885336 Größe 2 · 13885313 Größe 3 · 13885307 Größe 4 · 13885299 Größe 5 · 13891733	Größe 1 · 13575558 Größe 2 · 13575541 Größe 3 · 13575535 Größe 4 · 13575529 Größe 5 · 13890024	•
		Größe 1 · 13885655 Größe 2 · 13885684 Größe 3 · 13885678 Größe 4 · 13885661 Größe 5 · 13891779	Größe 1 · 13575848 Größe 2 · 13575883 Größe 3 · 13575877 Größe 4 · 13575860 Größe 5 · 13890047	

# Juzo ACS Light

## Zusatzprodukte

### Farben



### Pelotten




<sup>1</sup> PZN gültig für Serien- und Universalgrößen

Art.	Ausführung	PZN <sup>1</sup>		Serien-/ Universalgrößen
				Einheit
<b>J711</b>	<b>Hüftband</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück
	Hüftteil mit aufgenähtem Mikroklett Separater Taillengurt inkl. 1 losen Klettverschluss	13884874	13575162	•
<b>J712</b>	<b>Zusatzband</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück
	Zusätzliches Band inkl. 6 losen Klettverschlüssen	Größe 1 · 13885810 Größe 2 · 13885827	Größe 1 · 13576049 Größe 2 · 13576055	•
<b>J713</b>	<b>Klettverschlussplatte</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück
	Individuell zuschneidbar 28 x 22 cm	13885833	13576109	•
<b>J714</b>	<b>Pelotten</b>	<b>Grau</b>		Set
	Set mit 2 Stärken	Größe 1 · 13576061 Größe 2 · 13576078 Größe 3 · 13576084 Größe 4 · 13576090		•
<b>J715</b>	<b>Anti-Rutsch Band</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück
	Band mit einseitiger Neopren-Beschichtung, 12 x 120 cm inkl. 6 losen Klettverschlüssen	13884868	13575156	•
<b>J716</b>	<b>Extender</b>	<b>Beige</b>	<b>Schwarz</b>	Stück
	Verlängerungsband mit aufgenähten Klettstreifen, 60 x 9 cm inkl. 2 losen Klettverschlüssen	13885000	12599284	•


# Juzo ACS Light

## Größentabellen

### Juzo ACS Light · Fußsegment


Art. J701LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen · Maße in cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	
	cA	Zehengrundgelenk	22 – 24	25 – 27	28 – 30	31 – 34	35 – 40
	PA	normal	16,5	18	19,5	21	23
		lang	18,5	20	21,5	23	25

### Juzo ACS Light · Unterschenkelsegment


Art. J702LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen · Maße in cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	
	cC	stärkste Stelle Wade	35 – 45	40 – 52	48 – 60	55 – 65	60 – 70
	cB	Fußgelenk	20 – 27	25 – 32	30 – 38	37 – 44	45 – 52
	PAD	normal	37	37	42	42	44
		lang	42	42	47	47	49

\* unterhalb Kniescheibe

### Juzo ACS Light · Kniesegment

Art. J703LI	Umfang c	Seriengrößen · Maße in cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	
	cF	10 cm oberhalb Kniescheibe	40 – 55	50 – 65	60 – 75	70 – 85	85 – 100
	cD	unterhalb Kniescheibe	35 – 45	40 – 52	48 – 60	55 – 65	60 – 70


### Juzo ACS Light · Oberschenkelsegment

Art. J704LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen · Maße in cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	
	cG	stärkste Stelle Oberschenkel	50 – 65	60 – 75	70 – 80	75 – 90	85 – 100
	cF	10 cm oberhalb Kniescheibe	45 – 52	53 – 59	60 – 66	67 – 73	74 – 80
	PFG	normal	23	23	23	23	23
		lang	29	29	29	29	29


# Juzo ACS Light

## Größentabellen

### Juzo ACS Light · Handsegment

Art. J705LI	Umfang c	Seriengrößen · Maße in cm			
		1/XS	2/S	3/M	4/L
	<b>cA</b> Fingergrundgelenke	< 18	18–20	20–22	> 22

### Juzo ACS Light · Armsegment

Art. J706LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen · Maße in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	<b>cG</b> Oberarm	25–28	29–33	34–39	40–45	46–50
	<b>cE</b> Ellbogen	23–26	26–30	29–34	33–39	38–42
	<b>cC</b> Handgelenk	14–16	17–19	20–22	23–25	24–27
	normal	42–47	42–47	42–47	42–47	42–47
	<b>PCG</b> lang	46–50	46–50	46–50	46–50	46–50

### Juzo ACS Light · Pelotten

Art. J714	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
<b>Stärke in mm:</b> 4 und 8  	1	9x9
	2	10x10
	3	11x11
	4	12x12

### Juzo ACS Light · Zusatzband

Art. J712	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
	1	140x12
	2	140x20
Inklusive 6 losen Klettverschlüssen (10x5 cm)		

# Juzo Compression Wrap

## Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

### Kompressionssysteme für die Entstauung

Die Juzo Compression Wrap Kompressionssegmente können insbesondere während der Entstauungsphase als effiziente Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Kompressionsbinden eingesetzt werden. Mit den außerordentlich kurzzügigen Kompressionssegmenten lässt sich ein therapeutischer Kompressionsdruck von 30 bis 60 mmHg erzielen. Die innovativen Produkte ermöglichen es dem medizinischen Fachpersonal zeit- und kostensparend zu arbeiten. Sie sind deutlich einfacher zu handhaben als herkömmliche Kompressionsbinden: Durch den Klettverschluss und die Griffzonen ist der Juzo Compression Wrap auch in der Selbsttherapie leicht anzulegen und lässt sich an schwankende Körperumfänge anpassen. Beim Anlegen überlappen sich die Laschen, sodass Fensterödeme verhindert werden. Ein weiteres Extra: Die Farbe kann individuell von Beige auf Schwarz gewendet werden.

#### Merkmale

**Anwendung**  
Lymphologie

**Eigenschaften**  
+ Sehr kurzzügig  
+ Praktische Griffzonen  
+ Individuelle Farbauswahl

**Versorgung**  
+ Bein  
+ Fuß  
+ Arm  
+ Hand

**Kompressionsdruck**  
Variabler Kompressionsdruck  
30–60 mmHg



#### Versorgungsbeispiele



Unterschenkelsegment



Kniesegment



Kombinationsmöglichkeit  
Bein



Kombinationsmöglichkeit Arm  
und Hand

Weitere Informationen zu Juzo Compression Wrap finden Sie in der Broschüre „Produkte für die Kompressionsbandagierung“ von Juzo.

# Juzo Compression Wrap

## Produktausführungen · Bein

### Farben

Beige/Schwarz



	Art.	Ausführung	PZN	Seriengrößen
	Länge			Einheit
	<b>6000LF</b>	<b>Fußsegment</b>		Stück
	normal		Größe 2 · 13580683 Größe 3 · 13580677 Größe 4 · 13580660 Größe 5 · 16582375	•
	<b>6000LFL</b>		Größe 2 · 16582406 Größe 3 · 16582398 Größe 4 · 16582381 Größe 5 · 16582412	
	lang			
	<b>6000LC</b>	<b>Unterschenkelsegment</b>		Stück
	normal		Größe 2 · 13580631 Größe 3 · 13580594 Größe 4 · 13580542 Größe 5 · 13580648 Größe 6 · 13580654 Größe 7 · 14175186	•
	<b>6000LLC</b>	inkl. Unterziehstrumpf	Größe 2 · 13580571 Größe 3 · 13580565 Größe 4 · 13580559 Größe 5 · 13580588 Größe 6 · 13580424 Größe 7 · 14175200	
	lang			
	<b>6000LCM</b>	<b>Unterschenkelsegment max.</b>		Stück
	normal		Größe 2 · 13580625 Größe 3 · 13580619 Größe 4 · 13580602 Größe 5 · 13580430 Größe 6 · 13580418 Größe 7 · 14175192	•
	<b>6000LLCM</b>	inkl. Unterziehstrumpf	Größe 2 · 13580482 Größe 3 · 13580453 Größe 4 · 13580447 Größe 5 · 13580401 Größe 6 · 13580708 Größe 7 · 14175217	
	lang			
	<b>6000LK</b>	<b>Kniesegment</b>		Stück
			Größe 2 · 16143405 Größe 3 · 16143397 Größe 4 · 16143380 Größe 5 · 16143411 Größe 6 · 16143428 Größe 7 · 16143434	•
	<b>6000LT</b>	<b>Oberschenkelsegment</b>		Stück
	normal		Größe 2 · 16143486 Größe 3 · 16143457 Größe 4 · 16143440 Größe 5 · 16143492 Größe 6 · 16143523	•
	<b>6000LTg</b>		Größe 2 · 16143569 Größe 3 · 16143552 Größe 4 · 16143546 Größe 5 · 16143575 Größe 6 · 16143581	
	lang			

# Juzo Compression Wrap

## Produktausführungen · Arm · Zusatzprodukte

### Farben

Beige/Schwarz



Art.	Ausführung	PZN	Seriengrößen
Länge			Einheit
<b>6000UHL</b>	<b>Handsegment</b>		Stück
beige: links schwarz: rechts		Größe 1 · 16143730 Größe 2 · 16143718 Größe 3 · 16143701 Größe 4 · 16143693 Größe 5 · 16143724	•
<b>6000UHR</b>	<b>Handsegment</b>		Stück
beige: rechts schwarz: links		Größe 1 · 16143813 Größe 2 · 16143782 Größe 3 · 16143776 Größe 4 · 16143747 Größe 5 · 16143799	•
<b>6000UA</b>	<b>Armsegment</b>		Stück
normal		Größe 1 · 16143635 Größe 2 · 16143612 Größe 3 · 16143606 Größe 4 · 16143598 Größe 5 · 16143629	•
<b>6000UAG</b>		Größe 1 · 16143687 Größe 2 · 16143664 Größe 3 · 16143658 Größe 4 · 16143641 Größe 5 · 16143670	•
lang			
<b>6000F1</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		4 Stück
Größe: 40 mm	Fuß, Hand	16143836	•
<b>6000F2</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		4 Stück
Größe: 75 mm	Unterschenkel	16143842	•
<b>6000F3</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		5 Stück
Größe: 85 mm	Unterschenkel lang, Arm	16143859	•
<b>6000F4</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		5 Stück
Größe: 95 mm	Oberschenkel, Arm lang	16143865	•
<b>6000F5</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		3 Stück
Größe: 105 mm	Knie, Oberschenkel lang	16143871	•
<b>6000F6</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		4 Stück
Größe: 50 mm	Fuß lang	16588751	•
<b>6000EXT</b>	<b>Extender</b>		Stück
Größe: 120 x 8,5 cm		16582429	•

### Größentabelle

#### Juzo Compression Wrap · Fußsegment


Art. 6000 LF/LFL		Seriengrößen · Umfänge in cm			
		2/S	3/M	4/L	5/XL
	<b>CB</b>	15–23	20–28	25–33	30–40
	<b>CA</b>	19–24	24–29	29–34	34–40
	normal	16	18	19,5	19,5
	lang	19	21	22,5	23

\* 6 cm proximal des Kleinzehengrundgelenks  
\*\* Der Umfang kann durch die verlängerte Lasche bei „CB“ nach Bedarf reguliert werden.

# Juzo Compression Wrap

## Größentabellen


### Juzo Compression Wrap · Unterschenkelsegment

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm						
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL	
<b>PD</b> AD normal < 40 lang > 40		max	35–41	40–46	44–51	48–55	53–60	60–70
			29–35	34–40	37–44	41–48	46–53	50–60
				18–21	21–24	24–27	27–31	31–35


### Juzo Compression Wrap · Kniesegment

Art. 6000 LK		Seriengrößen · Umfänge in cm					
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
		30–36	36–42	42–48	48–55	55–62	62–70


### Juzo Compression Wrap · Oberschenkelsegment

Art. 6000 LT/LTg Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm				
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
normal < 25 lang > 30		43–70	54–81	65–92	75–102	85–112
		35–55	48–70	60–82	70–92	80–102

### Juzo Compression Wrap · Handsegment

Art. 6000 UHR/UHL		Seriengrößen · Umfänge in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
		15,5–17,5	17,5–19,5	19,5–22	22–24,5	24,5–28
		13–17	15–19	17–21,5	20–24	21–25

### Juzo Compression Wrap · Armsegment

Art. 6000 UA/UAG Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
<b>PCG</b> normal < 43 lang > 43		27–36	30–39	33–44	35–49	40–56
		23–32	24–34	26–36	29–42	31–46
		16–19	17–20	18–22	20–26	21–29

# Juzo Liner

Art. 6082

## Unterziehstrumpf für Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Der Juzo Liner schützt empfindliche Haut und fixiert gegebenenfalls den Wundverband beim An- und Ausziehen. Der Unterziehstrumpf eignet sich perfekt für den Einsatz in Kombination mit Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen.

### Merkmale

#### Ergänzende Produkte

**Anwendung**  
Phlebologie  
Lymphologie

**Eigenschaften**  
+ Fixierung von  
Wundauflagen

**Versorgung**  
+ Bein

**Kompressionsdruck**  
Keiner



### Größentabelle

Art. 6082 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm	
	I/XS	II/S
<b>PAG 80</b>	50–75	76–99
<b>PAD 45</b>	29–48	48–69

## Produktausführungen · Bein

### Farbe

Schwarz



	Form	Ausführung <small>Kann nur als Unterziehstrumpf für MAK verwendet werden</small>	PZN	Einheit	Seriengrößen <b>6082</b>
	AD	Wadenstrümpfe	Größe 1 · 13580298 Größe 2 · 13580306	Paar	•
	AG	Schenkelstrümpfe	Größe 1 · 13580312 Größe 2 · 13580329	Paar	•

### Versorgungsbeispiele



AD · Schwarz  
Juzo Liner



AG · Schwarz  
Juzo Liner

# Juzo Liner Silver

Art. 9640

## Der Schutzschild für besonders empfindliche Haut

Wenn eine Infektion bekämpft oder vermieden werden soll, ist der Juzo Liner Silver als Unterziehstrumpf besonders empfehlenswert. Dank seines Silberanteils ist er geruchshemmend, reduziert den Juckreiz und kann das Hautklima durch seine temperatenausgleichende Wirkung regulieren. Durch seine geringe Kompression lässt er sich leicht an- und ausziehen. Der rundgestrickte Unterziehstrumpf (KKL < 1) lässt sich flexibel mit verschiedenen Kompressionsprodukten kombinieren. Das Silber wirkt antibakteriell und hilft dabei, das Gleichgewicht entzündeter Haut wieder herzustellen. Dank des eingestrickten X-Static-Silberfadens mit waschbeständiger Beschichtung bleibt die Wirkung über die gesamte Produktlebensdauer erhalten.

### Merkmale

#### Ergänzende Produkte



#### Anwendung

Phlebologie  
Lymphologie

#### Eigenschaften

- + Durchgehend eingestrickter Silberfaden
- + Antibakterielle Wirkung
- + Permanenter Hautschutz
- + Ideal zur Fixierung von Wundauflagen und Pelotten

#### Versorgung

- + Bein

#### Kompressionsdruck

Keiner

### Größentabelle

Art. 9640	Seriengrößen · Umfänge in cm	
	S/M	L/XL
	< 50	> 50

## Produktausführungen · Bein

### Farbe



	Form	Ausführung	Einheit	Seriengrößen 9640 Größe S/M oder L/XL
	AD	Wadenstrümpfe	Set	
		3 Unterziehstrümpfe Silver		•

### Versorgungsbeispiel



AD · Silber  
Juzo Liner Silver

# Hilfsmittelnummern

## Rundstrick

Juzo Inspiration								
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)	AF (Serie)	AF (Maß)	AG (Serie)	AG (Maß)	AT (Serie)	AT (Maß)
2701	17.06.01.0070	17.06.10.0014		17.06.11.0012	17.06.03.0065	17.06.12.0014	17.06.04.0068	17.06.13.0013
2702	17.06.01.1145	17.06.10.1027		17.06.11.1019	17.06.03.1134	17.06.12.1026	17.06.04.1125	17.06.13.1022
2781 (ATU)							17.06.04.0088	17.06.13.0059
2782 (ATU)							17.06.04.1162	17.06.13.1097

Juzo Soft								
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)	AF (Serie)	AF (Maß)	AG (Serie)	AG (Maß)	AT (Serie)	AT (Maß)
2001	17.06.01.0030	17.06.10.0015		17.06.11.0007	17.06.03.0028	17.06.12.0015	17.06.04.0042	17.06.13.0014
2002	17.06.01.1072	17.06.10.1028		17.06.11.1012	17.06.03.1067	17.06.12.1027	17.06.04.1054	17.06.13.1023
	CG (Serie)		CG (Maß)		CH (Serie)		CH (Maß)	
2001	17.10.01.0007		17.10.03.0006		17.10.01.0008		17.10.03.0007	
2002	17.10.01.1011		17.10.03.1009		17.10.01.1012		17.10.03.1010	

Juzo Adventure		
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)
3521 BW	17.06.01.0085	17.06.10.0055
3522 BW	17.06.01.1205	17.06.10.1096

Juzo Move								
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)	AF (Serie)	AF (Maß)	AG (Serie)	AG (Maß)	AT (Serie)	AT (Maß)
3611	17.06.01.0117	17.06.10.0088		17.06.11.0059	17.06.03.0102	17.06.12.0076		
3612	17.06.01.1220	17.06.10.1134		17.06.11.1091	17.06.03.1168	17.06.12.1120		
3613	17.06.01.2056	17.06.10.2039		17.06.11.2033	17.06.03.2052	17.06.12.2038		

# Hilfsmittelnummern

## Rundstrick

Juzo Dynamic								
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)	AF (Serie)	AF (Maß)	AG (Serie)	AG (Maß)	AT (Serie)	AT (Maß)
3511	17.06.01.0002	17.06.10.0017		17.06.11.0009	17.06.03.0002	17.06.12.0017	17.06.04.0001	17.06.13.0016
3512	17.06.01.1001	17.06.10.1030		17.06.11.1014	17.06.03.1001	17.06.12.1029	17.06.04.1000	17.06.13.1025
3513	17.06.01.2000	17.06.10.2010		17.06.11.2006	17.06.03.2000	17.06.12.2009	17.06.04.2000	17.06.13.2007
3511 SI		17.06.10.0050		17.06.11.0041		17.06.12.0049		17.06.13.0047
3512 SI		17.06.10.1092		17.06.11.1070		17.06.12.1089		17.06.13.1083
3513 SI		17.06.10.2031		17.06.11.2025		17.06.12.2029		17.06.13.2029
3511 BW	17.06.01.0104	17.06.10.0070		17.06.11.0051	17.06.03.0091	17.06.12.0063	17.06.04.0094	17.06.13.0060
3512 BW	17.06.01.1002	17.06.10.1031		17.06.11.1015	17.06.03.1002	17.06.12.1030	17.06.04.1001	17.06.13.1026
	CG (Serie)		CG (Maß)		CH (Serie)		CH (Maß)	
3511	17.10.01.0003		17.10.03.0004		17.10.01.0004		17.10.03.0005	
3512	17.10.01.1001		17.10.03.1007		17.10.01.1002		17.10.03.1008	
3513			17.10.03.2003				17.10.03.2004	
3511 SI			17.10.03.0008				17.10.03.0009	
3512 SI			17.10.03.1015				17.10.03.1016	
3513 SI			17.10.03.2006				17.10.03.2007	
Juzo Intenso								
Art.	AD (Serie)				AD (Maß)			
3812	17.06.01.1230				17.06.10.1139			
3813	17.06.01.2055				17.06.10.2037			
Juzo Basic								
Art.	AD (Serie)	AD (Maß)	AF (Serie)	AF (Maß)	AG (Serie)	AG (Maß)	AT (Serie)	AT (Maß)
3411	17.06.01.0129	17.06.10.0086		17.06.11.0056	17.06.03.0111	17.06.12.0082	17.06.04.0113	17.06.13.0078
3412	17.06.01.1188	17.06.10.1132		17.06.11.1084	17.06.03.1174	17.06.12.1124	17.06.04.1185	17.06.13.1119
Juzo Ulcer Pro								
Art.	Serie				Maß			
3073	17.06.08.1010				17.06.20.1001			
2571 (Add)	17.99.99.2024				17.99.99.2024			

# Hilfsmittelnummern

## Flachstrick

Juzo Expert (Maß)								
Art.	AD	AF	AG	AT	Leggins	Caprihose	Bermudahose	Radlerhose
3021	17.06.14.0003	17.06.15.0003	17.06.16.0003	17.06.17.0004	17.06.21.0007	17.06.18.0003	17.06.19.0003	17.06.22.0005
3022	17.06.14.1005	17.06.15.1005	17.06.16.1005	17.06.17.1006	17.06.21.1008	17.06.18.1003	17.06.19.1003	17.06.22.1005
3023	17.06.14.2004	17.06.15.2004	17.06.16.2004	17.06.17.2005	17.06.21.2006	17.06.18.2003	17.06.19.2003	17.06.22.2006
3024	17.06.14.3004	17.06.15.3004	17.06.16.3004	17.06.17.3004	17.06.21.3005	17.06.18.3002	17.06.19.3002	17.06.22.3005
3021 SI	17.06.14.0009	17.06.15.0009	17.06.16.0009	17.06.17.0009	17.06.21.0009	17.06.18.0007	17.06.19.0007	17.06.22.0007
3022 SI	17.06.14.1016	17.06.15.1015	17.06.16.1016	17.06.17.1014	17.06.21.1010	17.06.18.1009	17.06.19.1009	17.06.22.1006
3023 SI	17.06.14.2017	17.06.15.2015	17.06.16.2017	17.06.17.2014	17.06.21.2008	17.06.18.2010	17.06.19.2010	17.06.22.2008
3024 SI	17.06.14.3013	17.06.15.3012	17.06.16.3013	17.06.17.3011	17.06.21.3006	17.06.18.3008	17.06.19.3008	17.06.22.3006
3021 BW	17.06.14.0006	17.06.15.0006	17.06.16.0006	17.06.17.0003	17.06.21.0008	17.06.18.0002	17.06.19.0002	17.06.22.0006
3022 BW	17.06.14.1006	17.06.15.1006	17.06.16.1006	17.06.17.1005	17.06.21.1009	17.06.18.1002	17.06.19.1002	17.06.22.1007
3023 BW	17.06.14.2005	17.06.15.2005	17.06.16.2005	17.06.17.2004	17.06.21.2007	17.06.18.2002	17.06.19.2002	17.06.22.2007
	CG	CH	CE	Unterarm m. Hand Finger		Unterarm m. Hand Daumen		
3021	17.10.04.0005	17.10.04.0006	17.10.05.0011	17.10.08.0001		17.10.09.0001		
3022	17.10.04.1006	17.10.04.1007	17.10.05.1013	17.10.08.1001		17.10.09.1001		
3023	17.10.04.2006	17.10.04.2007						
3021 SI	17.10.04.0019	17.10.04.0020	17.10.05.0013	17.10.08.0004		17.10.09.0004		
3022 SI	17.10.04.1021	17.10.04.1022	17.10.05.1015	17.10.08.1004		17.10.09.1004		
3023 SI	17.10.04.2020	17.10.04.2021						
3021 BW	17.10.04.0003	17.10.04.0004	17.10.05.0012	17.10.08.0002		17.10.09.0002		
3022 BW	17.10.04.1004	17.10.04.1005	17.10.05.1014	17.10.08.1002		17.10.09.1002		
3023 BW	17.10.04.2004	17.10.04.2005						

## Hilfsmittelnummern

### Flachstrick · Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Juzo Expert Strong (Maß)								
Art.	AD	AF	AG	AT	Leggins	Caprihose	Bermudahose	Radlerhose
3051	17.06.14.0004	17.06.15.0004	17.06.16.0004	17.06.17.0005	17.06.21.0010	17.06.18.0004	17.06.19.0004	17.06.22.0008
3052	17.06.14.1008	17.06.15.1008	17.06.16.1008	17.06.17.1007	17.06.21.1011	17.06.18.1004	17.06.19.1004	17.06.22.1008
3053	17.06.14.2007	17.06.15.2007	17.06.16.2007	17.06.17.2006	17.06.21.2009	17.06.18.2004	17.06.19.2004	17.06.22.2009
3054	17.06.14.3005	17.06.15.3005	17.06.16.3005	17.06.17.3005	17.06.21.3007	17.06.18.3003	17.06.19.3003	17.06.22.3007
3051 SI	17.06.14.0010	17.06.15.0010	17.06.16.0010	17.06.17.0010	17.06.21.0011	17.06.18.0008	17.06.19.0008	17.06.22.0009
3052 SI	17.06.14.1017	17.06.15.1016	17.06.16.1017	17.06.17.1015	17.06.21.1013	17.06.18.1010	17.06.19.1010	17.06.22.1010
3053 SI	17.06.14.2018	17.06.15.2016	17.06.16.2018	17.06.17.2015	17.06.21.2011	17.06.18.2011	17.06.19.2011	17.06.22.2011
3054 SI	17.06.14.3014	17.06.15.3013	17.06.16.3014	17.06.17.3012	17.06.21.3008	17.06.18.3009	17.06.19.3009	17.06.22.3008
3052 BW	17.06.14.1025	17.06.15.1023	17.06.16.1025	17.06.17.1024	17.06.21.1012	17.06.18.1019	17.06.19.1019	17.06.22.1009
3053 BW	17.06.14.2023	17.06.15.2021	17.06.16.2023	17.06.17.2020	17.06.21.2010	17.06.18.2017	17.06.19.2017	17.06.22.2010
	CG	CH	CE	Unterarm m. Hand Finger		Unterarm m. Hand Daumen		
3051	17.10.04.0007	17.10.04.0008	17.10.05.0014	17.10.08.0003		17.10.09.0003		
3052	17.10.04.1008	17.10.04.1009	17.10.05.1016	17.10.08.1003		17.10.09.1003		
3053	17.10.04.2008	17.10.04.2009						
3051 SI	17.10.04.0021	17.10.04.0022	17.10.05.0015	17.10.08.0005		17.10.09.0005		
3052 SI	17.10.04.1023	17.10.04.1024	17.10.05.1017	17.10.08.1005		17.10.09.1005		
3053 SI	17.10.04.2022	17.10.04.2023						

Juzo ACS Light						
Art.	J701LI	J702LI	J703LI	J704LI	J705LI	J706LI
	Fußsegment	Unterschenkelsegment	Kniesegment	Oberschenkelsegment	Handsegment	Armsegment
	17.06.23.3008	17.06.23.2010	17.06.23.1003	17.06.23.0008		

Juzo Compression Wrap						
Art.	6000LF/6000LFL	6000LC/6000LLC/ 6000LCM/6000LLCM	6000LK	6000LT/6000LTg	6000UHL/6000UHR	6000UA/6000UAG
	Fußsegment	Unterschenkelsegment	Kniesegment	Oberschenkelsegment	Handsegment	Armsegment
	17.06.23.3009	17.06.23.2009	17.06.23.1002	17.06.23.0007		

# Hilfsmittelnummern

## Flachstrick · Zusätze

Juzo Flachstrickversorgungen (Maß)		
Art.	Leib / Rumpf	Kopf
Alle	17.11.02.0001	17.17.02.0001

Juzo Zusätze / Segmente		
Ausführung (untere Extremität)		
Kompressionspelotten inkl. Tasche		17.99.99.0002
Zubehör für Medizinische adaptive Kompressionssysteme, Serienfertigung		17.99.99.0003
Komprimierendes Leibteil		17.99.99.2003
Zehenteil / -kappe		17.99.99.2004
Liner für Medizinische adaptive Kompressionssysteme, Serienfertigung		17.99.99.0005
Hüftbefestigung (AF / AG)		17.99.99.2006
Haftrand		17.99.99.2008
Einbeinhosenteil (Beinring)		17.99.99.2009
Reißverschluss		17.99.99.2015
Haftbandstücke		17.99.99.2016
Skrotum (Netzmaterial)/Hodensack		17.99.99.2017
Eingriff		17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil (für Strumpfhosen ab KKL 2)		17.99.99.2019
Stomaöffnung		17.99.99.2020
Geschlossene Fußspitze		17.99.99.2025
Schräge Abschlüsse proximal, laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform		17.99.99.2026
Oberbeinerhöhung (ventrolaterale Erhöhung)		17.99.99.2027
Ellipse, anatomisch abgewinkeltes Knie, Funktionszone Knie		17.99.99.2028
Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)		17.99.99.2029
Y-Einkehr, T-Ferse, 90° Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß		17.99.99.2030
Futterstoff, inkl. Taschen		17.99.99.2031
Ausführung (obere Extremität)		
Haftrand		17.99.99.2008
Haftbandstücke		17.99.99.2016
Reißverschluss		17.99.99.2014
Schulterbefestigung / -kappe für Armstrümpfe		17.99.99.2013
Handteil für Armstrümpfe mit Daumen		17.99.99.2011
Handteil für Armstrümpfe mit Daumen / Finger		17.99.99.2012
Bolero		17.99.99.2022
Fingerling		17.99.99.2023

# Artikelcodierung

## Juzo Artikelcode

### Juzo Artikelidentifikation im Überblick

Identifikation	Serie (eindeutig)	Maß (eindeutig)	Ausdruck (erklärend)	Beispiel
EAN-Code	✓	✗	✗	4056403319412
Juzo Artikelcode	✓	✓	✓	2020000302541002

### Erklärung Artikelidentifikationen – allgemein

Beispiel 16-stelliger Juzo Artikelcode: 05 1 1 1 16 01 26 N 000

Code	05	1	1	11	16	01	26	N	000
Bedeutung	Qualität	KKL	Größe	Form	Farbe	Option 1	Option 2	Variante	Lfd. Nr.
Stellen	2	1	1	2	2	2	2	1	3

### Erklärung Artikelidentifikation – Maßanfertigung

Beispiel Maßanfertigung (Flachstrick)

Bedeutung	Gliederung	Definition	Juzo Artikelcode
Qualität (Material)	2-stellig	Juzo Expert	20
Kompressionsklasse (KKL)	1-stellig	KKL 2	2
Größe	1-stellig	Maßanfertigung	0
Form	2-stellig	AD Wadenstrumpf	00
Farbe	2-stellig	Pfeffer	03
Option 1	2-stellig	Fußspitze offen	02
Option 2	2-stellig	Reißverschluss	54
Variante	1-stellig	Überhöhung	1
Weitere Ausstattung (Lfd. Nr.)	3-stellig	Hafrand innen eingenäht	002
Maßanfertigung: Juzo Expert   KKL 2   AD   Pfeffer Ausstattung: offene Fußspitze, Reißverschluss, Überhöhung, Hafrand innen eingenäht			<b>20 2 0 00 03 02 54 1 002</b>

### Artikelidentifikation auf Belegen

Der Juzo Artikelcode wird auf Kostenvoranschläge, Lieferscheine und Rechnungen aufgedruckt.

Sollten Sie individuelle Anpassungen Ihrer Belege benötigen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

# Neue UDI Codierung

## Möglichkeiten für den Fachhandel


Die UDI-Kennzeichnung (Unique Device Identification) ermöglicht eine durchgängige Rückverfolgung und ist durch die MDR für Medizinprodukte der Risikoklasse I verpflichtend ab 2025. Juzo bietet den Service deutlich früher an, um in der Warenkette Hersteller-Handel-Gesundheitseinrichtung und in der Lagerverwaltung wesentliche Vorteile zu realisieren.

### Juzo Codierungsinhalt Serie und Maß

Der UDI-Code ist in zweifacher Ausführung auf dem Etikett aufgebracht. Dieser ist als verschlüsselter DataMatrix-Barcode im GS1-Standard (ISO 15415) zum einfachen scannen und zusätzlich als lesbare Zeichenkette dargestellt.

### Etikett Serienprodukte

(Vorder-/Rückseite)



### Zuordnung Codeinhalt

- (01) EAN-Nummer (GTIN Handelseinheit)  
Beispiel: 04018678350231 = REF
- (11) Herstellungsdatum  
Beispiel: 200224 = 24.02.2020
- (17) Verfallsdatum (Verwendbar bis)  
Beispiel: 230824 = 24.08.2023
- (10) Losnummer / Chargennummer  
Beispiel: S201234567 = LOT
- (240) Produktinformation (Juzo Artikelcode)  
Beispiel: 052312230121N000 (sh. Preisliste)

Die neue Juzo Kennzeichnungsnummer für Medizinprodukte setzt sich aus zwei unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Die Artikelidentifikation wird durch den UDI-DI (Device Identifier) dargestellt. Zusätzliche Produktionsdaten liefert der UDI-PI (Production Identifier).

## Etikett Maßprodukte

Bitte verwenden Sie bei Nachbestellung untenstehende Angaben: MD

**OA32014250 - 001** Kunde: 1234567

**Max Mustermann**

S4030/548566

**Juzo Expert 3022 AT**

Farbe: Mohn

Art.Code: **20 2 0 20 35 05 51 N 06A** REF: **04068235231749**

Hi.Mi. 17.06.17.1006  
17.99.99.2003

Menge: 1,0 ST

UD I  
(01)04068235231749(11)230720(10)F230468646  
(21)OA32014250001(240)202020350551N06A

M 230720  
F23/0468646

Bitte verwenden Sie bei Nachbestellung untenstehende Angaben: MD

**OA32014250 - 001** Kunde: 1234567

**Max Mustermann**

**Juzo Expert 3022 AT**

Farbe: Mohn

Art.Code: **20 2 0 20 35 05 51 N 06A** REF: **04068235231749**

Hi.Mi. 17.06.17.1006  
17.99.99.2003

Menge: 1,0 ST

UD I  
(01)04068235231749(11)230720(10)F230468646  
(21)OA32014250001(240)202020350551N06A

M 230720  
F23/0468646

UD I

**(01)04068235231749(11)230720(10)F230468646**

**(21)OA32014250001(240)202020350551N06A**

**(400) S4030548566**

### Zuordnung Codeinhalt

- (01)** EAN-Nummer (GTIN Handelseinheit)  
Beispiel: 04068235231749 = REF
  - (11)** Herstellungsdatum  
Beispiel: 230720 = 20.07.2023
  - (10)** Losnummer / Chargennummer  
Beispiel: F23/0468646
  - (21)** Seriennummer  
Beispiel: OA32014250001 = LOT
  - (240)** Produktinformation (Juzo Artikelcode)  
Beispiel: 202020350551N06A (sh. Preisliste)
  - (400)** Bestellnummer des Warenempfängers  
Beispiel: S4030/548566
- Besonderheit: Bei Maßbestellungen kann die Kundenbestellnummer übermittelt werden.

Die neue Juzo Kennzeichnungsnummer für Medizinprodukte setzt sich aus zwei unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Die Artikelidentifikation wird durch den **UDI-DI (Device Identifier)** dargestellt. Zusätzliche Produktionsdaten liefert der **UDI-PI (Production Identifier)**.

Sie haben Fragen oder benötigen individuelle Anpassungen Ihrer Belege?

Bitte zögern Sie nicht unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

# Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen für den Verkauf von Waren durch die Julius Zorn GmbH

## 1. Geltungsbereich und Allgemeines

Diese Lieferbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr der Julius Zorn GmbH (im folgenden „Lieferant“ genannt) mit dem gewerblichen Besteller (§ 14 BGB).

Sie gelten ausschließlich und sofern nichts anderes vereinbart als Rahmenvereinbarung in ihrer jeweils aktuellen Fassung auch bei künftigen Geschäften mit dem Besteller, selbst wenn sie nicht noch einmal gesondert vereinbart werden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher Art handelt. Sie gelten auch, wenn der Besteller, insbesondere bei der Auftragserteilung, auf eigene Geschäftsbedingungen verweist, auch wenn der Lieferant ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Lieferant auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Bestellers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. Abweichungen von den Verkaufsbedingungen des Lieferanten bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch den Lieferanten.

## 2. Auftragsdatenverarbeitungsvertrag

Die Vertragsparteien schließen einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Der entsprechende Vertrag nach der DS-GVO samt den gesetzlich erforderlichen Anlagen ist auf der Website des Lieferanten unter [juzo.de/adv](http://juzo.de/adv) nach erfolgreicher Anmeldung im Login-Bereich einsehbar. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag samt Anlagen in dieser Form gleichzeitig mit dem Kaufvertrag geschlossen wird.

## 3. Liefervereinbarung

Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Bestellers durch einen vom Lieferanten beauftragten Versanddienstleister. Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager, das auch den Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung darstellt.

Die Lieferungen verschieben sich ganz oder teilweise in Fällen höherer Gewalt (als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können), bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Einflusses des Lieferanten liegen, z. B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern des Lieferanten eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von dem Lieferanten nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Der Lieferant wird Beginn und Ende derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

Alle Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf gesetzliche Vorgaben zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

Sie erhalten von uns **porto- und spesenfreie Lieferungen ab einem Auftragswert von 250,00 € (netto)** – dagegen erheben wir Versandkosten bei Aufträgen jeweils netto:

Bis **50,00 €** in Höhe von **6,50 €**

Bis **250,00 €** in Höhe von **4,50 €**

Bei speziellen, vom Besteller gewünschten Versanddienstleistern berechnet der Lieferant die Kosten komplett weiter. Von uns nicht beeinflussbare Kostensteigerungen können eine Veränderung der genannten Beträge zur Folge haben. Von uns vorgenommene Teilsendungen sind zulässig und erfolgen spesenfrei.

Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Besteller die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Besteller wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.

## 4. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise gelten ab Werk und verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Ihrer Zahlung können Sie folgende Skontoabzüge nutzen:

Bei Erteilung eines SEPA-Firmenlastschriftmandat 3 % Skonto

Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto

Rein netto innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum

Bei Zahlungsverzug des Bestellers, etwa infolge Überschreitung der Zahlungsfrist, werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens aber 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB berechnet. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Stellung eines Insolvenzantrags), dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so ist der Lieferant nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) kann der Lieferant sofort den Rücktritt erklären. Den Besteller berechtigen nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte sowie bestrittene, aber entscheidungsreife Forderungen zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung.

## 5. Gewährleistung / Haftungsausschluss

Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig auf erkennbare Mängel (einschließlich Minder- oder Falschlieferung) hin zu untersuchen. Zeigt sich im Rahmen der Untersuchungen ein Mangel oder tritt ein Mangel, welcher im Rahmen dieser Untersuchung bei Anlieferung nicht zu erkennen war, später zu Tage, hat der Besteller diesen unverzüglich ab der Entdeckung zu rügen. Unverzüglich ist die Anzeige nur, wenn sie innerhalb von **sieben (7)** Werktagen nach Lieferung oder ab Entdeckung bzw. ab dem Zeitpunkt, zu dem der Mangel bei tunlicher Untersuchung entdeckt worden wäre, erfolgt. Bei Sachmängeln der gelieferten Ware ist der Lieferant nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des zweimaligen Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Beanstandete Ware darf nur mit dem vorherigen ausdrücklichen Einverständnis des Lieferanten zurückgesandt werden. **Aus hygienischen Gründen kann der Lieferant zur Reparatur oder Änderung nur neue oder gewaschene Ware annehmen.**

Die Haftung des Lieferanten auf Schadensersatz aus vertraglichen, vertragsähnlichen, deliktischen oder sonstigen Rechtsgründen wird ausgeschlossen; dies gilt nicht, wenn es um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seines Erfüllungsgehilfen geht oder der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht oder wenn es sich um die Verletzung einer für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlichen Verpflichtung (d. h. eine Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) handelt. In letzterem Fall beschränkt sich die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz der vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden der Lieferant nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln verjähren ein Jahr ab Ablieferung. Dies gilt auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährungsfrist würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung der Forderungen des Lieferanten aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller bleiben die verkauften Waren Eigentum des Lieferanten. Der Besteller ist jedoch befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch den Lieferanten gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Die aus dem Weiterverkauf der gelieferten Waren entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt zur Sicherung an den Lieferanten ab und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Der Besteller bleibt jedoch trotz dieser Abtretung zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferant, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, kann der Lieferant verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren

Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich davon zu benachrichtigen und ihm alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung seiner Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf das Vorbehaltseigentum des Lieferanten hinzuweisen. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten um mehr als 20 %, so wird der Lieferant auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

## 7. Retouren

Außerhalb der Gewährleistung kann der Lieferant aus Gründen der Kulanz die Möglichkeit einer Rücksendung ausgelieferter Waren gegen Gutschrift des Auftragswerts bzw. Umtausch (Retoure) anbieten, ohne dass hierauf ein Anspruch des Bestellers besteht. Derartige Rücksendungen bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Lieferanten und Abstimmung (Avisierung), wobei der einwandfreie Zustand der Ware vorausgesetzt wird.

Maßanfertigungen, Sonderanfertigungen, Sonderausführungen, veränderte Verpackungseinheiten (z.B. Entnahme von Stücken aus einer Paar-Lieferung), Produkte in Trendfarben, Dip-Dye Collection, Batik Collection sowie Stützprodukte sind von der Möglichkeit einer solchen Retoure ausgeschlossen.

Die retournierte Ware muss sich in einem verkaufsfähigen Zustand (ungetragen, unbeschädigt und unbeschmutzt) befinden. Ein generelles Verweigerungsrecht für Retouren behält der Lieferant sich vor. Bei der Rücksendung hat der Besteller den Nachweis über den Warenerhalt an den Lieferanten zu führen. Hierzu genügt die Bekanntgabe von Lieferscheinnummer und Datum in Form einer Lieferscheinkopie oder die Beilage des zugehörigen Retourenlieferscheins.

Der Lieferant nimmt (außerhalb einer etwaigen Gewährleistung) bis zu 90 Tagen nach Lieferdatum nur originalverpackte Ware zurück. Für Rücksendungen zwischen 91 und 180 Tage nach Lieferdatum erhebt der Lieferant eine 20 %ige Bearbeitungsgebühr des Nettoauftragswertes. Eine Rücksendung, die 180 Tage nach Lieferdatum erfolgt, kann nicht mehr zur Gutschrift bzw. zum Umtausch angenommen werden. Die Kosten für die Rücksendung gehen insoweit zu Lasten des Bestellers.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzprodukte wie Pelotten, Haftrandmeterware und ähnliches nur im Rahmen der ursprünglichen Zweckbestimmung des Medizinproduktes angebracht werden dürfen. Ersatzprodukte dienen lediglich zur Wiederherstellung des durch den Hersteller konform erklärten Zustandes. Bei Fragen zur korrekten Verwendung oder Anbringung, stehen Ihnen unsere Spezialabteilungen gerne zur Verfügung.

## 8. Regelungen in Bezug auf die Verordnung (EU) 2017/745

### 8.1 Rolle des Lieferanten und des Bestellers

Im Geltungsbereich dieser Lieferbedingungen nimmt der Lieferant die Stellung eines Herstellers nach Art. 2 Nr. 30 Verordnung (EU) 2017/745 und der Besteller die Stellung eines Händlers nach Art. 2 Nr. 34 Verordnung (EU) 2017/745 ein.

### 8.2 Händlerpflichten

Der Besteller verpflichtet sich, die an ihn als Händler gerichteten Händlerpflichten nach Art. 14 Verordnung (EU) 2017/745 einzuhalten.

### 8.3 Rückverfolgbarkeit

Besteller und Lieferant arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Ware sicherzustellen.

Der Besteller verpflichtet sich nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/745 dazu, sicherzustellen, für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren, nachdem er die letzte Ware abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Ware bezogen bzw. an wen er die Ware abgegeben hat. Insoweit verpflichtet sich der Besteller dazu, ein für diese Auskunftserteilung geeignetes Verfahren einzurichten und das Verfahren nach Maßgabe von Punkt 7.5.9 ISO 13485:2016, oder der jeweils entsprechenden aktuellen Fassung der ISO 13485, zu dokumentieren.

Der Besteller verpflichtet sich, die für die Auskunftserteilung geeignete Dokumentation nach Ablauf der genannten zehn (10) Jahre an den Lieferanten zu übergeben oder nach schriftlicher Aufforderung durch den Lieferanten fachgerecht zu entsorgen.

Der Besteller verpflichtet sich dazu, den in 8.3 geregelten Verpflichtungen auch dann nachzukommen, wenn er vor Ablauf der genannten zehn (10) Jahre den Betrieb eingestellt hat oder gegen ihn das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

### 8.4 Entgegennahme und Dokumentation von Erfahrungen, Erkenntnissen und sonstigen Informationen über die Ware

Der Besteller verpflichtet sich dazu, alle Erfahrungen und Erkenntnisse über die Ware, einschließlich zu beobachtender Trends, und alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Ware zu dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von zehn (10) Jahren aufzubewahren. Insoweit verpflichtet sich der Besteller dazu, ein geeignetes Verfahren für die Entgegennahme solcher Erfahrungen, Erkenntnisse, Beschwerden oder Berichte über die Ware und für deren Dokumentation einzurichten und diese Dokumentation auf dem aktuellen Stand zu halten.

Der Besteller verpflichtet sich, die Dokumentation betreffend Erfahrungen und Erkenntnisse über die Ware, einschließlich zu beobachtender Trends, und alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte nach Ablauf der genannten zehn (10) Jahre an den Lieferanten zu übergeben oder nach schriftlicher Aufforderung durch den Lieferanten fachgerecht zu entsorgen.

Der Besteller verpflichtet sich dazu, den in 8.4 geregelten Verpflichtungen auch dann nachzukommen, wenn er vor Ablauf der genannten zehn (10) Jahre den Betrieb eingestellt hat oder gegen ihn das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

### 8.5 Weiterleitung von Erfahrungen, Erkenntnissen und sonstigen Informationen an den Lieferanten

Der Besteller verpflichtet sich dazu, alle Erfahrungen und Erkenntnisse über die Ware, einschließlich zu beobachtender Trends, und alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Ware unverzüglich an den Lieferanten weiterzuleiten. Die Weiterleitung hat schriftlich an Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach zu erfolgen. Im Falle mutmaßlicher schwerwiegender Vorkommnisse nach Art. 2 Nr. 64 Verordnung (EU) 2017/745 hat die Weiterleitung vorab mittels Telefon +49 (0)8251 901 0, Fax +49 (0)800 08 35 393 oder E-Mail rueckmeldung@juzo.de zu erfolgen.

### 8.6 Werbung

Der Lieferant stellt dem Besteller alle Materialien für die Bewerbung der Ware (z.B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung, sofern der Besteller die Bewerbung der Ware vornimmt. Der Besteller verpflichtet sich dazu, bei der Bewerbung der Ware ausschließlich die vom Lieferanten bereitgestellten Materialien zu verwenden.

## 9. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Salvatorische Klausel

Gerichtsstand ist bei allen sich aus und in Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten das Landgericht Augsburg, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist; der Lieferant ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Gesetzes über den internationalen Warenkauf (CISG), auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat. Sollte eine der vorangegangenen Bestimmungen bzw. deren Absätze nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Soweit diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

## 10. Sicherheit in der Lieferkette

Der Lieferant erklärt, dass

1. Waren, die im Auftrag für den Besteller produziert, gelagert, befördert, an diesen geliefert oder von diesem übernommen werden,
  - an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbeitet und verladen werden,
  - während der Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung und Beförderung vor unbefugten Zugriffen geschützt sind,
2. das für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist,
3. andere Geschäftspartner, die in seinem Auftrag handeln, davon unterrichtet sind, dass sie ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette zu sichern.







**Juzo Kundenservice Deutschland**

Tel.: +49 (0)8251 901 0 · E-Mail: [bestellung@juzo.de](mailto:bestellung@juzo.de) · Shop: [portal.juzo.de](https://portal.juzo.de)

**Julius Zorn GmbH** · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Deutschland · [info@juzo.de](mailto:info@juzo.de) · [juzo.com](https://www.juzo.com)

DEU - 14236001/34/37 - 8415 - 11/2024  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

