





Besser in Bewegung

Wir

sind für Sie da.

Unsere Mission ist es, Menschen zu helfen, ihre körperliche Mobilität wiederzuerlangen und zu erhalten. Als deutsches Familienunternehmen mit über 150-jähriger Tradition stehen wir für höchste Qualität, durchdachte Produkte und innovative Behandlungskonzepte. Seit Generationen verfügen wir über textiles, modisches und orthopädisches Wissen – eine einzigartige Kombination.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder möchten Sie sich beraten lassen? Dann melden Sie sich gerne bei uns.

Wir sind montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr und freitags von 7.30 bis 16 Uhr für Sie da, persönlich und digital.

Ihr SPORLASTIC Marketing- und Vertriebsteam.



150

Jahre bewegende textile Geschichte

Die Erfolgsgeschichte von SPORLASTIC ist in der Herkunft des Unternehmens begründet: Zusammen mit der LUISA CERANO GmbH & Co. KG gehören wir zur HAUBER Gruppe aus Nürtingen bei Stuttgart. 1870 von Ferdinand Hauber gegründet, steht **SPORLASTIC** seit **über 150 Jahren für höchste Qualität und textile Kompetenz** in zwei scheinbar verschiedenen Welten – Mode und Orthopädie. Die Kombination der beiden Welten vereint textiles, modisches und orthopädisches Wissen – erfolgreich umgesetzt in den innovativen Bandagen und Orthesen von **SPORLASTIC**. Als Familienunternehmen seit fünf Generationen präsentieren wir uns als kompetenter Partner der Medizin und des Orthopädie- und Sanitätsfachhandels.

Gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten und Technikern entwickeln wir Produkte und Lösungen für die ganzheitliche Behandlung des muskuloskelettalen Systems des Menschen. Denn wir wissen: Das Beste entsteht, wenn Kompetenzen sich ergänzen. Der bewusste Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen liegt uns am Herzen. Wir ergreifen nicht nur Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung am Standort Nürtingen, sondern gestalten auch unsere Produkte nachhaltiger. Speziell für die SUPREME-Reihe wurde das atmungsaktive 3D-Flachgestrick entwickelt. Unsere ORGANIC-Serie zeichnet sich durch ihr einzigartiges Design, recycelte Materialien und einen verringerten CO₂-Fußabdruck aus.





SPORLASTIC

Unser Qualitätsversprechen


SPORLASTIC Produkte dienen einer optimalen Rehabilitation und führen Menschen besser in die Beweglichkeit zurück.

Sorgfältig ausgewählte Materialien mit geprüften Mikroklimawerten gewährleisten eine gute Hautverträglichkeit. Die innovativen, latexfreien **3D-Flachgestricke** passen sich optimal an die physiologische Bewegung des Körpers an. Dies ermöglicht eine funktionelle Kompression mit propriozeptiver Wirkweise sowie einen idealen Sitz. So kommt bei unseren Produkten hoch entwickelte Stricktechnologie zum Tragen – mit Intarsia-Komfortzone und 3D-Flachgestricken. Dazu kommen das nahtlose Fügen unterschiedlicher textiler Materialien, modernste Sandwichbauweise und eine Fülle ausgefeilter Lösungen in den Details.

Bandagen und Orthesen in bewegender Qualität.



Hoch entwickelte Stricktechnologie und modernes Design.



Höchster Tragekomfort durch angenehm weiche Materialverbünde.

SPORLASTIC

Verantwortung & Nachhaltigkeit

› Wofür wir stehen › Wohin wir gehen

Als Familienunternehmen verbinden wir Tradition mit Innovation, indem wir mit großer Achtung vor Mensch und Umwelt die Zukunft gestalten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und arbeiten bereits seit Jahren, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, an den großen Herausforderungen nachhaltigen Handelns, ohne Funktionsverlust am Produkt – sowohl in der Produktentwicklung als auch im gesamten Unternehmen.

Wir übernehmen auch Verantwortung für die Lieferketten und unser Nachhaltigkeitsteam arbeitet kontinuierlich an Plänen für weitere Maßnahmen. So können wir Funktionalität und Wirtschaftlichkeit unserer Produkte garantieren. Folgende Schritte setzen wir bereits erfolgreich um:

- Klimaschutz durch Reduktion der CO₂-Emissionen
- Ressourcenschonung durch nachhaltige Produktentwicklung
- faire Produktionsbedingungen im In- und Ausland
- soziales Engagement durch Förderungen und Spenden

Für einen geringeren ökologischen Fußabdruck und ein menschliches Miteinander.

Nachhaltig. Besser in Bewegung.
Mit Bandagen und Orthesen, bei denen wir in die Zukunft denken.



Organic* technology – inspired by nature – engineered by SPORLASTIC

Die organische Struktur der ORGANIC-Orthesen ist eine echte Innovation – inspired by nature. Sie verleiht den Orthesen die nötige Stabilität und sorgt gleichzeitig für Leichtigkeit und Atmungsaktivität.

→ S. 106–111

* Der Begriff ORGANIC bezieht sich auf das Orthesen-Design.



Orthesenrahmen ist durchlässig **für Röntgenstrahlen**



Optimale **Luftzirkulation** durch das spezielle Abstandsgestrick



Hohe **Atmungsaktivität** aufgrund der organischen Struktur



Digitale **Therapieübungen** und Anlegeanleitungen

-CO₂

Reduktion der CO₂-Emissionen durch nachhaltiges Produktdesign



Verwendung von **recyclten Materialien** zur Schonung der Ressourcen



Deutliche **Materialersparnis** für mehr Leichtigkeit – bei hoher Stabilität



Optimale **Passform** durch hohe Anpassungsfähigkeit



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und wichtigen Patienteninformationen per QR-Code direkt am Produkt

SPORLASTIC

Unser ganzheitliches Denken

SPORLASTIC-Bandagen und -Orthesen unterstützen in Kombination mit medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen einen **ganzheitlichen Behandlungsansatz**, der die Ursachen der zugrunde liegenden Indikationen berücksichtigt. Bestandteil dieses Ansatzes sind physiotherapeutische Übungen.

Bieten Sie Ihren Patienten einen echten Zusatznutzen: Patienteninformationsbroschüren oder **QR-Codes** an ausgewählten Produkten führen Patienten mit dem **Smartphone oder Tablet** zu wichtigen Produktinformationen sowie **angeleiteten Therapieübungen** zur Förderung einer schnelleren Genesung. Ihre Patienten haben immer und überall Zugriff auf diese wichtigen Informationen und Übungen und können diese selbstständig durchführen, nach dem Motto: **Physiotherapie zum Mitnehmen.**



› Indikationsbezogene Therapieübungen

Physiotherapie zum Mitnehmen:
Zugang zu **indikationsbezogenen Therapieübungen** und wichtigen Patienteninformationen per QR-Code direkt am Produkt



› Hilfreiche, erprobte Trainingsgeräte

› Funktionelle Hilfsmittel

ALLENSBACH-Umfrage

So helfen Bandagen und Orthesen

79%

weniger Schmerzmittel

Laut einer repräsentativen Allensbach-Umfrage zur Wirksamkeit von orthopädischen Hilfsmitteln konnten 79% der Träger von Bandagen/Orthesen, die früher regelmäßig Präparate gegen die Schmerzen einnehmen mussten, infolge der Hilfsmittelnutzung ganz oder teilweise auf Schmerzmittel verzichten.*

Bandagen und Orthesen helfen

Orthopädische Hilfsmittel können gezielt helfen, den Heilungsverlauf der zugrunde liegenden Indikation optimal zu unterstützen, Schmerzen zu lindern und sekundärpräventiv vor einer erneuten Verletzung zu schützen.

Positive Effekte

↑ 72%
verbesserte Mobilität*

↑ 63%
Stabilisierung der Gelenke*

↓ 61%
weniger Schmerzen*

↑ 49%
sichereres Gefühl*

* Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e.V.
2023 – European Manufacturers Federation for Compression Therapy and Orthopaedic Devices:
„Medizinische Hilfsmittel – Wirkungsvolle und etablierte Therapie für mehr Lebensqualität im Alltag“.

SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS – Lösungen für jedes Therapiekonzept bei Schlaganfall

SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS Produkte schützen gefährdete Strukturen und gleichen fehlende Funktionen aus. Unsere Produkte optimieren die **Rückführung der Patienten in den Alltag** – und in die Beweglichkeit.



NEURO-LUX®

Funktionsorthese zur Sicherung des Schultergelenks bei schlaffen Lähmungen
Hilfsmittel-Nr. 23.09.03.0003
Artikel-Nr. 07261 → S. 83



MOBILAS®

Innovatives Handlagerungs- und Mobilisationssystem
Hilfsmittel-Nr. 20.10.02.0002
Artikel-Nr. 02810 → S. 114



MANU-CAST® ORGANIC D

Handgelenkorthese mit Fingerfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.1019
Artikel-Nr. 07259 → S. 107



MANU-CAST® ORGANIC DP

Handgelenkorthese mit Finger- und Daumenfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.3022
Artikel-Nr. 07359 → S. 108



MANU-CAST® ORGANIC FLEX DP

Handgelenkorthese zur dynamischen Redression
Hilfsmittel-Nr. 23.07.04.0004
Artikel-Nr. 07358 → S. 113



MANU-HiT® DIGITUS

Handgelenkorthese mit Fingerauflage
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.1004
Artikel-Nr. 07333 → S. 112



MANU-HiT® AIR T

Handgelenkorthese mit integriertem Luftkammersystem zur Mobilisierung von Handgelenk, Fingern und Daumen
Hilfsmittel-Nr. 23.07.03.1xxx
Artikel-Nr. 07356 → S. 115



FOOT-UP®

Textile Fußheberorthese
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.0004
Artikel-Nr. 07810 → S. 32



NEURODYN® CLASSIC

Textile Fußheberorthese zur dynamischen Kompensation schlaffer Lähmungen
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.0002
Artikel-Nr. 07077 → S. 33



NEURODYN® COMFORT

Fußheberorthese mit Einhandverschluss
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.xxxx
Artikel-Nr. 07830 → S. 34



NEURODYN® PERONEUS

Peroneausfeder mit Einhandverschluss
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.5027
Artikel-Nr. 07385 → S. 35



NEURODYN® CARBON

Dynamische Fußheberorthese mit rückverlagertem Stegverlauf
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.6041
Artikel-Nr. 07853 → S. 36

NEURODYN® CARBON NRG

Dynamische Fußheberorthese mit rückverlagertem Stegverlauf
Hilfsmittel-Nr. 23.03.02.6040
Artikel-Nr. 07854 → S. 37

SPORLASTIC

Für kleine und große Größen

Mit ausgewählten Produkten bieten wir Versorgungslösungen mit kompromissloser Passgenauigkeit für kleine und große Größen.

Auf den Produktseiten ist unser Kinderprogramm in den Größentabellen mit **K** gekennzeichnet.



GENUDYN®-REIHE

Knieorthesen zur Führung und dynamischen Stabilisierung
→ S. 52/53



GENUDYN® CI

Knieorthesen zur Führung und dynamischen Stabilisierung
Hilfsmittel-Nr. 23.04.03.3060
Artikel-Nr. 07780

GENUDYN® CI NOVEL

Knieorthese zur Führung und dynamischen Stabilisierung mit innovativem Drehverschluss-System
Hilfsmittel-Nr. 23.04.03.3069
Artikel-Nr. 07785

GENUDYN® CI STEP THRU

Knieorthese zur Führung und dynamischen Stabilisierung mit dorsalem Unterschenkelrahmen
Hilfsmittel-Nr. 23.04.03.3068
Artikel-Nr. 07782



EPI-CAST® ORGANIC ROM KIDS

Ellenbogenorthese zur Ruhigstellung, Stabilisation und Führung
Hilfsmittel-Nr. 23.08.02.0xxx
Artikel-Nr. 87522 → S. 94



CERVILASTIC®

Anatomische Cervicalstütze für Tag und Nacht
Hilfsmittel-Nr. 23.12.03.0005
Artikel-Nr. 82734, 82735 → S. 75



EPIDYN®

Ellenbogenbandage mit genoppten Silikonpelotten zur Kompression und Friktion
Hilfsmittel-Nr. 05.08.01.1007
Artikel-Nr. 87237 → S. 89



MANU-HiT®

Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.4004
Artikel-Nr. 87035 → S. 102



GENU-HiT®

Kniebandage mit ringförmiger Silikon-friktionspelotte und seitlicher Verstärkung
Hilfsmittel-Nr. 05.04.01.0054
Artikel-Nr. 87081 → S. 43



KNIEBANDAGE BEI MORBUS-SCHLATTER

Lokale Druckentlastung der Tuberositas tibiae mit Entspannung der Patellarsehne
Hilfsmittel-Nr. 23.04.05.0003
Artikel-Nr. 07084 → S. 46



MALLEO-HiT®

Sprunggelenkbandage mit genoppten Silikonfriktionspelotten
Hilfsmittel-Nr. 05.02.01.0024
Artikel-Nr. 87074 → S. 21



Lösungen für Fuß und Sprunggelenk




Lösungen für Fuß und Sprunggelenk

Weicher, druckreduzierender
Bandagenrand

SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikon-
pelotte: anatomisch geformt und
noppiert zur Druckentlastung und
Propriozeption

Innovative Dehnungszone
für perfekte Passform,
auch bei Bewegung



Atmungsaktives
3D-Flachgestrick

Dreiteilige Komfortzone
für faltenfreien Sitz

MALLEO-HiT® SUPREME

Passend dazu:
Patienteninformation für
das Sprunggelenk
Artikel-Nr. 09310



SUPREME-Reihe:
Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen
per QR-Code in der Produktverpackung

Produktfinder Fuß und Sprunggelenk

Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.



	MALLEO-HiT® SUPREME 05.02.01.0083	MALLEO-HiT® 05.02.01.0024	ACHILLODYN® 05.02.01.1002	ACHILLO-HiT® 05.02.01.1006	FIBULO-TAPE® 05.02.01.2002	MALLEO-CAST® ORGANIC S1 23.02.01.0002	SWEDE-O-UNIVERSAL 23.02.02.2003	MALLEODYN® S3 23.02.04.0011	FOOT-UP® 23.03.02.0004	NEURODYN® PERONEUS 23.03.02.5027	NEURODYN® CARBON 23.03.02.6041
	→ S. 20	→ S. 21	→ S. 23	→ S. 22	→ S. 21	→ S. 25	→ S. 26	→ S. 27	→ S. 32	→ S. 35	→ S. 36
Achillodynie (Tendinopathie) mit/ ohne Partialruptur			+	+							
Akute Sprunggelenkverletzung						+		+			
Arthrose	+	+			+		+				
Bänderdehnung					+	+	+	+			
Bursitis subachillea, Bursitis calcanea			+	+							
Chronische Kapselbandinstabilität	+	+			+		+	+			
Distorsion	+	+			+	+	+	+			
Fußheberpareesen									+	+	+
Instabilitäten des USG					+	+	+	+			
Lumbaler Wurzelschaden										+	+
Paratendinitis, Paratendinopathie			+	+							
Prävention	+	+			+		+	+			
Quadrizepsschwäche										+	+
Rekonstruktion, Achillessehne			+	+							
Rheumatische Erkrankungen, Sprunggelenk	+	+									
Ruptur, Außen-/Innenband					+	+	+	+			
Schwellungen	+	+									

MALLEO-HiT® SUPREME
Sprunggelenkbandage mit genoppten SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonfriktionspelotten

05.02.01.0083 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



SPORLASTIC AIR-MATRIX
Silikonpelotte

Dreiteilige Komfortzone
für faltenfreien Sitz
Innovative Dehnungszone
für perfekte Passform,
auch bei Bewegung

MALLEO-HiT®
Sprunggelenkbandage mit genoppten Silikonfriktionspelotten

05.02.01.0024 *Hilfsmittelnummer*



Friktionspelotte

FIBULO-TAPE®
Funktionelle Sprunggelenkbandage als Alternative zum Tape-Verband

05.02.01.2002 *Hilfsmittelnummer*



Unelastischer
lateraler Zügel

Artikel-Nr. 07174
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Leichte Sprunggelenkdistorsion
 - + Reizzustände OSG/USG
 - + Arthrosen OSG/USG
 - + Rheumatische Erkrankungen
 - + Schwellungen

- Wirkung**
- + SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte: Perforierte, atmungsaktive, leichte, anatomisch geformte und noppierte Silikonpelotte zur Druckentlastung und Propriozeption
 - + Stabilisierung, Komprimierung und Entlastung
 - + Optimierung der Propriozeptionsleistung
 - + Schmerzlinderung über verringerte nozizeptive Afferenzen
 - + Friktionsmassage
 - + Beschleunigte Resorption von Ergüssen
 - + Günstige Beeinflussung der arthrosetypischen Insertionstendopathien und Kapselreizungen

- Technik**
- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
 - + Dreiteilige Komfortzone für faltenfreien Sitz
 - + Weicher, druckreduzierender Bandagenrand
 - + Innovative Dehnungszone für perfekte Passform auch bei Bewegung
 - + Besonders dehnungsfähiges Spezialgestrick für nahezu faltenfreien Sitz

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5
27 – 29	6
R und L tragbar	

Artikel-Nr. 07074
Farben:

KIDS
Artikel-Nr. 87074
Farbe:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Leichte Sprunggelenkdistorsion
 - + Reizzustände OSG/USG
 - + Arthrosen OSG/USG
 - + Rheumatische Erkrankungen
 - + Schwellungen

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung, Komprimierung und Entlastung
 - + Optimierung der Propriozeptionsleistung
 - + Schmerzlinderung über verringerte nozizeptive Afferenzen
 - + Friktionsmassage
 - + Beschleunigte Resorption von Ergüssen
 - + Günstige Beeinflussung der arthrosetypischen Insertionstendopathien und Kapselreizungen
 - + Besonders dehnungsfähiges Spezialgestrick für nahezu faltenfreien Sitz

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
16 – 18	K
17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5
27 – 29	6
R und L tragbar	

Artikel-Nr. 07073
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Akute Kapselbandruptur
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Primäre und sekundäre Prophylaxe eines Distorsionstraumas, besonders beim Sport
 - + Sprunggelenkarthrose
 - + Stabilisierung des USG

- Wirkung/Technik**
- + Schutzwirkung wie ein Tape-Verband
 - + Stabilisierung des Lig. fibulotalare anterius und des Lig. fibulocalcareare
 - + Reduzierung der Gefahr eines Supinationstraumas
 - + Optimierung der Propriozeption
 - + Hautschonend
 - + 8er-Zügelung
 - + Unelastischer lateraler Zügel

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5
27 – 29	6
Bitte R oder L angeben	

ACHILLO-HiT®

Achillessehnenbandage mit SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotten zur großflächigen Stimulation

05.02.01.1006 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung

Artikel-Nr. 07804

Farben:

Größe in cm
Fesselumfang →18

17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5
27 – 29	6

Bitte R oder L angeben

ACHILLODYN®

Achillessehnenbandage mit septierten Friktionspelotten und isoliertem Fersenkeil

05.02.01.1002 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07071

Farben:

Größe in cm
Fesselumfang →18

17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5
27 – 29	6

R und L tragbar

ARTHROFIX® AIR
Sprunggelenkorthese mit Luftpolsterung nach pneumatischem Prinzip

23.02.02.0037 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07840
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und/oder Supination notwendig ist, wie z.B.:
 - › Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
 - › Akute Kapselbandruptur
 - › Funktionelle Therapie von Bandrupturen
 - › Sprunggelenkfrakturen (Weber A)
 - › Sprunggelenkdistorsion
 - + Weitere Indikationen finden Sie auf unserer Website

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung des Sprunggelenks in Pro- und Supination Richtung
 - + Luftpolster nach pneumatischem Prinzip, Zweikammersystem
 - + Anatomisch geformte Schalen

Größe
Nur eine Größe
Bitte R oder L angeben

MALLEO-CAST®
Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene mit Luft-, Schaum- oder Gelpolstern

23.02.02.0037 Hilfsmittelnummer



MALLEO-CAST® AIR
Artikel-Nr. 07844

MALLEO-CAST® FOAM
Artikel-Nr. 07842

MALLEO-CAST® GEL
Artikel-Nr. 07843

Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und/oder Supination notwendig ist, wie z.B.:
 - › Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
 - › Akute Kapselbandruptur
 - › Funktionelle Therapie von Bandrupturen
 - › Sprunggelenkfrakturen (Weber A)
 - › Sprunggelenkdistorsion
 - + Weitere Indikationen finden Sie auf unserer Website

- Wirkung/Technik**
- + AIR: Zweikammersystem für optimale Druckregulierung
 - + FOAM: Mehrschichtiges Schaumsystem für optimale Druckregulierung
 - + GEL: Gelkammern mit Kühlsystem

Größe
Nur eine Größe
R und L tragbar

MALLEO-CAST® ORGANIC S1
Sprunggelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position, mit Drehradmagnetverschluss

23.02.01.0002 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07849
Farbe: ■



Größe in cm		
Schuhgröße	Fesselumfang	→18
36 – 41	17 – 23,5	1
36 – 41	23,5 – 29	1w
42 – 47	19 – 25,5	2
42 – 47	25,5 – 31	2w

Bitte R oder L angeben

- Indikationen**
- + Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Sprunggelenks (als Verletzungsfolgen wie Bandruptur, erheblich ausgeprägte Sprunggelenkdistorsion, nach Operation)
 - + Zur zeitlich begrenzten Immobilisierung und Stabilisierung
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisation des Sprunggelenks notwendig ist, wie z.B.:
 - › Supinations-/Pronationstrauma
 - › Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
 - › Konservative Therapie von schweren Sprunggelenkdistorsionen
 - › Komplexe Instabilität des oberen/unteren Sprunggelenks

- + Akute-/Bandverletzungen am Sprunggelenk
- + Ruhigstellung des oberen/unteren Sprunggelenks
- + Entlastung/Schutz der verletzten Kapsel-/Bandstrukturen
- + Anschlussversorgung von Frakturen im Bereich des Sprunggelenks nach Immobilisierung durch eine Unterschenkel-Fußorthese
- + Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen

- Wirkung/Technik**
- + Anatomisch geformte Schalen zur Immobilisierung des Sprunggelenks
 - + Unelastischer 8er-Zügel zur Stabilisierung und Einschränkung des Talusvorschubs
 - + Hohe Atmungsaktivität durch ORGANIC FRAME und 3D SPACE KNIT
 - + ORGANIC FRAME sorgt für schlanke und zeitgleich stabile Bauweise
 - + Innovativer FIDLOCK® Magnetverschluss zur individuellen Anpassung
 - + Zirkuläres, geschlossenes Polster unterstützt Kompression
 - + Geringes Orthesengewicht durch optimalen Materialeinsatz
 - + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
 - + Einsatz recycelter Materialien

SWEDE-O-UNIVERSAL
Sprunggelenkorthese mit Schnürung und seitlicher Verstärkung

23.02.02.2003 Hilfsmittelnummer



SWEDE-O-UNIVERSAL X8
Sprunggelenkorthese mit Schnürung und 8er-Zügelung

23.02.02.1027 Hilfsmittelnummer



8er-Zügelung

MALLEODYN® S3
Abrüstbare Sprunggelenkorthese zur dynamischen Mobilisierung

23.02.04.0011 Hilfsmittelnummer



Abrüstbarer 8er-Zügel

Anatomisch geformte Seitenschiene – einfach abrüstbar mit einem Klick

- In drei Schritten abrüstbar:
1. Abrüstung des Kühlpads
 2. Abrüstung der Seitenschiene
 3. Abrüstung des 8er-Zügels



1.



2.



3.

Artikel-Nr. 07072
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Sprunggelenkdistorsion
 - + Akute Kapselbandruptur
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Primär- und Rezidivprophylaxe
 - + Arthrosen OSG/USG

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung des Sprunggelenks
 - + Einschränkung von Talusvorschub und -kippung
 - + Innenschuhartige Konstruktion mit Schnürung und integrierten Spiralfedern
 - + Mediale und laterale Verstärkungseinlagen, entfernbar und thermisch anformbar
 - + Dehnungseinsatz an der Achillessehne

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
18 – 20	1
20 – 22	2
22 – 24	3
24 – 26	4
26 – 28	5
28 – 31	6

R und L tragbar

Artikel-Nr. 07820
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Sprunggelenkdistorsion
 - + Akute Kapselbandruptur
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Primär- und Rezidivprophylaxe
 - + Arthrosen OSG/USG

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung des Sprunggelenks in Inversions- und Eversionsrichtung
 - + Einschränkung von Talusvorschub und -kippung
 - + Innenschuhartige Konstruktion mit Schnürung und 8er-Zügelung
 - + Mediale und laterale Verstärkungseinlagen, entfernbar und thermisch anformbar
 - + Dehnungseinsatz an der Achillessehne

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
18 – 20	1
20 – 22	2
22 – 24	3
24 – 26	4
26 – 28	5
28 – 31	6

R und L tragbar

Artikel-Nr. 07841
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung bzw. Bewegungseinschränkung des Sprunggelenks mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der verletzten oder geschädigten Strukturen notwendig ist
 - + Akute Sprunggelenkverletzungen
 - + Akute Kapselbandinstabilitäten und -rupturen
 - + Einschränkung von Talusvorschub und -kippung
 - + Chronische Kapselbandinstabilität
 - + Supinationstraumen
 - + Sprunggelenkdistorsionen
 - + Prävention bei Bandinstabilitäten

- Wirkung**
- + Limitierung von Talusvorschub und -kippung über 8er-Zügelung und distalen Klickverschluss
 - + Stabilisierung des Sprunggelenks in Inversion und Eversion
 - + Stabilisierung des Sprunggelenks über 3-Punkt Prinzip
 - + Stabilisierung sowie Prävention von Supinationstraumen
 - + Therapiegerechte Lagerung nach der PECH-Regel (integriertes Kühlpad)
 - + Vermeidung von Fensterödemen durch geschlossene Orthesenkonstruktion
 - + Leitliniengerechte Therapie: abrüstbar in 3 Schritten

- Technik**
- + Durch sehr flache Bauweise in nahezu jedem Schuh tragbar
 - + Fersenbreite über plantaren Gurt einstellbar: optimale Fassung der Ferse
 - + Hoher Tragekomfort: anatomische 3D-Schalenkonstruktion kombiniert mit bi-elastischem Abstandsgewirke
 - + Klickverschlüsse: einmaliges Einstellen der Gurte und schnelles Anlegen mit zwei Klicks
 - + Maximale Atmungsaktivität: hydrophiles bi-elastisches Abstandsgewirke mit Carbon Finish nimmt Feuchtigkeit auf und transportiert sie nach außen
 - + Y-Gurt: individuelle Einstellung der Stabilisierung und Kompression analog zum Therapieverlauf
 - + Bi-elastisches Innenpolster für druckfreie Knöchel
 - + Antibakterielle Wirkung des Innenpolsters durch Carbon Finish

Größe	
Schuhgröße	
35 – 40	1
41 – 47	2

Bitte R oder L angeben

SP AIR WALKER SHORT
Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung, kurze Version

23.06.01.0073 Hilfsmittelnummer



SPORLASTIC DUAL AIR SYSTEM
Optimale Immobilisierung und Lagerung durch zwei unabhängig regulierbare Luftkammersysteme

Physiologische Abrollsohle
> optimales Gangbild
> geringe Bauhöhe

SP AIR WALKER
Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung

23.06.01.0007 Hilfsmittelnummer



Anatomische Passform
Individuell einstellbarer Unterschenkel-Kunststoffspanngurt

Individuelle Einstellung des Zehenschutzes

SP AIR WALKER PLUS
Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung, in definierten, einstellbaren Positionen

23.06.01.1xxx Hilfsmittelnummer



SPORLASTIC DUAL AIR SYSTEM
> Optimale Immobilisierung und Lagerung durch zwei unabhängig regulierbare Luftkammersysteme
> Höhenverstellbarkeit der Luftkammern an der Innenseite



Das Fersenkeilset kann in ca. 30° bis 0°, graduell reduziert werden. Dazu können im Therapieverlauf die Keile von unten nach oben in den Keilschichten abgerüstet und zu Therapieende ganz entfernt werden.

Artikel-Nr. 07972
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17972
Wechselpolster
SP AIR WALKER
Größe XS–XL
Artikel-Nr. 67966
Regenschutz
Größe 1–3
Artikel-Nr. 37966
Hygieneschutz
Größe 1–2
Artikel-Nr. 87966
Unterziehstrumpf

Größe
Schuhgröße
Table with 3 columns: Schuhgröße, XS, S, M, L, XL
R und L tragbar

Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Fußes bzw. des Sprunggelenks als Verletzungsfolge oder nach OP vorliegt, wie z.B.:
> Konservativ/postoperativ
> Bandverletzungen
> Weichteilverletzungen
> Sehnenverletzungen
> Stabile Fuß- und Sprunggelenksfrakturen

Wirkung/Technik
+ Schalenkonstruktion zur sicheren Ruhigstellung des Unterschenkel-Fuß-Bereiches in 90°-Stellung
+ SPORLASTIC DUAL AIR SYSTEM
+ Dämpfende und rutschhemmende Sohle
+ Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Artikel-Nr. 07971
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17971
Wechselpolster
SP AIR WALKER
Größe XS–XL
Artikel-Nr. 67966
Regenschutz
Größe 1–3
Artikel-Nr. 37966
Hygieneschutz
Größe 1–2
Artikel-Nr. 87966
Unterziehstrumpf

Größe
Schuhgröße
Table with 3 columns: Schuhgröße, XS, S, M, L, XL
R und L tragbar

Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Fußes bzw. des Sprunggelenks als Verletzungsfolge oder nach OP vorliegt, wie z.B.:
> Distale Fibulafrakturen
> Sprunggelenkfrakturen
> Fußwurzel- und Mittelfußfrakturen
> Stressfrakturen
> Schwere Sprunggelenkdistorsionen
> Schwere Bandverletzungen
> Bandverletzungen
> Sehnenverletzungen

Wirkung/Technik
+ Schalenkonstruktion zur sicheren Ruhigstellung des Unterschenkel-Fuß-Bereiches in 90°-Stellung
+ Verlängerte Variante, wie bei SP AIR WALKER SHORT
+ Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Artikel-Nr. 07973
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17971
Wechselpolster
SP AIR WALKER, Größe XS–XL
Artikel-Nr. 67966
Regenschutz, Größe 1–3
Artikel-Nr. 37966
Hygieneschutz, Größe 1–2
Artikel-Nr. 87966
Unterziehstrumpf
Artikel-Nr. 27973
Fersenkeil für SP AIR WALKER PLUS, Größe 1–2

Größe
Schuhgröße
Table with 3 columns: Schuhgröße, XS, S, M, L, XL
R und L tragbar

Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Unterschenkels, des Sprunggelenks und des ganzen oder eines Teils des Fußes in definierten, einstellbaren Positionen bei Schädigungen von Knochen, -Kapsel- oder Bandstrukturen des Sprunggelenks und des Fußes notwendig ist, wie z.B.:
> Präoperativ
> Postoperativ
> Posttraumatisch
> Achillessehnenläsion
> Achillessehnenruptur
> Sehnenverletzungen
> Stabile Sprunggelenkfrakturen
> Prothetik
> Arthrodesen
> Schwere Sprunggelenkdistorsionen
> Schwere Bandverletzungen

Wirkung
+ Schalenkonstruktion zur sicheren Ruhigstellung des Unterschenkel-Fuß-Bereiches in 90°-Stellung
+ SPORLASTIC DUAL AIR SYSTEM
Optimale Immobilisierung und Lagerung durch zwei unabhängig regulierbare Luftkammersystem
+ Abrüstbarer Fersenkeil zur Einstellung der Plantarflexion Stellung/Spitzfuß-Stellung
+ Dämpfende und rutschhemmende Sohle

Technik
+ 2 Luftkammern, unabhängig voneinander, für optimale Anpassung, festen Halt und Stabilisierung
+ Der Zehenschutz ist an der vorderen Abdeckung befestigt und einstellbar
+ Physiologische Abrollsohle, in abgerüsteter Form
> optimales Gangbild
> geringe Bauhöhe
+ Dämpfende und rutschhemmende Sohle Einfaches Anlegen, durch freien Liner mit Abnehmbares Zehenpolster
+ Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und luftdurchlässige Rahmenkonstruktion
+ Klettverschlüsse für sicheren Verschluss und stufenlos einstellbar
+ Weite des Unterschenkelschaftes einstellbar über Kunststoffspanngurt

METARSO®
Anatomische Spreizfußbandage mit Pelotte

05.01.01.2008 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07905
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Metatarsalgie
 - + Spreizfuß
 - + Belastungsschmerzen im Bereich der Mittelfußköpfchen (MT I–V)
 - + Nervenschädigung der Interdigitalnerven II–VII
 - + Morton'sche Neuralgie

- Wirkung/Technik**
- + Aufrichtung des Quergewölbes
 - + Entlastung der Metatarsalköpfchen
 - + Variabel positionierbare Spreizfußpelotte
 - + Anatomische Passform
 - + Dreidimensionale Anpassung des Spezialgestricks an den Großzehenballen

Größe in cm
Umfang Vorfuß →20

17 – 19	1
19 – 21	2
22 – 24	3
25 – 27	4

Paarweise

FERSENSPORN BANDAGE
Zur Behandlung eines schmerzhaften Fersensorns

05.xx.xx.xxxx *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07902
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Plantarfasziitis mit/ohne Fersensporn

- Wirkung/Technik**
- + Tonussenkung des umgebenden Weichteilgewebes
 - + Stimulierung der Afferenzen
 - + Schmerzreduktion des gereizten Sehnenansatzes am Calcaneus
 - + Freie Dorsalextension
 - + Paraachilläre Pelotten
 - + Individuell positionierbarer, teilelastischer Druckzügel mit Silikonoppierung

Größe in cm
Fesselumfang →18

17 – 21	1
21 – 24	2
24 – 27	3

R und L tragbar

CALCALASTIC®
Viscoelastische Fersenkissen aus Silikon mit „Softspot“

08.03.06.0057 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07910
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Plantarfasziitis mit/ohne Fersensporn
 - + Arthrosen des Sprung-, Knie- und Hüftgelenks
 - + Rückfußbeschwerden
 - + Haglundferse
 - + Ausgleich bei Beinlängendifferenz

- Wirkung/Technik**
- + Besonders weiche, medial gelagerte Kernzone für Fersensporn
 - + Optimale Druckverteilung im Fersenbereich
 - + Hautfreundliches Silikon
 - + Zwei unterschiedliche Shore-Härten
 - + Kissen kehrt nach dem Tragen in seine ursprüngliche Form zurück
 - + Einfach zu reinigen

Größe
Schuhgröße

32 – 40	1
41 – 47	2

Paarweise

CALCALASTIC® LONG
Viscoelastische Einlagen aus Silikon mit „Softspots“

08.03.06.0058 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07915
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Plantarfasziitis mit/ohne Fersensporn
 - + Arthrosen des Sprung-, Knie- und Hüftgelenks
 - + Rückfußbeschwerden
 - + Haglundferse
 - + Ausgleich bei Beinlängendifferenz
 - + Stoßabsorption

- Wirkung/Technik**
- + Besonders weiche Kernzonen im Bereich der Ferse und der Mittelfußköpfchen
 - + Anhebung des Quergewölbes
 - + Eingearbeitete Spreizfußpelotte
 - + Hautfreundliches Silikon
 - + Zwei unterschiedliche Shore-Härten
 - + Kissen kehrt nach dem Tragen in seine ursprüngliche Form zurück
 - + Einfach zu reinigen

Größe
Schuhgröße

35 – 36	S
37 – 38	M
39 – 40	L
41 – 42	XL
43 – 45	XXL

Paarweise

23.03.02.0004
 Hilfsmittelnummer



Zubehör:
FOOT-UP® BARFUSS in der Anwendung
 (Die **FOOT-UP® BARFUSS** ist nur in Kombination mit der **FOOT-UP®** anwendbar)



Artikel-Nr. 07810

Farbe:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Fußheberpareesen nach Schlaganfall oder bei sonstigen neurologischen/muskulären Erkrankungen
- + Besonders geeignet bei Kraftgrad 3 und 4
- + Ermüdungsparesen

Wirkung

- + Dynamische Fußhebung
- + Förderung der Aktivität der noch aktiven Fußmuskulatur

Technik

- + Knöchelbandage und transparente Einlage mit Elastikband und Steckverschluss
- + Bei allen Schnürschuhen einsetzbar

Zubehör:
Artikel-Nr. 27810
FOOT-UP® BARFUSS
KEINE KASSENLEISTUNG
 Farbe:

Größe in cm	
Umfang Vorfuß	→20
16 – 20	1
20 – 24	2
24 – 28	3
28 – 32	4

R und L tragbar

Größe in cm	
Knöchelumfang	→19
18 – 23	1
23 – 30	2
30 – 36	3

R und L tragbar

23.03.02.0002
 Hilfsmittelnummer



Semielastische 8er-Zügelung



Artikel-Nr. 07077

Farben:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Peroneuslähmung, alle Ausprägungsgrade, besonders für leichte bis mittlere Fuß- und Zehenheberpareesen (Kraftgrad 2–4)

Wirkung

- + Unterstützung der Fußhebung und Verbesserung des Gangbildes
- + Verbesserung der Fußstellung aufgrund propriozeptiver Wirkung
- + Stabilisierung des Sprunggelenks und Vermeidung des Umknickens

Technik

- + Einstieg mit Klettverschluss
- + Einfaches Anziehen mit einer Hand mittels Fingerschleife
- + 8er-Zügelung
- + Unelastischer lateraler Zügel

Größe in cm	
Fesselumfang	→18
17 – 19	1
19 – 21	2
21 – 23	3
23 – 25	4
25 – 27	5

Bitte R oder L angeben

23.03.02.xxxx *Hilfsmittelnummer*



Der Trick mit dem Klick
1. Einhändiges Anlegen
2. Einfaches Nachjustieren mit Y-Zügel
3. Semi-elastischer 8er-Zügel mit flexibler Einlegesohle

Artikel-Nr. 07830

Farbe: ■

Größe in cm

Fessel	→18	Schuhgröße
S 17 – 21	36 – 37	1
	38 – 39	2
	40 – 41	3
	42 – 43	4
	44 – 45	5
M 21 – 24	46 – 47	6
	36 – 37	7
	38 – 39	8
	40 – 41	9
	42 – 43	10
L 24 – 28	44 – 45	11
	46 – 47	12
	36 – 37	13
	38 – 39	14
	40 – 41	15
	42 – 43	16
	44 – 45	17
	46 – 47	18

Bitte R oder L angeben

23.03.02.5027 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07385

Farbe: ■

Größe

Schuhgröße	
35 – 37	S
38 – 40	M
41 – 43	L
44 – 46	XL

Bitte R oder L angeben

23.03.02.6041 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07853

Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17853

Hygieneset
Größe S–L

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Leichte Poliomyelitis
- + Schlanke und (mittelschwere) spastische Fußheberpareesen (z.B. nach Schlaganfall, Multiple Sklerose, Peroneusparese, sonstige neurologischen/muskulären Erkrankungen)
- + Beeinträchtigung des Gehens bei neuromuskulärer Schädigung der Fußhebermuskulatur (schlanke Lähmung bei Peroneusparese, ZNS-Schädigungen, Nervenwurzelbeschädigung der LWS)

Wirkung

- + Unterstützung der Fußhebung
- + Fuß wird in 90° Dorsalextension gehalten
- + Kniestreckende Wirkung
- + Verlängerter Vorfußhebel
- + Harmonischer Übergang zwischen den einzelnen Gangphasen

Technik

- + Rückverlagerter lateraler Steg ermöglicht ein physiologischeres Gangbild
- + Hoher Tragekomfort
- + Hohe Atmungsaktivität aufgrund des Abstandgestricks des 3D SPACE KNIT
- + Flexible anatomisch geformte frontale Schale
- + Geringes Orthesengewicht
- + Schlanke Bauform
- + Einhandbedienung durch innovatives Verschlusssystem

Größe

Schuhgröße

35 – 38	S
39 – 42	M
43 – 46	L

Bitte R oder L angeben

23.03.02.6040 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07854

Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17853

Hygieneset
Größe S–L

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Leichte Poliomyelitis
- + Schlanke und (mittelschwere) spastische Fußheberpareesen (z.B. nach Schlaganfall, Multiple Sklerose, Peroneusparese, sonstige neurologischen/muskulären Erkrankungen)
- + Vorfußamputation (partiell)
- + Zur Behebung der Spitzfußstellung/Anheben des Fußes, aktiven Rückführung des Fußes im individuell funktionalen Bewegungsumfang und Erhaltung der Mobilität
- + Teillähmung der Fußhebermuskulatur (und hohe Mobilität der Versicherten oder des Versicherten) durch z.B. Peroneus-Parese, Lumbaler Wurzelschaden, Schlaganfall

Wirkung

- + Unterstützung der Fußhebung
- + Fuß wird in 90° Dorsalextension gehalten
- + Kniestreckende Wirkung
- + Verlängerter Vorfußhebel
- + Harmonischer Übergang zwischen den einzelnen Gangphasen

Technik

- + Rückverlagerter lateraler Steg mit physiologischem Drehpunkt
- + Hoher Tragekomfort
- + Hohe Atmungsaktivität aufgrund des Abstandgestricks des 3D SPACE KNIT
- + Flexible anatomisch geformte frontale Schale
- + Geringes Orthesengewicht
- + Schlanke Bauform
- + Einhandbedienung durch innovatives Verschlusssystem

Größe

Schuhgröße


35 – 38	S
39 – 42	M
43 – 46	L

Bitte R oder L angeben

Lösungen für Knie und Hüfte



Lösungen für Knie und Hüfte



GENU-HiT® SUPREME

Passend dazu:
Patienteninformation für das Knie
Artikel-Nr. 09305



SUPREME-Reihe:
Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen
per QR-Code in der Produktverpackung

Produktfinder Knie und Hüfte



Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.

GENU-HiT® SUPREME 05.04.01.0126	GENU-HiT® 05.04.01.0054	KASSELER PATELLAR- SEHNENBANDAGE 05.04.01.1001	KNIEBANDAGE BEI MORBUS- SCHLATTER 23.04.05.0003	PATELLADYN® 23.04.05.0002	GENU-HiT® GS 23.04.03.0012	GENU-TEX® OA 23.04.04.1032	GENU-TEX® ACL 23.04.03.2006	GENUDYN® CI 23.04.03.3060	COXA-HiT® 05.05.xx.xxxx
→ S. 42	→ S. 43	→ S. 47	→ S. 46	→ S. 49	→ S. 50	→ S. 54	→ S. 51	→ S. 52	→ S. 59

Arthritis					+		+		+
Arthrose, femoropatellar			+		+				
Baker-Zysten	+	+			+	+			
Bandrekonstruktion								+	
Bandverletzungen	+	+	+		+	+	+	+	
Chondropathia patellae	+	+	+		+				
Gonarthrose	+	+			+	+	+		
Instabilität					+		+	+	
Meniskusrekonstruktion							+	+	
Meniskusschäden	+	+				+		+	
Morbus Osgood-Schlatter				+					
Patellafraktur								+	
Patellaluxation				+					
Patellaspitzensyndrom			+						
Prophylaxe, z.B. beim Sport							+		
Quadrizepsparese, -schwäche			+						
Rheuma	+	+					+		
Tendinose				+					
Traktionsapophysitis				+					

GENU-HiT® SUPREME

Kniebandage mit SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte und seitlicher Verstärkung

05.04.01.0126 *Hilfsmittelnummer*





Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



Artikel-Nr. 07181
Farben: 

- Indikationen**

 - + Konservativ/postoperativ
 - + Bandverletzungen
 - + Leichte Bandinsuffizienz
 - + Meniskusschäden
 - + Chondropathia patellae
 - + Baker-Zysten
 - + Gonarthrose
 - + Posttraumatische Reizzustände
 - + Rheumatische Erkrankungen
- Wirkung**

 - + SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte: perforierte, atmungsaktive, leichte, anatomisch geformte Silikonpelotte zur Druckentlastung und Führung der Patella
 - + Kompressionsbandage mit Silikonring
 - + Entlastung und Stabilisierung
 - + Ungestörter Blut- und Lymphabfluss im Kniekehlenbereich
 - + Druckentlastung und Stabilisierung der Patella
 - + Massagewirkung
- Technik**

 - + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
 - + Intarsia-Komfortzone für faltenfreien Sitz
 - + Stabilisierende seitliche Spiralfedern
 - + Weicher, druckreduzierender Bandagenrand
 - + Innovative Dehnungszone für perfekte Passform auch bei Bewegung

Größe in cm		
Maß d	→17	Maß f →15
25 – 28	35 – 38	1
28 – 31	38 – 41	2
31 – 34	41 – 44	3
34 – 37	44 – 47	4
37 – 40	47 – 50	5
40 – 43	50 – 53	6
43 – 46	53 – 56	7

R und L tragbar

GENU-HiT®

Kniebandage mit ringförmiger Silikonfriktionspelotte und seitlicher Verstärkung

05.04.01.0054 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07081
Farben: 

KIDS
Artikel-Nr. 87081
Farbe: 
R und L tragbar

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Bandverletzungen
 - + Leichte Bandinsuffizienz
 - + Meniskusschäden
 - + Chondropathia patellae
 - + Baker-Zysten
 - + Gonarthrose
 - + Posttraumatische Reizzustände
 - + Rheumatische Erkrankungen

- Wirkung/Technik**
- + Kompressionsbandage mit Silikonring
 - + Entlastung und Stabilisierung
 - + Ungestörter Blut- und Lymphabfluss im Kniekehlenbereich
 - + Druckentlastung und Stabilisierung der Patella
 - + Massagewirkung
 - + Sehr dünner, druckreduzierender Bandagenrand für hohen Tragekomfort
 - + Stabilisierende seitliche Spiralfedern

Größe in cm		
Maß d	→17	Maß f →15
23 – 26	29 – 33	K
25 – 28	35 – 38	1
28 – 31	38 – 41	2
31 – 34	41 – 44	3
34 – 37	44 – 47	4
37 – 40	47 – 50	5
40 – 43	50 – 53	6
43 – 46	53 – 56	7
46 – 50	56 – 60	8
50 – 54	60 – 64	9

R und L tragbar



GENU-HiT® RS

Kniebandage wie GENU-HiT®, zusätzlich mit seitlichem Silikonknoppenhaftband

05.04.01.0043 *Hilfsmittelnummer*

Artikel-Nr. 07088
Farbe: 

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Bandverletzungen
 - + Leichte Bandinsuffizienz
 - + Meniskusschäden
 - + Chondropathia patellae
 - + Baker-Zysten
 - + Gonarthrose
 - + Posttraumatische Reizzustände
 - + Rheumatische Erkrankungen

- Wirkung/Technik**
- + Kompressionsbandage mit Silikonring
 - + Seitliches Silikonknoppenhaftband
 - + Entlastung und Stabilisierung
 - + Ungestörter Blut- und Lymphabfluss im Kniekehlenbereich
 - + Druckentlastung der Patella
 - + Massagewirkung
 - + Sehr dünner, druckreduzierender Bandagenrand für hohen Tragekomfort
 - + Stabilisierende seitliche Spiralfedern

Größe in cm		
Maß d	→17	Maß f →15
25 – 28	35 – 38	1
28 – 31	38 – 41	2
31 – 34	41 – 44	3
34 – 37	44 – 47	4
37 – 40	47 – 50	5
40 – 43	50 – 53	6
43 – 46	53 – 56	7
46 – 50	56 – 60	8
50 – 54	60 – 64	9

R und L tragbar

GENU-HiT® SUPREME + COMFORT

Kniebandage wie GENU-HiT® SUPREME, extraweite Version, zusätzlich mit zirkulärem Silikonnoppenhaftband

05.04.01.0134 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



SPORLASTIC AIR-MATRIX
Silikonpelotte

Artikel-Nr. 07187

Farben:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Bandverletzungen
- + Leichte Bandinsuffizienz
- + Meniskusschäden
- + Chondropathia patellae
- + Baker-Zysten
- + Gonarthrose
- + Posttraumatische Reizzustände
- + Rheumatische Erkrankungen

Wirkung

- + SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte: perforierte, atmungsaktive, leichte, anatomisch geformte Silikonpelotte zur Druckentlastung und Führung der Patella
- + Entlastung und Stabilisierung
- + Ungestörter Blut- und Lymphabfluss im Kniekehlenbereich
- + Massagewirkung

Technik

- + Proximal erweiterte Version mit Silikonnoppenhaftband
- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
- + Intarsia-Komfortzone für faltenfreien Sitz
- + Stabilisierende seitliche Spiralfedern
- + Weicher, druckreduzierender Bandagenrand
- + Innovative Dehnungszone für perfekte Passform, auch bei Bewegung

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
31 – 34		44 – 47		3+
34 – 37		47 – 50		4+
37 – 40		50 – 53		5+
40 – 43		53 – 56		6+
43 – 46		56 – 59		7+
46 – 49		59 – 62		8+
49 – 52		62 – 65		9+

R und L tragbar

GENU-HiT® + COMFORT

Kniebandage mit ringförmiger Silikonfriktionspelotte und seitlicher Verstärkung, extraweite Version, mit zirkulärem Silikonnoppenhaftband

05.04.01.0091 *Hilfsmittelnummer*



Silikonnoppenhaftband

Silikonring

Artikel-Nr. 07087

7++, 8++, 9++ nur in
Platinum erhältlich
Farben:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Chondropathia patellae
- + Meniskusschäden
- + Gonarthrose
- + Posttraumatische Reizzustände
- + Rheumatische Erkrankungen
- + Bandverletzungen
- + Leichte Bandinsuffizienz
- + Baker-Zysten

Wirkung/Technik

- + Entlastung und Stabilisierung
- + Ungestörter Blut- und Lymphabfluss im Kniekehlenbereich
- + Druckentlastung und Stabilisierung der Patella
- + Massagewirkung
- + Kompressionsbandage mit Silikonring und zirkulärem Silikonhaftband
- + Proximal erweiterte Version mit Silikonnoppenhaftband
- + Sehr dünner, druckreduzierender Bandagenrand für hohen Tragekomfort

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
31 – 34		44 – 47		3+
34 – 37		47 – 50		4+
37 – 40		50 – 53		5+
40 – 43		53 – 56		6+
43 – 46		56 – 59		7+
43 – 46		59 – 62		7++
46 – 49		59 – 62		8+
46 – 50		62 – 66		8++
49 – 52		62 – 65		9+
50 – 54		66 – 70		9++

R und L tragbar

GENU-HiT® WING

Kniebandage mit genoppter Spezialpelotte zur Minderung des ventromedialen Knieschmerzes

05.04.01.0121 *Hilfsmittelnummer*



Symmetrische Pelotten-
flügel für beidseitiges
Tragen und optimalen Halt

Artikel-Nr. 07089

Farbe:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Ventromedialer Knieschmerz
- + Gonarthrose
- + Meniskusschäden
- + Chondropathia patellae
- + Plicasyndrom
- + Baker-Zysten

Wirkung/Technik

- + Friktionspelotte mit Massagewirkung zur Verbesserung der Propriozeption
- + Minderung des ventromedialen Knieschmerzes durch Druck auf den medialen Gelenkspalt
- + Symmetrische Pelottenflügel für beidseitiges Tragen und optimalen Halt
- + Stabilisierende seitliche Spiralfedern
- + Flache Pelottenbauweise am Oberschenkel für besseren Tragekomfort

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
25 – 28		35 – 38		1
28 – 31		38 – 41		2
31 – 34		41 – 44		3
34 – 37		44 – 47		4
37 – 40		47 – 50		5
40 – 43		50 – 53		6
43 – 46		53 – 56		7

R und L tragbar

KNIEBANDAGE BEI MORBUS-SCHLATTER

Lokale Druckentlastung der Tuberositas tibiae mit Entspannung der Patellasehne

23.04.05.0003 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07084

Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Morbus Osgood-Schlatter
- + Traktionsapophysitis anderer Ursache
- + Prominenz der Tuberositas tibiae durch Fehlossifikationen
- + Ansatz tendinose an der Tuberositas tibiae

Wirkung/Technik

- + Fein dosierbarer Pelottendruck auf die Patella mit Entspannung der Patellasehne
- + Lokale Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- + Silikonpelotte, punktuell am Sehnenansatz ausgespart
- + U-förmige, nach distal offene Pelotte mit Korrekturzügel

Größe in cm		
Maß d	→17	Maß f →15
22 – 25		32 – 35
25 – 28		35 – 38
28 – 31		38 – 41
31 – 34		41 – 44
34 – 37		44 – 47
37 – 40		47 – 50
40 – 43		50 – 53
43 – 46		53 – 56

R und L tragbar

SUPER-GENUPLUS

Kniebandage mit kombinierter Propriozeptions- und Friktionspelotte

05.04.01.0046 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07097

Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Pangonarthrose
- + Chondromalacia patellae und Gonarthrose mit Insertionstendopathien
- + Rheumatische Erkrankungen
- + Patellaspitzensyndrom

Wirkung/Technik

- + Aufbau von propriozeptiv stimulierendem infrapatellarem Druck
- + Schnellere und kräftigere muskuläre Tonisierung des M. quadriceps mit Balancierung zugunsten des M. vastus medialis
- + Förderung der Durchblutung des Gelenkbinnenraums und bei Insertionstendopathie
- + Seitliche Stabilisierungsstäbe
- + Bifunktionale Pelotte mit Zugband

Größe in cm		
Maß d	→17	Maß f →15
25 – 28		35 – 38
28 – 31		38 – 41
31 – 34		41 – 44
34 – 37		44 – 47
37 – 40		47 – 50
40 – 43		50 – 53
43 – 46		53 – 56

R und L tragbar

KASSELER PATELLARSEHNENBANDAGE

Hochwirksame Propriozeptionsbandage für Beruf und Alltag

05.04.01.1001 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07229

Farben: ■ ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Vorderer Knieschmerz:
 - › Patellaspitzensyndrom
 - › Chondropathia patellae
 - › Femoropatellare Arthrose
- + VKB-Insuffizienz
- + Reha-Training
- + Quadrizepsschwäche
- + Muskeldystrophie

Wirkung

- + Aufbau von propriozeptiv stimulierendem infrapatellarem Druck
- + Tonisierung des M. quadriceps mit medialisierender Wirkung auf die Patella
- + Schmerzlinderung

Technik

- + Stufenlos anpassbarer Pelottendruck
- + Genoppte Pelotte mit Aussparung der Patellaspitze, zur Verbesserung der Propriozeption
- + Zügel individuell kürzbar

Größe

Nur eine Größe, einstellbar auf einen Umfang von mindestens 27 cm bis maximal 46 cm
R und L tragbar

KASSELER PATELLARSEHNENBANDAGE AKTIV
Hochwirksame Propriozeptionsbandage für Therapie und Sport

05.04.01.1015 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07706
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Vorderer Knieschmerz:
 - › Patellaspitzensyndrom
 - › Chondropathia patellae
 - › Femoropatellare Arthrose
 - + VKB-Insuffizienz
 - + Quadrizepsschwäche
 - + Muskeldystrophie
- Wirkung/Technik**
- + Aufbau von propriozeptiv stimulierendem infrapatellarem Druck
 - + Schmerzlinderung
 - + Tonisierung des M. quadriceps mit medialisierender Wirkung auf die Patella
 - + Anatomisch anpassungsfähiges Kniekehlenpolster
 - + Propriozeptionspelotte mit feinen Noppen und Aussparung der Patellaspitze
 - + Hochelastisches, strapazierfähiges Neopren mit wasserabweisender Kunststofffaser
 - + Ohne Umlenköse

Größe in cm
Kniegelenkumfang →16

30 – 36	1
37 – 40	2

R und L tragbar

PATELLADYN® + COMFORT
Zur aktiv-muskulären und passiven Patellamedialisierung, Beeinflussung des Patellagleitweges, extraweite Version mit zirkulärem Silikonnoppenhaftband

23.04.05.0002 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07091
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z.B.:
 - › Femoropatellares Schmerzsyndrom
 - › Patellaluxation (rezidivierend/habituell)
 - › Retropatellararthrose
 - › Patellahochstand
 - › Patellalateralisation
 - › Chondropathia patellae
 - › Hypermobile Patella
 - + Schädigung des Kniegelenks im Gleitlager zwischen Kniescheibe und Oberschenkel
 - + Führung der Kniescheibe und Schmerzreduktion
- Wirkung/Technik**
- + Kniebandage zur aktiv-muskulären und passiven Patellamedialisierung sowie zur Beeinflussung des Patellagleitweges
 - + Extraweite Version mit zirkulärem Silikonnoppenhaftband

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
31 – 34		44 – 47		3+
34 – 37		47 – 50		4+
37 – 40		50 – 53		5+
40 – 43		53 – 56		6+
43 – 46		56 – 59		7+
46 – 49		59 – 62		8+
49 – 52		62 – 65		9+

Bitte R oder L angeben

PATELLADYN®
Kniebandage zur aktiv-muskulären und passiven Patellamedialisierung sowie zur Beeinflussung des Patellagleitweges

23.04.05.0002 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07085
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z.B.:
 - › Femoropatellares Schmerzsyndrom
 - › Patellaluxation (rezidivierend/habituell)
 - › Retropatellararthrose
 - › Patellahochstand
 - › Patellalateralisation
 - › Chondropathia patellae
 - › Hypermobile Patella
 - + Schädigung des Kniegelenks im Gleitlager zwischen Kniescheibe und Oberschenkel
 - + Führung der Kniescheibe und Schmerzreduktion
- Wirkung**
- + Aufbau von propriozeptiv stimulierendem infrapatellarem Druck
 - + Aktiv-muskuläre Medialisierung und unterstützende passive Zentrierung der Patella im Gleitlager
- Technik**
- + Komfort- und Dehnungszonen für optimalen Sitz
 - + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort
 - + Optimale Passform durch der Anatomie nachempfundene Silhouette, unter der Kleidung tragbar
 - + Nachhaltig durch 3D-Flachgestrick
 - + Innovatives Funktionsprinzip durch Zusammenspiel der SPORLASTIC AIR-MATRIX Pelotte, der Zuggurte und des 3D-Flachgestricks
 - + Seitliche Stabilisierungsstäbe aus Metall
 - + Lateraler Silikonhalbring und medialisierende Zügel
 - + Wirkkräfte anpassbar

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
25 – 28		35 – 38		1
28 – 31		38 – 41		2
31 – 34		41 – 44		3
34 – 37		44 – 47		4
37 – 40		47 – 50		5
40 – 43		50 – 53		6
43 – 46		53 – 56		7

Bitte R oder L angeben

GENU-HiT® GS
Textile Knieführungssorthese mit seitlichen Gelenkschienen

23.04.03.0012 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07015
Farbe: ■

- Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z.B.:
> Konservativ/postoperativ
> Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks
> Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
> Kombinierte Bandverletzungen des Knies
> Leichte Bandinsuffizienzen, -dehnung, -rupturen
> Nach Kreuzbandverletzung
> Gonarthrose
+ Weitere Indikationen finden Sie auf unserer Website

Größe in cm
Table with 3 columns: Maß d, Maß f, and size numbers 1-9.

R und L tragbar

GENU-HiT® GS + COMFORT
Knieorthese mit seitlichen Gelenkschienen, extraweite Version, zusätzlich mit zirkulärem Silikonnoppenhaftband

23.04.03.0012 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07115
Farbe: ■

- Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z.B.:
> Konservativ/postoperativ
> Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks
> Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
> Kombinierte Bandverletzungen des Knies
> Leichte Bandinsuffizienzen, -dehnung, -rupturen
> Nach Kreuzbandverletzung
> Gonarthrose
+ Weitere Indikationen finden Sie auf unserer Website

Größe in cm
Table with 3 columns: Maß d, Maß f, and size numbers 3+ to 9+.

R und L tragbar

GENU-TEX® ACL
Textile Knieführungssorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions-/Flexionsbegrenzung

23.04.03.2006 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07720
Farbe: ■

- Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z.B.:
> Kreuzbandverletzungen
> ACL-Ruptur
> Seitenbandverletzungen
> Allg. Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
> Meniskusrekonstruktion
> Ein- oder mehrachsige Instabilität
> Rheumatoide Arthritis
> Knie-Tep-Lockerung

Größe in cm
Table with 3 columns: Maß d, Maß f, and size numbers 2 to 9.

Bitte R oder L angeben

- Wirkung
+ Sicherung der physiologischen zweidimensionalen Führung des Kniegelenks und Entlastung/Schutz des Gelenkapparates
+ Aktivierung der Muskularbeit durch propriozeptive Reize

- Technik
+ Einstellung von Flexion und Extension:
> Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
> Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
+ Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort
+ Komfort- und Dehnungszonen für optimalen Sitz, auch bei Bewegung
+ Greifhilfe und Rutschstopp für leichteres An- und Ausziehen
+ Gepolsterte Gelenkschienen reduzieren die Verletzungsgefahr im Kontaktsport
+ Anatomischer Wadengurt für sicheren Halt am Bein

23.04.03.3060 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



23.04.03.3069 *Hilfsmittelnummer*



23.04.03.3068 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07780
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17780
Hygieneset
GENUDYN® CI
Farbe: ■
Artikel-Nr. 37780
Ersatz-Keilset
Farbe: ■

Größe in cm
Umfang 15 cm über
Kniegelenkspalt →14

32 – 38	XS
38 – 44	S
44 – 50	M
50 – 56	L
56 – 63	XL
63 – 70	XXL

Bitte R oder L angeben

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Bandläsionen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Bandrupturen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Instabilität bei ACL-, PCL-,
Seitenbandrupturen
+ Meniskusverletzungen
+ Kombinationsverletzungen
+ Patellafraktur

Wirkung
+ Zusätzliche Gurtung zur Kontrolle
der hinteren Schublade
+ Stabilisierung sowohl bei hinterer
als auch bei vorderer Schublade
+ Funktionelle Knieführung und
-stabilisierung

Technik
+ Einstellung von Flexion und
Extension:
› Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
› Flexion: 0°, 10°, 20°, 45°, 60°,
75°, 90°
+ Orthesenrahmen anformbar
+ Einfaches Anlegen des ventralen
Rahmens ohne Durchsteigen
+ Inkongruente Gelenke zur Unter-
stützung physiologischer
Bewegungen des Knies
+ Immobilisierung bei 0°, 10°,
20°, 30° möglich
+ Living Hinge: Ausgleich der
Rahmenbewegungen
+ Einmaliges Einstellen der
Gurte genügt

Artikel-Nr. 07785
Farbe: ■
Zubehör:
Artikel-Nr. 27785
Ersatzteil
CI NOVEL Drehverschluss-Set
Größe XS–XXL
Artikel-Nr. 17785
Ersatzteilset zu 07785
Farbe: ■
Artikel-Nr. 37780
Ersatz-Keilset
Farbe: ■

Größe in cm
Umfang 15 cm über
Kniegelenkspalt →14

32 – 38	XS
38 – 44	S
44 – 50	M
50 – 56	L
56 – 63	XL
63 – 70	XXL

Bitte R oder L angeben

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Bandläsionen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Bandrupturen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Instabilität bei ACL, PCL,
Seitenbandrupturen
+ Meniskusverletzungen
+ Kombinationsverletzungen
+ Patellafraktur

Wirkung / Technik
+ NOVEL-System zum Einstellen
der Gurte ohne Verwendung
von Klettverschlüssen
+ Einstellung der Gurtspannung
über Spanner mit Drehbetätigung
+ Lösen der Spannung durch
einfachen Knopfdruck
+ Einstellung mit taktiler sowie
akustischer Kontrolle, auch durch
die Kleidung hindurch möglich
+ Sonst wie bei GENUDYN® CI

Artikel-Nr. 07782
Farbe: ■
Zubehör:
Artikel-Nr. 17782
Hygieneset
GENUDYN® CI STEP THRU
Farbe: ■
Artikel-Nr. 37780
Ersatz-Keilset
Farbe: ■

Größe in cm
Umfang 15 cm über
Kniegelenkspalt →14

32 – 38	XS
38 – 44	S
44 – 50	M
50 – 56	L
56 – 63	XL
63 – 70	XXL

Bitte R oder L angeben

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Bandläsionen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Bandrupturen
(ACL, PCL, Seitenbänder)
+ Instabilität bei ACL, PCL,
Seitenbandrupturen
+ Meniskusverletzungen
+ Kombinationsverletzungen
+ Patellafraktur

Wirkung / Technik
+ Durchsteigeorthese mit Rahmen-
führung am Unterschenkel dorsal
+ Sonst wie bei GENUDYN® CI

GENU-TEX® OA

Knieorthese mit 3-Punkt-Prinzip zur Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments und physiologischen Führung des Kniegelenks

23.04.04.1032 Hilfsmittelnummer

Das Intimate Fit Prinzip

Living Hinge: Dynamisches 3-Punkt-Entlastungsprinzip entlastet nur, wenn es erforderlich ist, z.B.

- › Beim Gehen
- › Im Stehen
- › Bei Belastung des Knies

Verhindert Druck am lateralen Condylus bzw. auf den Tractus Iliotibialis

SPORLASTIC AIR-MATRIX
SILIKONFRIKTIONSPELOTTE

- › Atmungsaktiv
- › Leicht
- › Anatomisch geformt

NOPPIERTES PELOTTENDESIGN
Massagewirkung & Stimulation

- › Musculus quadriceps femoris
- › Hoffa-Fettkörper
- › Patellasehne

Bild zeigt mediale Ausführung
rechtes Bein

FIDLOCK® Magnetverschlüsse
für einfaches Schließen und
Einstellen der Entlastung

Anatomische vorgeformte
Gelenkschiene

SPORLASTIC AIR-MATRIX
SILIKONFRIKTIONSPELOTTE

- › Atmungsaktiv
- › Leicht
- › Anatomisch geformt

NOPPIERTES PELOTTENDESIGN
Massagewirkung & Stimulation

- › Musculus quadriceps femoris
- › Hoffa-Fettkörper
- › Patellasehne

Bild zeigt laterale Ausführung
rechtes Bein

Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung

Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung

Zirkuläres
Silikonknochenhaftband

Artikel-Nr. 07381

Mediale Ausführung:

Medial entlastend, mediale/Varus, Gonarthrose, Genu varum, O-Bein, valgisierende Wirkungsweise

Artikel-Nr. 07382

Laterale Ausführung:

Lateral entlastend, Laterale/Valgus, Gonarthrose, Genu valgum, X-Bein, varisierende Wirkungsweise

Farbe: ■

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
28 – 31		38 – 41		2
31 – 34		41 – 44		3
34 – 37		44 – 47		4
37 – 40		47 – 50		5
40 – 43		50 – 53		6
43 – 46		53 – 56		7
46 – 50		56 – 60		8
50 – 54		60 – 64		9

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Alle Indikationen, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung des Kniegelenks notwendig ist z.B. Gonarthrose
- + Zur Teilentlastung des Kniegelenks mit Begrenzung des Bewegungsumfangs und Erhaltung der Mobilität
- + Beeinträchtigung des Gehens bei Schädigung von Knorpel-/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte mediale oder laterale Gonarthrose)
- + Knorpel-Knochenläsion unikompartimentell
- + Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau bei notwendiger einseitiger postoperativer Entlastung nach einseitigen Meniskusläsionen
- + Mediale oder laterale Gonarthrose
- + Osteochondrosis dissecans (postoperativ)

Wirkung

- + Optimale, dynamische Korrektur und Entlastung
- + Dynamische Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments mit einem 3-Punkt-Prinzip
- + Individuelle Einstellung und Entlastung: Mittels der Drehradmagnetverschlüsse kann der Korrekturdruck einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden

Technik

- Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort
- + Komfort- und Dehnungszonen für optimalen Sitz auch bei Bewegung
 - + Magnetverschluss: einfaches Schließen mit akustischem und taktilem Feedback
 - + Greifhilfe und Rutschstopp für leichteres An- und Ausziehen
 - + Anatomische vorgeformte Gelenkschiene für sicheren Halt am Bein
 - › Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
 - › Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - + Anatomische Gelenkschiene liegt auf dem betroffenen Kompartiment

Artikel-Nr. 07383

Mediale Ausführung:

Medial entlastend, Mediale/Varus Gonarthrose, Genu varum, O-Bein, valgisierende Wirkungsweise

Artikel-Nr. 07384

Laterale Ausführung:

Lateral entlastend, Laterale/Valgus Gonarthrose, Genu valgum, X-Bein, varisierende Wirkungsweise

Farbe: ■

Größe in cm

Maß d	→17	Maß f	→15	
31 – 34		44 – 47		3+
34 – 37		47 – 50		4+
37 – 40		50 – 53		5+
40 – 43		53 – 56		6+
43 – 46		56 – 59		7+
46 – 50		59 – 63		8+
50 – 54		63 – 67		9+

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung des Kniegelenks notwendig ist z.B. Gonarthrose
- + Beeinträchtigung des Gehens bei Schädigung von Knorpel-/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte mediale oder laterale Gonarthrose)
- + Knorpel-Knochenläsion unikompartimentell
- + Mediale oder laterale Gonarthrose
- + Osteochondrosis dissecans (postoperativ)
- + Zur Teilentlastung des Kniegelenks mit Begrenzung des Bewegungsumfangs und Erhaltung der Mobilität
- + Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau bei notwendiger einseitiger postoperativer Entlastung nach einseitigen Meniskusläsionen

Wirkung

- + Optimale, dynamische Korrektur und Entlastung
- + Dynamische Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments mit einem 3-Punkt-Prinzip
- + Individuelle Einstellung und Entlastung: Mittels der Drehradmagnetverschlüsse kann der Korrekturdruck einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- + Intimate Fit Prinzip: 3-Punkt Entlastungsprinzip verhindert am lateralen Condylus bzw. auf den Tractus Iliotibialis
- + Living Hinge: entlastet nur dann, wenn das Knie eine Entlastung benötigt bspw.
 - › Beim Gehen
 - › Im Stehen
 - › Bei Belastung des Knies

Technik

- Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort
- + Komfort- und Dehnungszonen für optimalen Sitz auch bei Bewegung
 - + Magnetverschluss: einfaches Schließen mit akustischem und taktilem Feedback
 - + Greifhilfe und Rutschstopp für leichteres An- und Ausziehen
 - + Anatomisch vorgeformte Gelenkschiene für sicheren Halt am Bein mit limitierbarem Gelenk
 - › Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
 - › Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - + Extraweite Version mit zirkulärem Silikonknochenhaftband
 - + Anatomische Gelenkschiene liegt auf dem betroffenen Kompartiment

V-FORCE®
Knieentlastungs-(OA-)Orthese für mediales oder laterales Kompartiment

23.04.04.1012 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07750
Farbe: ■

Linkes Bein:
O-Bein/Genu varum/mediale Gonarthrose: **07750-1**
X-Bein/Genu valgum/laterale Gonarthrose: **07750-2**

Rechtes Bein:
O-Bein/Genu varum/mediale Gonarthrose: **07750-2**
X-Bein/Genu valgum/laterale Gonarthrose: **07750-1**

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Präoperativ
- + Gonarthrose
- + Unikompartimentale Entlastung vor HTO (Brace-Test)
- + Bone Bruise (Posttraumatisches Knochenmarködem)

Wirkung/Technik

- + Monolateraler Orthesenrahmen zur Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments
- + Korrigierender Einfluss auf die Gelenkachse in der Stand- und Schwungphase
- + Schmerzlinderung
- + Verzögerung des Gelenkverschleißes
- + Erhöhung der Mobilität
- + Polyzentrisches Gelenk, mit einstellbarem Varus-/Valguswinkel sowie einstellbarer Extension und Flexion:
 - › Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°
 - › Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°

Größe in cm
Nur eine Größe

KNEO
Fuß-Sprunggelenkübergreifende Knieorthese zur unikompartimentellen Entlastung

23.04.04.3002 Hilfsmittelnummer



Hilfsmittel-Nr. 23.04.04.3002
Artikel-Nr. 07790
Mediale Ausführung:
Medial entlastend, mediale/Varus-Gonarthrose, Genu varum, O-Bein, valgisierende Wirkungsweise

Hilfsmittel-Nr. 23.04.04.3xxx
Artikel-Nr. 07791
Laterale Ausführung:
Lateral entlastend, laterale/Valgus-Gonarthrose, Genu valgum, X-Bein, varisierende Wirkungsweise
Farbe: ■

Größe in cm

Höhe	Höhe	
Knöchel-	Fibula-	
gelenk	köpfchen	
→22	→21	
	35 – 38	1
6,5 – 7,5	38,5 – 41,5	2
	42 – 45	3
7,5 – 8,5	39,5 – 42,5	4
	43 – 46	5
8,5 – 9,5	44 – 47	6

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Alle Indikationen und Beschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung indiziert ist, z.B. Gonarthrose

Wirkung/Technik

- + Bodenreaktionskraft wird auf seitliche Schiene übertragen, und je nach Ausführung wird die durch das Knie verlaufende Lastlinie in medialer oder lateraler Richtung verschoben. Eine Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments ist die Folge.
- + Anatomisch vorgeformte Seitenschiene, optimal anpassbar an die Kontur des Unterschenkels
- + Flache Bauweise für hohen Tragekomfort: bestmöglicher Sitz, auch unter der Kleidung
- + Orthesensohle individuell zuschneidbar

GENUDYN® OA
Knieorthese zur dynamischen Entlastung und Stabilisierung des medialen oder lateralen Kompartiments

23.04.04.2011 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07788
Mediale Ausführung:
Medial entlastend, Mediale/Varus Gonarthrose, Genu varum, O-Bein, valgisierende Wirkungsweise

Artikel-Nr. 07789
Laterale Ausführung:
Lateral entlastend, Laterale/Valgus-Gonarthrose, Genu valgum, X-Bein, varisierende Wirkungsweise

Farbe: ■

Größe in cm
Umfang 15 cm über Kniegelenkspalt →14

32 – 38	XS
38 – 44	S
44 – 50	M
50 – 56	L
56 – 63	XL
63 – 70	XXL

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Zur Schmerzreduktion und Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose
- + Leichte Varus-/Valgus-Fehlstellungen
- + Alle Indikationen und Beschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Belastungsreduktion erforderlich ist (z.B. prä-/und postoperativ bei degenerativem Meniskusriss, stabilen Tibiakopffrakturen, Seitenbandverletzungen)

Ersatzteile:
Artikel-Nr. 27788
GENUDYN® OA
Drehverschluss-Set
Größe XS – XXL
Artikel-Nr. 17788
Hygieneset-Set
GENUDYN® OA
Größe XS – XX
Bitte R oder L angeben

Wirkung

- + Dynamische Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments mit 3-Punkt-Prinzip
- + Bilateraler Orthesenrahmen zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Knies mit 4-Punkt-Prinzip
- + Individuelle Einstellung und Entlastung: Mittels Drehrad kann der Korrekturdruck einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden

Technik

- + Living Hinge: Eine maximale Entlastung erfolgt bei voller Extension und leichter Flexion. Im Sitzen und in der Schwungphase passt sich die Orthese automatisch an, und es entsteht kein Korrekturdruck
- + Orthesenrahmen anformbar
- + Ventraler Rahmen: einfaches Anlegen ohne Durchsteigen
- + Extension: 0°, 20°, 30°, 40°
- + Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°

GENUSTABIL® 0°
Dreiteilige Knie-Immobilisierungsschiene in 0° mit Patella-Aussparung

23.04.01.0022 *Hilfsmittelnummer*

GENUSTABIL® 20°
Dreiteilige Knie-Immobilisierungsschiene in 20° mit Patella-Aussparung

23.04.01.1015 *Hilfsmittelnummer*

COXA-HiT®
Bandage zur Behandlung von Hüftgelenkerkrankungen

05.05.xx.xxxx *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07765
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Alle Indikationen, bei denen eine zeitlich begrenzte Stabilisierung oder Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position notwendig ist, wie z.B.:
 - › Schädigung von Muskel-/Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
 - + Präoperativ
 - + Posttraumatisch
 - + Schmerzzustände
 - + Patellafraktur
 - + Nach Patellaluxation

- Wirkung/Technik**
- + Immobilisierung/Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position, ca. 0°
 - + Dreiteiliges System ermöglicht eine stufenlose Anpassung an den Beinumfang
 - + Anformbare seitliche und dorsale Verstärkungsschienen

Größe in cm
Körpergröße

150 – 174	1
175 – 200	2

R und L tragbar

Artikel-Nr. 07767
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Präoperativ
 - + Posttraumatisch
 - + Schmerzzustände
 - + Patellafraktur
 - + Nach Patellaluxation
 - + Alle Indikationen, bei denen eine zeitlich begrenzte Stabilisierung oder Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position notwendig ist, wie z.B.:
 - › Schädigung von Muskel-/Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks

- Wirkung/Technik**
- + Immobilisierung/Ruhigstellung des Kniegelenks in gebeugter Position, ca. 20°
 - + Dreiteiliges System ermöglicht eine stufenlose Anpassung an den Beinumfang
 - + Anformbare seitliche und dorsale Verstärkungsschienen

Größe in cm
Körpergröße

150 – 174	1
175 – 200	2

R und L tragbar

Artikel-Nr. 07480
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Nach Hüft-TEP (auch Revision)
 - + Nach Arthroskopie der Hüfte
 - + Bei Arthrose und Arthritis

- Wirkung**
- + Kompression zur Reduzierung der Gefahr einer postoperativen Hämatombildung
 - + Stabilisierung des Hüftgelenks
 - + Verbesserte Koordination und Wahrnehmung der Hüftmuskulatur (Propriozeption)
 - + Leicht abduzierende Wirkung auf das Hüftgelenk
 - + Cold-/Hot-Pad zur Thermotherapie und Steigerung der Kompressionswirkung

- Technik**
- + Elastisches, atmungsaktives Material
 - + Stufenlos anpassbar durch Klettverschlüsse
 - + Kontrollstreifen zur Überprüfung der funktionsgerechten Kompression

Größe in cm


Leibumfang	→11
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL
130 – 140	XXXL

Bitte R oder L angeben

Lösungen für die Wirbelsäule



Lösungen für die Wirbelsäule



Passend dazu: Patienteninformation für den Rücken
Artikel-Nr. 09311

SUPREME-Reihe:
 Physiotherapie zum Mitnehmen
 Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen per QR-Code in der Produktverpackung

Produktfinder Wirbelsäule

Scannen Sie, um weitere Produkte für die jeweilige Indikation zu finden.



VERTEBRADYN® SUPREME SENSO 23.14.03.2091	VERTEBRADYN® STABIL 23.14.03.0035	VERTEBRADYN® VARIO 23.14.02.0012	VERTEBRADYN® AKTIV 23.14.03.3047	VERTEBRADYN® STRONG 23.14.04.0011	VERTEBRADYN® X.FORCE 23.14.02.1023	VERTEBRADYN® X.STRONG 23.14.02.2006	VERTEBRADYN® OSTEO 23.15.04.4002	VERTEBRADYN® ISG 23.11.01.1008	CERVI-HIT® 23.12.03.1003
→ S. 64	→ S. 66	→ S. 67	→ S. 68	→ S. 69	→ S. 71	→ S. 69	→ S. 72	→ S. 73	→ S. 75

Bandscheibenvorfall		+	+	+	+				
Cervicalsyndrom									+
Dysbalance	+			+	+				
Facettensyndrom				+	+	+			
Fraktur						+	+	+	
Instabilitäten	+	+	+	+	+	+	+	+	
ISG-Syndrom, -Instabilität, -Blockierung								+	
Konservative Therapie sekundärer Kyphosen									
Konservative Behandlung bei Sakruminsuffizienzfraktur									+
Lumbago	+	+							
Lumbale Deformität			+		+	+	+		
Lumbalgien	+	+	+	+	+				
Lumbalsyndrom (radikulär, pseudoradikulär)						+	+		
Lumboischialgie			+			+	+		
Morbus Scheuermann						+		+	
Myofasiales Schmerzsyndrom									+
Osteochondrose		+	+	+	+		+	+	
Osteoporose								+	
Prävention	+	+	+	+					
Rundrücken								+	
Schleudertrauma									+
Spinalkanalstenose		+	+	+	+	+	+		
Spondylose		+			+				
Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)								+	
Spondylolisthesis		+	+	+	+	+	+		
Stabilisierung		+							+
Symphysensprengung, -lockerung									+
Tendopathien der Beckenregion									+

23.14.03.2091 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07545
Gerader Schnitt
Farben:

Artikel-Nr. 07550
Taillierter Schnitt
Farben:

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 23 cm

23.14.03.2007 oder 23.14.03.2008 Hilfsmittelnummer



Hilfsmittel-Nr. 23.14.03.2007
Artikel-Nr. 07145
Gerader Schnitt
Farben:

Hilfsmittel-Nr. 23.14.03.2008
Artikel-Nr. 07150
Taillierter Schnitt
Farbe:

Durch das **Verlängerungsteil Rücken** wird ein größerer Umfang erreicht.
Gilt für alle VERTEBRADYN®-Produkte, ausgenommen VERTEBRADYN® ISG

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL
130 – 140	XXXL

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 23 cm
XXXL nur für Artikel-Nr. 07145
in Platinum erhältlich

Indikationen

- + Konservativ
- + Lumbalgien
- + Muskuläre Dysbalancen
- + Radikuläre Reizsyndrome
- + Spinalkanalstenose
- + Präventive Stabilisierung

Wirkung

+ **Kausale lumbale Schmerztherapie durch:**

- › Facilitierung entlordosierender, physiologischer Muskelarbeit und Kraftgewinn
- › Entlordosierung durch Druckaufbau im Bauchraum
- › Aufweitung des Spinalkanals
- › Silikonpelotte zur Tonusanregung durch Friktionsmassage

Technik

- + Weiche, genoppte Silikonprofilpelotte, variabel positionierbar
- + Latexfreies elastisches Gestrick mit funktioneller Kompression
- + Handschlaufen für einfaches Anlegen der Orthese

Zubehör:
Artikel-Nr. 17428
Bauchplatte
Höhe: ca. 26 cm
Breite: ca. 24,5 cm
Farbe:
Artikel-Nr. 17400
Verlängerungsteil Rücken
Höhe: ca. 20 cm
Breite: ca. 25 cm
Farben:

Größe
Nur eine Größe, passend für alle VERTEBRADYN®-Produkte, ausgenommen VERTEBRADYN® ISG

VERTEBRADYN® STABIL
LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Verstärkungsstäben

23.14.03.0035 *Hilfsmittelnummer*

VERTEBRADYN® LIGHT
LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Zugelementen

23.14.03.1036 *Hilfsmittelnummer*

VERTEBRADYN® VARIO
Abrüstbare LWS-Orthese zur Stabilisation, statischen Korrektur und Entlastung

23.14.02.0012 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07410
Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Lumbago
- + Lumbalgien
- + Osteochondrose
- + Spondylose
- + Spondylolisthesis
- + Bandscheibenschäden
- + Leichte Instabilität der LWS
- + Präventive Stabilisierung

Wirkung/Technik

- + Entlastung, Entlordosierung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule
- + Verbesserung der Körperhaltung

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 27 cm

Artikel-Nr. 07155
Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + LWS-Syndrom
- + Leichte Instabilität der LWS
- + Bandscheibenschäden
- + Präventive Stabilisierung
- + Lumbalgien

Wirkung/Technik

- + Teilentlastung und Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck
- + Entlordosierung durch Druckaufbau im Bauchraum
- + Stabilisierungsgrad anpassbar durch zusätzliche elastische Zuggurte
- + Elastisches, atmungsaktives Material

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 27 cm

Artikel-Nr. 07420
Farbe: ■

Zubehör:

Artikel-Nr. 17420
Kreuzbeinpelotte
Farbe: ■

Artikel-Nr. 27420
Lendenpelotte
Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Bandscheibenvorfall
- + Nach Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- + Spinalkanalstenose
- + Instabilität der Wirbelsäule
- + Akute, schwere Lumbalgien
- + Mittelschwere Lumboischialgie
- + Reizzustände des Iliosakralgelenks
- + Osteochondrose
- + Spondylolisthesis

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 27 cm

Wirkung

- + Teilentlastung durch Aufbau intraabdominalen Drucks
- + Entlordosierung
- + Mobilisierung durch Abrüstung der Zugelemente und Austausch/Herausnahme der Pelotten
- + Zusätzliche Druck-/Massagewirkung auf Kreuzbein oder Lende

Technik

- + Integrierte, anatomisch vorgeformte Federstahlstäbe

23.14.03.3047 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07416
Gerader Schnitt
Farbe: ■

Artikel-Nr. 07417
Taillierter Schnitt
Farbe: ■

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL
Vorderhöhe: 15,5 cm	
Rückenhöhe: 27 cm	

23.14.04.0011 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07425
Farbe: ■

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL
130 – 140	XXXL
Vorderhöhe: 15,5 cm	
Rückenhöhe: 30 cm XS–S	
32 cm M–XXXL	

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schwere Lumbalgien
 - + Muskuläre Dysbalancen
 - + Reizzustände des Iliosakralgelenks
 - + Facettensyndrom
 - + Spinalkanalstenose
 - + Spondylolisthesis
 - + Bandscheibenvorfall
 - + Instabilität der Wirbelsäule
 - + Lumbale Deformität

- Wirkung / Technik**
- + Aufbau intraabdominalen Drucks zur Entlastung und Entlordosierung der LWS
 - + Entlastung der LWS
 - + Maximale Entlordosierung
 - + Beckenaufrichtung

23.14.02.2006 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07426
Farbe: ■

Größe in cm	
Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL
Vorderhöhe: 18 cm XS–S	
21 cm M–XXL	
Rückenhöhe: 36 cm	

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schwere Lumboischialgie
 - + Schweres Lumbalsyndrom
 - + Spondylolisthesis
 - + Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität
 - + Zustand nach LWS-OP und Bandscheiben-OP
 - + Lumbale Instabilität
 - + Spinalkanalstenose
 - + Wirbelkörperfrakturen L1–L5
- Wirkung / Technik**
- + Entlastung und Entlordosierung durch Aufbau intraabdominalen Drucks, Rumpfvorneigung und Beckenkipfung
 - + Überbrückungsfunktion durch integrierte Federstahlstäbe und halbsteife Rückenschale
 - + Einschränkung der Rotation im LWS-Bereich durch Rumpfschale
 - + Funktionelle Mobilisierung durch Abrüstmöglichkeit

23.14.04.1019 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07428
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17428
Bauchplatte
Höhe: ca. 26 cm
Breite: ca. 24,5 cm
Artikel-Nr. 17400
Verlängerungsteil Rücken
Höhe: ca. 20 cm
Breite: ca. 25 cm
Farbe jeweils: ■

Größe in cm

Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 19 cm
Rückenhöhe: 34 cm XS–S
37 cm M–XXL

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:
 - Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps ohne absolute OP-Indikation
 - Schweres radikuläres/pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- + Spondylolisthese mit rezidivierenden Lumboischialgien
- + Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- + Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS, Spinalkanaldekompensation einetägig ohne Deformität, BS-OP einetägig
- + Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen
- + Wirbelfrakturen von posttraumatisch geringem Ausmaß

Wirkung

- + Entlordosierend
- + Bewegung und Gewichtsbelastung des Oberkörpers werden auf das Becken übertragen
- + Rotationsbewegungen werden verringert
- + Entlastung der LWS durch Entlordosierung

Technik

- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
- + Hohe Luftzirkulation über Abstandsgewirke
- + Angenehme Kraftübertragung durch sich selbst ausrichtende Becken- und Rumpfspangen
- + Kraftsparendes Anlegen durch 4-fach-Flaschenzugprinzip

23.14.02.1023 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07429
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17400
Verlängerungsteil Rücken
Höhe: ca. 20 cm
Breite: ca. 25 cm
Farbe: ■

Größe in cm

Leibumfang	→11
70 – 80	XS
80 – 90	S
90 – 100	M
100 – 110	L
110 – 120	XL
120 – 130	XXL

Vorderhöhe: 19 cm
Rückenhöhe: 34 cm XS–S
37 cm M–XXL

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktionseller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:
 - Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation
 - Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- + Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien
- + Entlastung der Wirbelhinterkante
- + Hyperlordose-Schmerz mit deutlicher Ausprägung
- + Morbus-Scheuermann LWS adult mit Beschwerden
- + Osteoporose: isolierte LWS-Fraktur ohne Deformität mit Schmerzsymptomatik
- + Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Wirkung

- + Entlastung der LWS durch Entlordosierung
- + Entlordosierend
- + Funktionelle Mobilisierung durch Abrüstmöglichkeit von Bauchplatte und Rahmen
- + Rotationsbewegungen werden verringert
- + Angenehme Kraftübertragung durch sich selbst ausrichtende Becken- und Rumpfspangen

Technik

- + Becken- und Rumpfspangen
- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort
- + Hohe Luftzirkulation über Abstandsgewirke
- + Handschlaufen für leichtes Anlegen
- + Kraftsparendes Anlegen durch 4-fach-Flaschenzugprinzip
- + Rahmen – höhenverstellbar in 4 Stufen
- + Einfach und schnell abrüstbare Bauchplatte
- + Einfach und schnell abrüstbarer Rahmen

SP POSTURE
BWS-Orthese zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule

23.13.01.0003 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07136
Farbe: [Black]

Indikationen
+ Alle Indikationen, bei denen eine Aufrichtung und Entlastung der BWS notwendig ist, wie z.B.:
- Fehlhaltung der BWS
- Haltungsschwächen
- Hyperkyphose/Rundrücken BWS
- Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

Wirkung/Technik
+ SP POSTURE ist eine Brustwirbelsäulen-Orthese zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule
+ Atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort
+ Rucksackprinzip: Komfortables Anlegen durch maximal erweiterbare Armschlaufen
+ Rutschstopp verhindert Ausfädeln der Gurte
+ Stufenlos einstellbarer Unterbrustgurt für eine passgenaue Unterstützung

Größe in cm
Unterbrustumfang ->24
65 - 85 S
85 - 105 M
105 - 130 L

RIPPENGÜRTEL
Rippenbruchbandage zur Ruhigstellung, Stabilisierung und Kompression

05.11.01.0005 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07029/Frauen
Farbe: [Light Grey]

Größe in cm
Brustumfang ->9
56 - 66 S
66 - 76 M
76 - 89 L
89 - 102 XL
Vorderhöhe: 9 cm
Rückenhöhe: 15 cm

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ Wirbelsäule
+ Rippen- und Brustbeinfrakturen
+ Rippen- und Brustbeinprellungen
+ Zur Ruhigstellung und Kompression bei Rippenfrakturen und/oder Traumafolgen im Rippenbereich

Wirkung/Technik
+ Ruhigstellung und Kompression bei Rippenfrakturen und/oder Traumafolgen im Rippenbereich
+ Stabilisierung des Thorax
+ Atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort
+ Kompression lässt sich mittels stufenlos durch das intuitive Verschlusssystem dosieren
+ Optimale anatomische Passform
+ Thorax umfassende Bandage

Artikel-Nr. 07028/Männer
Farbe: [Light Grey]

Größe in cm
Brustumfang ->9
68 - 82 S
82 - 96 M
96 - 112 L
112 - 126 XL
Höhe: 15 cm

CERVILASTIC®
Anatomische Cervicalstütze für Tag und Nacht

23.12.03.0005 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 02734-02738
Länge: 56 cm
Farben: [Black] [Dark Grey]

KIDS
Länge: 46 cm
Farbe: [Black]

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Distorsionen der HWS (Schleudertrauma)
+ Akutes oder chronisches cervicales Schmerzsyndrom
+ Nach cervicalen Bandscheibenoperationen
+ Rheumatische Erkrankungen der HWS
+ Nach Schiefhalsoperationen
+ Postoperative Entlastung
+ Vertigo

Neurologische Indikationen:
+ Cervicobrachialsyndrom

Wirkung/Technik
+ Stützfunktion mit Entlastung der HWS
+ Relaxation der Halsmuskulatur durch wärmende Wirkung
+ Anatomische Passform
+ Kehlkopfaussparung

Größe
Cervicalstütze ->1b
4,5 cm hoch 82734 K
6,5 cm hoch 82735 K
4,5 cm hoch 02734
6,5 cm hoch 02735
7,5 cm hoch 02736
9,0 cm hoch 02737
11,0 cm hoch 02738

CERVI-HiT®
Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung für Tag und Nacht

23.12.03.1003 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 02716-02718
Länge: 56 cm
Farben: [Blue] [Dark Blue] [Light Blue]

Indikationen
+ Konservativ/postoperativ
+ Distorsionen der HWS (Schleudertrauma)
+ Akutes oder chronisches cervicales Schmerzsyndrom
+ Nach cervicalen Bandscheibenoperationen
+ Rheumatische Erkrankungen der HWS
+ Nach Schiefhalsoperationen
+ Postoperative Entlastung
+ Vertigo

Neurologische Indikationen:
+ Cervicobrachialsyndrom

Wirkung/Technik
+ Stützfunktion mit Entlastung der HWS
+ Relaxation der Halsmuskulatur durch wärmende Wirkung
+ Luftdurchlässige Verstärkungseinlage
+ Anatomische Passform
+ Kehlkopfaussparung

Größe
Cervicalstütze ->1b
7,5 cm hoch 02716
9,0 cm hoch 02717
11,0 cm hoch 02718



Lösungen für die Schulter



Lösungen für die Schulter



Anatomisches Schulterpolster
individuell positionierbar

Gurtlänge leicht einstellbar

Schnellverschlüsse zum
einfachen An- und Ablegen

Intuitives Verschlusssystem:
links und rechts tragbar

Arm- und Handfixierung durch
Klettverschlüsse

Armschlinge aus offenmaschigem,
atmungsaktivem Material für
hohen Tragekomfort

Daumenschlaufe für
bessere Stabilität

OMO-HiT® IMMOBIL

Passend dazu:
Patienteninformation für die Schulter
nur digital verfügbar unter:
sporlastic.de/service/downloads

Produktfinder Schulter

Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.



OMO-HiT®
05.09.01.3002



OMO-LUX®
23.09.03.0002



OMO-HiT® SUPPORT
23.09.01.0074



OMO-HiT® IMMOBIL
23.09.01.0076



OMO-HiT® ABDUCTION
23.09.04.0057



NEURO-LUX®
23.09.03.0003



	→ S. 82	→ S. 82	→ S. 80	→ S. 80	→ S. 81	→ S. 83
Arthrose	+					
AC-Gelenkssprengung		+				
Bandinsuffizienz	+		+	+	+	
Bursitis	+				+	
Distorsion	+	+			+	
Entzündungen			+	+	+	
Fraktur	+		+	+	+	
Hemiplegie						+
Kontusion	+					
Luxation	+	+	+	+	+	
Parese, schlaffe Schulter- und Armmuskulatur			+	+	+	+
Periphere Nervenschädigungen						+
Plexusverletzung			+	+	+	+
Posttraumatische Beschwerden			+	+	+	
Reizzustände		+				
Rotatorenmanschettennaht/-verletzung	+	+	+	+	+	
Ruhigstellung	+			+	+	
Totalendoprothese (TEP)					+	

23.09.01.0074 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07290
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Bei Insuffizienz bzw. nach Verletzungen des Kapsel-Band-Apparates der Schulter
 - + Lähmungen des Armes
 - + Stabile subkapitale Humerusfraktur
 - + Posttraumatische Beschwerden
 - + Indikationen, die eine Entlastung der Schulter und/oder des Ellenbogengelenks erfordern

- Wirkung/Technik**
- + Einschränkung der Beweglichkeit des Schultergelenks
 - + Entlastung von Schulter, Oberarm und Ellenbogen
 - + Intuitives Verschlusssystem: links und rechts tragbar
 - + Gurte und Unterarmposition individuell einstellbar
 - + Schnellverschlüsse zum einfachen An- und Ablegen
 - + Arm- und Handfixierung durch Klettverschlüsse

Größe in cm		
Unterarmlänge	→5	
21 – 27		S
27 – 33		M
33 – 38		L
38 – 42		XL
R und L tragbar		

23.09.01.0076 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07292
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Bei Insuffizienz bzw. nach Verletzungen des Kapsel-Band-Apparates der Schulter
 - + Lähmungen des Armes
 - + Subkapitale Humerusfraktur
 - + Posttraumatische Beschwerden
 - + Indikationen, die eine Ruhigstellung der Schulter und/oder des Ellenbogengelenks erfordern

- Wirkung/Technik**
- + Immobilisierung des Schultergelenks
 - + Fixierung des gesamten Armes in definierter Position
 - + Intuitives Verschlusssystem: links und rechts tragbar
 - + Gurte und Unterarmposition individuell einstellbar
 - + Schnellverschlüsse zum einfachen An- und Ablegen
 - + Arm- und Handfixierung durch Klettverschlüsse

Größe in cm		
Unterarmlänge	→5	
21 – 27		S
27 – 33		M
33 – 38		L
38 – 42		XL
R und L tragbar		

23.09.04.0057 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07294
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Subakromiale Bursitis/Impingement
 - + Frozen Shoulder
 - + Prä- und postoperativ bei Gelenkersatz
 - + Verletzungen des Schulter-Arm-Apparates, insbesondere bei Verletzungen/Rupturen der Rotatorenmanschette
 - + Alle Zustände, die eine Fixierung des Armes in Abduktionsstellung erfordern

- Wirkung**
- + Lagerung und Fixierung in 30°-Abduktionsstellung
 - + Anatomisch geformtes Kissen für präzise und sichere Armlagerung

- Technik**
- + Schnellverschluss des Schultergurtes, speziell auf Einhandbedienung ausgelegt
 - + Armschlinge aus offenmaschigem, atmungsaktivem Material
 - + Intuitives Verschlusssystem: links und rechts tragbar
 - + Anatomisches Nackenpolster
 - + Daumenschlaufe für bessere Stabilität
 - + Ball für Handlagerung und Training
 - + Gurte und Unterarmposition individuell einstellbar
 - + Schnellverschlüsse zum einfachen An- und Ablegen
 - + Arm- und Handfixierung durch Klettverschlüsse

Größe in cm		
Unterarmlänge	→5	
21 – 27		S
27 – 33		M
33 – 38		L
38 – 42		XL
R und L tragbar		

OMO-HIT®
Schulter-Oberarm-Fixierung für die frühfunktionelle Behandlung

05.09.01.3002 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07262
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schulterluxation, -subluxation
 - + Distorsion, Kontusion
 - + Oberarmfraktur
 - + Schulterblattfraktur
 - + Rotatorenmanschettenverletzung
 - + Bursitis subakromialis

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung und funktionelle Führung der Schulter
 - + Ruhigstellung/Entlastung der Schulter durch Unterarmschlinge
 - + Funktionelle Nachbehandlung in der postoperativen Physiotherapie
 - + Silikonpelotte
 - + Cold-/Hot-Pad zur Schmerz- und Ödemreduktion
 - + Schnell und schonend anlegbar
 - + Unterarmschlinge abnehmbar
 - + Achselfreiheit zur Optimierung von Körperhygiene und Tragekomfort

Größe in cm	
Brustumfang	→9
80 – 92	S
92 – 102	M
102 – 115	L
115 – 125	XL

Bitte R oder L angeben

OMO-LUX®
Schulterluxationsorthese mit fester Führung bei freier Funktion

23.09.03.0002 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07245
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Habituelle Schulterluxation
 - + Verletzung des Schultergelenks I. und II. Grades nach Tossy
 - + Postoperative Nachbehandlung bei Bandruptur nach Tossy III
 - + Postoperative Nachbehandlung nach Resektion des distalen Endes der Clavicula
 - + Reizzustände bei Arthrose

- Wirkung/Technik**
- + Stabile und funktionelle Führung des Schultergelenks
 - + Physiologische Gelenkbewegung – begrenzt durch frontalen Gurt
 - + Mit Torsionsgelenk verbundene Kunststoffschalen
 - + Thermisch anformbares, sehr leichtes Material
 - + Achselgurt

Größe
Nur eine Größe, individuell anpassbar.
Bitte R oder L angeben

NEURO-LUX®
Funktionsorthese zur Sicherung des Schultergelenks bei schlaffen Lähmungen

23.09.03.0003 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07261
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ
 - + Schulter-Hand-Syndrom
 - + Subluxation
 - + Schlaffe und schmerzhafte Bewegungseinschränkungen der Schulter- und Armmuskulatur nach:
 - › Hemiplegie
 - › Plexusverletzungen
 - › Schädel-Hirn-Trauma
 - › Traumen der Halswirbelsäule
 - › Peripheren Nervenschädigungen

- Wirkung**
- + Reposition des Humeruskopfes im Schultergelenk mit Korrektur von Subluxation und Innenrotation
 - + Sicherung des Schultergelenks bei freier Armfunktion
 - + Schmerzlinderung
 - + Vermeidung von Sekundärschäden an Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
 - + Verbessertes Gangbild durch geführte Armpendelbewegung
 - + Deutliche Korrektur der pathologischen Innenrotation durch Einfassung des Ellenbogens und entsprechend außenrotatorisch wirkende, schräg verlaufende Zügelführung

- Technik**
- + Korrektur pathologischer Innenrotation durch außenrotatorisch wirkende, schräg verlaufende Zügelführung mit Einfassung des Ellenbogens
 - + Schulterteil mit ausgezeichneter Passform
 - + Armelement: gut anpassbar, flächige Anlage, Noppenhaftband
 - + Brustgurt: einfache Handhabung beim Schließen und Öffnen
 - + Armelement einhändig verschließbar

Armteil in cm	Brustumfang	Schulterteil in cm	
Armumfang →4	→9		
S 21 – 25	75 – 90	S	1
	90 – 105	M	2
	105 – 125	L	3
M 25 – 29	75 – 90	S	4
	90 – 105	M	5
	105 – 125	L	6
L 29 – 35	75 – 90	S	7
	90 – 105	M	8
	105 – 125	L	9

Bitte R oder L angeben



Lösungen für den Ellenbogen




Lösungen für den Ellenbogen

Weicher, druckreduzierender
Bandagenrand

Innovative Dehnungszone
für perfekte Passform,
auch bei Bewegung

SPORLASTIC AIR-MATRIX
Silikonpelotte:
anatomisch geformt
und noppiert zur Stimulation
und Friktionsmassage



Hochelastische Komfortzone
für faltenfreien Sitz

Elastisches Band für
individuelle Stabilisierung

Atmungsaktives 3D-Flachgestrick

EPIDYN® SUPREME

Passend dazu:
Patienteninformation für
den Ellenbogen
Artikel-Nr. 09300



SUPREME-Reihe:
Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen
per QR-Code in der Produktverpackung

Produktfinder Ellenbogen

Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.



EPIDYN® SUPREME
05.08.01.1063

EPIDYN®
05.08.01.1007

EPIDYN® AKTIV
05.08.01.1042

EPIDYN® STABIL
05.08.01.1043

OLECRANON-BANDAGE
05.08.01.1004

EPI-HIT® ORGANIC
23.08.04.0048

CUBIDYN
23.08.04.0006

EPI-CAST® ORGANIC ROM IMMOBIL
23.08.02.1xxx

EPI-CAST® ORGANIC ROM SP
23.08.02.2002

	→ S. 88	→ S. 89	→ S. 89	→ S. 90	→ S. 90	→ S. 91	→ S. 93	→ S. 95	→ S. 95
Arthrose	+	+	+	+					
Bandinsuffizienz	+	+	+		+				
Bursitis					+				
Distorsion	+	+	+						
Epicondylitis	+	+	+	+		+	+		
Fraktur								+	+
Luxation								+	+
Reizzustände	+	+	+						
Rheuma	+	+	+					+	+
Seitenbandinstabilitäten				+				+	+
TFCC-Läsion								+	
Bizeps- oder Trizepsrupturen/-rekonstruktionen								+	+
Bänder- und Gelenkkapselverletzungen								+	+
Bandrekonstruktionen								+	+

EPIDYN® SUPREME

Ellenbogenbandage mit genoppten SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotten und zirkulärem Band zur Kompression und Friktion

05.08.01.1063 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung

Artikel-Nr. 07337

Farben:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Epicondylitis humeri radialis/ulnaris (Tennisellenbogen, Golferellenbogen)
- + Arthrose
- + Bandinsuffizienzen
- + Ellenbogendistorsion
- + Reizzustände (z.B. nach Frakturen und Operationen)
- + Rheuma

Wirkung

- + SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte: perforierte, atmungsaktive, leichte, anatomisch geformte und noppierte Silikonpelotte zur Stimulation und Friktionsmassage
- + Zugentlastung des entzündlich veränderten Sehnengewebes an den Epicondylen
- + Schmerzlinderung
- + Beschleunigte Resorption von Ergüssen durch Hyperämisierung

Technik

- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
- + Weicher, druckreduzierender Bandagenrand
- + Innovative Dehnungszone für perfekte Passform, auch bei Bewegung
- + Hochelastische Komfortzone für faltenfreien Sitz
- + Abnehmbarer zirkulärer Gurt für individuelle Entlastung

Größe in cm

Ellenbogenumfang →3

22 – 24	XS
24 – 26	S
26 – 28	M
28 – 30	L
30 – 32	XL
32 – 34	XXL

R und L tragbar

EPIDYN®

Ellenbogenbandage mit genoppten Silikonpelotten zur Kompression und Friktion

05.08.01.1007 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07237

Farben:

KIDS

Artikel-Nr. 87237

Farbe:

Größe in cm

Ellenbogenumfang →3

18 – 20	K
22 – 24	XS
24 – 26	S
26 – 28	M
28 – 30	L
30 – 32	XL
32 – 34	XXL

R und L tragbar

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Arthrose
- + Bandinsuffizienzen
- + Ellenbogendistorsion
- + Reizzustände (z.B. nach Frakturen und Operationen)
- + Rheuma

Wirkung / Technik

- + Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks durch Kompression
- + Friktionsmassage
- + Schmerzlinderung
- + Beschleunigte Resorption von Ergüssen durch Hyperämisierung
- + Verbesserte Ernährungssituation für den Knorpel
- + Optimierte Passform

EPIDYN® AKTIV

Ellenbogenbandage mit genoppten Silikonpelotten zur Kompression und Friktion, zusätzlich mit zirkulärem Band zur lokalen Zugentlastung

05.08.01.1042 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07515

Farbe:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Epicondylitis humeri radialis/ulnaris (Tennisellenbogen, Golferellenbogen)
- + Arthrose
- + Bandinsuffizienzen
- + Ellenbogendistorsion
- + Reizzustände (z.B. nach Frakturen und Operationen)
- + Rheuma

Wirkung / Technik

- + Zugentlastung des entzündlich veränderten Sehnengewebes an den Epicondylen
- + Friktionsmassage
- + Schmerzlinderung
- + Beschleunigte Resorption von Ergüssen durch Hyperämisierung
- + Fein einstellbares zirkuläres Klettband
- + Korrektur der pathologischen Zugrichtung am Muskelansatz

Größe in cm

Ellenbogenumfang →3

24 – 26	S
26 – 28	M
28 – 30	L
30 – 32	XL
32 – 34	XXL

R und L tragbar

EPIDYN® STABIL
Ellenbogenbandage mit Silikonfraktionspelotten und seitlicher Verstärkung

05.08.01.1043 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07517
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Epicondylitis humeri radialis/ulnaris (Tennisellenbogen, Golferellenbogen)
 - + Seitenbandinstabilitäten
 - + Arthrose, Arthritis

- Wirkung/Technik**
- + Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks durch Kompression
 - + Verbesserung von Propriozeption und Stoffwechsel
 - + Entstauung und Regeneration des geschädigten Gewebes
 - + Reizverringern am Sehnenursprung
 - + Korrektur der pathologischen Zugrichtung am Muskelansatz
 - + Komfortables Anziehen dank Klettverschluss
 - + Kompression am Oberarm durch Klettverschluss regulierbar

Größe in cm		
Armumfang	→4	
21 – 23		S
24 – 26		M
27 – 29		L
30 – 32		XL
32 – 34		XXL

R und L tragbar

OLECRANON-BANDAGE
Ellenbogenbandage mit Silikonprofileinlage um das Olecranon

05.08.01.1004 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07235
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Bursitis olecrani
 - + Nach Prellung mit anhaltender Reizung im Bereich des Olecranons
 - + Insertionstendopathie der Trizepssehne
 - + Zustand nach Operation (Bursektomie)
 - + Sulcus-ulnaris-Syndrom

- Wirkung/Technik**
- + Großflächiger Schutz für den gesamten Ellenbogenbereich
 - + Druckentlastung beim Aufliegen des Ellenbogens
 - + Entlastung und Komprimierung des Ellenbogengelenks
 - + Regeneration des geschädigten Gewebes
 - + Silikonpelotte umfasst das Olecranon

Größe in cm		
Ellenbogenumfang	→3	
24 – 26		S
26 – 28		M
28 – 30		L
30 – 32		XL

R und L tragbar

EPI-HiT® ORGANIC
Ellenbogenorthesen zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus

23.08.04.0048 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07506
Farben:
Spange/Bandage: ■

- Im Lieferumfang von EPI-HiT® ORGANIC enthalten:**
- › Epicondylitis-Orthese
 - › Handgelenkbandage

- Indikationen**
- + Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung der Sehnen-/Muskelansätze am ulnaren und/oder radialen Epicondylus notwendig ist, wie z.B.:
 - › Epicondylitis humeri radialis/ulnaris (Tennisellenbogen, Golferellenbogen)
 - › Chronische oder rezidivierende Epicondylopathie
 - › Schädigung der Sehnen-/Muskelansätze am Ellenbogen mit Belastungsschmerz

- Wirkung**
- + Anatomischgeformte Friktionspelotte zur gezielten Massage und Stimulation entlang der Muskelstränge der carpi Muskeln
 - + CARPI-PAD an der Außenseite des Ellenbogens anwendbar für Tennisellenbogen. Buchstabe „T“ ist an der EPI-HiT® ORGANIC sichtbar.
 - + CARPI-PAD auf der Innenseite des Ellenbogens anwendbar für Golferellenbogen. Buchstabe „G“ ist an der EPI-HiT® ORGANIC sichtbar.
 - + Handgelenkbandage unterstützt die Stabilisierung des Handgelenks und mindert schmerz-auslösende Aktivität der Extensoren-muskulatur

- Technik**
- + CARPI-PAD Friktionspelotte
 - + Rutschstopp verhindert Ausfädeln der Gurte
 - + Unelastischer Verschlussgurt
 - + Hohe Atmungsaktivität aufgrund organischer Struktur des ORGANIC FRAMES und des Abstands-gestrics des 3D SPACE KNITS
 - + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
 - + Geringes Orthesengewicht durch optimierten Materialeinsatz
 - + Einsatz recycelter Materialien

Größe
Nur eine Größe, einstellbar auf einen Armumfang von mindestens 21 cm bis maximal 36 cm
R und L tragbar

EPI-HiT®
Epicondylitis-Spange mit lateral und medial genoppter Friktionspelotte und Handgelenkbandage

23.08.04.0005 Hilfsmittelnummer



- Artikel-Nr. 07505**
Farben: /
Spange: /Bandage:
Spange/Bandage:

**Im Lieferumfang von EPI-HiT®
enthalten:**

 - › Epicondylitis-Spange
 - › Handgelenkbandage
- Indikationen**

 - + Konservativ/postoperativ
 - + Epicondylitis humeri radialis/
ulnaris (Tennisellenbogen,
Golferellenbogen)
- Wirkung**

 - + Entlastung des betroffenen Muskels am Sehnenansatz durch gezielten Druckaufbau
 - + Aktivierung des intramuskulären Stoffwechsels durch Friktions-massage
 - + Stabilisierung des Handgelenks (Handgelenkbandage) mindert schmerzauslösende Aktivität der Extensoren-muskulatur
- Technik**

 - + Genoppte Innenpelotte
 - + Einfache Druckregulierung
 - + Anatomische Passform
 - + Kürzbarer Zügel
 - + Verschlusszügel mit Rutschstopp

Größe
Nur eine Größe, einstellbar auf einen Armumfang von mindestens 21 cm bis maximal 36 cm
R und L tragbar

EPI-HiT® CLASSIC
Epicondylitis-Spange mit lateral und medial genoppter Friktions-pelotte und Handgelenkbandage

23.08.04.0005 Hilfsmittelnummer



- Artikel-Nr. 07599**
Farbe:
Spange/Bandage:

**Im Lieferumfang von EPI-HiT®
CLASSIC enthalten:**

 - › Epicondylitis-Spange
 - › Handgelenkbandage
- Indikationen**


 - + Konservativ/postoperativ
 - + Epicondylitis humeri radialis/
ulnaris (Tennisellenbogen,
Golferellenbogen)
- Wirkung / Technik**

 - + Entlastung des betroffenen Muskels am Sehnenansatz durch gezielten Druckaufbau
 - + Aktivierung des intramuskulären Stoffwechsels durch Friktions-massage
 - + Stabilisierung des Handgelenks (Handgelenkbandage) mindert schmerzauslösende Aktivität der Extensoren-muskulatur
 - + Einfache Druckregulierung
 - + Anatomische Passform
 - + Genoppte Innenpelotte
 - + Kürzbarer Zügel

Größe in cm		
Armumfang		→4
21	– 24	1
24	– 36	2
R und L tragbar		

CUBIDYN
Epicondylitis-Spange mit Friktionspelotte

23.08.04.0006 Hilfsmittelnummer



- Artikel-Nr. 07236**
Farbe:

Indikationen

 - + Konservativ/postoperativ
 - + Epicondylitis humeri radialis/
ulnaris (Tennisellenbogen,
Golferellenbogen)
- Wirkung / Technik**

 - + Korrektur der pathologischen Zugrichtung am Muskelansatz
 - + Propriozeptive Wirkung des Spangendrucks mit reflektorischer Minderung des muskulären Hypertonus
 - + Friktionsmassage
 - + Schmerzlinderung
 - + Stufenlose Druckregulierung

Größe
Nur eine Größe für jeden Armumfang (maximal 37 cm)
R und L tragbar

EPI-CAST® ORGANIC ROM
Ellenbogenorthese zur Ruhigstellung, Stabilisation und Führung

23.08.02.0xxx Hilfsmittelnummer



Carrying Angle genderspezifisch einstellbar



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



Erhältlich ab
Sommer 2026

EPI-CAST® ORGANIC ROM IMMOBIL
Ellenbogenorthese zur Ruhigstellung, Stabilisation, Führung
und Immobilisierung des Handgelenks

23.08.02.1xxx Hilfsmittelnummer



Erhältlich ab
Sommer 2026



EPI-CAST® ORGANIC ROM SP
Ellenbogenorthese zur Ruhigstellung, Stabilisation, Führung
und Supination/Pronation des Handgelenks

23.08.02.2002 Hilfsmittelnummer



Erhältlich ab
Sommer 2026



Artikel-Nr. 07522
Farbe: ■

KIDS
Artikel-Nr. 87522
Farbe: ■

Im Lieferumfang von EPI-CAST®
ORGANIC ROM enthalten:
› Schultergurt

Größe in cm		
Armumfang	→4	
12 – 18	K	
19 – 25	1	
26 – 36	2	

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Extensions- und Flexionslimitierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks notwendig ist, ohne das Handgelenk im Bewegungsausmaß einzuschränken (Trauma/Entzündung/postoperativ/konservativ) wie z.B.:
 - › Bizeps- oder Trizepsrupturen/-rekonstruktionen
 - › Ellbogenluxationen
 - › Stabile Frakturen an einzelnen Gelenkteilen des Ellenbogens
 - › Bänder- und Gelenkkapselverletzungen
 - › Bandrekonstruktionen (Tommy John surgery)
 - › Hypermobilität
 - › Chronische, rheumatische Ellbogenerkrankungen
 - › Nach prothetischer Versorgung
 - › Degeneration

Wirkung

- + Ruhigstellung, Stabilisation und Führung des Ellenbogengelenks
- + Extensions- und flexionsbegrenzendes ROM-Gelenk, werkzeuglos einstellbar von -20° bis 180° in 10°-Schritten
- + Erhalt der Finger- und Daumenbeweglichkeit
- + Bewegungskontrolle durch therapiegerecht einstellbare Bewegungsumfänge

Technik

- + Carrying Angle genderspezifisch einstellbar
- + Stufenlose Längeneinstellung der Unterarmschiene
- + Selbstausrichtende semielastische Gurte mit SPORLASTIC easyFlex Hook
- + Schlankes Orthesendesign
- + Hoher Tragekomfort
- + Einfaches Anlegen – Arm kann von oben in die Orthese gelegt werden
- + Hohe Atmungsaktivität aufgrund organischer Struktur des ORGANIC FRAME und des Abstandsgestricks des 3D SPACE KNIT

Artikel-Nr. 07523
Farbe: ■

Im Lieferumfang von EPI-CAST®
ORGANIC ROM IMMOBIL
enthalten:
› Schultergurt

Größe in cm		
Armumfang	→4	
19 – 25	1	
26 – 36	2	

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Extensions- und Flexionslimitierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks notwendig ist sowie eine Ruhigstellung des Handgelenks zur Vermeidung der Unterarmrotation (Trauma/Entzündung/postoperativ/konservativ) wie z.B.:
 - › Bizeps- oder Trizepsrupturen/-rekonstruktionen
 - › Ellbogenluxationen
 - › Bänder- und Gelenkkapselverletzungen
 - › Distale Humerusfraktur (stabil undisloziert)
 - › Undislozierte Radiushals/-kopf-Frakturen
 - › Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
 - › TFCC Läsion
- + Sonst wie bei EPI-CAST® ORGANIC ROM

Artikel-Nr. 07524
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17524
Wrist Part

Im Lieferumfang von EPI-CAST®
ORGANIC ROM SP enthalten:
› Schultergurt

Größe in cm		
Armumfang	→4	
19 – 25	1	
26 – 36	2	

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Extensions- und Flexionslimitierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks notwendig ist sowie eine Ruhigstellung des Handgelenks in Pronations-, Supinations- bzw. Neutralstellung zur Vermeidung der Unterarmrotation (Trauma/Entzündung/postoperativ/konservativ) wie z.B.:
 - › Bizeps- oder Trizepsrupturen/-rekonstruktionen
 - › Ellbogenluxationen
 - › Bänder- und Gelenkkapselverletzungen
 - › Distale Humerusfraktur (stabil undisloziert)
 - › Undislozierte Radiushals/-kopf-Frakturen
 - › Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
 - › Luxationen mit Schwerpunkttrauma lateral oder medial
- + Sonst wie bei EPI-CAST® ORGANIC ROM

Lösungen für die Hand




Lösungen für die Hand

Hochelastische Komfortzone
im Daumenbereich

Abnehmbarer zirkulärer Gurt für
individuelle Entlastung

Weicher, druckreduzierender
Bandagenrand



Atmungsaktives
3D-Flachgestrick

SPORLASTIC AIR-MATRIX
Silikonpelotte

MANUDYN® SUPREME

Passend dazu:
Patienteninformation für die Hand
Artikel-Nr. 09302



SUPREME-Reihe:
Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen
per QR-Code in der Produktverpackung

Produktfinder Hand

Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.



MANUDYN® SUPREME
05.07.02.0156

MANUDYN®
05.07.02.0028

MANU-HIT®
23.07.02.4004

MANU-HIT® POLLEX
23.07.02.2003

MANU-HIT® CARPAL
23.07.02.4007

MANU-X®
23.07.02.0049

MANU-CAST® ORGANIC DP
23.07.02.3022

MANU-CAST® ORGANIC FX
23.07.02.5025

MANU-CAST® ORGANIC FX LONG
23.07.02.5xxx

MANU-CAST® ORGANIC FLEX DP
23.07.04.0004

MOBILAS®
20.10.02.0002



→ S. 100 → S. 101 → S. 102 → S. 103 → S. 104 → S. 103 → S. 108 → S. 109 → S. 110 → S. 113 → S. 114

Arthritis/Arthrose	+	+	+	+	+	+		+	+		
Arthropathie, Handgelenk	+	+	+			+		+	+		
Distorsion	+	+	+	+		+		+	+		
Fallhand			+			+	+			+	
Fraktur Handgelenk, stabil	+	+	+	+		+	+	+	+		
Frühfunktionelle postoperative Nachbehandlung			+			+	+	+	+		
Gipsverband (nach Abnahme)	+	+	+	+		+	+	+	+		
Instabilität, Handgelenk, radial	+	+		+							
Kahnbeinverletzungen				+							
Karpaltunnelsyndrom			+	+	+	+	+	+	+		
Konservative Behandlung initialer Stadien aseptischer Knochen- nekrosen der Handwurzel			+			+					
Lunatum-Malacie			+								
Morbus Dupuytren							+				
Pseudarthrose, navicular			+	+							
Parese, Hand, N. radialis/Plegien							+	+	+	+	+
Periphere Irritation des N. ulnaris in der Loge de Guyon					+						
Seitenbandläsion, Daumengrund- gelenk, ulnar				+							
Tendovaginitis	+	+	+			+					
Überlastung	+	+									

05.07.02.0156 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07157
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Distorsionen
 - + Sehnenscheidenentzündung
 - + Überlastungssymptome des Handgelenks
 - + Nach Frakturen
 - + Nach Abnahme von Gipsverbänden
 - + Reizzustände (posttraumatisch, postoperativ, rheumatisch)

- Wirkung**
- + SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte: anatomisch geformt zur Entlastung des Ulnarköpfchens
 - + Stabilisierung in Funktionsstellung
 - + Belastungsminderung
 - + Aktivierung des venös-lymphatischen Systems durch Kompression
 - + Abschwellung und verbesserte Resorption von Ergüssen
 - + Schmerzreduktion und Wiederherstellung der Handfunktion

- Technik**
- + Atmungsaktives 3D-Flachgestrick
 - + Weicher, druckreduzierender Bandagenrand
 - + Innovative Dehnungszone für leichtes Anziehen und optimale Stabilisierung
 - + Hochelastische Komfortzone im Daumenbereich
 - + Abnehmbarer zirkulärer Gurt für individuelle Entlastung
 - + Thermoplastisch anformbare und entfernbare volare Verstärkungsschiene

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

14 – 15	XS
15 – 16	S
16 – 17	M
17 – 18	L
18 – 19	XL
19 – 21	XXL

Bitte R oder L angeben

05.07.02.0028 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07057
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Distorsionen
 - + Sehnenscheidenentzündung
 - + Überlastungssymptome des Handgelenks
 - + Nach Frakturen
 - + Nach Abnahme von Gipsverbänden
 - + Reizzustände (posttraumatisch, postoperativ, rheumatisch)

- Wirkung / Technik**
- + Stabilisierung in Funktionsstellung
 - + Belastungsminderung
 - + Schmerzreduktion und Wiederherstellung der Handfunktion
 - + Integrierte Silikonpelotte zur Entlastung des Ulnarköpfchens
 - + Leichtes Anziehen dank optimiertes Gestrick im Handgelenkbereich
 - + Elastisches Handgelenkband mit Klettverschluss für einstellbaren Druck

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

14 – 15	XS
15 – 16	S
16 – 17	M
17 – 18	L
18 – 19	XL
19 – 21	XXL

Bitte R oder L angeben

05.07.02.0154 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07657
Farbe:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenkes mit Beteiligung des Daumens
 - + Distorsionen
 - + Sehnenscheidenentzündungen
 - + Überlastungssymptome des Handgelenks mit Beteiligung des Daumens
 - + Ulnare und radiale Bandinstabilität mit Beteiligung des Daumens
 - + Nach Frakturen
 - + Reizzustände (posttraumatisch, postoperativ, rheumatisch)

- Wirkung / Technik**
- + Zusätzliche Kunststoffstäbe sowie zirkuläres Gestrick zur Daumenstabilisierung
 - + Stabilisierung in Funktionsstellung
 - + Belastungsminderung
 - + Schmerzreduktion und Wiederherstellung der Handfunktion

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

14 – 15	XS
15 – 16	S
16 – 17	M
17 – 18	L
18 – 19	XL
19 – 21	XXL

Bitte R oder L angeben

MANU-HiT®
Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung

23.07.02.4004 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07035
Länge: 18 cm
Farben: ■ ■

KIDS
Artikel-Nr. 87035
Länge: 17 cm
Farbe: ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Nach Distorsionen
- + Sehnenscheidenentzündungen
- + Arthrose des Handgelenks
- + Überlastungssymptome des Handgelenks
- + Verletzungen der Handwurzelknochen
- + Nach Abnahme von Gipsverbänden
- + Naviculare Pseudarthrose
- + Fallhand
- + Lunatum-Malacie
- + Rheumatoide Arthritis
- + Karpaltunnelsyndrom

Wirkung

- + Verstärkte Stabilisierung und Bewegungseinschränkung
- + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder

Technik

- + Individuell anformbare volare und dorsale Verstärkungsschienen
- + SOFT-EDGE-TECHNOLOGIE: Weicher Materialverbund für höchsten Tragekomfort
- + Körperkonforme Anlage
- + Fixierung der Handwurzel, freie Beweglichkeit von Daumen und Fingern

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

12 – 14	K
13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 25	XL

Bitte R oder L angeben

MANU-HiT® POLLEX
Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss

23.07.02.2003 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07645
Länge: 18 cm
Farben: ■ ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Verletzungen der Handwurzelknochen
- + Arthrose der radialen Anteile der Handwurzel
- + Arthrose, Distorsion, ulnare Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks
- + Kahnbeinverletzungen
- + Karpaltunnelsyndrom
- + Radialseitige Instabilität des Handgelenks
- + Periphere N.-radialis-Paralyse mit Fallhand und mangelnder Abduktionsfähigkeit des Daumens

Wirkung/Technik

- + Stabilisierung und Teilimmobilisierung durch Daumeneinfassung in funktioneller Stellung
- + Erhalt der Greiffunktion
- + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 25	XL

Bitte R oder L angeben

MANU-X®
Handgelenkorthese für beidhändige Anwendung mit volarer und dorsaler Verstärkung

23.07.02.0049 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07642
Länge: 18 cm
Farben: ■ ■

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Arthrose des Handgelenks
- + Schwere Distorsionen
- + Frühfunktionelle postoperative Nachbehandlung nach dem ersten Verbandswechsel
- + Überlastungsarthropathien
- + Interimsversorgung nach Gipsverbänden
- + Konservative Behandlung initialer Stadien aseptischer Knochennekrosen der Handwurzel
- + Fallhand

Wirkung/Technik

- + Stabilisierend und bewegungseinschränkend
- + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder
- + Fixierung der Handwurzel, freie Beweglichkeit von Daumen und Fingern

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 17	1
17 – 21	2

R und L tragbar

23.07.02.4007 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



SOFT-EDGE-TECHNOLOGIE:
weicher Materialverbund für
höchsten Tragekomfort



CTS-RELIEF-PAD:
anatomisch geformt mit
Freilegung des Karpaltun-
nels sowie des N. medianus

Artikel-Nr. 07233
Länge: 18 cm
Farben:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Karpaltunnelsyndrom/CTS
- + Sehnenscheidenentzündung
- + Arthrose des Handgelenks
- + Periphere Irritation des N. ulnaris in der Loge de Guyon
- + Postoperative Ruhigstellung
- + Postoperative Restbeschwerden

Wirkung

- + Entlastung des Karpaltunnels
- + Fixierung in Funktionsstellung
- + Vermeidung einer weiteren Verengung des Karpaltunnelquerschnitts
- + Schutz vor Druckirritationen im Bereich des Karpaltunnels
- + Förderung des Abflusses eines Ödems in Handgelenk und Gefäßsystem

Technik

- + CTS-RELIEF-PAD: anatomisch geformt mit Freilegung des Karpaltunnels, des N. medianus, einteilig, über Mikroklett individuell positionierbar und entfernbar
- + Verschlusssystem: drei anschmiegsame Mikroklettverschlüsse mit Rutschstopp
- + Anatomisch optimale Passform, auch bei konischen Unterarmformen möglich
- + Daumenverschluss individuell einstellbar
- + Individuell anformbare volare und dorsale Verstärkungsschienen

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 25	XL

Bitte R oder L angeben

23.07.02.4004 *Hilfsmittelnummer*



Individuell anformbare
volare und dorsale
Verstärkungsschienen



MANU-HiT® CLASSIC
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.4004
Artikel-Nr. 07031
Länge: 18 cm
Farben:

MANU-HiT® CLASSIC LONG
Hilfsmittel-Nr. 23.07.02.4005
Artikel-Nr. 07032
Länge: 22 cm
Farbe:

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 24	XL

XS nur bei Art.-Nr. 07031
Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Distorsionstraumen des Handgelenks
- + Sehnenscheidenentzündung
- + Arthrose des Handgelenks
- + Überlastungssymptome
- + Nach Abnahme von Gipsverbänden
- + Naviculare Pseudarthrose
- + Fallhand
- + Lunatummalazie
- + Rheumatoide Arthritis
- + Karpaltunnelsyndrom

Wirkung/Technik

- + Verstärkte Stabilisierung und Bewegungseinschränkung
- + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder
- + Körperkonforme Anlage
- + Fixierung der Handwurzel, freie Beweglichkeit von Daumen und Fingern

23.07.02.2003 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07640
Länge: 18 cm
Farbe:

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Arthrose der radialen Anteile der Handwurzel
- + Arthrose, Distorsion, ulnare Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks
- + Kahnbeinverletzungen
- + Karpaltunnelsyndrom
- + Radialseitige Instabilität des Handgelenks
- + Periphere N.-radialis-Paralyse mit Fallhand und mangelnder Abduktionsfähigkeit des Daumens

Wirkung/Technik

- + Stabilisierung und Teilimmobilisierung durch Daumeneinfassung in funktioneller Stellung
- + Erhalt der Greiffunktion
- + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder
- + Verstärkungseinlage anatomisch vorgeformt

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 24	XL

Bitte R oder L angeben

MANU-CAST® ORGANIC

Handgelenkorthese zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

23.07.02.4063 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07059
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17059
3D SPACE KNIT Rahmenpolster
MANU-CAST® ORGANIC
Farbe: ■
Artikel-Nr. 27459
MANU-CAST® ORGANIC FX
ADD-ON
Farbe: ■

- Indikationen
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schädigungen der Hand im Handgelenk- und Mittelhandbereich
 - + Ruhigstellung des Handgelenks mit freier Beweglichkeit des Daumens und der Finger
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z.B.:
 - › Präoperativ
 - › Posttraumatisch
 - › Karpaltunnelsyndrom/CTS
 - › Entzündungen
 - › Degenerative Erkrankungen
 - › Rheumatische Erkrankungen

- Wirkung
- + Entlastung, Ruhigstellung, Immobilisierung des Handgelenks
 - + Lagerung in physiologischer oder therapeutisch notwendiger Hand-/Unterarmstellung
 - + Daumen und Finger bleiben frei beweglich

- Technik
- + Hohe Atmungsaktivität durch die organische Struktur des ORGANIC FRAME und das Abstandsgestrick des 3D SPACE KNIT
 - + Das QUICK-CLICK System ermöglicht die intuitive Handhabung und Positionierung nach dem Wechseln oder Waschen
 - + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
 - + Geringes Orthesengewicht durch optimierten Materialeinsatz
 - + Einsatz recycelter Materialien

Größe in cm

Handgelenkumfang	→6
13 – 18	1
18 – 21	2

Bitte R oder L angeben

MANU-CAST® ORGANIC P

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

23.07.02.2037 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07159
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17159
3D SPACE KNIT Rahmenpolster
MANU-CAST® ORGANIC P
Farbe: ■
Artikel-Nr. 27459
MANU-CAST® ORGANIC FX
ADD-ON
Farbe: ■

- Indikationen
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schädigungen der Hand im Handgelenk- und Mittelhandbereich
 - + Ruhigstellung des Handgelenks mit Ruhigstellung des Daumens und freier Beweglichkeit der Finger
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Daumenfixierung notwendig ist, wie z.B.:
 - › Präoperativ
 - › Posttraumatisch
 - › Karpaltunnelsyndrom/CTS
 - › Entzündungen
 - › Degenerative Erkrankungen
 - › Rheumatische Erkrankungen

- Wirkung/Technik
- + Entlastung, Ruhigstellung, Immobilisierung des Handgelenks und des Daumens
 - + Finger bleiben frei beweglich

Größe in cm

Handgelenkumfang	→6
13 – 18	1
18 – 21	2

Bitte R oder L angeben

MANU-CAST® ORGANIC D

Handgelenkorthese mit Fingerfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

23.07.02.1019 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07259
Farbe: ■

Zubehör:
Artikel-Nr. 17259
3D SPACE KNIT Rahmenpolster
MANU-CAST® ORGANIC D
Farbe: ■
Artikel-Nr. 27459
MANU-CAST® ORGANIC FX
ADD-ON
Farbe: ■

- Indikationen
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schädigungen der Hand im Handgelenk- und Mittelhandbereich
 - + Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Ruhigstellung der Finger und freier Bewegung des Daumens
 - + Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Fingerfixierung notwendig ist, wie z.B.:
 - › Präoperativ
 - › Posttraumatisch
 - › Karpaltunnelsyndrom/CTS
 - › Entzündungen
 - › Degenerative Erkrankungen
 - › Rheumatische Erkrankungen

- Wirkung/Technik
- + Entlastung, Ruhigstellung, Immobilisierung des Handgelenks und der Finger

Größe in cm

Handgelenkumfang	→6
13 – 18	1
18 – 21	2

Bitte R oder L angeben

23.07.02.3022 Hilfsmittelnummer



Dynamische Lagerung von Daumen und Fingern



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anleitungen per QR-Code in der Produktverpackung



Artikel-Nr. 07359

Farbe: ■

Zubehör:

Artikel-Nr. 17359

3D SPACE KNIT Rahmenpolster

MANU-CAST® ORGANIC DP

Farbe: ■

Artikel-Nr. 27459

MANU-CAST® ORGANIC FX

ADD-ON

Farbe: ■

Größe in cm

Handgelenkumfang →6

13	–	18	1
18	–	21	2

Bitte R oder L angeben

23.07.02.5025 Hilfsmittelnummer



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapieübungen und Anleitungen per QR-Code in der Produktverpackung



Artikel-Nr. 07459

Farbe: ■

Zubehör:

Artikel-Nr. 17059

3D SPACE KNIT Rahmenpolster

MANU-CAST® ORGANIC

Farbe: ■

Artikel-Nr. 37459

Safety Strap

MANU-CAST® ORGANIC FX

kann das Ablegen der Orthese innerhalb eines definierten Zeitraumes verhindern.

Verpackungseinheit 10 Stück

Nur eine Größe

Farbe: ■

R und L tragbar

Größe in cm

Handgelenkumfang →6

13	–	18	1
18	–	21	2

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Schädigungen der Hand im Handgelenks- und Mittelhandbereich
- + Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit freier Bewegung des Daumens und der Finger
- + Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z.B.:
 - › Posttraumatisch
 - › Karpaltunnelsyndrom/CTS
 - › Entzündungen
 - › Degenerative Erkrankungen
 - › Frakturen
 - › Nach Abnahme von Gipsverbänden
 - › Distorsionen
 - › Stabile distale Radius-/Ulnafrakturen
 - › Akute Handgelenksverletzungen
 - › Arthrose des Handgelenks

Wirkung

- + Daumen und Finger bleiben frei beweglich
- + Dorsale Fixierung analog dem Therapieverlauf abrüstbar
- + Entlastung, Ruhigstellung, Immobilisierung des Handgelenks
- + Für eine effektive Fixierung und Immobilisierung des Handgelenks
- + Lagerung in physiologischer oder therapeutisch notwendiger Hand-/Unterarmstellung

Technik

- + Geringes Orthesengewicht durch optimierten Materialeinsatz
- + Hohe Atmungsaktivität aufgrund organischer Struktur des ORGANIC FRAMES und des Abstandsgestricks des 3D SPACE KNITS
- + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
- + QUICK-CLICK SYSTEM ermöglicht intuitive Handhabung und Positionierung nach dem Wechseln oder Waschen
- + Einsatz recycelter Materialien

MANU-CAST® ORGANIC FX LONG

Handgelenkorthese mit dorsaler Fixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

23.07.02.5025 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



Artikel-Nr. 07759

Farbe: ■

Zubehör:

Artikel-Nr. 37459

Safety Strap

MANU-CAST® ORGANIC FX kann das Ablegen der Orthese innerhalb eines definierten Zeitraumes verhindern.
Verpackungseinheit 10 Stück
Nur eine Größe
Farbe: ■
R und L tragbar

Größe in cm

Handgelenkumfang →6

13	–	18	1
18	–	21	2

Bitte R oder L angeben

MANU-CAST® ORGANIC FX P

Handgelenkorthese mit dorsaler Fixierung und Daumenfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

23.07.02.5024 *Hilfsmittelnummer*



Physiotherapie zum Mitnehmen
Zugang zu Therapie-
übungen und Anlege-
anleitungen per
QR-Code in der
Produktverpackung



Artikel-Nr. 07559

Farbe: ■

Zubehör:

Artikel-Nr. 17159

3D SPACE KNIT Rahmenpolster

MANU-CAST® ORGANIC P

Farbe: ■

Artikel-Nr. 37459

Safety Strap

MANU-CAST® ORGANIC FX kann das Ablegen der Orthese innerhalb eines definierten Zeitraumes verhindern.
Verpackungseinheit 10 Stück
Nur eine Größe
Farbe: ■
R und L tragbar

Größe in cm

Handgelenkumfang →6

13	–	18	1
18	–	21	2

Bitte R oder L angeben

Indikationen

- + Konservativ/postoperativ
- + Schädigungen der Hand im Handgelenks- und Mittelhandbereich
- + Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Ruhigstellung des Daumens und freier Bewegung der Finger
- + Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Daumenfixierung notwendig ist, wie z.B.:
 - › Posttraumatisch
 - › Karpaltunnelsyndrom/CTS
 - › Entzündungen
 - › Degenerative Erkrankungen
 - › Frakturen
 - › Distorsionen
 - › Stabile distale Radius-/Ulnafrakturen
 - › Akute Handgelenksverletzungen
 - › Arthrose des Handgelenks
 - › Parese des Nervus radialis
 - › Lunatummalazie
 - › Naviculare Pseudarthrose

Wirkung

- + Handgelenkorthese mit dorsaler Fixierung und Daumenfixierung zur Immobilisierung bzw. Ruhigstellung

Technik

- + Hohe Atmungsaktivität aufgrund organischer Struktur des ORGANIC FRAME und des Abstandsgestricks des 3D SPACE KNIT
- + Quick-Click System ermöglicht intuitive Handhabung und Positionierung nach dem Wechseln oder Waschen
- + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
- + Geringes Orthesengewicht durch optimierten Materialeinsatz
- + Einsatz recycelter Materialien
- + Volarer ORGANIC FRAME mit zusätzlicher dorsaler Schiene zur erhöhten Fixierung/Immobilisierung des Handgelenks
- + Stabile Schalenbauweise

MANU-CAST® DORSAL
Dorsale Handorthese mit Polstereinlage

23.07.02.5003 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07213
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Schwere Distorsionen
 - + Sehnenscheidenentzündung
 - + Nach Abnahme von Gipsverbänden
 - + Überlastungsarthropathien
 - + Arthrose des Handgelenks
 - + Arthritis im Handgelenk und Handwurzelbereich
 - + Naviculare Pseudarthrose
 - + N.-radialis-Parese

- Wirkung/Technik**
- + Dorsale Stabilisierung des Handgelenks
 - + Erhalt der Greiffunktion
 - + Sehr leichtes, thermisch anformbares Material
 - + Stufenlos fixierbare Klettverschlüsse
 - + Herausnehmbare Polstereinlage

Größe in cm			
Handbreite			→7
7	–	9	S
9	–	10	M
10	–	11,5	L
Bitte R oder L angeben			

MANU-HiT® DIGITUS
Handgelenkorthese mit Fingerauflage

23.07.02.1004 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07333
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Nachlagerungsschiene in Verbindung mit Okklusivverband
 - + Rheumatoide Arthritis
 - + Akutes Karpaltunnelsyndrom
 - + Mittelhand- und Fingergelenk-Distorsionen
 - + Nach stabilen Frakturen und Abnahme von Gipsverbänden
 - + Überlastungsarthropathien
 - + Arthrose
 - + Lähmung von Hand und Fingern
 - + Morbus Dupuytren

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung von Handgelenk, Mittelhand und Fingergelenken mit subtotaler Ruhigstellung
 - + Vermeidung von Handgelenk- und Fingerkontrakturen
 - + Fixierung der Fingergelenke durch Klettband
 - + Einfaches An- und Ablegen durch dorsale Verschluss technik

Größe in cm			
Handlänge			→8
13	–	17	1
17	–	21	2
R und L tragbar			

MANU-CAST® ORGANIC FLEX DP
Handgelenkorthese zur dynamischen Redression

23.07.04.0004 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07358
(Größe 1–3)

KIDS
Artikel-Nr. 87358
(Größe K)

Farbe: ■

- Indikationen**
- + Gelenkfehlstellungen, aufgrund orthopädisch-chirurgischer Erkrankungen zur Sicherung des Erfolgs physiotherapeutischer Behandlungen bei Kindern, die keine statische Redression tolerieren. Dabei ist die Federspannung der Orthese kontinuierlich dem Behandlungsfortschritt anzupassen
 - + Gelenkfehlstellung, aufgrund neuromuskulärer Erkrankungen zur Vermeidung einer Zunahme der Fehlstellungen und zur Sicherung des Fortschrittes physikalischer Therapien bei Kindern, die keine statische Redression tolerieren

- Wirkung**
- + Funktional flexible Fingerauflage für dynamische Redression

- Technik**
- + Fixierung der Finger durch Klettband
 - + Hohe Atmungsaktivität, aufgrund organischer Struktur des ORGANIC FRAMES und des Abstandsgestrics des 3D SPACE KNITS
 - + Das QUICK-CLICK System ermöglicht die intuitive Handhabung und Positionierung nach dem Wechseln oder Waschen
 - + Optimale Passform durch hohe Anpassungsfähigkeit
 - + Geringes Orthesengewicht durch optimierten Materialeinsatz

Größe in cm			
Handbreite			→7
4,5	–	6	K
6	–	7,5	1
7,5	–	8,5	2
8,5	–	10	3
Bitte R oder L angeben			

20.10.02.0002 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 02810
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Lagerungsbedürftige Paresen, z.B. nach Schlaganfall
 - + Plegien der Hand
 - + Zentral bedingte Bewegungseinschränkungen und Spastiken im Arm-Hand-Bereich

- Wirkung**
- + Ödemreduktion
 - + Kontrakturprophylaxe passiv und aktiv
 - + Tonusregulierung
 - + Verbesserte taktile Wahrnehmung
 - + Frühzeitiges Eigentaining möglich
 - + Verbesserte Therapiefähigkeit
 - + Für umfangreiche Therapieübungen – auch zu Hause – einsetzbar

- Technik**
- + Lagerungssystem mit anatomischer Handauflage
 - + Wischdesinfizierbare Oberfläche
 - + Zubehör für passive und dynamische Lagerung
 - + Aussparung für Computermaus (Computermaus ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Größe
Nur eine Größe
Beidseitig verwendbar

23.07.03.1xxx *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07356
Farbe: ■

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Posttraumatisch
 - + Chronische PCP
 - + Schlaffe und spastische Lähmungen von Handgelenk, Fingern und Daumen

- Wirkung**
- + Vermeidung von Fehlstellungen des Handgelenks, der Finger und des Daumens
 - + Vermeidung von Hand-, Finger- und Daumenbeugekontrakturen bei neurologischen Erkrankungen
 - + Zusätzliche Führung und Stabilisierung des Daumens

- Technik**
- + Regulierbare Luftkammer durch Luftpumpe zur dynamischen Lagerung des Handgelenks, der Finger und des Daumens
 - + Atmungsaktives Polster für hohen Tragekomfort
 - + Einfaches Anlegen mittels zirkulärer Klettverschlüsse
 - + Ersatzbezug wird mitgeliefert

Größe in cm

Handbreite		→7
8 – 12		1
10 – 13		2

Bitte R oder L angeben

HANDGELENKSTÜTZE

Mit volarer Verstärkungsschiene

05.07.02.3021 *Hilfsmittelnummer*



- Artikel-Nr. 07207**
Länge: 18 cm
Farbe:
- Indikationen**

 - + Konservativ/postoperativ
 - + Distorsionen
 - + Sehnenscheidenentzündungen
 - + Überlastungssymptome
 - + Nach Gipsabnahme
 - + Naviculare Pseudarthrose
- Wirkung**

 - + Handgelenksbandage mit volarer Verstärkungsschiene
 - + Erhalt der Greiffunktion
- Technik**

 - + Verstärkte Stabilisierung und Bewegungseinschränkung
 - + Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder
 - + Körperkonforme Anlage

Größe in cm

Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 22	L
22 – 25	XL

Bitte R oder L angeben

HANDGELENKBANDAGE

7,5 cm breit, mit Stabilisierungsband und Klettverschluss



- Artikel-Nr. 01125**
Farben:
- Indikationen**

 - + Konservativ/postoperativ
 - + Distorsionen
 - + Leichte Instabilitäten
- Wirkung**

 - + Stabilisierung des Handgelenks mindert schmerzauslösende Aktivität der Extensoren-muskulatur
- Technik**

 - + 7,5 cm breit, mit Stabilisierungsband und Klettverschluss

Ersatzteil:
Für **EPI-HiT®** und **EPI-HiT® Classic**
KEINE KASSENLEISTUNG

Größe
Nur eine Größe
R und L tragbar



Lösungen für Daumen und Finger



Lösungen für Daumen und Finger

Optimale Anpassung an
die individuelle Anatomie

SPORLASTIC SPACE FRAME
für höchste Stabilität

Verschluss mit Rutschstopp und
hochwertigem Mikroklett



Weiche Kanten für hohen
Tragekomfort


Einfache Handhabung, hohe
Atmungsaktivität

RHIZO-HiT®

Passend dazu:
Patienteninformation für
den Daumen
Artikel-Nr. 09303

Produktfinder Daumen und Finger

Scannen Sie,
um weitere Produkte
für die jeweilige
Indikation zu finden.



	→ S. 126	→ S. 125	→ S. 122	→ S. 127	→ S. 126
Arthrose	+	+	+	+	+
Bandinstabilitäten	+		+	+	+
Frakturen			+		+
Gelenkfehlstellung		+			
Pseudarthrose, navicular				+	
Reizung Daumensattelgelenk		+			
Rhizarthrose	+	+	+	+	+
Sehnenreizungen				+	+
Seitenbandläsion	+		+	+	+
Tendovaginitis	+		+		

23.07.01.1005 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07610
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks (z.B. Skidaumen)
 - + Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP 1
 - + Mittelgradige bis fortgeschrittene Rhizarthrose mit deutlicher Subluxation mit/ohne Hypermobilität des Daumensattelgelenks
 - + Tendovaginitis stenosans de Quervain/Sehnenscheidenentzündung
 - + Handydaumen
 - + Nach Frakturen

- Wirkung**
- + Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
 - + Limitierung der Handgelenkbewegung
 - + Erhalt der Greiffunktion

- Technik**
- + Aluminiumeinlage anatomisch anformbar
 - + Zirkulärer Gurt mit Unterarmschlaufe und Sperre gegen Herausgleiten

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

13 – 15	XS
15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

R und L tragbar

23.07.01.1005 Hilfsmittelnummer



Artikel-Nr. 07605
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks (z.B. Skidaumen)
 - + Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP 1
 - + Mittelgradige bis fortgeschrittene Rhizarthrose mit deutlicher Subluxation mit/ohne Hypermobilität des Daumensattelgelenks
 - + Tendovaginitis stenosans de Quervain/Sehnenscheidenentzündung
 - + Handydaumen
 - + Nach Frakturen

- Wirkung**
- + Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
 - + Limitierung der Bewegungsfreiheit im Handgelenk
 - + Erhalt der Greiffunktion

- Technik**
- + Integrierte Verstärkungseinlage

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

R und L tragbar

23.07.01.1027 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07601
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Posttraumatisch
 - + Degenerative Reizzustände
 - + Beginnende bis leicht fortgeschrittene Rhizarthrose mit Subluxationsneigung
 - + Funktionelle Beschwerden im Daumensattelgelenk, bedingt durch rezidivierende Gelenkfehlstellungen

- Wirkung**
- + Dynamische Stabilisierung des Daumensattelgelenks in leichter Abduktionsstellung
 - + Weitgehender funktioneller Erhalt der Daumenbeweglichkeit und Schmerzreduktion

- Technik**
- + Ringorthese aus Kunststoff
 - + Thermoplastisch anformbar
 - + Schleifbares Material
 - + Hohe Alltagstauglichkeit
 - + Festes Material für eine hohe Stabilisierung

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

Bitte R oder L angeben

23.07.01.1051 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07603
Farbe:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Posttraumatisch
 - + Degenerative Reizzustände
 - + Beginnende bis leicht fortgeschrittene Rhizarthrose mit Subluxationsneigung
 - + Funktionelle Beschwerden im Daumensattelgelenk bedingt durch rezidivierende Gelenkfehlstellungen
 - + Reizung Daumensattelgelenk

- Wirkung**
- + Dynamische Stabilisierung des Daumensattelgelenks in leichter Abduktionsstellung
 - + Weitgehender funktioneller Erhalt der Daumenbeweglichkeit und Schmerzreduktion

- Technik**
- + Weiches Material für angenehmen und hohen Tragekomfort
 - + Ringorthese aus Kunststoff
 - + Thermoplastisch anformbar
 - + Schleifbares Material
 - + Hohe Alltagstauglichkeit

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

Bitte R oder L angeben

FLEXIBLE DAUMENSTÜTZE
Elastische Handgelenkbandage zur Daumenstabilisierung

05.07.01.0001 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07053
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Verletzungen im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
 - + Ulnare und radiale Bandinstabilität
 - + Beginnende Rhizarthrose
 - + Tendovaginitis stenosans de Quervain/Sehnenscheidenentzündung
 - + Handydaumen

- Wirkung/Technik**
- + Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
 - + Schmerzhemmung in Belastungssituationen
 - + Latexfreies Gestrick mit nahtlosen elastischen Bündchen
 - + Anatomische Passform
 - + Sehr dünner, druckreduzierender Bandagenrand für hohen Tragekomfort

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

14 – 15	XS
15 – 16	S
16 – 17	M
17 – 18	L
18 – 19,5	XL

R und L tragbar

RHIZOSPLINT®
Rhizarthrose-Orthese zur Ruhigstellung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk

23.07.01.1014 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07212
Farbe:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Mittelgradige Rhizarthrose bei deutlicher Subluxation
 - + Daumengrundgelenkarthrose
 - + Bandinstabilität
 - + Sehnenreizungen im Bereich des Daumens
 - + Zustand nach Fraktur im Bereich des Daumengrundgelenks, des 1. Mittelhandknochens, des Daumensattelgelenks

- Wirkung/Technik**
- + Ruhigstellung des arthrotisch-instabilen Daumensattelgelenks in Funktionsstellung
 - + Ruhigstellung des hypermobilen Daumengrundgelenks
 - + Freie Beweglichkeit des Handgelenks
 - + Wirkt der Subluxation entgegen
 - + Schweißabsorbierender Unterziehstrumpf
 - + Thermoplastisch anformbar

Größe in cm
Handgelenkumfang →6

15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

Bitte R oder L angeben

MITTELHAND-DAUMENSCHIENE
Orthese zur Fixierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk

23.07.01.1015 *Hilfsmittelnummer*



Artikel-Nr. 07151
Farben:

- Indikationen**
- + Konservativ/postoperativ
 - + Ulnare Seitenbandläsion MCP 1 (z.B. Skidaumen)
 - + Teilimmobilisation der radialen Handwurzel, des Daumengrund- und Daumensattelgelenks bei Sattelgelenkarthrose
 - + Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP 1
 - + Naviculare Pseudarthrose

- Wirkung**
- + Teilimmobilisation von Daumengrund- und Daumensattelgelenk sowie der Handwurzel
 - + Erhalt der Greiffunktion
 - + Handgelenk bleibt frei beweglich

- Technik**
- + Vermeidung von Staunässe
 - + Hohe Atmungsaktivität
 - + Ermöglichung von Luftzirkulation
 - + Thermoplastisch anformbar


Größe in cm
Handgelenkumfang →6

15 – 17	S
17 – 19	M
19 – 21	L

Bitte R oder L angeben

Bestellmöglichkeiten & Services

B2B-Onlineshop



Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Mit Webbrowser von überall erreichbar
- + Intuitiver Bestellprozess
- + Intelligente Suchfunktion
- + Einfache Avisierung von Retouren
- + Versandkostenfreie Lieferung möglich

Jetzt online bestellen:
www.sporlastic-shop.de



Kundenservice Bandagen und Orthesen

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten. Telefonisch stehen wir Ihnen gern von Montag bis Donnerstag von **7.30 bis 17 Uhr** und freitags von **7.30 bis 16 Uhr** zur Verfügung. Sie erreichen uns 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax oder über das Kontaktformular unter www.sporlastic.de/service/kontakt.

→ **Mo-Do** 7.30–17 Uhr
Fr 7.30–16 Uhr

Telefon +49 7022 705-181
Fax +49 7022 705-113
info@sporlastic.de

Servicegarantien für Fachhändler in Deutschland

- **100%ige Erreichbarkeit**
Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen von Montag bis Donnerstag von **7.30 bis 17 Uhr** und freitags von **7.30 bis 16 Uhr** telefonisch zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr.
- **Elektronische Bestellsysteme**
Bestellen Sie einfach und schnell: per **elektronischer Schnittstellenanbindung** oder in unserem **B2B-Onlineshop** mit vielfältigen Funktionen.
- **Versand am gleichen Arbeitstag**
Sie bestellen bis **14 Uhr** – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Expresswünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.
- **Keine Versandkosten**
Bei einem Auftragswert von **über € 200,-** sowie bei **Bestellungen über den B2B-Onlineshop/ EDI-Bestellungen ab € 60,-** übernehmen wir die Versandkosten.
- **182 Tage Warenrücknahme**
Einwandfreie Lagerware nehmen wir gemäß unseren AVB innerhalb von **182 Tagen** nach Lieferung zurück.

SPORLASTIC Symposien

Als führender Hersteller orthopädischer Hilfsmittel widmen wir uns nicht nur der Entwicklung innovativer Produkte, sondern ebenso der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen, Ärzten und medizinischem Fachpersonal.

Unser Anspruch ist es, medizinisches Fachpersonal in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Deshalb investieren wir in ein Fortbildungsprogramm, das sich dynamisch weiterentwickelt und stetig wächst. Unser Fokus liegt dabei auf wissenschaftlichen Symposien, welche interdisziplinär stattfinden und dadurch Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenführen. Unsere Symposien bieten eine Gelegenheit, neueste wissenschaftliche Ergebnisse kennenzulernen,

Fachwissen auszutauschen und die Weiterentwicklung von medizinischen Standards zu fördern. Teilnehmende profitieren folglich nicht nur von wertvollem Fachwissen, sondern ebenso vom Aufbau langfristiger beruflicher Netzwerke. Denn wir sind der Meinung, dass sich komplexe Herausforderungen der modernen Medizin am besten durch die Vernetzung von Expertise lösen lassen.



7. Medical Symposium – American Football

→ 03. Oktober 2026
Dresden

Sport-Trauma Hands-On

→ 29.–30. Juni 2026
Berlin

Orthopädie & Unfallchirurgie meets Allgemeinmedizin – ein Update

→ 04.–05. September 2026
Halle (Saale)

10. Symposium der modernen Handchirurgie

→ 13. und 14. November 2026
Berlin



In unserem Newsletter ORANGE NEWS informieren wir Sie regelmäßig über bevorstehende Veranstaltungen und Symposien.



Hier finden Sie Infos zu der Veranstaltungsreihe.

SPORLASTIC Campus

Steigern Sie Ihre Beratungskompetenz und Ihr Fachwissen. Nutzen Sie hierfür auch 2026 unsere digitalen Fortbildungsmöglichkeiten über Ihren PC, Ihr Tablet oder Smartphone.

Grundlagenseminar Bandagen und Softorthesen Teil 1–3

Lernen Sie in unserem **dreiteiligen Onlineseminar** die Grundlagen der Anatomie und Pathologie von Knie, Sprunggelenk, Hand, Ellenbogen und Wirbelsäule kennen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie die gängigsten Indikationen mit Bandagen und Softorthesen versorgen können. Unser virtuelles Seminar findet jeweils an **drei aufeinanderfolgenden** Tagen statt.

Vormittags

Teil 1 | Dienstags, jeweils 9–12 Uhr
Teil 2 | Mittwochs, jeweils 9–12 Uhr
Teil 3 | Donnerstags, jeweils 9–12 Uhr

24.–26. Februar 2026
23.–25. Juni 2026
20.–22. Oktober 2026

Nachmittags

Teil 1 | Dienstags, jeweils 13–16 Uhr
Teil 2 | Mittwochs, jeweils 13–16 Uhr
Teil 3 | Donnerstags, jeweils 13–16 Uhr

24.–26. März 2026
21.–23. Juli 2026
24.–26. November 2026

In diesem Jahr werden wir uns zudem auf die folgenden Sonderthemen konzentrieren:

Gonarthrose

Vormittagsseminare: 10.30–12 Uhr:
26. März 2026, 23. Juli 2026,
26. November 2026
Nachmittagsseminare: 14.30–16 Uhr:
25. Februar 2026, 24. Juni 2026,
21. Oktober 2026

Neurologische Erkrankungen

Vormittagsseminare: 10.30–12 Uhr:
25. März 2026, 22. Juli 2026,
25. November 2026
Nachmittagsseminare: 14.30–16 Uhr:
24. Februar 2026, 23. Juni 2026,
20. Oktober 2026

Rückenorthesen

Vormittagsseminare: 9–10 Uhr:
25. März 2026, 22. Juli 2026,
25. November 2026
Nachmittagsseminare: 13–14 Uhr:
24. Februar 2026, 23. Juni 2026,
20. Oktober 2026

Knieorthesen

Vormittagsseminare: 9–10 Uhr:
26. März 2026, 23. Juli 2026,
26. November 2026
Nachmittagsseminare: 13–14 Uhr:
25. Februar 2026, 24. Juni 2026,
21. Oktober 2026

Wir freuen uns auf Sie!



Martin Kahles
Orthopädietechniker
Anwendungstechnik



Matteo Pfeiffer
Orthopädietechniker
Anwendungstechnik

Aktuelle Produktneuheiten

Vormittagsseminare: 9–10 Uhr:
24. März 2026, 21. Juli 2026
24. November 2026
Nachmittagsseminare: 13–14 Uhr:
25. Juni 2026, 22. Oktober 2026




Neue Schulungsangebote mit IQZ-Punkten.
Hier kostenlos anmelden:
www.sporlastic.de/online-campus

Richtig Maßnehmen

1b Cervicalstütze
Blick geradeaus, Unter-
kante Kinn bis
Sternoklavikulargelenk



2 Umfang Mitte Bizeps
Weitester Umfang
Bizeps




3 Ellenbogenumfang
Umfang über dem
Ellenbogengelenkspalt



4 Armumfang
Größter Umfang
Unterarm



5 Unterarmlänge
Länge Mitte Ellenbogen
bis Knöchel Zeigefinger



6 Handgelenkumfang
Schmalster Umfang
des Handgelenks




7 Handbreite
Über den Fingergrund-
gelenken




8 Handlänge
Länge von Handgelenk bis
Fingerspitze auf der Hand-
innenseite gemessen




9 Brustumfang
Oberhalb der Brust
unter den Achselhöhlen




11 Leibumfang
Auf Höhe des Bauch-
nabels



12 Beckenumfang
Auf Höhe des Beckens



13 Rückenlänge
Im Sitzen von C7 bis
Stuhlfläche



**14 Umfang 15 cm über
Kniegelenkspalt**



15 Maß f
14 cm oberhalb
Kniegelenkspalt



17 Maß d
14 cm unterhalb
Kniegelenkspalt




18 Fesselumfang
Schmalster Punkt ober-
halb des Knöchels




19 Knöchelumfang
Höhe der Innen- und
Außenknöchel am
oberen Sprunggelenk



20 Umfang Vorfuß
Hinter dem Ballen



21 Höhe Fibulaköpfchen
Höhe vom Boden bis
zum Fibulaköpfchen




22 Höhe Knöchelgelenk
Äußere Knöchelhöhe
vom Boden bis zur Mitte
des Knöchels



23 Unterarmumfang
Mittig zwischen Ellen-
bogen und Handgelenk



24 Unterbrustumfang
Unterhalb der Brust



Produktfarben:

■ Weiß
■ Platinum
■ Grau
■ Space
■ Schwarz

■ Beige
■ Platinum/Orange
■ Orangeblue
■ Schwarz/Blau
■ Transparent/Orange
■ Schwarz/Grau

ABRECHNUNGSHINWEISE

Aufbau einer Hilfsmittelnummer



Rezeptform (Rp) with fields for patient information, insurance details, and medical indication. The example shows a prescription for a proximal radius fracture.

1 Krankenkasse bzw. Kostenträger

2 Name, Vorname des Versicherten

3 proximale Radius Fraktur

4 1 Stück, SPORLASTIC EPI-CAST® ORGANIC ROM SP

5 Rechts

6 Ellenbogenorthese zur Ruhigstellung mit Carrying Angle – Genderspezifisch einstellbar

02442979

Rezeptbeispiel anhand EPI-CAST® ORGANIC ROM SP

- 1** Orthopädische Hilfsmittel – Feld 7 (diese sind nicht budgetiert)
- 2** Hilfsmittelnummer 10-stellig
- 3** Indikation/Diagnose
- 4** Anzahl (1 Stück), Produktname
- 5** Seite, falls notwendig (links/rechts)
- 6** Begründungsbeispiel für die Einzelproduktverordnung

Wichtige Information

Medizinische Hilfsmittel wie z.B. Bandagen und Orthesen sind nicht budgetiert und können zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Auf dem Rezept sollte das von Ihnen gewählte Hilfsmittel genau definiert sein. Dies vereinfacht die Abgabe im medizinischen Fachhandel und trägt zum reibungslosen Ablauf bei der Erstattung durch die Krankenkasse bei.

Therapiefreiheit

Im Rahmen der Therapiefreiheit ist Ihnen freigestellt, welches Hilfsmittel Sie verordnen, d.h. Sie entscheiden, welches Hilfsmittel für Ihre Patienten am besten geeignet ist.

Einzelproduktverordnung

Sie können ein ganz bestimmtes Produkt verordnen, wenn Sie dieses für am besten geeignet erachten (vgl. „Hilfsmittel-Richtlinie“, § 7 Abs. 3 Satz 3). In diesem Fall sollten Sie eine kurze Begründung (z. B. Angabe spezifischer Produktvorteile) auf dem Rezept vermerken. Verwenden Sie außerdem die 10-stellige Hilfsmittelnummer, welche das von Ihnen gewählte Hilfsmittel eindeutig kennzeichnet. Bei Angabe einer 7-stelligen Hilfsmittelnummer oder lediglich Angabe der Produktart/-gattung ist es dem medizinischen Fachhandel freigestellt, welches Produkt abgegeben wird. Sehen Sie hierzu auch exemplarisch den Aufbau der 10-stelligen Hilfsmittelnummer.

GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) ist die Zuzahlung für Hilfsmittel wie folgt geregelt: Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten bei zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordneten Hilfsmitteln eine Zuzahlung gem. § 61 Satz 1: Zuzahlungen, die Versicherte zu leisten haben, betragen 10% des Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro; allerdings dürfen diese nicht mehr als die Kosten des Hilfsmittels betragen.

GMG

Nach Redaktionsschluss, 19.04.2024, können sich Änderungen am Produkt ergeben. Konstruktions- oder Formänderungen, Farbabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben vorbehalten. Farbabweichungen zum Produkt können drucktechnisch bedingt sein. Die Abrechnungshinweise gelten nur für Deutschland.

SPORLASTIC DEUTSCHLAND

SPORLASTIC GmbH & Co. KG

Weberstraße 1, 72622 Nürtingen, Germany

Postfach 14 48, 72604 Nürtingen, Germany

Telefon +49 7022 705-181

Fax +49 7022 705-113

info@sporlastic.de, www.sporlastic.de

SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der deutschen

Adresse für Sie da.

SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG – Seit 20 Jahren!

Austraße 7, 9055 Bühler, Switzerland

Telefon +41 71 3350777

Fax +41 71 3350770

info@sporlastic.ch, www.sporlastic.ch

SPORLASTIC DIGITAL

www.facebook.com/sporlastic

www.youtube.com/sporlastic

www.instagram.com/sporlastic_official

de.linkedin.com/company/sporlastic

Das VOH sowie alle Produktbroschüren

sind auch digital verfügbar unter

www.sporlastic.de/service/downloads

SPORLASTIC ENGAGEMENT



SPORLASTIC QUALITÄT

