

Können wir noch mehr für Sie tun?

Unser medi Kundencenter ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-333

Oder per E-Mail: OrderOrthopaedie@medi.de

Das Retourenmanagement der


Orthopädie erreichen Sie unter

+49 921 912-963

Oder per E-Mail: RetourenOrthopaedie@medi.de



Empfohlener Partner der
Gesellschaft für Orthopädisch-
Traumatologische Sportmedizin



Offizieller Kooperationspartner
der Deutschen Vereinigung für
Schulter- und Ellenbogenchirurgie



Partner der Verbandsärzte
Deutschland e. V.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
F +49 921 912-57
Germany
www.medi.de



0030300/05.2026



4 1047872167686 11



medi


Orthopädischer Gesamtkatalog für Ihren Arbeitsalltag

Erfolgreiche Therapie mit
dem medi Produktportfolio

Mai 2026



medi. ich fühl mich besser.



Notizen

[illegible]



75 Jahre medi I feel better. Since 1951.

Seit 1951 entwickeln wir mit viel Know-how und Liebe zum Detail innovative Lösungen für mehr Lebensqualität und echte Wohlfühl-Momente – damit Menschen sich besser fühlen.

Unsere medi Services

Profitieren Sie von unseren Online-Services als einfache und effektive Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag: Mit webbasierten Tools und passgenauen Angeboten heben wir die digitale Versorgungswelt stets auf ein neues Level – für höhere Kundenzufriedenheit, optimierte Abläufe und mehr Lebensqualität.

Bestellung

medi e-shop

Bequem und flexibel konfigurieren, bestellen und retounieren. Rund um die Uhr. Einfach und unkompliziert.



Digitales Retourenmanagement

Organisieren Sie Ihre Rücksendungen und Anfragen bei Versorgungungen jetzt noch effizienter und profitieren Sie – denn in vielen Fällen entfällt die Rücksendung.



Werbung

medi Bilder-Pool

Neutrale Produktfotos und attraktive Imagebilder für Ihren digitalen Auftritt bietet der medi Bilder-Pool.



medi Fachhandelsportal

Im medi Fachhandelsportal finden Sie verbraucherorientierte Marketing-Konzepte, bei denen die Kund:innen im Mittelpunkt stehen (zum Beispiel das bewährte Kundenbindungskonzept etc.).



Kennen Sie schon unsere kostenlosen Newsletter?

Bleiben Sie jederzeit zu Fach- und Service-Themen sowie Produkt-Highlights von medi auf dem Laufenden – kostenlos, gebündelt und aktuell! Mit den medi Newslettern erhalten Sie wertvolles und praktisches Know-how für Ihren Arbeitsalltag. Spannende Einblicke bieten Interviews mit Fachhändlern, Patient:innen, Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen.

medi for you –

Unsere Newsletter für Sie in der Übersicht:

- ✓ Für Führungs- und Fachkräfte im Sanitätsfachhandel
- ✓ Das erwartet Sie:
Fach-Interviews, Gesundheitswissen, Produktneuigkeiten aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und Footcare sowie Branchen-News
- ✓ Sechsmal jährlich

Kostenlose Anmeldung:
medi.biz/mfy



Der neue medi campus: Einfach. Praxisnah. Messbar.

Präsenzseminare und digitale Schulungen perfekt kombiniert –
Ihr Lernvorsprung im medizinischen Fachhandel.

Wofür steht der neue medi campus?

Der Alltag im Sanitätsfachhandel ist anspruchsvoll: Neue Produkte, veränderte Rahmenbedingungen, wachsender Bedarf an digitalem Know-how, knappe Ressourcen und steigende Kundenerwartungen.

Mit dem neuen medi campus bleiben Sie und Ihr Team jederzeit auf dem neuesten Stand – durch digitale Lernmodule und praxisnahe Präsenzs Schulungen, die sich ideal ergänzen.

Flexibel online lernen, persönlich vertiefen – so entsteht echter Kompetenzvorsprung.

Wer profitiert vom neuen medi campus?

Der medi campus richtet sich an alle Mitarbeitenden im medizinischen Fachhandel: Verkauf, Werkstatt, Außendienst und Führungsbereich.

Ob Neueinsteiger:in oder erfahrene Fachkraft – mit dem medi campus finden Sie genau das Lernformat, das zu Ihnen und Ihrem Team passt.

Digitale Effizienz trifft auf persönliche Erfahrung – ideal für jeden Lerntyp.

Was bietet der neue medi campus

- ➔ **Zugriff überall und jederzeit** – über PC, Tablet oder Smartphone
- ➔ **Zertifikate und Nachweise** an einem Ort für Ihr Qualitätsmanagement
- ➔ **Effiziente Verwaltung** aller Weiterbildungsaktivitäten Ihrer Mitarbeitenden
- ➔ **Praxisnah**, durch Hersteller- und Branchenwissen speziell für Sanitätshaus-Teams
- ➔ **Flexibles Lernen**, das sich dem Alltag im Sanitätsfachhandel anpassen lässt
- ➔ **E-Learnings und Videos** zu Produkten, Anwendungen und Branchenwissen
- ➔ **Buchungen von Präsenzseminaren** direkt auf der Plattform
- ➔ **Personalisierte Lernumgebung** für relevante Inhalte statt Einheitslösungen



Registrieren.

Durchstarten.

Vorsprung sichern.

Registrieren Sie sich und Ihre Mitarbeitenden einfach und kostenfrei mit einem persönlichen Account unter:

<https://de.medi-campus.com/>
oder scannen Sie einfach den
QR-Code



1. Schnelle Registrierung

2. Einfaches Vervollständigen Ihres persönlichen Profils

3. Direkt mit dem Lernen starten

Sie haben Fragen?

Unser medi campus Team unterstützt Sie gerne:

Mo – Do 08:00 – 16:00 Uhr

Fr 08:00 – 14:00 Uhr

0921 912-2020

seminare@medi.de



10

Rücken

- 14 Lumbamed® basic
- 15 Lumbamed® plus
- 16 Lumbamed® facet
- 17 Lumbamed® disc
- 18 Lumbamed® pro
- 20 Lumbamed® sacro
- 21 Lumbamed® maternity
- 22 Lumbamed® active
- 23 Lumbamed® stabil
- 25 Spinomed®
- 28 Spinomed® active
- 29 Spinomed® active men
- 30 medi 3 C®
- 31 medi® 4C

32

Schulter

- 34 medi® Shoulder action
- 35 medi® SAS® light
- 36 medi® SLK 90
- 37 medi® Easy sling
- 38 medi® Armschlinge
- 39 medi Arm fix®
- 42 medi® Humeral fracture brace plus
- 43 medi® SAS® comfort
- 44 medi® SAS® 15
- 45 medi® SAS® multi
- 46 medi® SAS® 45
- 47 medi® SAK®

48

Ellenbogen

- 50 Epicomed®
- 51 medi® Epibrace
- 52 medi® Epico active
- 53 medi® Epico ROM®s
- 54 medi® Epico ROM®s PRU

56

Hand

- 58 Manumed® active
- 60 Manumed®
- 61 Manumed® T
- 62 Manumed® RFX
- 63 medi® CTS



64

Knie

- 66 medi Rehab® one
- 67 medi® Zweizug-Kniebandage
- 68 Genumedi®
- 70 Genumedi® PA
- 74 Genumedi® PT
- 76 Genumedi® PSS
- 78 Genumedi® pro
- 80 Stabimed® pro RICE
- 81 Stabimed® RICE
- 82 Stabimed® pro
- 83 Stabimed®
- 84 Collamed® / Collamed® long
- 85 medi PT control®
- 86 medi® Soft OA light
- 87 medi® Smartfit OA
- 88 M.4s® comfort
- 89 M.4s® PCL dynamic
- 90 M.4 X-lock®
- 92 M.4s® OA comfort
- 94 igli® OA Carbon-Einlage
- 95 medi® ROM
- 96 medi® Classic
- 97 medi® Classic air
- 98 medi® Jeans
- 99 medi PTS®

100

Fuß- und Sprunggelenk

- 102 medi Rehab® one
- 103 medi® Zweizug-Knöchelbandage
- 104 Achimed®
- 105 Levamed®
- 106 Levamed® active
- 108 medi® Ankle RTS®
- 109 medi® Ankle sport brace
- 110 M.step®
- 111 Levamed® stabili-tri®
- 112 protect.CAT® Walker / short
- 113 medi® ROM Walker

114

Kidz

- 116 medi® Collar soft Kidz
- 116 medi® Clavicle support Kidz
- 117 medi® Armschlinge Kidz
- 118 medi Arm fix® Kidz
- 119 medi® Epico ROM®s Kidz
- 120 Manumed® Kidz
- 120 medi® Classic Kidz
- 121 medi® ROM Kidz
- 121 M.step® Kidz
- 122 medi® Walker boot Kidz



124

E+motion® Bandagen

- 126 Genumedi® E+motion®
- 127 Manumed® active E+motion®
- 128 Epicomed® E+motion®
- 129 Levamed® E+motion®
- 130 Lumbamed® plus E+motion®

Die exklusiven Vorteile der medi Produkte




Comfort Zone

medi Comfort Zone

In besonders sensiblen Beugebereichen wird eine spezielle Gestricktechnik angewandt, die das Gestrick weicher und elastischer macht.


› Der Tragekomfort für die Anwender:innen wird damit bei optimaler Wirkung maximiert.



Clima Fresh

medi Clima Fresh


Die integrierte Clima Fresh Funktion wirkt geruchshemmend. Dies wird über eine besondere Ausrüstung im Produktionsprozess erreicht.



Clima Comfort

medi Clima Comfort

Clima Comfort sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Moderne Faser-Technologien leiten Feuchtigkeit schnell von der Hautoberfläche ab und sorgen für eine hohe Atmungsaktivität.



New knit tech

Neueste Stricktechnologie

Leichtes Anziehen, angenehmes Tragegefühl, bewährte Stabilität.



Open enclosure

Open enclosure


Spürbar geringerer Druck auf die Kniescheibe durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings: Die innenliegende Stofftasche, in der sich die Pelotte befindet, ist in der Mitte offen und nur an ihrem äußeren Rand mit dem Gestrick verbunden. Somit bleibt das komplette Gestrick an der Kniescheibe elastisch und der Druck wird reduziert.



Non-Slip

Non-Slip


Sicherer Halt durch integrierte Silikon-Punkt-Beschichtung.



Sorglospaket

SLP

Das medi Sorglospaket bietet Ihnen ein System, mit dem Sie Ihre Patient:innen mit immer neuen, auf Keimarmut geprüften Orthesen versorgen. Vertrauen Sie auf bewährte medi Qualität – der Sicherheit zuliebe.



medi Airtex⁺

medi Airtex⁺


Das elastische Abstandsgestrick verbindet medizinische Kompression mit den funktional textilen Effekten **SMART TEMP** und **FRESH TECH**.

SMART TEMP

Die adaptive Thermoregulation basiert auf hydrofunktionalen Polymeren, die dynamisch auf Temperatur reagieren: Bei niedriger Temperatur garantieren sie einen wärmenden Effekt. Bei hoher Körpertemperatur ermöglichen sie eine kühlende Wirkung.

FRESH TECH

Die antibakterielle Wirkung von FRESH TECH gewährleistet eine optimale Hygiene – auch bei längerem Tragen.



medi Airtex

medi Airtex

Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktives medi Airtex Material.




Weitere Produktinformationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten auf unserer Website.






Lumbamed® – die Rückenorthesen mit vierfac



COMFORT MATERIAL

Angenehmes Tragegefühl: Atmungsaktive Materialien sorgen für optimale Klimaregulierung bei komfortabler Stabilität.



COMFORT FIT

Optimale Passform: Die Orthese passt sich flexibel jeder Bewegung an und ist – abhängig vom Modell – modular aufgebaut und abrüstbar.



Comfort Zone


... mit 2-Zonen-Gestrick sorgt für leichtes Anziehen und angenehmes Tragegefühl bei bewährter Stabilität.



OPTIMIERT

Angepasster Beinausschnitt

... im sensiblen Beugebereich setzt besonders hoch an, um Druckstellen zu vermeiden.



Clima Comfort

... ermöglicht eine optimale Klimaregulierung. Moderne Faser-Technologien leiten Feuchtigkeit schnell von der Hautoberfläche ab und bewirken hohe Atmungsaktivität.



OPTIMIERT

Abklappende Verschlussränder

... erhöhen den Komfort in Bewegung und beim Sitzen spürbar dank der optimierten Sitz-Knick-Kante.



OPTIMIERT

Faserkombination

... aus Hightech-Fasern und Naturfasern (z. B. aus Eukalyptus) ist besonders sanft zur Haut. Nun auch enthalten: innovatives SEAQUAL YARN.



OPTIMIERT

Modularer Aufbau

... erlaubt eine individuelle Anpassung an Schmerzempfinden und Bewegungsgrad bei therapiegerechtem Einsatz: Einzelne Elemente sind abrüstbar.



WAS IST SEAQUAL YARN?

Die neuen Lumbamed Gestricke bestehen zu zwölf Prozent aus SEAQUAL YARN – einem Garn, hergestellt aus recycelten PET-Flaschen: Das entspricht im Durchschnitt einer Literflasche pro Versorgung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes.



VARIANTENVEREINFACHUNG UND GRÖßENERWEITERUNG


Jedes Produkt ist als einheitliche Unisex-Variante verfügbar. Durch zusätzliche Größen können Leib- und Hüftumfänge bis 170 cm versorgt werden.

Informationen zum richtigen Maßnehmen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes.




hem Komfort

Die dargestellten Features gelten für folgende Lumbamed Produkte:
Lumbamed® sacro, Lumbamed® basic, Lumbamed® plus, Lumbamed® facet, Lumbamed® disc und Lumbamed® pro.



COMFORT HANDLING

Bequeme Handhabung: Träger:innen können die Orthese einfach an- und ablegen.



COMFORT EFFECT

Effektive Therapie: Funktionale Elemente unterstützen dank individueller Wirkweise gezielt den Rücken.



Beidseitige Handschlaufen

... ermöglichen einfaches Anlegen: Durch die Platzierung innen und außen am Gestrick kommt die Haut nicht mit dem Klettverschluss in Kontakt.



Kompressives Gestrick

... kann die Propriozeption verbessern. Eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung.



Praktische Fingerlasche

... hilft beim Öffnen der Orthese.



Anatomisch vorgeformte Stützelemente

... sorgen für Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule.



Nützliche Anklethilfe

... erleichtert das Schließen.



Präzise Pelotten

... dienen der gezielten Massage von Schmerzpunkten oder können ausgewählte Areale der Wirbelsäule überbrücken (Überbrückungspelotte).

Hinweis: Die Lumbamed sacro hat einen leicht abweichenden Verschluss, um einen noch besseren Sitz am Becken zu ermöglichen. Sie hat keine Fingerlasche und abklappbaren Verschlussränder.



Anpassbare Gurtsysteme

... ermöglichen eine individuelle und stufenlose Einstellung des zirkulären Drucks.

THERAPIEBEGLEITENDE ÜBUNGEN

Für Ihre Patient:innen stehen zusätzliche Übungen bei

- unspezifischem Rückenschmerz,
- Facettengelenkarthrose,
- ISG-Beschwerden,
- Bandscheibenbeschwerden, zur Verfügung.

Diese können digital abgerufen und zu Hause durchgeführt werden.



Lumbamed[®] basic

NEU

LWS-Orthese zur Stabilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.14.03.0017

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Lumbalgie
- Muskuläre Insuffizienz
- Schmerzzustände im lumbosakralen Übergang


Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung durch Haltungskorrektur
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule durch propriozeptive Kompression im Bauchbereich
- Stabilisierung des LWS-Bereichs und des lumbosakralen Übergangs durch vier dorsal integrierte Stabilisierungselemente
- Das kompressive Gestrück kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung


Produktvorteile



Vier bewährte Stützelemente sind anatomisch vorgeformt und fächerförmig angeordnet – für noch mehr Tragekomfort.




Neu: 2-Zonen-Gestrück mit erhöhtem Beugeausschnitt für ein angenehmes Tragegefühl und leichtes Anziehen bei bewährter Stabilität.




Beidseitige Handschlaufen mit Anklethilfe ermöglichen einfaches An- und Ablegen. Abklappende Verschlussränder passen sich jeder Bewegung an.

dark grey




Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.200.251	K.200.252	K.200.253	K.200.254	K.200.255	K.200.256	K.200.257

Gerade Körperform



Leibumfang (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150	150 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.200.251	K.200.252	K.200.253	K.200.254	K.200.255	K.200.256	K.200.257

Lumbamed® plus

NEU

LWS-Orthese mit Pelotte zur Stabilisierung und Massage

Hilfsmittelnummer: 23.14.03.2018

Auch als Lumbamed® plus E'motion® erhältlich (S. 130)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS durch Druckumverteilung mit einer Rückenpelotte notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Lumbalgie
- Muskuläre Dysbalancen im Lendenbereich

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung durch Zusammenspiel aus kompressivem Gestrick und integrierter Vario-Flex-Pelotte mit 3D-Profil
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule
- Stabilisierung des LWS-Bereichs und des lumbosakralen Übergangs durch integrierte Vario-Flex-Pelotte mit 3D-Profil
- Durchblutungsförderung und Abbau von Muskelverspannungen im LWS-Bereich durch 3D-Profil der integrierten Vario-Flex-Pelotte
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung

Produktvorteile



Mitgelieferte Pelotte mit einem dünnen, atmungsaktiven und waschbaren Überzug bietet mit 3D-Noppen einen spürbaren Massageeffekt.



Neu: 2-Zonen-Gestrick mit erhöhtem Beugeausschnitt für ein angenehmes Tragegefühl und leichtes Anziehen bei bewährter Stabilität.




Beidseitige Handschlaufen mit Anklethilfe ermöglichen einfaches An- und Ablegen. Abklappende Verschlussränder passen sich jeder Bewegung an.

dark grey



COMFORT EFFECT



COMFORT MATERIAL




COMFORT FIT



COMFORT HANDLING




Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.210.251	K.210.252	K.210.253	K.210.254	K.210.255	K.210.256	K.210.257

Gerade Körperform



Leibumfang (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150	150 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.210.251	K.210.252	K.210.253	K.210.254	K.210.255	K.210.256	K.210.257

Lumbamed[®] facet

NEU

LWS-Orthese zur Entlastung der Facettengelenke

Hilfsmittelnummer: 23.14.04.0024

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Facettengelenksarthrose
- Bandscheibenprotrusion, -prolaps
- Lumbalgie
- Lumboischialgie
- Lumbale Spinalkanalstenose
- Muskuläre Dysbalancen im Lendenbereich
- Spondylolisthese
- Spondylose
- Schmerzzustände im lumbosakralen Übergang

Therapeutischer Nutzen

- Entlastet gezielt die Facettengelenke durch effektive Entlordosierung
- Stabilisierung des LWS-Bereichs und des lumbosakralen Übergangs
- Dosiert präzise den intraabdominalen Druck mittels Doppel-3-Punkt-Gurtsystem und richtet das Becken auf
- Das kompressive Gestrück kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung

Produktvorteile



Individuell einstellbares und kürzbares Doppel-3-Punkt-Gurtsystem.



Die bewährten Stützelemente sind anatomisch vorgeformt und fächerförmig angeordnet – für noch mehr Tragekomfort.




Neu: 2-Zonen-Gestrick mit erhöhtem Beugeausschnitt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und leichtes Anziehen bei bewährter Stabilität.


dark grey



COMFORT EFFECT



COMFORT MATERIAL




COMFORT FIT



COMFORT HANDLING




Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.270.221	K.270.222	K.270.223	K.270.224	K.270.225	K.270.226	K.270.227

Gerade Körperform



Leibumfang (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150	150 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.270.221	K.270.222	K.270.223	K.270.224	K.270.225	K.270.226	K.270.227

Lumbamed[®] disc

NEU

Modulare LWS-Orthese zur
Entlastung und phasengerechten
Mobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.14.02.0003



Indikationen



Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Bandscheibenprotrusion, -prolaps (konservativ, postoperativ)
- Pseudoradikuläres Schmerzsyndrom
- Muskuläre Dysbalancen im Lendenbereich
- Mittelschwere Lumbalgie
- Mittelschwere Lumboischialgie

Therapeutischer Nutzen

- Entlastet gezielt die Facettengelenke durch effektive Entlordosierung
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule durch Kompression des Abdomens und integrierte Stützelemente
- Das kompressive Gestrück kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung

Produktvorteile



Modularer Aufbau erlaubt eine individuelle Anpassung an Schmerzempfinden und Bewegungsgrad bei therapiegerechtem Einsatz: Überbrückungspelotte inklusive Zuggurte ist abrüstbar.


Vier bewährte Stützelemente sind anatomisch vorgeformt und fächerförmig angeordnet – für noch mehr Tragekomfort.

Individuell kürzbares Gurtsystem mit Überbrückungspelotte. Das System ist auch um 180° gedreht anbringbar – je nach Ausprägung der Wirbelsäulenkrümmung.


dark grey



COMFORT EFFECT



COMFORT MATERIAL




COMFORT FIT



COMFORT HANDLING




Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.220.351	K.220.352	K.220.353	K.220.354	K.220.355	K.220.356	K.220.357

Gerade Körperform



Leibumfang (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150	150 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.220.351	K.220.352	K.220.353	K.220.354	K.220.355	K.220.356	K.220.357

Lumbamed[®] pro

COMING
SOON

**Modulare LWS-Orthese zur Entlastung
und phasengerechten Mobilisierung**

Hilfsmittelnummer beantragt: 23.14.02.0xxx



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Mittelschwere Lumboischalgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusion / Prolaps
- Mittelschweres pseudoradikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, Grad I, mit Lumbalgien
- Mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf)
- Zustand nach BS-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- Degeneration

Therapeutischer Nutzen

- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule durch Kompression des Abdomens, integrierte Stützelemente sowie stufenlos einstellbare Zuggurte
- Stabilisierung des LWS-Bereichs und des lumbosakralen Übergangs durch Zuggurte, Stützelemente und integrierte Vario-Flex-Pelotte mit 3D-Profil
- Schmerzlinderung und Haltungskorrektur durch das Zusammenspiel aus kompressivem Gestrick und integrierter Vario-Flex-Pelotte mit 3D-Profil
- Dosierte präzise den intraabdominalen Druck mittels 3-Punkt-Gurtsystem
- Durchblutungsförderung und Abbau von Muskelverspannungen im LWS-Bereich durch 3D-Profil der integrierten Vario-Flex-Pelotte

Produktvorteile



Modularer Aufbau erlaubt eine individuelle Anpassung an Schmerzempfinden und Bewegungsgrad bei therapiegerechtem Einsatz: Die Orthese ist zweistufig abrüstbar – Zuggurte und Vario-Flex-Pelotte sind separat abnehmbar.




Vier bewährte Stützelemente sind anatomisch vorgeformt und fächerförmig angeordnet – für noch mehr Tragekomfort.




Neu: 2-Zonen-Gestrick mit erhöhtem Beugeausschnitt für ein angenehmes Tragegefühl und leichtes Anziehen bei bewährter Stabilität.

dark grey




Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.290.201	K.290.202	K.290.203	K.290.204	K.290.205	K.290.206	K.290.207

Gerade Körperform



Leibumfang (cm)	66 – 76	76 – 88	88 – 101	101 – 115	115 – 130	130 – 150	150 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.290.201	K.290.202	K.290.203	K.290.204	K.290.205	K.290.206	K.290.207



Lumbamed[®] sacro

NEU

**Modulare Beckenorthese
mit Massage-Pelotten zur
Stabilisierung**

Hilfsmittelnummer: 23.11.01.1007



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Beckens notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Iliosakralgelenk-Syndrom
- Iliosakralgelenk-Instabilität
- Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion
- Beckenringinstabilität
- Bei rezidivierenden Myotendopathien (m. rectus abdominis, m. piriformis)

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung durch Stabilisierung des Beckens und der Iliosakralgelenke durch zirkuläre Kompression
- Verringerung von Bewegungsschmerz in den Iliosakralfugen
- Stabilisierung der Iliosakralgelenke und des Beckens durch die Kombination aus elastischen und unelastischen Materialien
- Gezielte Massage der Schmerzpunkte und Beschleunigung des Heilungsprozesses durch flexibel positionierbare Pelotten
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung


Produktvorteile



Modularer Aufbau erlaubt individuelle Anpassung an Schmerzempfinden und Bewegungsgrad bei therapiegerechtem Einsatz.



Flexibel positionierbare Massage-Pelotten.



Zuggurte für stufenlos und individuell dosierbaren Druck.

Optionales Zubehör




Ein Nachtverschluss (Art.-Nr.: K.280.239) kann zugekauft werden. Verbunden mit dem Orthesengestrick und den Pelotten kann dieser zur Stabilisierung in der Nacht eingesetzt werden.

dark grey



COMFORT EFFECT



COMFORT MATERIAL




COMFORT FIT



COMFORT HANDLING



Taillierte Körperform



Hüftumfang (cm)	76 – 86	86 – 98	98 – 111	111 – 125	125 – 140	140 – 155	155 – 170
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.280.211	K.280.212	K.280.213	K.280.214	K.280.215	K.280.216	K.280.217

Lumbamed[®] maternity

Lumbalorthese zur Stabilisierung während der Schwangerschaft

Hilfsmittelnummer: 23.14.03.1046



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Schmerzzustände im Lendenwirbelsäulen-Bereich während der Schwangerschaft
- Lumbalgie

Therapeutischer Nutzen

- Leibumschließendes Material mit integrierten Stabilisierungsstäben sowie individuell dosierbare Zugkräfte nehmen erhöhte Belastung durch das zunehmende Gewicht des Bauches auf
- Reduzierte Zugwirkung des Abdomens entlastet Bauchdecke, Becken sowie Lendenwirbelsäule und lindert Schmerzen
- Die Orthese unterstützt den Bauch und wirkt seinen erhöhten Zugkräften entgegen
- Die durch die Orthese reduzierte Zugwirkung des Abdomens entlastet Bauchdecke, Becken sowie Lendenwirbelsäule und kann Schmerzen lindern
- Integrierte Stabilisierungsstäbe entlasten zusätzlich die Lendenwirbelsäule

Produktvorteile



Stufenlose Einstellung des Bauchgurtes und einfache Anpassung bei wachsendem Bauch.



Außenliegende Hand-schleife für einfaches und kraftsparendes Anlegen.



Zuggurte für individuell dosierbare Wirkung.


Angenehmes, weiches Material und körper-gerechte Passform.

grey

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/maternity** zu den Patienten-informationen



Leibumfang (cm)	90 – 105	105 – 120	120 – 135
Größe	I	II	III
Art.-Nr.	K.250.201	K.250.202	K.250.203

Lumbamed[®] active

LWS-Orthese zur Stabilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.14.03.0014



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Lumbalgie
- Muskuläre Insuffizienz
- Schmerzzustände im lumbosakralen Übergang


Therapeutischer Nutzen

- Entlastung der Lendenwirbelsäule durch stabilisierende Wirkung
- Entlastung und Stabilisierung des lumbosakralen Übergangs durch vier Stabilisierungsstäbe
- Abbau von Schmerzen und Muskelverspannungen durch kompressive Wirkung
- Schmerzreduktion durch Haltungskorrektur
- Das kompressive Material kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung

Produktvorteile




Angenehmes Hautklima durch luftdurchlässige Struktur.



Leicht anzulegen durch beidseitig integrierte Handschlaufen.

Hoher Tragekomfort durch elastisches, anschmiegsames Bandagenmaterial.

 Schwarz



Leibumfang (cm)	70 – 82	82 – 95	95 – 108	108 – 121	121 – 134
Größe	I	II	III	IV	V
Art.-Nr.	K.230.501	K.230.502	K.230.503	K.230.504	K.230.505

Lumbamed® stabil

LWS-Orthese zur Entlastung

Hilfsmittelnummer: 23.14.04.0001



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Entlordosierung der LWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Lumbalgie
- Lumboischialgie
- Lumbale Spinalkanalstenose
- Muskuläre Dysbalancen im Lendenbereich
- Spondylolisthese
- Spondylose
- Schmerzzustände im lumbosakralen Übergang
- Bandscheibenprotrusion,- prolaps

Therapeutischer Nutzen

- Wirkungsvolle Entlordosierung und Entlastung durch 3-Punkt-Gurtung: Starke Zuggurte unterstützen die abdominale Kompression und heben den Unterbauch an
- Schmerzlinderung durch kompressive Wirkung des Gestricks und Massagewirkung der Pelotte
- Das kompressive Material kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Stabilisierung

Produktvorteile




Beidseitige Handschlaufen ermöglichen einfaches und kraftsparendes Anlegen.

Zuggurte ermöglichen individuelle Anpassung an den Therapieverlauf durch stufenlos einstellbaren Druck.

Stufenlos verstellbare Zügelemente.

Schwarz



Leibumfang (cm)	70 – 82	82 – 95	95 – 108	108 – 121	121 – 134	134 – 149
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	K.240.521	K.240.522	K.240.523	K.240.524	K.240.525	K.240.526

Spinomed® – Sicherheit, die sitzt.

Effektive und leitliniengerechte Therapie von
osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen:
Mit innovativem Pivot-Gelenk

Einkaufen

Tanzen

Wandern

Gartenarbeit

PIVOT-GELENK

Spinomed® – mit Pivot-Gelenk

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene

Hilfsmittelnummer: 23.15.04.4003



Über 25 Jahre Spinomed®: Die effektive Therapie zur schmerzarmen Mobilisation gemäß DVO-Leitlinie¹

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und / oder Korrektur der LWS / BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule
- Juveniler Morbus Scheuermann
- Rundrücken mit chronischem Rückenschmerz

Therapeutischer Nutzen

- Aktive Aufrichtung der Wirbelsäule durch Biofeedback-System²
- Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur²
- Reduktion der Schmerzen²
- Reduktion der Schwankneigung²
- Verbesserung der Vitalkapazität²
- Verbesserung der Lebensqualität²

Studien

Die Wirkung der Spinomed Rückenorthese wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen.²


Eine Zusammenfassung der klinischen Studie finden Sie im Scientific Summary No. 2 unter folgendem QR-Code:




Produktvorteile



Pivot-Gelenk für optimale Bewegungsfreiheit, sicheren Sitz und hohen Tragekomfort.



Gurtsystem für indikationsgerechte Aufrichtung und Schmerzlinderung.




Außenliegende Handschlaufe und beidseitige Greifhilfen ermöglichen kraftsparendes Anlegen.



Ergonomisch vorgeformte Schultergurte für einfaches und selbstständiges An- und Ausziehen.

 Grau



Rückenlänge (cm)	bis 42	41 – 48	47 – 54	53 – 60	59 – 66	65 – 72
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	5.669.081	5.669.082	5.669.083	5.669.084	5.669.085	5.669.086

¹ DVO. Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr 2023. Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/183-001> (Letzter Zugriff 29.01.2026).

² Pfeifer M et al. Effects of a New Spinal Orthosis on Posture, Trunk Strength, and Quality of Life in Women with Postmenopausal Osteoporosis: A Randomized Trial Am J Phys Med Rehabil 2004; 83(3): 177-186.



SpinoMed® –

wirbelsäulenaufrichtende

Orthesen

Wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit

Die Wirkung der Spinomed Rückenorthesen wurde im Rahmen klinischer Studien bestätigt.^{1,2,3}
Die Rückenorthesen stärken die Rumpfmuskulatur, erhöhen die Vitalität und verbessern die Körperhaltung nachhaltig.

Studiendesign

Expert:innen führten drei prospektive, randomisierte Cross-Over-Studien durch. Ziel war es, die Wirksamkeit von neu entwickelten Wirbelsäulenorthesen bei Patient:innen mit osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen beziehungsweise Osteoporose-Diagnose zu beurteilen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studien zeigten positive Effekte bei osteoporotischen Patient:innen, die mit Spinomed Rückenorthesen behandelt wurden.

Schlussfolgerung: Hoher Compliance-Faktor

Die allgemeine Compliance der Studienteilnehmer:innen war in allen Studien exzellent. Die Verwendung einer Orthese stärkt die Rumpfmuskulatur und verbessert dadurch die Körperhaltung bei Patient:innen mit Osteoporose. Zusätzlich wird durch die Reduktion der Schmerzen und Alltagseinschränkungen sowie der Zunahme der Beinmuskulatur die Mobilität der Patient:innen erhöht und eine verbesserte Lebensqualität erreicht. Daher kann die Anwendung einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese eine wirksame, nichtpharmakologische Option zur Behandlung der spinalen Osteoporose darstellen.



Rückenmuskulatur + 73 %

Das Tragen der Spinomed Rückenorthesen war mit einer Kraftzunahme der Rückenmuskulatur um bis zu 73 % assoziiert ($p < 0,01$).

Bauchmuskulatur + 58 %

Auch die Bauchmuskulatur nahm deutlich zu – um bis zu 58 % ($p < 0,01$).

Kyphosewinkel – 11 %

Die Patient:innen profitierten von einer aufrechteren Haltung – der Kyphosewinkel wurde nachweislich um bis zu 11 % ($p < 0,01$) verringert. Dies kann zu einer verbesserten Atmung führen.

Schwankneigung – 25 %

Durch die verbesserte Körperhaltung der Patient:innen konnte auch die Schwankneigung um bis zu 25 % ($p < 0,01$) reduziert werden.

Schmerzen – 37 %

Weiterhin verbesserte sich die Lebensqualität: Anwender:innen von Spinomed berichteten von einer Schmerzminderung von bis zu 37 % ($p < 0,01$), während sich das Wohlbefinden um 15 % steigerte ($p < 0,01$).

Studien

¹ Pfeifer M et al. Effects of a New Spinal Orthosis on Posture, Trunk Strength, and Quality of Life in Women with Postmenopausal Osteoporosis: A Randomized Trial Am J Phys Med Rehabil 2004;83(3): 177-186.

² Hettchen M et al. Effects of the "Spinomed active" orthosis on chronic back pain in kyphotic women with osteoporotic vertebral fractures three months and older: A randomized controlled study. Front. Pain Res. 3:1038269.

³ Genest F et al. Feasibility of simple exercise interventions for men with osteoporosis – A prospective randomized controlled pilot study. Bone Rep. 2021;15:101099.

Spinomed® active

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene

Hilfsmittelnummer: 23.15.04.4038



Effektive Therapie zur schmerzarmen Mobilisation gemäß DVO-Leitlinie¹

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und / oder Korrektur der LWS / BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule

Therapeutischer Nutzen

- Aktive Aufrichtung der Wirbelsäule durch Biofeedback-System²
- Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur²
- Reduktion der Schmerzen²
- Verbesserung der rückenbeschmerzbedingten Alltagseinschränkungen²

Studien


Die Wirkung der Spinomed active Rückenorthese wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen.²



Eine Zusammenfassung der klinischen Studie finden Sie im Scientific Summary No. 11 unter folgendem QR-Code:



Produktvorteile



Angenehm und unauffällig unter Kleidung zu tragen.



Individuelle werkzeugfreie Anpassung an die Wirbelsäulenform durch Rückenschiene aus Aluminium.



Verstellbare Schulterträger sorgen für perfekten Sitz.

Champagner

Schwarz

Variantenvielfalt für individuelle Patientenbedürfnisse (mit Cup, ohne Cup, Schwarz, Champagner). In der schwarzen Variante nur mit Cup erhältlich.

¹ DVO. Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr 2023. Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/183-001> (Letzter Zugriff 29.01.2026).

² Hettchen M et al. Effects of the "Spinomed active" orthosis on chronic back pain in kyphotic women with osteoporotic vertebral fractures three months and older: A randomized controlled study. Front. Pain Res. 3:1038269.

Für die Spinomed active / Spinomed active men bitte separaten Bestellblock anfordern (Art.-Nr. 0032204).

Spinomed® active men

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene

Hilfsmittelnummer: 23.15.04.4038



Effektive Therapie zur schmerzarmen Mobilisation gemäß DVO-Leitlinie¹

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und / oder Korrektur der LWS / BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule

Therapeutischer Nutzen

- Aktive Aufrichtung der Wirbelsäule durch Biofeedback-System²
- Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur²
- Reduktion der Schmerzen²
- Verbesserung der Beinmuskulatur im Chair-Rise-Test³
- Erhöhung der Ganggeschwindigkeit³

Studien


Die Wirkung der Spinomed active men Rückenorthese wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen.²



Eine Zusammenfassung der klinischen Studie finden Sie im Scientific Summary No. 9 unter folgendem QR-Code:




Produktvorteile




Angenehm und unauffällig unter Kleidung zu tragen.



Individuelle werkzeugfreie Anpassung an die Wirbelsäulenform durch Rückenschiene aus Aluminium.



Verstellbare Schultergurte sorgen für perfekten Sitz.



Praktischer 2-Wege-Frontreißverschluss ist einfach zu bedienen.

Grau

¹ DVO. Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr 2023. Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/183-001> (Letzter Zugriff 29.01.2026).

² Hettchen M et al. Effects of the „Spinomed active“ orthosis on chronic back pain in kyphotic women with osteoporotic vertebral fractures three months and older: A randomized controlled study. Front. Pain Res. 3:1038269.

³ Genest F et al. Feasibility of simple exercise interventions for men with osteoporosis - A prospective randomized controlled pilot study. Bone Rep. 2021;15:101099.

Für die Spinomed active / Spinomed active men bitte separaten Bestellblock anfordern (Art.-Nr. 0032204).

medi 3 C®

Orthese zur Entlastung der
LWS / BWS in Sagittalebene

Hilfsmittelnummer: 23.15.04.0011



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Korrektur der LWS / BWS und eine Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Stabile Wirbelkörper-Kompressionsfraktur der mittleren und unteren Brust- und / oder Lendenwirbelsäule
- Juveniler Morbus Scheuermann
- Temporäre, postoperative Ruhigstellung

Therapeutischer Nutzen

- Reklination der Lendenwirbelsäule und der unteren Brustwirbelsäule und Fixierung der Lendenwirbelsäule in Hyperlordose

Produktvorteile




Ratschenverschluss ermöglicht leichtes Schließen der Orthese.




Dynamische Anpassung der Sternalpelotte an die unterschiedlichen Körperpositionen im Stehen und Sitzen.

Wasserfestes Material erleichtert die Anwendung im Alltag.

Silber



Sternalstab, 27 cm	Rumpflänge	Leibumfang	Art.-Nr.
Kleine Basisplatte	45 – 53 cm	55 – 90 cm	5.6C0.001
Große Basisplatte	45 – 53 cm	91 – 125 cm	5.6C0.002



Sternalstab, 20 cm	Rumpflänge	Leibumfang	Art.-Nr.
Kleine Basisplatte	37 – 45 cm	55 – 90 cm	5.6C7.001
Große Basisplatte	37 – 45 cm	91 – 125 cm	5.6C7.002

medi[®] 4C

Orthese zur Entlastung der LWS /
BWS in Sagittal- und Frontalebene

Hilfsmittelnummer: 23.15.04.1008



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Teilentlastung durch Korrektur der LWS / BWS und eine Bewegungseinschränkung in Sagittal- und Frontalebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Stabile Wirbelkörper-Kompressionsfraktur der mittleren und unteren Brust- und / oder Lendenwirbelsäule
- Temporäre, postoperative Ruhigstellung
- Konservativ bei inoperablen oder postoperativ bei Wirbelsäulentumoren und -metastasen
- Axiale Stabilisierung bei osteoporotisch bedingten Sinterungen der Brust- und Lendenwirbelsäule

Therapeutischer Nutzen

- Reklination der Lendenwirbelsäule und der unteren Brustwirbelsäule
- Fixierung der Lendenwirbelsäule in Hyperlordosestellung
- Effektive Einschränkung der Bewegung in Sagittal- und Frontalebene

Produktvorteile




Ratschenverschluss ermöglicht leichtes Schließen der Orthese.



Gute Passform durch stufenlose Einstellmöglichkeiten in drei Ebenen.

Hoher Tragekomfort durch leichte Bauweise und angenehme Polsterung.

 Silber



Leibumfang (cm)	bis 125	bis 125
Rückenpelotte (cm)	22	28
Art.-Nr.	5.662.011	5.662.012





medi[®] Shoulder action

Schultergelenksorthese mit bewegungs-
begrenzender Funktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.03.0008



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung und Stabilisierung der physiologischen Gelenkbewegung der Schulter notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks
- Konservativ nach akuter und habitueller Schulterluxation oder Subluxation
- 2. Phase der Rehabilitation nach operativer Therapie einer Schulterinstabilität


Therapeutischer Nutzen

- Die individuell anpassbare Vorspannung der Orthese wirkt als dynamischer Stabilisator, indem Abduktion und Außenrotation dynamisch gebremst werden
- Die individuelle Einstellbarkeit des Gurtsystems verhindert, dass die Schulter eine gelenkschädigende Abduktion und Außenrotation erreicht


Produktvorteile




Hoher Tragekomfort auch bei sportlicher Belastung durch dünnes und atmungsaktives Material.



Einfaches Anlegen ohne zusätzliche Unterstützung.




Einfache Einstellung der Orthese.



Ausreichende Grundbeweglichkeit mit Verhinderung der kritischen Bewegungen.

Möglichkeit, das Produkt unter weit geschnittener Kleidung direkt auf der Haut zu tragen.

 Schwarz



Brustumfang (cm)	75 – 85	86 – 96	97 – 107	108 – 120
Größe	S	M	L	XL
Art.-Nr.	R.04◊.002	R.04◊.003	R.04◊.004	R.04◊.005

◊ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] SAS[®] light

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion; Neutralstellung

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0064



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und Neutralrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humerkopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprennung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion und Neutralrotation
- Lagerung in Neutralrotation unterstützt postoperative Einheilung der verletzten Strukturen
- Konstruktion ermöglicht eine leichte Streckung des Ellenbogens zur Unterstützung des Lymphabflusses
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage
- Zusätzlicher Gurt verhindert ungewollte Bewegungen nach posterior und kann bei Bedarf angebracht werden

Produktvorteile



Offene Konstruktion ermöglicht eine einfache Pflege und Nachbehandlung (zum Beispiel Lymphdrainage oder Wundversorgung).



Ergonomisch geformte Unterarmauflage sorgt für sichere Lagerung und führt zu einem hohen Tragekomfort.



Zusätzlicher Gurt verhindert ungewollte Bewegungen nach posterior und kann bei Bedarf angebracht werden.

Grau

Größe universal

Art.-Nr. R.01◇.000

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] SLK 90

Schulter-Abduktionsorthese;
5° Abduktion; Neutralstellung

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0058



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und Neutralrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humerkopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 5° Abduktion und 90° zur Frontalebene durch anatomisch geformtes Kissen
- Entlastung der hinteren Schulterstrukturen durch sichere Lagerung der Schulter in 90° zur Frontalebene
- Stabile Lagerung dank anatomisch geformtem Kissen
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Ergonomisches Design der Handauflage

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.




Komfortable und sichere Lagerung dank anatomisch geformtem Kissen.

Hochwertige Verschlussmechanismen.

Hochwertiges Polstermaterial.

Grau



Unterarmlänge (cm)	bis 34	35 – 39	über 39
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	R.133.◇02	R.133.◇03	R.133.◇04

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi® Easy sling

Schultergurt zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0058



Auch als ICE-Variante mit
Kühlkomresse erhältlich

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation bei hoher Variabilität des Ausmaßes:
 - Reduzierung der Zugkraft auf den Nacken
 - Am Tag: abgerüstet durch kontrollierte Beweglichkeit
 - In der Nacht: strenge Fixierung

Produktvorteile



Strenge Fixierung in der Nacht durch zusätzlichen Bauchgurt möglich.



Variante zur Entlastung des Nackens.

 Grau

Insgesamt drei verschiedene Tragevarianten.

Weiterführende Produktinformationen



Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/easy-sling-ice gelangen Sie zu weiteren Informationen und (Anzieh-)Videos.

Variante medi Easy sling ICE



Das formstabile, nichtfließende Kühlgel in der Komresse gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung.

Schultergurt (cm)	160	200
Körpergröße (cm)	bis 185	über 185
Größe	S	L
Art.-Nr.	R.030.G◊2	R.030.G◊4

◊ = Variante: 0 = Standard, 9 = ICE

medi[®] Armschlinge

SchulterSchlinge zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0025



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Sichere Lagerung der Schulter und des Ellenbogens in Innenrotation
- Limitierung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Möglichkeit zur sicheren Immobilisierung der Schulter
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (zum Beispiel Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Durch sichere Lagerung wird der Heilungsprozess unterstützt

Produktvorteile



Individuelle Einstellung auf alle Größen durch Umstülpen der Tasche und Fixierung mit Klettunkten möglich.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hautfreundliches Material.

Hochwertiges Polstermaterial.

Grau



medi Kidz – auch als medi Kidz Version erhältlich.

Größe universal

Art.-Nr. R.040.G09

medi Arm fix[®]

SchulterSchlinge zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0019



Auch als ICE-Variante mit
Kühlkomresse erhältlich

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Zuverlässige Einschränkung von Bewegungen, die den Heilungsprozess stören würden
- Einschränkung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Schutz vor unzuträglichen Gelenkbewegungen des Schulter- und Ellenbogengelenks
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche begünstigt frühfunktionelle Bewegungen

Produktvorteile



Eigenständiges An- und Ablegen möglich.



Konstruktion erleichtert frühfunktionelle Bewegungen.



Vorgeformte Oberarm-schlaufe erleichtert einhändiges Anlegen.

Grau



medi Kidz –
auch als medi
Kidz Version
erhältlich.

Weiterführende Produktinformationen




Per QR-Code oder
Short-URL
medi.biz/arm-fix-ice
gelangen Sie zu
weiteren Informationen
und (Anzieh-) Videos.

Variante medi Arm fix ICE



Das formstabile,
nichtfließende Kühlgel
in der Komresse
gewährleistet eine
gleichmäßige Kühlung.



Artikel	medi Arm fix Mini	medi Arm fix	medi Arm fix Maxi
Taillenumfang (cm)	bis 85	85 – 125	125 – 140
Bauchgurt-Breite (cm)	12	12	12
Art.-Nr.	R.050.6◇9	R.050.7◇9	R.050.4◇9

◇ = Variante: 1 = Standard, 9 = ICE



Testsieger: medi Schulterprodukte

Funktionstest belegt: Die Verschluss-Mechanismen der medi Schulterprodukte bieten am längsten Halt und Sicherheit.

Patient:innen ein sicheres Gefühl geben, das ist eine der wesentlichen Aufgaben von medizinischen Hilfsmitteln.

Um dies zu gewährleisten, ist eine einfache und dauerhaft verlässliche Funktionalität wichtig. Das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. hat daher die Verschlusssysteme von Schulterprodukten dreier Hersteller untersucht. Die Prüfer:innen testeten, wie sich die verschiedenen Klett-Velours-Kombinationen zu Beginn und nach 500 Zyklen „Öffnen und Schließen“ verhalten. Die Widerstandskraft wurde dabei in Newton pro Quadratzentimeter (N / cm^2) gemessen.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Testsieger sind die Produkte von medi.

Schließsysteme von medi erfüllen als einziger Hersteller die DIN 3415

1. Nach einem Zyklus „Öffnen und Schließen“


Beim ersten Öffnen erfüllten alle Produkte die Forderung der Norm DIN 3415 von $6,00 \text{ N} / \text{cm}^2$.

2. Nach 500 Zyklen „Öffnen und Schließen“

Nach 500 Zyklen ließ die Funktion der Hakenbänder einiger Produkte nach. Sie konnten die geforderten $3,00 \text{ N} / \text{cm}^2$ (eigentlich Norm für 10.000 Zyklen) bereits nicht mehr erfüllen. Einzig das System von medi erreichte mit $7,72 \text{ N} / \text{cm}^2$ nach 500 Zyklen problemlos sogar noch die Anforderungen für den Ausgangszustand.

> Der Halt und die Sicherheit für das jeweils zu schonende Kompartiment ist bei Wettbewerbern nach 500 Zyklen unzureichend oder gar nicht gewährleistet.

> medi Schulterprodukte bieten durch die hohe Qualität Stabilität und Sicherheit.



Quelle: titv / Prüfbericht 29 / 14

medi[®] Humeral fracture brace plus

Orthese zur Ruhigstellung des Oberarmes

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.1004



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in einstellbarer Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Versorgung von proximalen Humerusfrakturen (konservativ, postoperativ)
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese

Therapeutischer Nutzen

- Verhinderung von unzuträglichen Bewegungen des Humerus
- Ruhigstellung des Humerus
- Stabilisierung des Humerus


Produktvorteile



Einfaches Anlegen.



Röntgen ohne Ablegen der Orthese möglich, da Kunststoffstäbe in Oberarmtasche.




Kleines Abduktionskissen wirkt als Hypomochlion am Humerus zur besseren Einheilung.



Unterarmschlaufe abnehmbar.



Grau



Brustumfang (cm)	75 – 85	86 – 96	97 – 107	108 – 120
Größe	S	M	L	XL
Art.-Nr.	R.042.2◊2	R.042.2◊3	R.042.2◊4	R.042.2◊5

◊ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] SAS[®] comfort

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0051



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Druckentlastung des Subacromialraumes durch Abduktion
- Entlastung des Nervus Ulnaris durch anatomische Aussparung am Oberarm
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage


Produktvorteile



Verbesserter anatomischer Oberarm-Ausschnitt zur Entlastung des Nervus Ulnaris und komfortablen Lagerung des Arms.



Extraweiches Innenmaterial fasst den Arm angenehm ein. Atmungsaktives Material an der Außenseite fördert das Trageklima auch bei hohen Temperaturen.




Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Atmungsaktives Material an der Außenseite fördert das Trageklima auch bei hohen Temperaturen.

 Grau



Unterarmlänge (cm)	bis 34	35 – 39	ab 39
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	R.013.◇12	R.013.◇13	R.013.◇14

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] SAS[®] 15

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0012



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Zur postoperativen Einheilung der verletzten Strukturen
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage

Produktvorteile



Atmungsaktive Unterarmtasche für verbesserten Tragekomfort.




Sichere und komfortable Lagerung durch anatomisch vorgeformtes Kissen.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertige Verschlussmechanismen und hochwertiges Polstermaterial.

Grau



Unterarmlänge (cm)	bis 34	35 – 39	ab 39
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	R.011.012	R.011.013	R.011.014

medi[®] SAS[®] multi

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion und optionale Außenrotation

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0036



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und optionaler Außenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humerkopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Taillen umschließendes Kissen für stabile Lagerung, auch im Liegen
- Sichere Ruhigstellung der Schulter, auch in der Nachtphase
- Optionale Lagerung der Schulter in leichter Außenrotation durch separaten Keil
- Stabile Druckentlastung des Subacromialraumes
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage

Produktvorteile




Separate Keile zur individuellen Einstellung der Außenrotation.



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verschlussmechanismen.

Grau



Unterarmlänge (cm)	bis 34	ab 35
Größe	S	L
Art.-Nr.	R.022.◇09	R.023.◇09

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] SAS[®] 45

Schulter-Abduktionsorthese;
45° oder 30° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0013



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 45° oder 30° Abduktion
- Druckentlastung des Subacromialraumes
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmgurte
- Anatomisch geformtes Kissen für stabile Lagerung ohne Bewegung nach posterior
- Ergonomisches Design der Handauflage

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.




Anatomisch geformtes Kissen.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verschlussmechanismen.

Grau



Taillenumfang (cm)	bis 80	81 – 104	ab 105
Größe	Mini	S	L
Art.-Nr.	R.021.009	R.021.002	R.021.004

medi® SAK®

Schulter-Abduktionsorthese;
10° – 60° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0009



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Sichere Ruhigstellung des Armes in definierter Abduktionsstellung (von 10° – 60°) und Entlastung der Schulter
- Sichere Lagerung des Oberarmes in Abduktionsstellung durch Oberarmkeil
- Temporäre Entlastung des Subacromialraumes
- Unterstützung des Therapieverlaufs durch stufenweise einstellbare Abduktionsgrade
- Passive Mobilisation des Arms auf dem Kissen möglich
- Ergonomisches Design der Handauflage

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verschlussmechanismen.

Grau

Größe universal

Art.-Nr. 5.830.401





Epicomed®

Komfort-Ellenbogenbandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Pelotten

Hilfsmittelnummer: 05.08.01.1001

Auch als Epicomed® E*motion® erhältlich (S. 128)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit Profilpolstern am Ellenbogen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Epicondylitis humeri radialis oder ulnaris
- Arthrose und Arthritis

Therapeutischer Nutzen


- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotten (Massageeffekt)
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch kompressives Gestrick und zusätzliches Gurtband
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/epi zu den therapiebegleitenden Übungen

Produktvorteile



Besonders lang am Oberarm, um weiches Bindegewebe angenehm einzufassen. Breiter und flexibler Abschlussrand für sicheren Sitz.




Abnehmbares Gurtband zur individuellen Dosierung des Drucks.



3D-Silikon-Pelotte.



Innovatives Komfortgestrick mit körpergerechter Passform und anschlüssigen Abschlussrändern.




Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone



Unterarmumfang (cm)	17 – 20	20 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 32	32 – 35
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	K.400.211	K.400.212	K.400.213	K.400.214	K.400.215	K.400.216

medi® Epibrace

Epicondylitisorthese zur
Entlastung der Sehnenansätze

Hilfsmittelnummer: 23.08.04.0011



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und / oder radialen Epicondylus notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Epicondylitis humeri radialis oder ulnaris

Therapeutischer Nutzen

- Ellenbogenorthese zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und / oder radialen Epicondylus
- Durch die Pelotte kann ein gezielter Druck auf den Muskelbauch und die Sehnenansätze im proximalen Bereich des Unterarms erzielt werden
- Durch Verschluss kann der Druck individuell dosiert werden
- Durch Entlastung der Muskelursprünge können bewegungsbegleitende Schmerzen reduziert werden

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/epi** zu den therapiebegleitenden Übungen

Produktvorteile



Flexible Pelotte: universal einsetzbar, links und rechts sowie Golfer- und Tennis- Ellenbogen, herausnehmbar.



Weicher Abschlussrand: sanft zur Haut, kein Einschneiden.



Präzise Druckdosierung durch Nummerierung am Gurtband.



Noch einfacheres und selbstständiges Anlegen durch Rückhalteband möglich.



Für einen Unterarmumfang
bis zu 36 cm geeignet

Größe universal

Art.-Nr. R.110.01Δ

Δ = Farbe ergänzen: 0 = Blau / Grau, 1 = Magenta / Grau, 2 = Lime / Grau

medi® Epico active

Ellenbogenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und / oder Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.08.03.0006



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Ellenbogengelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativer Einsatz zur frühfunktionellen Behandlung nach rein ligamentären Ellenbogenluxationen
- Bei medialer und / oder lateraler Ellenbogeninstabilität
- Postoperativer Einsatz bei Osteochondrosis dissecans
- Postoperativer Einsatz nach operativer Knorpeltherapie
- Postoperativer Einsatz nach operativer Bandnaht oder -plastik

Therapeutischer Nutzen

- Unterstützung der Therapie durch sichere physiologische Führung des Ellenbogengelenks
- Unterstützung bei der Rückkehr in die Aktivität
- Schutz vor unzuträglichen Varus- und Valguskraften
- Extensions- und Flexionsbegrenzungen ermöglichen eine individuelle, therapie-rechte Mobilisierung zur Unterstützung des Heilungsverlaufs
- Stabilisierung des Ellenbogengelenks unterstützt die Reduktion von bewegungs-begleitenden Schmerzen

Produktvorteile



Weiches, atmungs-aktives Material im sensiblen Beugebereich für mehr Tragekomfort.



Indikatorlinie in der Ellenbogenbeuge für leichte und korrekte Positionierung.




Austauschbares Keileset zur individuellen Flexions- (45° – 90°) und Extensionsbegrenzung (0° – 45°) (Bewegungsbereich).

 Grau / Lime

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/epi** zu den therapie-begleitenden Übungen



Unterarmumfang* (cm)	19 – 23	23 – 26	26 – 29	29 – 32	über 32
Oberarmumfang** (cm)	21 – 24	24 – 28	28 – 32	32 – 37	über 37
Größe	XS	S	M	L	XL
Art.-Nr.	R.033.001	R.033.002	R.033.003	R.033.004	R.033.005

* 5 cm unterhalb des Ellenbogengelenks gemessen; ** 15 cm oberhalb des Ellenbogengelenks gemessen
Die Ellenbogenorthese ist mit einem 20° Extensionskeil vorinstalliert.

medi® Epico ROM®s

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des PRU-Gelenks

Hilfsmittelnummer: 23.08.02.1003



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie zum Beispiel:

- Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder
- Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen
- Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen
- Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
- Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen
- Radiusköpfchenfraktur (konservativ, postoperativ)
- Sicherung des Heilungsergebnisses nach prothetischen Versorgungen
- Distale Humerusfraktur (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung der Pronations- sowie Supinationsbewegung des Unterarmes durch immobilisierende Handauflage
- Definierbare Bewegungsbegrenzung (0° – 120°) gewährleistet eine therapie-rechte Mobilisierung und fördert damit den Heilungsprozess


Produktvorteile



Einstellbare Flexions- und Extensionsbegrenzung (in 10er-Schritten) von 0° – 120°.



Ausgestellte Handauflage mit angenehmem Material für mehr Tragekomfort – auch bei hohen Schwellungszuständen der Hand.



Rutschsichere Oberarm-Polster, die sich dem Oberarm flexibel anpassen und einen sicheren Sitz unterstützen. Die Polster sind zur individuellen Anpassung einfach kürzbar.

Grau / Graphit



medi Kidz – auch als medi Kidz Version erhältlich.



Unterarmlänge (cm)	bis 29	29 – 42
Größe	S	L
Art.-Nr.	R.033.◇02	R.033.◇04

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] Epico ROM[®]s PRU

Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung mit
einstellbarer Immobilisierung des proximalen
Radius-Ulnar-Gelenks

Hilfsmittelnummer: 23.08.02.007



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie zum Beispiel:

- Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder
- Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen
- Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen
- Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen
- Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
- Radiusköpfchenfraktur (konservativ, postoperativ)
- Sicherung des Heilungsergebnisses nach prothetischer Versorgung
- Distale Humerusfraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Einstellbarkeit der Pronations- sowie Supinationsbewegung des Unterarmes
- Einstellbare Bewegungsbegrenzung (-10° – 120°) gewährleistet eine therapiegerechte Mobilisierung und fördert damit den Heilungsprozess
- Durch die Führung und definierte Bewegungsbegrenzung kann ein bewegungsbedingter Schmerz verhindert werden

Produktvorteile




Einstellbarkeit der Handauflage in Pronation und Supination in 25° -Schritten von jeweils 0° bis 75° je nach Indikation. Der Bewegungsumfang kann auch komplett freigegeben werden.



Quick-Lock-Mechanismus ermöglicht einfache Immobilisierung.



Einstellbare Begrenzung der Flexion (0° – 120°) und Extension (-10° – 0°) in 10° -Schritten.



Ausgestellte Handauflage mit angenehmem Material für mehr Tragekomfort – auch bei hohen Schwellungszuständen der Hand.

Grau /
Graphit



Unterarmlänge (cm)	bis 29	29 – 42
Größe	S	L
Art.-Nr.	R.034.◇02	R.034.◇04

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts







Manumed® active

Komfort-Handgelenkbandage zur Weichteilkompression mit Stabilisierungsstab

Hilfsmittelnummer: 05.07.02.0127

Auch als Manumed® active
E*motion® erhältlich
(S. 127)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stützung des Handgelenks durch eine Verstärkung beziehungsweise Pelotte notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Handgelenkverletzungen, zum Beispiel Verstauchungen, Distorsionen
- Handgelenksarthrose
- Tendovaginitis
- Instabilitätsgefühl

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung, Entlastung und Schmerzreduktion des Handgelenks durch Zusammenspiel von kompressivem Gestrick, Handschiene und zusätzlichem Gurtband
- Schwellungsbegrenzende Wirkung durch kompressives Gestrick
- Korrekte Positionierung des Gurtes und Entlastung des äußeren Handknöchels durch optimierte Gurtband-Öffnung
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile



Körpergerechte Passform und hohe Elastizität speziell im Bereich des Daumens durch eine optimierte Comfort Zone.



Anschmiegsamer Abschlussrand beugt Einschnürungen vor.




Wirkungsvolle Unterstützung und Stabilisierung durch größenoptimierte, anatomisch vorgeformte Handschiene.

Kostenlos in jeder Verpackung



Leichtes Anziehen durch beiliegende Anziehhilfe aus Ballonseide.

Silber



Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone



Handgelenkumfang (cm)	13 – 15	15 – 17	17 – 19	19 – 21
Größe	I	II	III	IV
Art.-Nr.	K.41◇.211	K.41◇.212	K.41◇.213	K.41◇.214

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts




Manumed®

Handgelenkorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4011

Produktvorteile



Einfaches Anlegen durch offene Schlupfversion und integrierte Rückhalteschlaufen.



Individuelle Anpassung der Aluminiumschiene an die Hand.

Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktives medi Airtex Material.

 Grau

 Schwarz



medi Kidz – auch als medi Kidz Version erhältlich.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Ruhigstellung bei Distorsionen
- Tendinitis, Tendovaginitis
- Konservativ bei stabiler distaler Radiusfraktur
- Arthrotische Veränderungen im Bereich des Handgelenks
- Karpaltunnelsyndrom (konservativ, postoperativ)
- Verletzungen des triangulären Komplexes (TFCC)
- Loge-de-Guyon-Syndrom

Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung von Bewegungsschmerz durch volare Stabilisierung
- Ruhigstellung / Immobilisierung des Handgelenks bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens



Handgelenkumfang (cm)	bis 14	14 – 18	19 – 23	24 – 28
Größe	0	I	II	III
Art.-Nr.	R.110.◇Δ0	R.110.◇Δ1	R.110.◇Δ2	R.110.◇Δ3

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts / Δ = Farbe ergänzen: 3 = Grau, 0 = Schwarz

Manumed® T

Handgelenkorthese zur
Immobilisierung mit Fixierung
des Daumens

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.2017



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Daumenfixierung notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Distorsionen des Handgelenks und / oder Daumens
- Postoperative Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens
- Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks
- Tendinitis, Tendovaginitis des Handgelenks und / oder des Daumens
- Entzündliche Phasen bei rheumatischen Erkrankungen
- Rhizarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung von Bewegungsschmerz durch Stabilisierung des Handgelenks und des Daumens
- Ruhigstellung und Stabilisierung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks durch Daumeneinfassung in funktionaler Stellung
- Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens bei freier Beweglichkeit der Finger
- Entlastung der betroffenen Gelenke durch Ruhigstellung in funktionaler Position

Produktvorteile



Einfaches Anlegen durch offene Schlupfversion und integrierte Rückhalteschlaufen.



Individuelle Anpassung der Aluminiumschiene an die Hand.

 Grau

 Schwarz



medi Airtex

Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktives medi Airtex Material.



Handgelenkumfang (cm)	bis 14	14 – 18	19 – 23	24 – 28
Größe	0	I	II	III
Art.-Nr.	R.110.◇Δ0	R.110.◇Δ1	R.110.◇Δ2	R.110.◇Δ3

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts / Δ = Farbe ergänzen: 6 = Grau, 2 = Schwarz

Manumed[®] RFX

Handgelenk- und Unterarmorthese
zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4052



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Ruhigstellung bei Distorsionen
- Tendinitis, Tendovaginitis
- Nach distaler Radius- und distaler Unterarmfraktur (konservativ, postoperativ)
- Arthrotische Veränderungen im Bereich des Handgelenks
- Karpaltunnelsyndrom (konservativ, postoperativ)
- Verletzungen des triangulären Komplexes (TFCC)
- Loge-de-Guyon-Syndrom

Therapeutischer Nutzen

- Effektive Ruhigstellung durch extralange dorsale und volare Schienen. Einsatzmöglichkeit als Gipsersatz
- Stabilisierung des Handgelenks ohne Druck auszuüben
- Sichere Ruhigstellung des Handgelenks und des Unterarms bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Einfaches und schmerzreduziertes Anlegen auch mit Verband möglich

Produktvorteile



Extralange volare und dorsale Aluminiumschienen sind anatomisch vorgeformt und individuell anpassbar.



Extraweiter Einstieg für einfaches Anlegen.



Konstruktion der Orthese mit hochelastischem Meshmaterial sorgt für hohe Atmungsaktivität und einfaches Anlegen.

Grau



Handgelenkumfang (cm)	0 – 13	13 – 16	17 – 21	22 – 26
Größe	0	I	II	III
Art.-Nr.	R.112.◇00	R.112.◇01	R.112.◇02	R.112.◇03

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

Ab einer Unterarmlänge von 17 cm geeignet

medi[®] CTS

Handgelenkorthese zur Immobilisierung mit Fingerfixierung

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.1009



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Fingerfixierung notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Karpaltunnelsyndrom (konservativ, postoperativ)
- Tendinitis, Tendovaginitis
- Handgelenksarthrose
- Distorsion des Handgelenks, der Mittelhand und der Finger

Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung von Bewegungsschmerz durch Stabilisierung des Handgelenks und der Finger
- Effektive Ruhigstellung und Entlastung des Handgelenks und der Finger
- Sichere Fixierung des Handgelenks in der Nacht und Vermeidung ungewollter Dorsalflexion
- Therapiegerechte Mobilität durch Bewegungsfreiheit des Daumens
- Ruhigstellung beliebig vieler Finger durch anformbaren Aluminiumrahmen

Produktvorteile




Bewegungsfreiheit des Daumens.



Einfaches Anlegen durch offene Schlupfversion und integrierte Rückhalteschlaufen.

Sichere Ruhigstellung des Handgelenks.

 Grau



Handlänge (cm)	bis 15	15 – 17	17 – 19	19 – 22
Größe	0	I	II	III
Art.-Nr.	R.110.000	R.110.001	R.110.002	R.110.003





medi Rehab® one

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf

Hilfsmittelnummer: 17.06.03.0103

Hilfsmittelnummer Hafttrand: 17.99.99.2008



Mit geschlossener und offener Spitze erhältlich

Hinweis: Der medi Rehab® one AG kann inklusive Hafttrand abgerechnet werden

Auch als Wadenstrumpf erhältlich (S. 102)

Indikationen


Ödeme

- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Therapeutischer Nutzen

- Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von allgemeinen Schwellungszuständen
- Durch kompressiven Druck (Kompressionsklasse I) von außen auf das Gewebe, können bestehende Ödeme reduziert und einer Ödembildung entgegengewirkt werden
- Zur effektiven Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und Verletzungen am Bewegungsapparat (an den unteren Extremitäten)


Produktvorteile



3D-Längsrippen erleichtern das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.




Eingestrickte Positionierungshilfe unterhalb des Knies für leichte und sichere Handhabung im Alltag.



Mikronoppen-Haftband sensitiv für zusätzlichen Halt und angenehmen Tragekomfort auf der Haut.


Green / Ocean blue



Clima Comfort



geschlossene Variante



Größe	II	III	IV	V	VI
HB normal	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68
HB weit	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81
Umfang cG (cm)	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81
Umfang cF (cm)	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73
Umfang cE (cm)	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51
Umfang cD (cm)	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
Umfang cC (cm)	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
Umfang cB1 (cm)	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
Umfang cB (cm)	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Umfang cY (cm)	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40
Umfang cA (cm)	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34
Art.-Nr.	R.A△◇.4□2	R.A△◇.4□3	R.A△◇.4□4	R.A△◇.4□5	R.A△◇.4□6

△ = Länge ergänzen: 6 = normal (72 – 83 cm), 5 = kurz (62 – 71 cm)

◇ = Variante ergänzen: 1 = Mikronoppen-Haftband sensitiv, 5 = Mikronoppen-Haftband sensitiv weit

□ = Fußspitze: 0 = offene Spitze, 1 = geschlossene Spitze

medi® Zweizug Kniebandage

Kniebandage zur Weichteilkompression



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression um das Knie notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Gelenkgüsse und Schwellungen
- Arthrose und Arthritis

Therapeutischer Nutzen

- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile

Nahtlos und anatomisch geformtes Gestrick.

Maßanfertigungen mit Naht möglich (Qualität mediven 550).

Varianten



601
medi® Zweizug
Kniebandage



602
medi® Zweizug
Kniebandage mit
Noppenhaftband



603
Greifswalder
Kniebandage


Caramel



Clima Comfort



Clima Fresh



Oberschenkelumfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
Unterschenkelumfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr. 601	3.280.001	3.280.002	3.280.003	3.280.004	3.280.005	3.280.006	3.280.007
Art.-Nr. 602	3.281.001	3.281.002	3.281.003	3.281.004	3.281.005	3.281.006	3.281.007
Art.-Nr. 603	3.290.001	3.290.002	3.290.003	3.290.004	3.290.005	3.290.006	3.290.007

Genumedi®

Komfort-Kniebandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Pelotte

Hilfsmittelnummer: 05.04.01.0009

Auch als Genumedi® extraweit mit Haftband kurz erhältlich

Auch als Genumedi® E+motion® erhältlich (S. 126)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Druckpelotte(n) um die Kniescheibe notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Arthrose und Arthritis
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile



Comfort Zone mit Riffelstruktur und Diamantzentrum für höheren Tragekomfort in der Kniekehle.



3D-Silikon-Pelotte.


Spürbar geringerer Druck auf die Kniescheibe durch offene Einfassung des Patella-Silikonrings: Die innenliegende Stofftasche, in der sich die Pelotte befindet, ist in der Mitte offen und nur an ihrem äußeren Rand mit dem Gestrick verbunden. Somit bleibt das komplette Gestrick an der Kniescheibe elastisch und der Druck wird reduziert.



Silber



Sand



Climate Comfort



Climate Fresh



New knit tech




Non-Slip


Neue Genumedi® Vielfalt

passgenaue Varianten für individuelle Beinformen

Genumedi® Standard



Genumedi® extraweit mit Haftband




Genumedi® extraweit mit Haftband kurz



Vergleichslinie: Höhe oberes Bandagenende Genumedi extraweit mit Haftband

¹ Es kann zu kleineren Abweichungen bei der Gestricklänge kommen.

Genumedi®




Oberschenkel- umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61	61 – 64
Unterschenkel- umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Art.-Nr.	K.102.Δ11	K.102.Δ12	K.102.Δ13	K.102.Δ14	K.102.Δ15	K.102.Δ16	K.102.Δ17	K.102.218*	K.102.219**

Δ = Farbe ergänzen: 2 = Silber, 8 = Sand

* in Silber erhältlich

** in Silber mit Haftband erhältlich

Genumedi® extraweit




Oberschenkel- umfang (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61	61 – 64	64 – 67
Unterschenkel- umfang (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52
Größe	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Genumedi® extraweit mit Haftband							
Art.-Nr.	K.103.Δ83	K.103.Δ84	K.103.Δ85	K.103.Δ86	K.103.Δ87	K.103.288*	K.103.289*
Genumedi® extraweit mit Haftband kurz*							
Art.-Nr.	K.104.273	K.104.274	K.104.275	K.104.276	K.104.277	K.104.278	K.104.279

Δ = Farbe ergänzen: 2 = Silber, 8 = Sand

* in Silber erhältlich

Genumedi® Maß



Maße	ℓE – F	ℓE – D	ℓE – C
Mindestlänge (cm)	15	7	12

Genumedi Maß links Silber	K.102.200
Genumedi Maß rechts Silber	K.102.270
Genumedi Maß mit Haftband links Silber	K.103.200
Genumedi Maß mit Haftband rechts Silber	K.103.270

Bitte geben Sie die folgenden Informationen per E-Mail oder Telefon an unser Kundencenter:

Kundeninformation

- Kundenname
- Kundennummer
- Kommission
- Alter
- Körpergröße
- Geschlecht

Produktinformationen

- Farbe: Silber
- Mit oder ohne Haftband (oben zirkulär, 5 cm)
- bei zusätzlichem Haftband ist das Band bereits in die Länge eingerechnet (d. h. E – F = 15 cm => Haftband von 10 bis 15 cm)

Hinweis: Die Kund:innen sind zu korrekten Informationen verpflichtet. Maßprodukte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Genumedi® PA

Knieorthese zur Entlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0019



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges und benachbarter anatomischer Strukturen (zum Beispiel Pes anserinus) notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Pes anserinus-Syndrom
- Pes anserinus-Bursitis
- Pes anserinus-Tendinopathie
- Postoperative Schmerzzustände am Pes anserinus
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Arthrose und Arthritis

Therapeutischer Nutzen

- Pes anserinus-Pelotte mit druckregulieren-dem Gurtsystem
 - Stimulation und Entlastung des Pes anserinus-Sehnenansatzes und daraus resultierende Schmerzzreduktion
- Patella-Silikon-Pelotte
 - Sichere Führung der Patella (Patella-Ring lateral verstärkt)
- Detonisierungpelotte M. vastus lateralis
 - Triggerpunkt-Ansprache zur Entspannung des äußeren Oberschenkelmuskels (M. vastus lateralis)

Produktvorteile



Grip-Ons: Seitliche Griffknöpfe erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Gurtsystem:

- Druck-Regulierung auf den Sehnenansatz des Pes anserinus
- Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung



Vierteiliges Pelotten-System mit 3D-Profil für eine sichere Führung und Stabilisierung der Knie- scheibe sowie punktgenaue Entlastung des Pes anserinus-Sehnenansatzes.

Varianten



Genumedi® PA extraweit mit Haftband

Silber



Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone



Open enclosure



New knit tech




Non-Slip

Kostenlos in jeder Verpackung

Trainingsband + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!




Genumedi® PA



Oberschenkel- umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
Unterschenkel- umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.17◇.201	K.17◇.202	K.17◇.203	K.17◇.204	K.17◇.205	K.17◇.206	K.17◇.207

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

Genumedi® PA extraweit mit Haftband



Oberschenkel- umfang (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61
Unterschenkel- umfang (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.17◇.273	K.17◇.274	K.17◇.275	K.17◇.276	K.17◇.277

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

A woman with blonde hair in a bun, wearing a light purple long-sleeved crop top, matching shorts, and a blue knee brace on her right knee, is stretching on a wooden pier. She is holding a long, thin, light blue fabric strip with both hands, pulling it taut above her head. The pier is made of wooden planks and has a metal cleat visible. The background shows calm water reflecting the sky. The text 'Genumedi® PT – wohltuende Entlastung' is overlaid in white on a pink background.

Genumedi® PT – wohltuende Entlastung

Fakten aus der Wissenschaft

Der Einsatz einer Knieorthese zeigt einen unmittelbaren positiven Effekt bei Patient:innen mit patellofemoralem Schmerzsyndrom.¹

Das patellofemorale Schmerzsyndrom, kurz PFSS, beschreibt einen diffusen Schmerz im vorderen Knie, der bei hohen Gelenkbelastungen, zum Beispiel beim Springen, Rennen oder beim Treppensteigen, auftritt.


Eine häufige Erklärung des Pathomechanismus des PFSS ist eine Lateralisierung der Patella aufgrund muskulärer Dysbalance zwischen M. vastus medialis und M. vastus lateralis.²

Die Auswirkungen des PFSS auf die Betroffenen sind massiv, da sie diese oft an der schmerzfreien Ausübung von Sport, anderen körperlichen Aktivitäten sowie berufsbezogenen Tätigkeiten hindern.

In der Studie von Kölle et al. wurden die positiven Effekte der Genumedi PT auf die Parameter Schmerz, neuromuskuläre Aktivität und Kniekinematik bei Patient:innen mit PFSS bestätigt.¹

Fazit: Die Anwendung der Genumedi PT führt zu einer unmittelbaren Schmerzreduktion, einer verbesserten Ansteuerung der patellastabilisierenden Muskulatur und einer positiven Veränderung des Kniewinkels bei bestimmten Belastungssituationen.

Schmerzwahrnehmung bei sechs Bewegungsabläufen mit und ohne Genumedi PT



¹ Kölle et al. Immediate effects of an elastic patellar brace on pain, neuromuscular activity and knee kinematics in subjects with patellofemoral pain. Arch Orthop Trauma Surg 2020;140(7):905-912.

² Wilson NA et al. In Vivo Noninvasive Evaluation of Abnormal Patellar Tracking During Squatting in Patients with Patellofemoral Pain. J Bone Joint Surg Am 2009;91(3):558-566.

Genumedi® PT

**Knieorthese zur Verbesserung
der Patellaführung**

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0012



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patella maltracking
- Lateralisierung der Patella
- Hypermobile Patella
- Malalignment
- Patella-(Sub-)Luxation

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte Silikon-Pelotte
- Detonisierungpelotte mit Regulierungsgurt:
 - Triggerpunkt-Ansprache zur Entspannung des äußeren Oberschenkelmuskels (M. vastus lateralis)
 - Gurt zur Druck-Regulierung auf die Pelotte
- Aktivierungspelotte mit Patella-Silikon-Ring:
 - Aktivierung des inneren Oberschenkelmuskels (M. vastus medialis)
 - Sichere Führung der Patella (Patella-Ring lateral verstärkt)
 - Minimiert den Anpressdruck auf die Kniescheibe

Kostenlos in jeder Verpackung


Trainingsloop + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!



Produktvorteile



3D-Patellapelotte: lateral verstärkt zur sicheren Führung. Offene Patellaeinfassung: spürbar geringerer Druck auf die Kniescheibe. Zwei 3D-Oberschenkel-Pelotten: gezielte Ansprache einzelner Muskeln.



Individuell einstellbares Gurtband.




Grip-Ons: Seitliche Griffknoppen erleichtern zusätzlich das Anziehen.

Varianten



Genumedi® PT extraweit mit Haftband




Auch in der Farbvariante Mint Blue erhältlich.



Silber



Mint Blue



Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone



Open enclosure




New knit tech



Non-Slip


Genumedi® PT



Oberschenkel- umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
Unterschenkel- umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr. Silber	K.14◇.241	K.14◇.242	K.14◇.243	K.14◇.244	K.14◇.245	K.14◇.246	K.14◇.247
Art.-Nr. Mint Blue	K.14◇.301	K.14◇.302	K.14◇.303	K.14◇.304	K.14◇.305	K.14◇.306	K.14◇.307


◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

Genumedi® PT extraweit mit Haftband



Oberschenkel- umfang (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61
Unterschenkel- umfang (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr. Silber	K.14◇.283	K.14◇.284	K.14◇.285	K.14◇.286	K.14◇.287
Art.-Nr. Mint Blue	K.14◇.373	K.14◇.374	K.14◇.375	K.14◇.376	K.14◇.377

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts



companion® patella powered by medi proved by Dt. Kniegesellschaft

**Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Patient:innen
mit vorderem spezifischem Knieschmerz**

Indikationen:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Patella(erst)luxation

Funktionen:

Indikationsspezifisches Trainingsprogramm (12 Wochen),
Trainingsstatistik, Fachbibliothek, patientengenerierter
PDF-Export

PZN-Nr. 17850263

Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/companion-patella
zu weiteren Informationen



Idealer
Trainingspartner zur
Genumedi® PSS und
Genumedi® PT mit
Trainingstool

Medizinischer Nutzen bewiesen:

Schmerz und Kniefunktion verbessern sich nachweislich.¹

¹ Ferner, F. et al. The application of a digital therapeutic reveals superior outcome compared to standard care in patients with anterior knee pain – a randomized controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg 2025;145:180.

Genumedi® PSS

Knieorthese zur Entlastung der
Patellasehnenansätze

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.0015



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Patellaspitzensyndrom (Jumper's Knee)
- Morbus Osgood-Schlatter
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

Therapeutischer Nutzen

- Zweigeteiltes Pelottensystem mit 3D-Profil:
 - Sichere Führung der Patella durch Patellapelotte mit 3D-Profil
 - Stimulation der Patellasehne durch Sehnenpelotte mit 3D-Frictionsnoppen
 - Schmerzreduktion
- Das kompressive Gestrück kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile



Grip-Ons: Seitliche Griffknöpfe erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Pelottensystem:

- Sichere Führung der Kniescheibe durch Patellapelotte mit 3D-Profil
- Stimulation der Patellasehne durch Sehnenpelotte mit 3D-Frictionsnoppen



Patella-Strap


- Druck-Regulierung auf die Patellasehne
- Kein Einschneiden dank versetzter Gurtanordnung

Varianten



Genumedi® PSS
extraweit mit Haftband

Lyons /
Blue




Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone



New knit tech




Non-Slip

Kostenlos in jeder Verpackung

Schrägbrett + QR-Code zu
therapiebegleitenden Übungen!




Genumedi® PSS




Oberschenkel- umfang (cm)	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
Unterschenkel- umfang (cm)	22 – 25	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.150.300	K.150.301	K.150.302	K.150.303	K.150.304	K.150.305	K.150.306	K.150.307

Genumedi® PSS extraweit mit Haftband



Oberschenkel- umfang (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61
Unterschenkel- umfang (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.150.373	K.150.374	K.150.375	K.150.376	K.150.377



companion® patella powered by medi proved by Dt. Kniegesellschaft

Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Patient:innen mit vorderem spezifischem Knieschmerz

Indikationen:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Patella(erst)luxation

Funktionen:

Indikationsspezifisches Trainingsprogramm (12 Wochen),
Trainingsstatistik, Fachbibliothek, patientengenerierter
PDF-Export

PZN-Nr. 17850263

Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/companion-patella
zu weiteren Informationen



Idealer
Trainingspartner zur
Genumedi® PSS und
Genumedi® PT mit
Trainingstool

Medizinischer Nutzen bewiesen:

Schmerz und Kniefunktion verbessern sich nachweislich.¹

¹ Ferner, F. et al. The application of a digital therapeutic reveals superior outcome compared to standard care in patients with anterior knee pain—a randomized controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg 2025;145:180.

Genumedi® pro

Knieorthese zur Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0061



Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittlere Instabilitäten des Kniegelenks
- Gonarthrose
- Leichte Seitenbandinstabilitäten


Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch Zusammenspiel aus kompressivem Gestrick, zusätzlichen Gurten und Easyglide-Gelenke
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile



Umlaufende Gurtbänder an Ober- und Unterschenkel für zusätzlichen Halt.



Easyglide-Gelenke zur Entlastung des Kniegelenks und Unterstützung der physiologischen Roll-Gleit-Bewegung.




Integrierte Silicon-Pelotte mit 3D-Profil für einen sanften Massageeffekt.



Grip-Ons: Seitliche Griffnoppen erleichtern zusätzlich das Anziehen.



Silber



Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone



Open enclosure



New knit tech



Non-Slip

Kostenlos in jeder Verpackung

medi blox + QR-Code zu therapiebegleitenden Übungen!




Varianten




Genumedi® pro extraweit mit Haftband

Genumedi® pro



Oberschenkel- umfang (cm)	37 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58
Unterschenkel- umfang (cm)	25 – 28	28 – 31	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.121.211	K.121.212	K.121.213	K.121.214	K.121.215	K.121.216	K.121.217

Genumedi® pro extraweit mit Haftband



Oberschenkel- umfang (cm)	46 – 49	49 – 52	52 – 55	55 – 58	58 – 61
Unterschenkel- umfang (cm)	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
Größe	III	IV	V	VI	VII
Art.-Nr.	K.121.283	K.121.284	K.121.285	K.121.286	K.121.287

Stabimed® pro RICE

Kurze Softorthese mit Hyperextensionsschutz

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0067



medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Nach endoprothetischen Eingriffen
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kühlen kann Schmerzen reduzieren
- Kompression kann Schwellungen reduzieren und einer Ödembildung entgegenwirken
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Gel-Kühlkompressen mit Patella-Aussparung zur Kältetherapie
- Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inklusive Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache und eine individuelle Anpassung der Kompression

Produktvorteile




Die Aluminiumschienen sind individuell anpassbar und geben eine gute Stabilität.



Zwei breite Gurte, die leicht zu greifen sind und eine angenehme Polsterung haben.




Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inklusive Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache Bedienung und eine schnelle individuelle Anpassung.



Leichte Handhabung, da die Orthese von vorne auf das Knie gelegt werden kann.

Schwarz



Größe	universal
Art.-Nr.	G.180.000

Maximaler Umfang 60 cm ohne Gurtverlängerung –
90 cm mit Gurtverlängerung

Stabimed® RICE

Kurze Softorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.1051

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Seitenbandverletzungen
- Nach Meniskusverletzungen
- Nach endoprothetischen Eingriffen
- Bei Knieinstabilitäten
- Bei Kniegelenkarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kühlen kann Schmerzen reduzieren
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Gel-Kühlkompressen mit Patella-Aussparung zur Kältetherapie
- Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inklusive Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache und eine individuelle Anpassung der Kompression
- Kompression kann Schwellungen reduzieren und einer Ödembildung entgegenwirken
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Produktvorteile




Ein-Kammer-Luftsystem mit Luftpumpe inklusive Ventilknopf zur Druckregulierung für eine einfache Bedienung und eine schnelle individuelle Anpassung.



Zwei Kühlkompressen zum Wechsel während der Kühlanwendung.




Die Aluminiumschienen sind individuell anpassbar und geben eine gute Stabilität.



Leichte Handhabung, da die Orthese von vorne auf das Knie gelegt werden kann. Zwei breite Gurte, die leicht zu greifen sind und eine angenehme Polsterung haben.

Schwarz



Größe	universal
Art.-Nr.	G.170.000

Maximaler Umfang 60 cm ohne Gurtverlängerung – 90 cm mit Gurtverlängerung

Stabimed® pro

Kurze Softorthese mit
Hyperextensionsschutz

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.0015



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenksarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kurze Softorthese mit Hyperextensionsbegrenzung
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Das kompressive Abstandsgestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Kniegelenks

Produktvorteile



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.

Grau




medi Airtex®

Schnelle und einfache Handhabung dank Schlupf-Variante.

Gelenk und Gelenkschienen durch Polstermaterial abgedeckt.



Schlupf-Variante



Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	G.080.161	G.080.162	G.080.163	G.080.164	G.080.165	G.080.166	G.080.167

Stabimed®

Kurze Softorthese mit
Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.1011

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Seitenbandverletzungen
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenksarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Das kompressive Abstandsgestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: - 5°, 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°

Produktvorteile



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.


Grau




Umfangreiches Keile-Set zur flexiblen Extensions- und Flexionsbegrenzung inklusive 5-Grad-Hyperextensionskeil – werkzeugfreier Keilewechsel möglich.



Wrap-Variante



Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.



Oberschenkel- umfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	G.070.141	G.070.142	G.070.143	G.070.144	G.070.145	G.070.146	G.070.147

Collamed® / Collamed® long

Lange Softorthese nach 4-Punkt-Prinzip
mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.2008

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Seitenbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskusverletzungen
- Bei Kniegelenksarthrose


Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch lange seitliche Schienen
- Unterstützt die Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: - 5°, 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°

Produktvorteile



Gurteinstellhilfen für das 4-Punkt-Prinzip. Vorteil: keine Gurtverschlüsse auf der Beinrückseite für mehr Tragekomfort (Gurteinstellhilfen sind im Lieferumfang enthalten).



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atmungsaktivität durch spezielle Stricktechnologie im Bereich der Kniekehle.



Umfangreiches Keile-Set zur flexiblen Extensions- und Flexionsbegrenzung inklusive 5-Grad-Hyperextensionskeil – werkzeugfreier Keilewechsel möglich.


Grau



Wrap-Variante



Collamed® long



Oberschenkel- umfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Collamed Art.-Nr.	G.060.241	G.060.242	G.060.243	G.060.244	G.060.245	G.060.246	G.060.247
Collamed long Art.-Nr.	G.060.251	G.060.252	G.060.253	G.060.254	G.060.255	G.060.256	

medi PT control®

Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

Hilfsmittelnummer: 23.04.05.2003

medi Rehab® one zur Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Korrektur und / oder Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges in definierten Bewegungsumfängen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Patellaluxation (konservativ / postoperativ)
- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Bei lateralem Malalignment und begleitender Knieinstabilität
- Nach retropatellarer Knorpelchirurgie


Therapeutischer Nutzen

- Führung und Stabilisierung der Patellabewegung durch mitgleitenden Führungsbügel. Einer Lateralisierung der Patella wird entgegengewirkt
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Schienen
- Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°


Produktvorteile



Die Gelenkkonstruktion ermöglicht einen werkzeugfreien Keilwechsel – mit Pinzette in jeder Gelenkabdeckung.



Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knies nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.



Angenehmes Tragegefühl und hohe Atemaktivität durch Netzmaterial im Bereich der Kniekehle.


Grau



Wrap-Variante



Schlupf-Variante



Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	G.14□◇01	G.14□◇02	G.14□◇03	G.14□◇04	G.14□◇05	G.14□◇06

□ = Variante ergänzen: 2 = medi PT control, 3 = medi PT control wrap / ◇ = Ausrichtung ergänzen: links = 2, rechts = 3

medi® Soft OA light

Knie-Softorthese zur Entlastung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.0004

Hinweis zur richtigen
Gonarthrose-Orthese
(siehe S. 93)

Indikationen


Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip und zusätzliche physiologische Führung des Kniegelenks benötigen, wie zum Beispiel:

- Bei unilateraler Kniegelenksarthrose
- Nach Meniskuseingriffen

Therapeutischer Nutzen

- Entlastung des lateralen beziehungsweise medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Schmerzreduzierung durch Druckentlastung auf der betroffenen Seite des Gelenks
- Dynamische Gurtstraffung sorgt für eine adaptive Entlastung des Kniegelenks während der Bewegung. Folge: größte Entlastung des Kniegelenks, wenn die Belastung am höchsten ist
- Das kompressive Abstandsgestrick kann die Propriozeption verbessern
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Produktvorteile



Einfache Handhabung: Die kombinierte Schlupf-Wickel-Konstruktion ermöglicht ein einfaches Anlegen und gleichzeitig ein schnelles erstes Ausrichten und Fixieren am Bein.



Einfache und individuelle Entlastung: Durch die manuelle Gurtstraffung können die Patient:innen einfach die gewünschte Entlastung selbst einstellen. Eine Skala gibt hier Orientierung.



Komfortzone Kniekehle: Die durchdachte Konstruktion führt die Gurte außerhalb des empfindlichen Kniekehlenbereichs vorbei und kann so unangenehmen Druck vermeiden. Das eingearbeitete, weiche Material sorgt in der Komfortzone mit seiner Atmungsaktivität zusätzlich für einen angenehmen Tragekomfort.


Grau



Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/oa** zu den therapiebegleitenden Übungen



Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	G.04◊.611	G.04◊.612	G.04◊.613	G.04◊.614	G.04◊.615	G.04◊.616

◊ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links varus / rechts valgus, 3 = rechts varus / links valgus

medi® Smartfit OA

NEU

Knie-Softorthese zur Entlastung und Führung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.1035

Hinweis zur richtigen
Gonarthrose-Orthese
(siehe S. 93)

Indikationen

Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastungsprinzip, eine zusätzliche physiologische Führung und ggf. eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, wie zum Beispiel:

- Bei unilateraler Kniegelenksarthrose
- Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau
- Nach Meniskuseingriffen


Therapeutischer Nutzen

- Entlastung des lateralen beziehungsweise medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Individuell einstellbare Varus- / Valgus-Entlastung
- Die Entlastung des Kniegelenks sorgt für Schmerzreduktion und unterstützt die Mobilität / Aktivität der Patient:innen
- 3-Punkt-Mechanismus und die beidseitigen Gelenkschienen stabilisieren das Kniegelenk
- Moderate Kompression des Gestricks sorgt für positive Wirkung bei Schwellungszuständen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: - 5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°


Produktvorteile



Fortschrittliches BOA® Fit System: Praktischer Drehmechanismus sorgt für mühelose und millimetergenaue Anpassbarkeit: Festziehen oder Lockern, auch unter der Kleidung.



Das 3-Punkt-Prinzip entlastet das Kniegelenk effektiv – mit optimaler Druckverteilung durch großflächige Platten an Ober- und Unterschenkel.




Innovatives Tec-Knit: Das nahtlose Gestrick mit extradünnen Funktionszonen an Kniekehle und Patella bietet perfekte Passform und besonderen Tragekomfort.

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/oa** zu den therapiebegleitenden Übungen



Oberschenkelumfang (cm)	37 – 41	41 – 46	46 – 52	52 – 58	58 – 65	65 – 74
Größe	1	2	3	4	5	6
Art.-Nr.	G.03◇.711	G.03◇.712	G.03◇.713	G.03◇.714	G.03◇.715	G.03◇.716

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links varus / rechts valgus, 3 = rechts varus / links valgus

* Im Grenzbereich zweier Größen (-2 cm) kann bei definierten Beinen oft zur kleineren Größe gegriffen werden.

M.4s® comfort

4-Punkt-Hartrahmenorthese
mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.3013

medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)


Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Kreuzbandrupturen (konservativ / postoperativ)
- Nach Seitenbandrupturen (konservativ / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten
- Nach Meniskuseingriffen
- Nach Knorpel Eingriffen

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch festen Rahmen
- Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Mit dem 5-Grad-Hyperextensionskeil kann bei Bedarf eine leichte Überstreckung ermöglicht werden
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: - 5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°



Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	G.037.◇91	G.037.◇92	G.037.◇93	G.037.◇94	G.037.◇95	G.037.◇96

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts


Produktvorteile



Umfangreiches Keile-Set zur flexiblen Extensions- und Flexionsbegrenzung inklusive 5-Grad-Hyperextensionskeil.



Die Gelenkkonstruktion ermöglicht einen werkzeugfreien Keilewechsel – mit Pinzette in jeder Gelenkabdeckung.



Das physioglide Gelenk ahmt die Roll-Gleit-Bewegung des Knie nach und unterstützt den sicheren Sitz am Bein.

Kostenlos in jeder Verpackung



Kühlkompressen in jeder Produktverpackung

Schwarz



Sorglospaket

M.4[®]s PCL dynamic

Hartraahmenorthese mit
Extensions- / Flexionsbegrenzung



medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Weitere Produkte für die
HKB-Therapie: medi[®] PTS (S. 99)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Verletzung des hinteren Kreuzbandes (konservativ / postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip
- Durch die aktive Krafteinwirkung über das Unterstützungspad wird die Tibia in der gewünschten Position gehalten
- Führung und Stabilisierung der Kniebewegung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks durch festen Rahmen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder
Short-URL **medi.biz/pcl**
zu den therapie-
begleitenden Übungen



Oberschenkelumfang (cm)

Größe

Art.-Nr. M.4sPCL dynamic

Art.-Nr. M.4sPCL dynamic SLP

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

XS

S

M

L

XL

XXL

G.081.◇01

G.081.◇02

G.081.◇03

G.081.◇04

G.081.◇05

G.081.◇06

G.081.◇91

G.081.◇92

G.081.◇93

G.081.◇94

G.081.◇95


G.081.◇96

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts


Produktvorteile



Die Flügelform des
Tibia-Polsters passt sich
an die anatomische
Form des Schienbeins
an. Der Druck verteilt
sich angenehm.



Das integrierte Drehrad
ermöglicht eine exakte
und individuelle
Einstellung des
Unterstützungspads.



Das physioglide Gelenk
ahmt die Roll-Gleit-
Bewegung des Knies
nach und unterstützt
den sicheren Sitz am
Bein.

Kostenlos in jeder Verpackung



Kühlkompressen in jeder
Produktverpackung

Schwarz



Sorglospaket

M.4 X-lock®

4-Punkt-Hartrahmenorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.04.03.3013

medi Rehab® one zur Ödemtherapie (S. 66)


Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates in mindestens zwei Ebenen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Meniskuseingriffen
- Nach Knorpel Eingriffen
- Postoperativ nach Patellasehnenruptur und / oder Quadricepssehnenruptur
- Postoperativ nach Kniescheibenfraktur
- Nach Fesselungsoperationen der Kniescheibe (MPFL)
- Konservativ nach Patellaluxation
- Nach Kreuzbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Seitenbandrupturen (posttraumatisch / postoperativ)
- Bei Knieinstabilitäten

Therapeutischer Nutzen


- Das Gelenk ermöglicht eine einfache Umstellung zwischen Ruhigstellung in Vollexension und Bewegungsfreiheit in definierten Umfängen
- Die Lock-Funktion ermöglicht bei Bedarf therapiegerechte Belastungen in Vollexension (axiale Belastung) beziehungsweise frühfunktionelle Übungen im unbelasteten Zustand
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°




Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	G.061.◇91	G.061.◇92	G.061.◇93	G.061.◇94	G.061.◇95	G.061.◇96

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

Produktvorteile



Die Gelenkkonstruktion ermöglicht einen werkzeugfreien Keilwechsel – mit Pinzette in jeder Gelenkabdeckung.



Wasserabweisendes Polstermaterial – Orthese kann auch während des Duschens getragen werden.




Die geteilten Gurtpolster (an Gurt 4) können individuell platziert werden. Das kann ungewünschten Druck auf OP-Wunde vermeiden.

Kostenlos in jeder Verpackung



Kühlkompressen in jeder Produktverpackung

Schwarz



Sorglospaket



Unlocked-Modus bei unbelastetem Bein in Flexion



Lock-Modus bei Vollexension

Das medi Sorglospaket für Knieorthesen

Das medi Sorglospaket bietet Ihnen ein System, mit dem Sie Ihre Patient:innen mit immer neuen, auf Keimarmut geprüften Orthesen versorgen. Vertrauen Sie auf bewährte medi Qualität – der Sicherheit zuliebe.

Seit 2004 werden Orthesen von den Verbänden der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Mietsystem mit Wiedereinsatz angeboten. Die Wiederaufbereitung von Knieorthesen ist grundsätzlich möglich. Dabei sind jedoch umfangreiche Richtlinien vom Robert Koch-Institut (RKI) sowie der Europäischen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 MDR zu erfüllen. Der Wiederaufbereitende trägt die Verantwortung für die medizinisch, hygienisch und gesundheitlich einwandfreie Qualität der Orthesen.

Nach einem Gutachten von Prof. Dr. med. Franz Daschner können Orthesen nach dem Tragen nicht nur mit Hautflora und Schimmelpilzen, sondern auch mit pathogenen Keimen belegt sein.* Mit dem medi Sorglospaket erhalten Sie immer neue und auf Keimarmut geprüfte Orthesen, für die Versorgung Ihrer Patient:innen.

Das medi SLP Portal ermöglicht Ihnen zudem eine einfache und transparente Orthesen- und Patientenverwaltung – für ein effektives Arbeiten, auch filialübergreifend. Mit wenigen Klicks können Sie jederzeit die neuesten Informationen zu Ihren Orthesen abrufen oder ändern. **Weitere Informationen zum medi Sorglospaket finden Sie unter: www.medi.biz/slp**

Die kostenlose medi SLP App

Sie können den gesamten Versorgungsprozess jetzt auch bequem und mobil per App durchführen – ideal für die Arbeit im Außendienst. Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Orthesen. Besonders praktisch: einfach den Barcode scannen und so noch schneller die gewünschte Orthese erfassen.

Über den einfachen Rezept-Scan können Sie die benötigten Patientendaten in der App erfassen und das gewünschte Hilfsmittel direkt abgeben.



Zusätzliches Plus:

Der Abgabeprozess der Orthesen über die medi SLP App funktioniert auch offline. Ihre Daten werden automatisch zwischengespeichert. Sobald Sie wieder online sind, wird der Prozess abgeschlossen und die Daten werden mit dem medi SLP Portal synchronisiert.

Weitere Informationen zur medi SLP App erhalten Sie unter www.medi.biz/slp.



Sie sind bereits überzeugt? Dann laden Sie sich die App direkt kostenlos auf Ihr Smartphone. Scannen Sie dafür einfach den QR-Code, um zum Download-Bereich zu gelangen. Die App ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar.



* Stellungnahme zur hygienischen Aufbereitung von Knie-Orthesen, Prof. Dr. med F. Daschner, Dr. med S. Wenzler-Röttle, PD Dr. med M. Dettenkofer, Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg, Dezember 2005.

M.4[®]s OA comfort

4-Punkt Hartrahmenorthese zur Varus- / Valgusentlastung und Stabilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.04.2003




Indikationen

Alle Indikationen, die eine Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Prinzip, eine physiologische Führung und Stabilisierung nach dem 4-Punkt-Prinzip und ggf. eine Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, wie zum Beispiel:


- Schwere mediale oder laterale Gonarthrose (mind. Grad III) in Verbindung mit komplexer Bandinstabilität
- Vor HTO (Umstellungsosteotomie) zur unikompartimentellen Entlastung bei schwerer Gonarthrose (Brace-Test)
- Nach Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau
- Nach Meniskuseingriffen

Therapeutischer Nutzen

- Entlastung des lateralen beziehungsweise medialen Kompartiments durch 3-Punkt-Entlastungsprinzip
- Schmerzreduzierung durch Druckentlastung auf der betroffenen Seite des Gelenks
- Sichere kollaterale Stabilisierung durch festen Rahmen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°





Produktvorteile




Verbesserte Passform:
Die bewegliche Oberschenkelschelle passt sich an verschiedene Formen des Oberschenkels an – besonders während der Bewegung.

Grau / Graphit



Hoher Tragekomfort:
Doppellagige Kondylenpolster-Überzüge können durch das leichte Gleiten zwischen den beiden Materialschichten Reibstellen auf der Haut reduzieren.



Flache und leichte Rahmenbauweise (Aluminium). Anatomisch vorgeformte und verwindungssteife Rahmengeometrie.

Digitaler Therapiebegleiter

More information



Per QR-Code oder Short-URL medi.biz/oa zu den therapiebegleitenden Übungen

Oberschenkelumfang (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr. M.4s OA comfort	G.52□.001	G.52□.002	G.52□.003	G.52□.004	G.52□.005	G.52□.006
Art.-Nr. M.4s OA comfort SLP	G.52□.091	G.52□.092	G.52□.093	G.52□.094	G.52□.095	G.52□.096

□ = Variante ergänzen: 7 = varus, 8 = valgus / ◇ = Ausrichtung ergänzen: links = 2, rechts = 3

Gonarthrose-Orthese: varus oder valgus?

Ob eine Varus- oder Valgus-Orthese benötigt wird, hängt von der Ausrichtung der Gelenke ab.

Eine Varus-Orthese wird bei einer O-Bein-Fehlstellung verwendet, eine Valgus-Orthese bei einer X-Bein-Fehlstellung. In den Tabellen finden Sie alle notwendigen Angaben – für eine patientenindividuelle Versorgung.

M.4®s OA comfort

	Varus-Fehlstellung (O-Bein)		Valgus-Fehlstellung (X-Bein)	
				
Fehlstellung	varus rechts	varus links	valgus rechts	valgus links
Richtige Orthesenauswahl*	varus rechts	varus links	valgus rechts	valgus links
Betroffene Seite	medial rechts	medial links	lateral rechts	lateral links
Entlastungsgelenk	lateral rechts	lateral links	medial rechts	medial links


medi® Smartfit OA medi® Soft OA light

Produktvariante


varus links = valgus rechts
varus rechts = valgus links

Hinweis

Je nach Fehlstellung kann die Orthese links oder rechts genutzt werden.



Varus = valgisierend



Valgus = varisierend



medi Versorgungstipp

Die igli OA Einlage begleitet in Kombination mit den medi Bandagen und Orthesen Patient:innen bei jedem Schritt durch den Therapieverlauf. Sogenannte Postings lassen sich individuell auf der igli OA positionieren. Durch ihre gezielte Platzierung kann die gewünschte Kraftumlenkung unterstützt werden und so dazu beitragen, den Druck im Knie zu reduzieren. Weitere Informationen unter: www.medi.biz/igli-oa oder auf S. 94

igli® OA Carbon-Einlage

Mit flächigen Postings zur
gezielten Korrektur der Beinachse von
Gonarthrose-Patient:innen




Indikationen

- Gonarthrose

Therapeutischer Nutzen

- Stabile Ferse mit Versteifung für eine ideale Führung des Rückfußes in einer moderat hohen Schale
- Geschlitztes Carbon zum Erhalt der Flexibilität bei Belastung im Längsgewölbe
- Flexibilität der Carbon-Spange für Beweglichkeit des Fußes
- Großflächige Postings zur flächigen und gezielten Korrektur
- Leichte Versteifung durch Carbon-Spange bis in den Vorfuß für ideale Führung der Ganglinie und Anbringung der Postings
- Kann den Druck im Kniegelenk durch Kraftumlenkung reduzieren

Produktvorteile




Mehr Beweglichkeit:
dynamisches Carbon-
Chassis über dem
kompletten Fuß.



Extrastabilität
durch Versteifung im
Fersenbereich.



Extraflexibilität:
geschlitztes Carbon
zum Erhalt der
Flexibilität bei
Belastung im Längs-
gewölbe.



Großflächige Postings
zur gezielten Korrektur.



Schuhgröße	35 / 36	37 / 38	39 / 40	41 / 42	43 / 44	45 / 46	47 / 48
Art.-Nr.	P.D33.635	P.D33.637	P.D33.639	P.D33.641	P.D33.643	P.D33.645	P.D33.647

medi[®] ROM

Universalknieschiene
zur Mobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.02.0006

medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Ruhigstellung in einstellbarer Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen
- Kontrollierte Mobilisierung des Kniegelenks durch variable Extensions- beziehungsweise Flexionsbeschränkungen
- Limitierungsmöglichkeiten:
 - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°
 - Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
 - Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°

Produktvorteile



Einfache Einstellung von Extension und Flexion durch medi Quick-Set-Gelenk.

Einfache Handhabung durch breitflächige Gurte mit praktischen Schnellverschlüssen.

Hautfreundliches Innenmaterial für hohen Tragekomfort.

Guter Sitz durch individuell anpassbare Gurte.

Kürzbare Gelenkschienen und Polster zur individuellen Anpassung.

Grau



medi Kidz – auch als medi Kidz Version erhältlich.

Schienenlänge (cm)	57	63
Größe	kurz	lang
Art.-Nr.	G.180.029	G.180.021

medi[®] Classic

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0009

20° 23.04.01.1003



medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenknahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) / gebeugter (20°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen

Produktvorteile

Einfaches An- und Ablegen ohne Anwinkelung des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch Klettverschlusstechnik.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.

Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.

 Weiß



medi Kidz –
auch als medi
Kidz Version
erhältlich.

Schienenlänge (cm)	40	50	60	40	50	60
Variante	gerade 0°			gebeugt 20°		
Art.-Nr.	5.650.012	5.650.022	5.650.032	5.650.052	5.650.053	5.650.054

medi[®] Classic air

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0009

20° 23.04.01.1003

medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenksnahen Frakturen


Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) / gebeugter (20°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen

Produktvorteile



Angenehmes Tragen durch dünnes, atmungsaktives, hautfreundliches Material.



Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.



Sicherer Sitz der Orthese durch aufgebraute Rutschsicherung im oberen und unteren Teil der Orthese.

Einfaches An- und Ablegen ohne Abwinklung des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch 3-teilige Konstruktion und Klettverschluss-technik.

Grau

Schienenlänge (cm)	40	50	60	40	50	60
Variante	gerade			gebeugt 20°		
Art.-Nr.	5.650.004	5.650.005	5.650.006	5.650.024	5.650.025	5.650.026

medi[®] Jeans

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer:

0° 23.04.01.0010

30° 23.04.01.1004

medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter / gebeugter Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenksnahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) / gebeugter (30°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen


Produktvorteile

Einfaches An- und Ablegen ohne Abwinklung des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.

Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.

Blau



Oberschenkelumfang (cm)	37 – 46	47 – 56	57 – 66
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	5.65□.0◇2	5.65□.0◇3	5.65□.0◇4

□ = Variante ergänzen: 1 = gerade 0°, 3 = gebeugt 30°
◇ = Schienlänge: 5 = 50 cm, 6 = 60 cm

medi PTS®

Knieorthese zur Immobilisierung
und Entlastung des hinteren
Kreuzbandes

Hilfsmittelnummer: 23.04.01.3002



medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 66)

Weitere Produkte für die HKB-
Therapie: M.4®s PCL dynamic
(S. 89)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung und Entlastung des Kniegelenks in mindestens einer Ebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach hinteren Kreuzbandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Knieluxation (postoperativ)
- Nach komplexen Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen
- Spezielle Wadenpelotte, die die Wade stützt und ein posteriores Zurücksinken der Tibia begrenzt
- Limitierung der hinteren Schublade bei gleichzeitiger Entlastung des hinteren Kreuzbands

Produktvorteile



Individuelle Positionierung des Wadenpads.

Einfaches An- und Ablegen ohne Abwinklung des Knies durch offene Wickelkonstruktion.

Individuelle Anpassung an Beinumfang durch 3-teilige Konstruktion und Klettverschluss-technik.

Angenehmes, hautfreundliches Material, waschbar.

Herausnehmbare und anpassbare Stabilisierungsstäbe.

Weiß

Schienenlänge (cm)	45	55	60	65
Art.-Nr.	5.650.222	5.650.223	5.650.132	5.650.224





medi Rehab[®] one

Rundgestrickter medizinischer
Kompressionsstrumpf

Hilfsmittelnummer: 17.06.01.0118



Mit geschlossener und
offener Spitze erhältlich
Auch als Schenkelstrumpf
erhältlich (Seite 66)

Indikationen

Ödeme

- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme


Therapeutischer Nutzen

- Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von allgemeinen Schwellungszuständen
- Durch kompressiven Druck (Kompressionsklasse I) von außen auf das Gewebe, können bestehende Ödeme reduziert und einer Ödembildung entgegengewirkt werden
- Zur effektiven Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und Verletzungen am Bewegungsapparat (an den unteren Extremitäten)

Produktvorteile



3D-Längsrippen unterstützen das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.




Vorgeformte Ferse für eine leichte Positionierung und einen verbesserten Sitz.



Breites Kniestrumpf-Bündchen für zusätzlichen Halt.

Green /
Ocean
blue




Clima Comfort



geschlossene
Variante

ℓ = Längen-
maße c = Umfang-
maße



Größe	II	III	IV	V	VI
Umfang cD (cm)	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
Umfang cC (cm)	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
Umfang cB1 (cm)	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
Umfang cB (cm)	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Umfang cY (cm)	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40
Umfang cA (cm)	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34
Art.-Nr.	R.A4Δ.4□2	R.A4Δ.4□3	R.A4Δ.4□4	R.A4Δ.4□5	R.A4Δ.4□6

Δ = Länge ergänzen: 0 = normal (39 – 44 cm), 7 = kurz (34 – 38 cm)

□ = Fußspitze: 0 = offene Spitze, 1 = geschlossene Spitze

medi® Zweizug-Knöchelbandage

Zweizug-Knöchelbandage zur Weichteilkompression mit vorgeformter Ferse



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression am Sprunggelenk notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Distorsionen, Prellungen
- Schwellungen und Gelenkergüsse (Arthrose / Arthritis)

Therapeutischer Nutzen


- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile

Nahtlos und anatomisch geformtes Gestrick.



Caramel



Clima Comfort



Clima Fresh



Fesselumfang (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	3.270.011	3.270.012	3.270.013	3.270.014	3.270.015	3.270.016

Maßanfertigung auf Basis „AB/AB¹-Socle“ (Qualität mediven 550) erhältlich.

Achimed®

Komfort-Achillessehnenbandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Pelotte

Hilfsmittelnummer: 05.02.01.1000



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Druckpelotte(n) an der Achillessehne notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Akute und chronische Achillessehnenentzündung
- Achillodynie
- Achillobursitis

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotten (Massageeffekt)
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch kompressives Gestrick (CCL II)
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL
medi.biz/Achimed
zu den therapiebegleitenden Übungen


Produktvorteile




Innovatives Komfortgestrick mit Dehnungszone (im Einstiegsbereich) und erweiterter Entlastungszone am Spann.



Vergrößerte 3D-Silikon-Pelotte – zweigeteilt für sanften Massageeffekt ohne Druck auf die Achillessehne.



Silber




Clima Comfort




Clima Fresh

Kostenlos in jeder Verpackung



Separate Fersenkeile zur Sehnenentlastung.



Inklusive Anziehhilfe für leichteres Anlegen.



Fesselumfang (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	K.020.221	K.020.222	K.020.223	K.020.224	K.020.225	K.020.226

Levamed®

**Komfort-Sprunggelenkbandage
zur Weichteilkompression mit
3D-Silikon-Pelotten**

Hilfsmittelnummer: 05.02.01.0002



Auch als Levamed®
E-motion® erhältlich
(S. 129)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Zusatzpolster(n) am Sprunggelenk notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Distorsionen, Prellungen
- Schwellungen und Gelenkergüsse (Arthrose / Arthritis)

Therapeutischer Nutzen

- Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotte (Massageeffekt)
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern: eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Produktvorteile



Innovatives Komfortgestrick mit Dehnungszone (im Einstiegsbereich) und erweiterter Entlastungszone am Spann.




3D-Silikon-Pelotte für einen sanften Massageeffekt und zur Reduktion von Schwellungen.



Silber



Clima Comfort



Clima Fresh

Kostenlos in jeder Verpackung



Inklusive Anziehhilfe für leichteres Anlegen.



Fesselumfang (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	K.010.221	K.010.222	K.010.223	K.010.224	K.010.225	K.010.226

Levamed® active

Komfort-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression mit elastischem Gurtband

Hilfsmittelnummer: 05.02.01.2006



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Zusatzpolster(n) am Sprunggelenk notwendig ist und durch zusätzliche Funktionselemente, mindestens eine Bewegungsrichtung eingeschränkt wird, wie zum Beispiel:

- Distorsionen mit Kapselüberdehnung
- Chronische Bandinstabilitäten mit wiederkehrenden Supinationstraumen (Umknickverletzungen)
- In der zweiten Behandlungsphase von Außenbandrupturen
- Konservative Behandlung von Verletzungen des Syndesmosebandes, wo keine Operation notwendig ist

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotten (Massageeffekt)
- Stabilisierung des Gelenks durch Zusammenspiel von kompressivem Gestrick (CCL II) und zusätzlichem Gurtsystem
- Positive Beeinflussung der Koordination und Propriozeption durch kompressives Gestrick (CCL II) und 3D-Silikon-Pelotten
- Einschränkung der Supinationsbewegung durch individuell einstellbares Gurtsystem

Produktvorteile



Innovatives Komfortgestrick mit Dehnungszone (im Einstiegsbereich) und erweiterter Entlastungszone am Spann.




Bewährter Stabilisierungsgurt: individuell kürzbar und abnehmbar.



3D-Silikon-Pelotte für sanften Massageeffekt und zur Reduktion von Schwellungen.



Silber



Clima Comfort



Clima Fresh

Kostenlos in jeder Verpackung



Inklusive Anziehhilfe für leichteres Anlegen.



Fesselumfang (cm)	17 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
Größe	I	II	III	IV	V	VI
Art.-Nr.	K.012.2◇1	K.012.2◇2	K.012.2◇3	K.012.2◇4	K.012.2◇5	K.012.2◇6

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts



medi[®] Ankle RTS[®]

**Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung
in einer Ebene, einstellbar**

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.1051

medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 102)



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des oberen oder unteren Sprunggelenks in einer Ebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Distorsionen (z. B. Supinationstrauma)
- Chronische Bandinstabilitäten im oberen und unteren Sprunggelenk
- Präventiv nach Supinationstrauma, insbesondere bei sportlicher Aktivität
- Leichte Verletzungen des Syndesmosebandes

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des oberen oder unteren Sprunggelenks
- Individuell einstellbare Stabilisierung und Bewegungsfreiheit
- Die Orthese kann einem Umknicken des Sprunggelenks entgegenwirken
- Verhinderung schädlicher Gelenkbewegungen (Supination / Pronation)
- Effektive Entlastung und Schutz der Kapsel- / Bandstrukturen

Produktvorteile



POWER-LIFT-FUNKTION:
Zugwirkung am Fußaußenrand schützt effektiv den Bandapparat.



EASY-2-STRAP-SYSTEM:
Einfache Handhabung und Einstellung dank intuitiver Gurtführung.



BEQUEMER EINSTIEG UND OPTIMALER TRAGEKOMFORT:
Durch schlankes Design und geringes Gewicht.

Schwarz

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/ankle** zu den therapiebegleitenden Übungen



¹ Primärmaß

² Sekundärmaß

Fesselumfang¹ (cm)	18 – 21	22 – 25	26 – 30
Schuhgröße²	35 – 38	39 – 42	43 – 47
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	G.096.0◇2	G.096.0◇3	G.096.0◇4

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi[®] Ankle sport brace

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene, einstellbar

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.1045



medi Rehab[®] one zur Ödemtherapie (S. 102)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des oberen oder unteren Sprunggelenks in einer Ebene notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Chronische Bandinstabilitäten im oberen und unteren Sprunggelenk
- Nach Distorsionen (zum Beispiel Supinationstrauma)
- Präventiv nach Supinationstrauma, insbesondere bei sportlicher Aktivität
- Leichte Verletzungen des Syndesmosebandes


Therapeutischer Nutzen

- Individuell einstellbare Stabilisierung und Bewegungsfreiheit
- Die Orthese kann einem Umknicken im Sprunggelenk entgegenwirken
- Stabilisierung des Sprunggelenks


Kostenlos in jeder Verpackung
medi blox + QR-Code zu
therapiebegleitenden
Übungen!



Produktvorteile



Flache Stoffösen für einen hohen Tragekomfort im Schuh.



Leicht zu versetzende, zu entfernende seitliche Stabilisierungselemente.



Schnell und einfach abnehmbare oder versetzbare Achtergurtung.

 Schwarz



Spann-Fersenumfang (cm)	25 – 28	28 – 30	30 – 33	33 – 35	35 – 37
Schuhgröße	34 – 36	36 – 40	40 – 43	43 – 46	46 – 48
Größe	XS	S	M	L	XL
Art.-Nr.	G.095.001	G.095.002	G.095.003	G.095.004	G.095.005

M.step®

**Funktionelle Sprunggelenk-
orthese mit Schaumstoff-Gel-
Polsterung**

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.0011



medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 102)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und / oder Supination notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad II + III) (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Distorsionen
- Bei chronischer Instabilität des oberen Sprunggelenks

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Schutz vor unzuträglichen Pronations- und Supinationsbewegungen und Schutz des Knöchels
- Integrierte Abstandspolster sorgen für gute Druckverteilung für zusätzlichen Schutz des Knöchels

Produktvorteile



Leichte Schaum-Gel-Polster passen sich den anatomischen Strukturen an für eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung.



Optimale Patientenversorgung dank drei verschiedener Varianten (Standard, Athletic und Kidz).



An Schwellungszustand des Knöchels individuell und leicht anpassbar.

Versetzbare und individuell einstellbare Gurte für hohen Tragekomfort.

Im Schuh tragbar.

Schwarz



medi Kidz –
auch als medi
Kidz Version
erhältlich.

Ausführung	Standard	Athletic	Kidz
Art.-Nr.	G.090.009	G.091.009	G.093.009

Levamed® stabili-tri®

3-fach modulare Orthese zur funktionellen Versorgung von Sprunggelenkverletzungen

Hilfsmittelnummer: 23.02.04.0004



medi Rehab® one zur Ödemtherapie (S. 102)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung beziehungsweise Bewegungseinschränkung des Sprunggelenks mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der verletzten oder geschädigten Strukturen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Sprunggelenksdistorsionen (Grad II bis III)
- Chronische Instabilitäten des OSG und USC
- Postoperative Versorgung nach Operation am Bandapparat des Sprunggelenks


Therapeutischer Nutzen

- Modularer Aufbau unterstützt eine funktionelle Behandlung
- Anpassbar an die jeweilige Heilungsphase (stadienadaptiert) für eine sichere Therapie und Mobilisation des Patient:innen
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch Zusammenspiel aus kompressivem Gestrick, unelastischem Stabilisierungselement und zusätzlichem Gurtband
- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch anatomisch geformtes kompressives Gestrick
- Begrenzung von Pro- und Supinationsbewegungen durch Kombination aus Gurtband und unelastischem medialem Stabilisierungselement
- Verbesserte Propriozeption durch kompressives Gestrick

Produktvorteile



Talus-Lock-Zunge mit Kreuzschnürung für flexible Druckanpassung und einfache Handhabung durch Klickösen.



Besonders weite Öffnung der Zunge für möglichst schmerzfreies und komfortables An- und Ablegen.



Innen liegendes Stabilisierungselement ist thermoplastisch verformbar.

Azurblau



Clima Comfort



Clima Fresh

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/ankle** zu den therapiebegleitenden Übungen



Fesselumfang (cm)	17 – 21	21 – 24	24 – 27	27 – 30
Größe	I	II	III	IV
Art.-Nr.	K.012.3◇1	K.012.3◇2	K.012.3◇3	K.012.3◇4

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

protect.CAT® Walker / short

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung
in vorgegebener Position

Hilfsmittelnummer:

protect.CAT Walker 23.06.01.0045

protect.CAT Walker short 23.06.01.0065



medi Rehab® one zur
Ödemtherapie (S. 102)

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Achillessehnenverletzungen (postoperativ / konservativ)
- Bei stabilen Fuß- und Gelenkfrakturen, Frakturnachbehandlung (konservativ)
- Nach OSG-Luxation
- Nach Band- / Weichteil- und Sehnenverletzungen (postoperativ / konservativ)

Therapeutischer Nutzen

- Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position
- Vier Gurte für hohe Stabilität
- Talus-Gurt: Gurt über dem Talus kann dessen Vorschub einschränken

Produktvorteile



Ein-Kammer-Luftsystem führt medial und lateral um den Knöchel bis in den Vorfußbereich.



Integrierte Luftpumpe und Entlüftungsventil für einfache Bedienung und Regulierung des Drucks.



Zehenschutz kann leicht verstellt und abgenommen werden.




Flache, abgerundete und rutschfeste Sohle kann ein natürliches Gangbild unterstützen.

Geringes Gesamtgewicht, leichte Schalenbauweise.

Grau



protect.CAT
Walker short



Schuhgröße	36 – 40	40 – 44	44 – 47
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	G.950.□12	G.950.□13	G.950.□14

□ = Variante ergänzen: 0 = protect.CAT Walker, 1 = protect.CAT Walker short

medi[®] ROM Walker

Unterschenkel-Fußorthese mit
einstellbaren Bewegungsumfängen



medi Rehab[®] one zur
Ödemtherapie (S. 102)

Indikationen


Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung in Gelenken der Unterschenkel-Fuß-Region notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Fibulafrakturen (postoperativ und konservativ)
- Nach Luxationsfrakturen des oberen Sprunggelenks
- Nach Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel (konservativ)
- Nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- Nachbehandlung von Sprungbein-, Fersenbein-, und Innenknöchelfrakturen
- Bei frühfunktioneller Therapie bei Achillessehnenruptur (konservativ / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Unterschenkel-Fußorthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen
- Fünf Gurte für hohe Stabilität
- Einstellbare Fixierung des Rückfußes durch zusätzlichen Fersengurt
- Extensions- und Flexionsbegrenzung können vor unzuträglichen Gelenkbewegungen schützen und können verletzte Strukturen entlasten / die Behandlung unterstützen
- Limitierungsmöglichkeiten
 - Plantarflexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Dorsalextension: 0°, 10°, 20°
 - Immobilisierung: 10° Schritte

Produktvorteile



Einfache Einstellung der Gelenke in Plantarflexion / Dorsalextension und Immobilisation durch medi Quick-Set-Gelenk.


Flache, abgerundete und rustchfeste Sohle kann ein natürliches Gangbild unterstützen.

Anformbare seitliche Gelenkschienen zur Verbesserung der Passform.

Polster zuschneidbar, zur individuellen Anpassung.

Hautfreundliches Innenmaterial für hohen Tragekomfort.

 Dunkelblau



Schuhgröße	32 – 38	38 – 43	43 – 48
Größe	S	M	L
Art.-Nr.	G.160.002	G.160.003	G.160.004





HINWEIS: 
Alle medi Bandagen
und Orthesen sind in den
kleinen Größen auch
für Kinder geeignet.
Bitte beachten Sie die
entsprechenden
Maße.

medi® Collar soft Kidz

Orthese zur Stabilisierung der Halswirbelsäule




Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der HWS notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Zervikalsyndrom
- Muskulärer Schiefhals (Torticollis)
- HWS-Schleudertrauma
- Instabilitäten der Halswirbelsäule
- Rheumatische Schmerzen

Therapeutischer Nutzen

- Wärmende und unterstützende Funktion



Halsumfang (cm)	18 – 22 (Höhe 5 cm)	22 – 28 (Höhe 6 cm)	28 – 33 (Höhe 7 cm)
Größe	I	II	III
Art.-Nr.	R.222.011	R.222.012	R.222.013

medi® Clavicle support Kidz

Klavikula-Bandage

Hilfsmittelnummer: 05.09.02.0036



Indikationen

Alle Indikationen bei denen eine Positionierung und Ruhigstellung des Schlüsselbeins notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Luxation des Acromioclaviculargelenkes
- Acromioclavikularfraktur

Therapeutischer Nutzen

- Durch eine leichte Rückführung der Schulter wird eine Fixierung des Schultergürtels erreicht
- Durch die gesicherte Halteposition können bewegungs- begleitende Schmerzen reduziert werden
- Die Orthese dient der Stabilisierung der verletzten Bänder
- Die temporäre Ruhigstellung unterstützt den Heilungs- prozess der Bandstrukturen und / oder des Knochens
- Zur Positionierung und Ruhigstellung des Schlüsselbeins
- Durch die besondere Konstruktion können Druckirritatio- nen im verletzten Bereich verhindert werden

Alter (Jahre)	von 3 bis 8	von 8 bis 12
Größe	I	II
Art.-Nr.	R.333.011	R.333.012

medi® Armschlinge Kidz

SchulterSchlinge zur Lagerung in Innenrotation;
0° Abduktion



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Sichere Lagerung der Schulter und des Ellenbogens in Innenrotation
- Limitierung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Möglichkeit zur sicheren Immobilisierung der Schulter
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (zum Beispiel Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Durch sichere Lagerung wird Heilungsprozess unterstützt

Produktvorteile

Speziell für die Anatomie von Kindern entwickelt.

Weiches Material und Polster für hohen Tragekomfort.

Modernes, kindgerechtes Design.



Hinweis

Kinder ab circa zwölf Jahren können auch die medi Armschlinge benutzen (siehe S. 38).

Alter (Jahre)	von 3 bis 8	von 8 bis 12
Größe	I	II
Art.-Nr.	R.040.GK1	R.040.GK2

medi Arm fix[®] Kidz

SchulterSchlinge zur Lagerung in Innenrotation;
0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0019



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Schutz vor unzuträglichen Gelenkbewegungen des Schulter- und Ellenbogengelenks
- Einschränkung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche begünstigt frühfunktionelle Bewegungen
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Zuverlässige Einschränkung von Bewegungen, die den Heilungsprozess stören würden

Produktvorteile



Eigenständiges An- und Ablegen möglich.



Konstruktion erleichtert frühfunktionelle Bewegungen.




Vorgeformte Oberarmschlaufe erleichtert einhändiges Anlegen.



Hinweis

Ab einem Taillenumfang von mehr als 70 cm kann die medi Arm fix verordnet werden (siehe S. 39).



Taillenumfang (cm) bis 70

Art.-Nr. R.050.K19

medi® Epico ROM®s Kidz

Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung
mit Immobilisierung des PRU-Gelenks

Hilfsmittelnummer: 23.08.02.1003



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie zum Beispiel:

- Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder
- Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen
- Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen
- Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
- Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen
- Radiusköpfchenfraktur (konservativ, postoperativ)
- Sicherung des Heilungsergebnisses nach prothetischer Versorgung
- Distale Humerusfraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung der Pronations- sowie Supinationsbewegung des Unterarmes durch immobilisierende Handauflage
- Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des PRU-Gelenks
- Definierbare Bewegungsbegrenzung (0° – 120°) gewährleistet eine therapiegerechte Mobilisierung und fördert damit den Heilungsprozess
- Durch die Führung und definierte Bewegungsbegrenzung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Die Orthesen-Konstruktion ermöglicht eine frühfunktionelle Mobilisierung des Ellenbogens in definierten Bewegungsumfängen

Produktvorteile

Einstellbare Flexions- und Extensionsbegrenzung (in 10er-Schritten) von 0° – 120°.

Ausgestellte Handauflage mit angenehmem Material für mehr Tragekomfort – auch bei hohen Schwellungszuständen der Hand.

Rutschsichere Oberarm-Polster, die sich dem Oberarm flexibel anpassen und einen sicheren Sitz unterstützen. Die Polster sind zur individuellen Anpassung einfach kürzbar.


Hoher Tragekomfort dank geringem Gesamtgewicht (100 % Aluminium).

Hoher Tragekomfort und einfache Handhabung durch flaches Quick-Set-Gelenk.



Hinweis

Ab einer Unterarm-länge von mehr als 29 cm kann die medi Epico ROMs verordnet werden (siehe S. 53).



Unterarmlänge (cm)	24 – 29
Größe	S
Art.-Nr.	R.031.◇K9

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

Manumed® Kidz

Handgelenkorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4011



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Ruhigstellung bei Distorsionen
- Tendinitis, Tendovaginitis
- Konservativ bei stabiler distaler Radiusfraktur
- Arthrotische Veränderungen im Bereich des Handgelenks

- Karpaltunnelsyndrom (konservativ, postoperativ)
- Verletzungen des triangulären Komplexes (TFCC)
- Loge-de-Guyon-Syndrom

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung und Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens



Hinweis

Ab einem Handgelenkumfang von mehr als 15 cm kann die Manumed verordnet werden (siehe S. 60).



Handgelenkumfang (cm)	10 – 11	11 – 13	13 – 14	14 – 15
Größe	I	II	III	IV
Art.-Nr.	R.110.◇51	R.110.◇52	R.110.◇53	R.110.◇54

◇ = Ausrichtung ergänzen: 2 = links, 3 = rechts

medi® Classic Kidz

Knieorthese zur Immobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.01.0009



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)

- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Patellaluxation
- Nach kniegelenksnahen Frakturen

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung in gestreckter (0°) Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen



Hinweis

Ab einer Schienenlänge von mehr als 40 cm kann die medi Classic verordnet werden (siehe S. 96).

Länge der Orthese (cm)	21	26	31	40
Größe	I	II	III	IV
Art.-Nr.	5.650.0K1	5.650.0K2	5.650.0K3	5.650.0K4

medi[®] ROM Kidz

Universalknieschiene zur Mobilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.04.02.0006



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Meniskusverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Sehnenverletzungen (posttraumatisch / postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenks
- Ruhigstellung in einstellbarer Position
- Die Ruhigstellung des Kniegelenks kann zu einer Schmerzreduktion führen
- Kontrollierte Mobilisierung des Kniegelenks durch variable Extensions- beziehungsweise Flexionsbeschränkungen



Hinweis

Ab einer Schienenlänge von mehr als 35 cm kann die medi ROM verordnet werden (siehe S. 95).

Länge der Orthese (cm)	25	35
Größe	kurz	lang
Art.-Nr.	G.180.0K1	G.180.0K2

M.step[®] Kidz

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.0011



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und / oder Supination notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad II + III) (posttraumatisch / postoperativ)
- Nach Distorsionen
- Bei chronischer Instabilität des oberen Sprunggelenks

Therapeutischer Nutzen

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Schutz vor unzuträglichen Pronations- und Supinationsbewegungen und Schutz des Knöchels

Größe	universal
Art.-Nr.	G.093.009

medi® Walker boot Kidz

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.0049



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Nach Band-/ Weichteil- und Sehnenverletzungen (postoperativ / konservativ)
- Bei stabilen Fuß- und Gelenkfrakturen, Frakturnachbehandlung (konservativ)
- Nach Mittel- und Vorfußoperation
- Nach schweren Distorsionen

Therapeutischer Nutzen

- Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position
- Vier Gurte für hohe Stabilität

Produktvorteile


Modernes, kindgerechtes Design.

Speziell für Kinder entwickelt.

Flache, abgerundete und rustchfeste Sohle kann ein natürliches Gangbild unterstützen.

Geringes Gesamtgewicht.

Weiches und hautfreundliches Material.



Schuhgröße (EU)	18 – 22	23 – 25	26 – 28	29 – 32
Größe	S	M	L	XL
Art.-Nr.	G.190.0K1	G.190.0K2	G.190.0K3	G.190.0K4





BEI E+MOTION® WIRD PERFORMANCE GROSSGESCHRIEBEN

Vom Material (Performance Material) über die Passform (Performance Fit) bis zum Gestrick (Performance Compression) – die dreifache Kombi bietet effektive Unterstützung bei jeder Bewegung. Mit der Symbiose aus modernem, sportlichem Look und medizinischer Wirkung eignen sich die Bandagen besonders für aktive Menschen, die mehr wollen: mehr Stabilität, Komfort und Performance.

Weitere Informationen: medi.biz/emotion



1 PERFORMANCE MATERIAL

Mit Merino-Wolle und Dry Skin Technologie.

2 PERFORMANCE FIT

Ergonomisches Sportgestrick –
angenehm bei jeder Bewegung.

3 PERFORMANCE COMPRESSION

Stabilität, Massage und Power¹ im Gestrick.

¹ Rückstellkraft im Gestrick

Genumedi® E+motion®

Performance-Kniebandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Quarz-Pelotte

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Druckpelotte(n) um die Knie Scheibe notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Arthrose und Arthritis
- Patellofemorales Schmerzsyndrom

Erhältlich in den Größen 1 – 7

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle:

geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für

optimales Feuchtigkeitsmanagement.



PERFORMANCE FIT

Perfect-Fit-Haftband – sitzt bei jeder Bewegung.

Grip-Ons für einfaches Anziehen.

XL-Bewegungszone für mehr Performance.


Ergonomische Form.

Passgenaue Pelotte für jede Größe.


PERFORMANCE COMPRESSION

3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹ im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.



Ausführung	Art.-Nr.
Standard	K.100.60*
Extraweit	K.100.61*



(d) cm	(f) cm	(f) cm extraweit	Größe
25 – 28	37 – 40	–	*1
28 – 31	40 – 43	–	*2
31 – 34	43 – 46	46 – 49	*3
34 – 37	46 – 49	49 – 52	*4
37 – 40	49 – 52	52 – 55	*5
40 – 43	52 – 55	55 – 58	*6
43 – 46	55 – 58	58 – 61	*7

¹ Rückstellkraft im Gestrick

Manumed® active E+motion®

Performance-Handgelenkbandage zur Weichteilkompression mit Stabilisierungsstab

Erhältlich in den Größen 1 – 4
Hilfsmittelnummer 05.07.02.0127

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stützung des Handgelenks durch eine Verstärkung beziehungsweise Pelotte notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Handgelenksverletzungen (zum Beispiel Verstauchungen, Distorsionen)
- Handgelenksarthrose
- Tendovaginitis
- Instabilitätsgefühl

INKLUSIVE
ANZIEHHILFE

PERFORMANCE COMPRESSION

Gurtband mit Quarz-Pad

zur Stabilisierung.

Entlastung des Handknöchels durch

Gurtbandöffnung.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹

im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE FIT

Ergonomischer Stabilisierungsstab

auf der Handinnenfläche.

XL-Bewegungszone im Daumenbereich

für mehr Performance.

Nahtloses Gestrick.

Ergonomische Form.

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

 black geometric

Ausführung	Art.-Nr.
links	K.412.60*
rechts	K.413.60*



cm	Größe
13 – 15	*1
15 – 17	*2
17 – 19	*3
19 – 21	*4

¹ Rückstellkraft im Gestrick

Epicomed® E+motion®

Performance-Ellenbogenbandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Quarz-Pelotten

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit Profilpolstern am Ellenbogen notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Epicondylopathia humeri radialis oder ulnaris
- Arthrose und Arthritis

Erhältlich in den Größen 2 – 6

Hilfsmittelnummer 05.08.01.1001

PERFORMANCE COMPRESSION

3D-Silikon-Quarz-Pelotte

zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Abnehmbares Gurtband

mit Druckskala.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹

im Gestrück – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE FIT

Stretch-Rippbündchen –

bequem für jede Oberarmgröße.

Anti-Slip-System – sitzt bei jeder

Bewegung.

XL-Bewegungszone für mehr


Performance.

Ergonomische Form.


PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.



Art.-Nr.: K.400.60*



cm	Größe
20 – 23	*2
23 – 26	*3
26 – 29	*4
29 – 32	*5
32 – 35	*6



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/epi** zu den therapiebegleitenden Übungen

¹ Rückstellkraft im Gestrück

Levamed® E+motion®

Performance-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon-Quarz-Pelotten

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler / lokalen Zusatzpolster(n) am Sprunggelenk notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Instabilitäten
- Distorsionen, Prellungen
- Schwellungen und Gelenkergüsse (Arthrose / Arthritis)

Erhältlich in den Größen 1 – 5

Hilfsmittelnummer 05.02.01.0002

INKLUSIVE
ANZIEHHILFE



PERFORMANCE FIT

- Angenehmes **Sockenbündchen**.
- **Extragroße Dehnungszone** im Einstiegsbereich.
- **Ergonomische Form**.
- **XL-Bewegungszone** für mehr Performance.

PERFORMANCE COMPRESSION

Extradünne 3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹ im Gestrück – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

 black geometric

Art.-Nr.: K.010.60*



cm	Größe
17 – 20	*1
20 – 22	*2
22 – 24	*3
24 – 26	*4
26 – 28	*5

¹ Rückstellkraft im Gestrück

Lumbamed® plus E+motion®

Performance-LWS-Orthese mit 3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Stabilisierung und Massage

Unisex-Größen 1–5

für eine effiziente Lagerhaltung

Hilfsmittelnummer 23.14.03.2018

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung der LWS durch Druckumverteilung mit einer Rückenpelotte notwendig ist, wie zum Beispiel:

- Lumbalgie
- Muskuläre Dysbalancen im Lendenbereich



PERFORMANCE COMPRESSION

Atmungsaktive 3D-Quarz-Massage-Pelotte zum Abbau von Muskelverspannungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power¹ im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.


Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

PERFORMANCE FIT


XL-Bewegungszone durch extragroßen Beinausschnitt.

Performance-Verschluss mit Doppelklett und ergonomischen Handschlaufen.


Ergonomische Form.



Ausführung	Art.-Nr.
Unisex	K.210.60*



Damen / Hüfte	
cm	Größe
76 – 86	*1
86 – 98	*2
98 – 111	*3
111 – 125	*4
125 – 140	*5



Herren / Taille	
cm	Größe
66 – 76	*1
76 – 88	*2
88 – 101	*3
101 – 115	*4
115 – 130	*5

¹ Hohe Rückstellkraft im Gestrick



YourPhysioTraining



Per QR-Code oder
Short-URL
medi.biz/Lumbamed
zu den therapie-
begleitenden Übungen

Unsere Unterstützung für Sie

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Informationsmaterial.

Bestellformulare für Sie als Fachhändler:innen



Maßblock
Genumedi
Art.-Nr. 0033201



Bestellblock
Spinomed active (men)
Art.-Nr. 0032204

Broschüren und Kataloge für Sie als Fachhändler:innen




Sortimentsbroschüre
Knie
Art.-Nr. 0030409



Sortimentsbroschüre
Rücken
Art.-Nr. 0030504



Sortimentsbroschüre
Schulter / Ellenbogen
Art.-Nr. 0032302



Kitteltaschenkatalog
Art.-Nr. 0030001

Zweckbestimmung

Rücken

Lumbamed® basic / Lumbamed® active

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

Lumbamed® plus / Lumbamed® plus E-motion®

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Rückenpelotte

Lumbamed® facet / Lumbamed® stabil

Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule

Lumbamed® disc / Lumbamed® pro

Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und zur funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule

Lumbamed® sacro

Orthese zur Stabilisierung des Beckens

Lumbamed® maternity

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit dosierbarem Druck

Spinomed® / Spinomed® active / Spinomed® active men

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene

medi 3 C®

Orthese zur Entlastung der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule (Bewegungseinschränkung in Sagittalebene)

medi® 4C

Orthese zur Entlastung der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule (Bewegungseinschränkung in Sagittal- und Frontalebene)

Schulter

medi® Shoulder action

Schultergelenkorthese mit definierbarer Bewegungsbegrenzung

medi® SAS® light / medi® SLK 90 / medi® SAS® comfort / medi® SAS® 15 / medi® SAS® multi / medi® SAS® 45 / medi® SAK®

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung

medi® Easy sling / medi® Armschlinge / medi® Arm fix®

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

medi® Humeral fracture brace plus

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, einstellbar in einer Ebene

Ellenbogen

Epicomed® / Epicomed® E-motion®

Ellenbogen-Kompressionsbandage mit Pelotten

medi® Epibrace

Epicondylitisorthese zur Entlastung der Muskulatur

medi® Epico active

Ellenbogenführungsorthese mit Extensions- und / oder Flexionsbegrenzung

medi® Epico ROM®s

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks

medi® Epico ROM®s PRU

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks

Hand

Manumed® active / Manumed® active E-motion®

Kompressionsbandage für das Handgelenk

Manumed® / Manumed® RFX

Handgelenkorthese zur Immobilisierung in mindestens zwei Bewegungsrichtungen

Manumed® T

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung

medi® CTS

Handgelenkorthese mit Fingerfixierung zur Immobilisierung

Knie

medi® Zweizug-Kniebandage

Bandage zur Weichteilkompression

Genumedi® /

Genumedi® E-motion®

Kniebandage zur Weichteilkompression

Genumedi® PA / Genumedi® PT /

Genumedi® PSS

Orthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges

Genumedi® pro

Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung

Stabimed® pro RICE / Stabimed® pro

Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung

Stabimed® RICE / Stabimed®

Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

Collamed® / Collamed® long

Knieführungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions- / Flexionsbegrenzung

medi PT control®

Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

medi® Soft OA light

Knieorthese zur Entlastung

medi® Smartfit OA

Knieorthese zur Entlastung und Führung

M.4s® comfort / M.4s® PCL dynamic / M.4 X-lock®

Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions- / Flexionsbegrenzung

M.4s® OA comfort

Rahmenorthese zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks

igli® OA

medi Einlagenrohlinge zur Abgabe an die versorgenden Fachkreise für die Erstellung von Sonderanfertigungen zur indikationsgerechten Versorgung von Fußdeformitäten

medi® ROM

Knieorthese zur Mobilisierung

medi® Classic / medi® Classic air / medi® Jeans

Knieorthese zur Immobilisierung

medi PTS®

Knieorthese zur Immobilisierung und Entlastung

medi Rehab® one

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen

Fuß- und Sprunggelenk

medi® Zweizug-Knöchelbandage /

Levamed® / Levamed® E-motion®

Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks

Achimed®

Achillessehnen-Kompressionsbandage

Levamed® active

Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks mit zusätzlichen Funktionselementen

medi® Ankle RTS® / medi® Ankle sport brace

Einstellbare Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

M.step®

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

Levamed® stabili-tri®

Abrüstbare Sprunggelenkorthese zur Mobilisierung in definierter Position

protect.CAT® Walker / protect.CAT® Walker short

Unterschinkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

medi® ROM Walker

Unterschinkel-Fußorthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen

Kidz

medi® Collar soft Kidz

Orthese zur Stabilisierung der Halswirbelsäule

medi® Clavicle support Kidz

Claviculabandage zur Positionierung und Ruhigstellung des Schlüsselbeins

medi® Armschlinge Kidz / medi® Arm fix® Kidz

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

medi® Epico ROM®s Kidz

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks

Manumed® Kidz

Handgelenkorthese zur Immobilisierung in mindestens zwei Bewegungsrichtungen

medi® Classic Kidz

Knieorthese zur Immobilisierung in gestreckter Position

medi® ROM Kidz

Knieorthese zur Mobilisierung

M.step® Kidz

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

medi® Walker boot Kidz

Unterschinkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

Digitale Anwendungen

companion® patella

Die Digitale Gesundheitsanwendung companion patella ist ein therapeutisches Trainingsprogramm. Die Nutzung ist für Anwender mit diagnostiziertem „Vorderen Kniebeschmerz“ vorgesehen. Dabei werden den Nutzern individualisierte Therapieinhalte evidenzbasiert und leitliniengerecht für die ärztlich diagnostizierten Indikationen „Patellofemorales Schmerzsyndrom (PFSS)“, „Patellaspitzensyndrom (PSS)“ und „Patella(erst)luxation“ zum Eigentraining bereitgestellt. Basierend auf persönlichen Angaben des Anwenders zu Schmerz- und Belastungsempfinden, wird der bewegungstherapeutische Trainingsplan im Verlauf der Therapie kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Zusätzlich bereitet die Digitale Gesundheitsanwendung Daten zu Krankheitsverlauf und Trainingsaktivität für den Nutzer grafisch auf. Neben der Bewegungstherapie bietet ein edukativer Bereich innerhalb der Digitalen Gesundheitsanwendung sowohl krankheitsspezifische als auch allgemeine medizinische Wissensartikel.

Erläuterung zur medizinischen Zweckbestimmung

companion patella ist nicht dafür bestimmt, Informationen zu liefern, die für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen herangezogen werden.

Notizen

[illegible]